

STÅHJÄLPMEDEL

Ståstöd med fast stativ
044808

Ståstöd med
vinkelställbart stativ
044808

Ståstöd med
uppresningsfunktion
044808

Tippbräda
044821

Ståstöd med manuell
framdrift
122724

[Generell information](#)

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



STÅSTÖD MED FAST STATIV

Ståstöd med fast stativ är ett enkelt ståstöd avsett att användas tillsammans med formgjutet ståskal för positionering. Ståstödet ska ge säkerhet och stabilitet till patienten i ståskalet.

Meerkat – [Etac Sverige AB](#)

Meerkat är ett nytt ståstöd från R82. Det finns i 3 storlekar för patienter på max 180 cm inkl. ståskal. Vid behov av att stå utan ståskal, då det inte finns behov av vinkelställbarhet, kan Meerkat utrustas med positioneringsstöd såsom bäckenstöd, knästöd och fotstöd. Som tillbehör finns också en rocker som kan placeras under ståstödet för att möjliggöra balansträning.

Obs! Om patientens bålomkrets inkl. ståskal överstiger 95 cm kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning kring alternativ produkt.



Fakta	1	2	3
Brukarlängd	70-105	95-135	117-180
Brukarvikt	20	65	90
Bredd x Längd	44,5 x 59,5	67 x 86	67 x 86
Bålomkrets	45-60	60-74	70-95

STÅSTÖD MED VINKELSTÄLLBART STATIV

Ståstöd med vinkelställbart stativ är avsett för patienter som kan stå i ståstöd med hjälp av positioneringsstöd såsom bålstöd, bäckenstöd, knästöd och fotstöd i olika varianter. Tillbehören placeras på en centrumprofil som ger steglös justering och stora möjligheter till anpassning efter patientens behov av stöd.

Hip – [Minicrosser AB](#)

Hip ståstativ är steglöst reglerbart i både höjd och vinkel med patienten stående i ståstödet. Bålstöd och bäckenstöd är utformade så att justering kan göras med endast en hand för skapa en trygg och stabil situation för patienten. För individuell anpassning finns kilar som placeras under klädseln på kramstöden.



Fakta	Small	Medium
Fotplatta – axil	50-90	67-113
Bredd x Längd	66 x 60	67,5 x 70
Brukarvikt	40	60
Vinkelställbar	0-80°	0-80°

Toucan – [Etac Sverige AB](#)

Toucan ståstativ har ett brett tillbehörsprogram för att skapa individuell positionering utifrån patientens behov. Centrumstaget vinklas steglöst med patienten stående i ståstödet.



Fakta	1	2	3	4	5
Fotplatta – axil	34-70	54-90	74-110	91-121	111-141
Bredd x Längd	56 x 75	63 x 88	63 x 88	70 x 111	70 x 111
Brukarvikt	30	40	50	60	70
Vinkelställbar	0-30°	0-30°	0-30°	0-20°	0-20°

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



STÅSTÖD MED UPPRESNINGSFUNKTION

Ståstöd med uppresningsfunktion utgår från en sittande position där patienten kan välja sin uppresningstakt, själv eller med hjälp, från sittande till stående. Vid kontrakturer kan uppresning göras så långt det går för patienten med möjlighet att variera beroende på dagsformen. Bordet ställs in i sittande och följer sedan hela rörelsen upp i stående för att ge patienten trygghet och stöd. Färgmarkeringar på produkterna underlättar inställning av höftvinkel i relation till sittdjup.

Bantam – [Anatomic Sitt i Norrköping AB](#)

Bantam kommer med uppresningsfunktion men går även att tilta 0-90° (som en tippbräda) för att avlasta huvudets tyngd samt tryck mot patella. XS och S kommer med manuell uppresning placerad bakom ryggstödet och som därmed regleras av vårdaren. M finns i manuell version med pumphandtag alternativt i elektrisk version som båda kan regleras av patienten själv.



Fakta	XS	S	M
Brukarlängd	71-102	91-137	122-168
Sittdjup	18-31	28-41	27-33 30-35
Rygghöjd	28-37	36-41	40/50
Sitthöjd	48	48	56
Brukarvikt	23	45	91

Evolv II – [Anatomic Sitt i Norrköping AB](#)

Evolv II finns i manuell version med pumphandtag alternativt i elektrisk version som båda kan regleras av patienten själv.



Fakta	M	L	XL
Brukarlängd	122-168	152-188	183-211
Sittdjup	36-48	41-53	48-61
Sitthöjd	55	55	60
Brukarvikt	90	127	159

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne

TIPPBRÄDA

Tippråda används för patienter som behöver utgå från horisontell position vid uppresning till vertikalt läge. Uppresningen blir på så vis långsam och kontrollerad vilket kan möjliggöra för flera patienter att komma upp i stående. I det horisontella läget är det också lättare att placera patienten rätt.

Caribou – [Etac Sverige AB](#)

Caribou är en tippråda för både mag- och ryggstående. Den har en standarddyna och en rad valfria toppdynor som ger optimal rörelsefrihet i stående. Det finns ett brett utbud av positioneringsstöd för att uppfylla varje patients individuella behov. Caribou finns i både manuell och elektrisk version i alla storlekar. Den manuella versionen hanteras via ett fotreglage och har i de två större storlekarna en extra spärr för att säkerställa stabiliteten.

Vid behov av tippråda i större storlekar kontakta hjälpmedelskonsulent för rådgivning kring lämplig produkt.



Fakta	1	2	3	4
Brukarlängd	85-112	98-129	125-156	153-184
Bredd x Längd	51 x 75	57 x 92	65 x 111	75 x 111
Brukarvikt	40	60	80	100

STÅSTÖD MED MANUELL FRAMDRIFT

Ståstöd med manuell framdrift används för patienter som har möjlighet att kombinera tiden i stående med självständig manuell förflyttning.

Rabbit – [Etac Sverige AB](#)

Rabbit är ett ståstöd med drivhjul som patienten kör som en traditionell rullstol. Ståstödet kan användas i kombination med ståskal alternativt med det omfattande tillbehörsprogrammet för positionering som placeras på centrumstaget. Vid användning med ståskal behöver förskrivaren vara uppmärksam på behovet av understödsyta då detta kan vara en begränsning i kombinationen. Centrumstaget kan vinklas steglöst med patienten i ståstödet.

Mått (fingrar till golv)	Drivhjulstorlek
--------------------------	-----------------

25-35	22"
30-40	24"
35-45	26"
40-54	29"
47-61	32"
57-71	36"

Storleken på drivhjulen väljs utifrån brukaren i stående position. Mät från fingrar till golv (om brukaren använder ståskal skall måttet tas stående i detta), välj därefter drivhjul enligt tabellen.



Fakta	1	2	3	4
Fotplatta – axil	55-74	75-108	83-119	96-142
Bredd x Längd	61,5 x 62	68 x 75	69 x 80	70 x 90
Brukarvikt	40	50	60	70
Vinkelställbar	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Hjulstorlek	22/24/26	26/29/32	26/29/32	32/26

Generell information	
Avtal	1704444 samt 1801764
Avrop	<p>Avropsordning vid fler än en leverantör.</p> <p>1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.</p> <p>Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:</p> <p>2) produktens handhavande och funktion.</p> <p>Om fler än en produkt kvarstår väljs:</p> <p>3) produkt med lägst pris.</p>
Leveranstid	<p>10 arbetsdagar: Huvudprodukt med tillbehör samt reservdelar</p> <p>5 arbetsdagar: Tillbehör och reservdelar vid separat beställning</p>
Leverans	Levereras styckvis
Dokument	<p>Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning</p> <p>Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.</p>
Garantitid	<p>4 år: Huvudprodukter och tillbehör</p> <p>1 år: Förslitningsdelar</p>
Logistik	Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.
Support	<p>Utprovningsstöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt.</p> <p>Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.</p> <p>Teknisk support och produktsupport från leverantören ska ge svar ges inom 8 arbetstimmar.</p>
Kontakt sortiment- och avtalsledare	sortimenthjm.hoh@skane.se