



Bästa vårdgivare,

Vi skriver för att informera om att en programvaruuppdatering blir tillgänglig för Omnipod® 5-användare inom den närmsta tiden, vilken omfattar korrigeringsavbuggar och förbättrar larmfunktionen i Omnipod 5-Handenheten. När uppdateringen finns tillgänglig får användare ett meddelande på sin Omnipod 5-Handenhet om att installera en programvaruuppdatering till version **4.0.3**. Anvisningar på Handenhetens skärm vägleder dem genom installationen.

Den uppdaterade versionen gör det möjligt för Omnipod 5-användare att integrera med **FreeStyle Libre 3 Plus-sensorn** och omfattar förbättringar av larmfunktionen. FreeStyle Libre 3 Plus-sensorn blir tillgänglig som ett sensoralternativ i systemet.

Vi rekommenderar användarna att installera programvaruuppdateringen så snart som möjligt för att säkerställa att de har den senaste programvaran. Obs! Uppdateringen kan skjutas upp till en början, men blir obligatorisk längre fram.

Observera:

- Det krävs nya Podar för att ansluta FreeStyle Libre 3 Plus- och FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer.
- Om användare överväger att byta till en annan sensor är detta ett personligt beslut och kan kräva:
 - En ny förskrivning/beställning
 - Lämplig utbildning för den valda sensorn
- Användare ska rådas att:
 - Kontrollera Podkompatibilitet (visas på Podtrågets lock och ytterförpackningen)
 - Använda befintliga Podar och sensorer innan byte till en ny sensor

Nya förbättringar i larmfunktionen

- För användare med kompatibel Abbott-sensor blir integration med FreeStyle Libre 3 Plus-sensorn tillgänglig samt förbättringar i larmfunktionen

- För användare med kompatibel Dexcom-sensor blir integration med Freestyle Libre 3 Plus-sensorn tillgänglig. Förbättringar i larmfunktionen blir tillgängliga för dessa användare under de kommande månaderna
- Det nya informationslarmet "Kontrollera blodglukos" ersätter informationslarmet "Begränsning av Automatiserad tillförsel". När larmet triggas vid högt glukosvärde får användaren meddelandet 'Kontrollera blodglukos'. Omnipod 5-systemet stannar i Automatiserat Läge och fortsätter att göra automatiska korrigeringar baserat på insulinbehov.

Instruktioner för programvaruuppdatering (för din kännedom):

För att ladda ned och installerar Omnipod 5-programuppdateringen, ska användaren:

- Se till att Handenhetens batteri är laddat till mer än 15 %
- Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med stark och säker anslutning

Användare kan följa anvisningarna som visas på Handenhetens skärm.

Svar på vanliga frågor finns [HÄR](#)



Support för varje steg

För ytterligare information kan användare kontakta kundsupport på

08-601 24 40 eller via vårt kontaktformulär [HÄR](#)

*Samtalet kan övervakas och registreras för kvalitetsövervakning.

©2026 Insulet Corporation (tillverkare). Insulet, Omnipod och Omnipod-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Insulet Corporation. Med ensamrätt. FreeStyle, Libre och relaterade varumärken tillhör Abbott Diabetes Care, Inc och används med tillstånd. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Användningen av tredje parts varumärken utgör inte någon rekommendation och innebär inte ett förhållande eller annan tillhörighet. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederländerna. www.omnipod.com. Fullständig säkerhetsinformation gällande FreeStyle Libre 3 Plus-sensorn finns [HÄR](#). Fullständig säkerhetsinformation inklusive indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner finns i användarhandboken till Omnipod® 5 Automated Insulin Delivery System.

INS-OHS-09-2026-00122 v1, OMNI.SE.302-01-SEP2026



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.se
facebook.com/omnipodsverige | @omnipodse

NordicInfu Care AB (Distributör) · Box 14026 · 167 14 Bromma, telefon 08-601 24 40 · www.infucare.com

**Making
Diabetes
Easier™**

CE
2797