

Cyklar och stödhjul

3-hjuliga cyklar

Stödhjul
121821

Pedaler
121806

Handdrivna
121809

Generell information

3-HJULIG CYKEL MED 2 HJUL BAK OCH DUBBELT VEVPARTI

Jörn, Line och Rasmus DK – [Pernova AB](#)

Jörn, Line och Rasmus DK är 3-hjuliga cyklar med 2 hjul bak, fast nav och ett dubbelt vevparti vilket innebär att fotplattorna hela tiden hålls i ett horisontellt läge.

Cykeln levereras med standard sadel och styre. Det finns ett omfattande sortiment av tillbehör för anpassning till den specifika patienten.



3-HJULIG CYKEL MED 2 HJUL BAK OCH ENKELT VEVPARTI

S3 – [Skeppshultscykeln AB](#)

S3 cykeln från Skeppshult är en 3-hjulig cykel med 2 hjul bak och enkelt vevparti. Den finns med fast nav, utan växlar eller med 3 alternativt 7 växlar beroende på cykelns storlek.

Cykeln levereras med standard sadel, styre och parkeringsbroms. Det finns ett omfattande sortiment av tillbehör för anpassning till den specifika patienten. Styrstam som är ställbar för anpassad justering mellan styre och sadel finns.



3-HJULIG CYKEL MED 2 HJUL BAK OCH ALTERNATIV SITSTÄLLNING

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

3-HJULIG CYKEL MED 2 HJUL FRAM OCH ENKELT VEVPARTI

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

Fakta	Benlängd	Sittrör-Styrrör	Instegshöjd	Brukarvikt	LängdxBredd
Jörn	30-40		19	30	77x50
Line	40-55		24	50	107x65
Rasmus	53-65		26	50	125x75
S3 12"	33-43	33	16	75	102x58
S3 16" Mini	34-49	43	18	75	129x69
S3 16" Std	37-59	43	18	75	129x69
S3 20"	59-81	48	20	100	157x77
S3 24"	68-92	60	18	145	180x77

HANDDRIVEN CYKEL MED PUMPSTYRE

Armbike – [Armbike](#)

Armbike drivs fram med hjälp av styret i en typ av roddrörelse.



HANDDRIVEN CYKEL MED VEVREGLAGE

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

HANDDRIVEN CYKEL SOM KOPPLAS TILL RULLSTOL

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

STÖDHJUL, FASTA

Stödhjulsats för cyklar – [Haco Rollen AB](#)

Stödhjul med högre stabilitet och större hjul avsedda för 16-26” cyklar. Finns med olika hjulstorlekar.

STÖDHJUL, FJÄDRANDE

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

Fakta	Brukarlängd ca	Sits-fotplatta	Sits	Ryggstöd	Instegshöjd	Brukarvikt	LängdxBredd
Armbike 12”	Upp till 105	18-22	25x20	25x26	12	30	88x65
Armbike 16”	105-135	21-25	30x20	30x26	15	60	110x70
Armbike 20”	135-160	29-33	38x29	38x30	17	75	130x74
Armbike 28”	155-190	36-40	44x39	44x34	28	90	155x75

Generell information	
Avtal	2019-O001492-02
Avrop	<p>Avropsordning vid fler än en leverantör.</p> <p>1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.</p> <p>Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:</p> <p>2) produktens handhavande och funktion.</p> <p>Om fler än en produkt kvarstår väljs:</p> <p>3) produkt med lägst pris.</p>
Leveranstid	<p>10 arbetsdagar: Huvudprodukt med tillbehör samt reservdelar</p> <p>5 arbetsdagar: Tillbehör och reservdelar vid separat beställning</p>
Leverans	Levereras styckvis
Dokument	<p>Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning</p> <p>Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.</p>
Garantitid	<p>4 år: Huvudprodukter och tillbehör</p> <p>1 år: Förslitningsdelar</p>
Logistik	Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.
Support	<p>Utprovningssöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt.</p> <p>Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.</p> <p>Teknisk support och produktsupport från leverantören ska ge svar ges inom 8 arbetstimmar.</p>
Kontakt sortiment- och avtalsledare	sortimenthjm.hoh@skane.se