

POSITIONERINGSKUDDAR

Formbara kuddar

Bassortiment
044827

Avancerat sortiment
044827

Vacuumkuddar
044827

Kuddar för våta miljöer
044827 & 093339

Fasta kuddar

Stödkil/kilkudde
044827

Underbenskudde
044827

Generell information

FORMBARA KUDDAR - BASSORTIMENT


Bassortiment av positioneringskuddar för att skapa komfort och symmetri, förebygga kontrakturer, motverka progrediering av redan befästa kontrakturer, förbättra positionen för andning samt ge stöd och stabilitet åt kroppen i olika positioner under dygnets 24 timmar. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.

Curera – [Care of Sweden AB](#)

Curera Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till stor hjälp vid omläggning och skötsel. Till kuddarna och rullarna finns även våra mjuka hygienskydd och bomullsöverdrag som tillbehör.

Varje modell finns i flera storlekar.

Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande brandsäkerhet enligt SS8760001.



Fakta	
Material	50% HR-skum / 50% polyesterfiber
Innerkudde	Maskintvätt max 95°C, torktumlas/torkskåp
Hygienöverdrag	Avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C.
Bomullsöverdrag	Maskintvätt max 70°C.


FORMBARA KUDDAR – AVANCERAT SORTIMENT

Avancerat sortiment av positioneringskuddar används då bassortimentet inte kan täcka patientens behov. Kuddar som med individuell specifik positionering används för att skapa symmetri, förebygga kontrakturer, motverka progrediering av redan befästa kontrakturer, förbättra positionen för andning samt ge stöd och stabilitet åt kroppen i olika positioner under dygnets 24 timmar. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i webbsam samt information på leverantörens hemsida.

Carewave – [Togemo AB](#)

CareWave positioneringskuddar kan användas för patienter med ingen eller mycket liten egen förmåga till lägesändringar för att förebygga kontrakturer, deformiteter, trycksår och kontrollera spasticitet, för att avlasta kroppsdelar samt för att åstadkomma funktionella vilolägen och dränagelägen under dygnets 24 timmar.

Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande brandsäkerhet enligt SS8760001.




Fakta	
Material	Polystyren mikrokulor
Innerkudde	Avtorkas med desinfektionsmedel
Hygienöverdrag	Maskintvätt 70-95°C
Bomullsöverdrag	Maskintvätt max 60°C

Positioneringskuddar
Senast redigerad 2019-08-09 av Cecilia Höiby

Tumle – [Uriform AB](#)

TUMLE kudden kan användas vid smärta, för hög eller för låg muskeltonus, kontrakturer, felställningar, demens och oroavslappning och vila. Genom sitt utförande och material ges patienten avlastning då kuddarna formar sig individuellt efter användaren och underlaget.

Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande brandsäkerhet enligt SS8760001.



Fakta	
Material	Polystyrenkulor
Innerkudde	Avtorkas med desinfektionsmedel
Hygienöverdrag	Maskintvätt max 95°C
Bomullsöverdrag	Maskintvätt max 95°C

FORMBARA KUDDAR - VACUUMKUDDAR

Positioneringskuddar där den anpassade formen låses genom vacuum för att uppnå ett bibehållet läge. Lämpligt för patienter där man behöver uppnå ett stabilare stöd än traditionella positioneringskuddar kan ge. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.

Vacushape – [Togemo AB](#)

Positioneringskuddar som består av ett töjbart neopren-överdrag som är fylld med små polypärlor som har en hög friktionskoefficient. För att forma dynan och bestämma dess hårdhet, sugs luft ut med hjälp av en manuell vakuumpump som ingår vid leverans.

Kuddarna är lätta att rengöra och underhålla samt har en lång hållbarhet.

Varje modell finns i flera storlekar.

Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande brandsäkerhet enligt SS8760001.



Fakta	
Material	Nylonbeklädd neopren fylld med polypropenkulor
Innerkudde	Maskintvätt max 45°C i tvättpåse


FORMBARA KUDDAR – KUDDAR FÖR VÅTA MILJÖER

Positioneringskuddar framtagna för att användas i våta miljöer kan användas till patienter för att skapa trygghet och positionering i hygiensituationer samt som flythjälpmiddel i bassäng. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.

Tumle hygien – [Uriform AB](#)

Tumle hygienkuddar möjliggör en trygg och säker position i hygienstol eller duschbrits genom att minska risken för urlidning samt gör situationen mindre utlämnad.

Efter varje användning ska kudden spolas igenom noga och droptorka.



Fakta	
Material	Polystyrenkulor med överdrag av polyestertyg och polyester nät
Kudde	Maskintvätt max 60°C i tvättpåse

FASTA KUDDAR – STÖDKIL/KILKUDDE

Positioneringskuddar för avlastning samt stöd bl.a. i sidoläge. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.

Curera stödkil – [Care of Sweden AB](#)

Curera Stödkil används bland annat till att placera en patient i sidoläge för att avlasta sacrum (korsbenet) som är ett extra tryck känsligt område. Vid sidoläge används två stödkilar samtidigt.

Exempel på användning:

- När brukaren har svårt att ligga helt på sidan
- För att avlasta i trycksårspåbyggande syfte
- När brukaren själv har svårt att ändra viloläge
- Som sparkskydd mot sänggrindar
- Till annan positionering

Positioneringskuddarna är testade och uppfyller standarden för grundläggande brandsäkerhet enligt SS8760001.



Fakta	
Material	100% kallskum med överdrag i polyuretan/polyester
Överdrag	Avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C.

FASTA KUDDAR – UNDERBENSKUDDE

Positioneringskuddar för avlastning samt stöd av benen. För ytterligare produktspecifik information samt tvättråd se dokument i websesam samt information på leverantörens hemsida.

Rhombo-Med venkudde – [Etac Sverige AB](#)

Venkudden ger en avlastade ställning i ryggläge med benen i upphöjt läge för att minska svullnad samt smärta i ben och fötter. Hälsarna kan få en total avlastning genom att placeras utanför kudden.



Fakta	
Material	Elastiska bolsterpärlor samt små rombiska polyuretanstavar
Hygienöverdrag	Maskintvätt max 95°C.

Generell information	
Avtal	2018-0000935
Avrop	<p>Avropsordning vid fler än en leverantör.</p> <p>1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.</p> <p>Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:</p> <p>2) produktens handhavande och funktion.</p> <p>Om fler än en produkt kvarstår väljs:</p> <p>3) produkt med lägst pris.</p>
Leveranstid	10 arbetsdagar
Leverans	Levereras styckvis
Dokument	Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.
Garantitid	2 år (1 år förslitningsdelar)
Logistik	Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.
Support från Leverantören	Utprovningstöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt. Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt. Produktsupport från leverantören ska ge svar inom 8 arbetstimmar.
Kontakt sortiment- och avtalsledare	sortimenthjm.hoh@skane.se