

Produktområde: Sitt och ryggdynor fr o m 2020-12-01

Avtalsinformation:	Avtalsnummer:	DNRGS 200061
	Garanti:	Garanti gäller samtliga produkter (exklusive förslitningsdelar) och är 2 år. Garanti gällande förslitningsdelar är 1 år
	Leveranstid:	Grupp A-C; Leverans ska vara köparen tillhanda inom 5 arbetsdagar
		Grupp D; Leverans ska vara köparen tillhanda inom 10 arbetsdagar
		Tillbehör ska vara köparen tillhanda inom 5 arbetsdagar
		Reservdelar ska vara köparen tillhanda inom 5 arbetsdagar

	Egenskap/ användningsområde	Beskrivning	Brukargrupp	ISO-kod	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör
Enkel dyna som klar att tas i bruk utan inställning eller justering	A1	Förhöjningsdyna Coxit	Sittdyna för brukare med begränsad rörelseförmåga i höft/höfter och har behov av att sitta med öppen höftvinkel.	Vuxen	18 10 06	Förhöjningsdyna coxit lätt/ Bima	
	A2	Kilformad mjuk dyna	Sittdyna för brukare som har behov av att sitta med tippat bäcken.	Barn/ ungdom/ vuxen	18 10 06	Kildyna/Bima	
	A3	Kilformad hård dyna	Sittdyna för brukare som har behov av att sitta med tippat bäcken. Kan även användas tillsammans med rullstolsdyna.		18 10 06	Nima Kildyna Hård/Nimacare	
	A4	Sittdyna för friläggning av sätesregionen	Sittdyna för brukare som har tillfälligt behov av avlastning av sätesregionen vid sittande på stol eller rullstol.	Vuxen	18 10 06	Bima Hålsits/Bima	

	A5	Utjämningsplatta	Platta som placeras under sittdyna i rullstol med hängmattesits.	Barn/ ungdom/ vuxen	18 10 06	Bima utjämningssskiva/Bima
--	----	------------------	--	---------------------	----------	----------------------------

	Egenskap/ användningsområde	Beskrivning	Brukargrupp	ISO-kod	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör
Sittdyna med tryckfördelande egenskaper	B1	Standard rullstolsdyna	Rullstolsdyna för brukare som går korta sträckor men använder rullstol vid längre förflyttningar. Kan själv ändra position i sittande. Sittdynan ska vara klar att tas i bruk utan inställning eller justering.	Barn/ ungdom/ vuxen	18 10 06	Sittdyna Bima basic recond/Bima	
	B2	Stabil framkant	Rullstolsdyna för brukare som har behov av stabilitet i sittande och stabil framkant vid överflyttningar. Kan själv ändra position i sittande. Sittdynan ska vara klar att tas i bruk utan inställning eller justering.	Ungdom/ Vuxen	18 10 06	Curera Plantur Sittdyna/Care of Sweden	
	B3	Sparkfunktion	Rullstolsdyna för brukare som har behov av stabilitet i sittande och som sparkar sig fram. Kan själv ändra position i sittande. Sittdynan ska vara klar att tas i bruk utan inställning eller justering.	Vuxen	18 10 06	Sittdyna Bima kick recond /Bima	
	B4	Tunga brukare	Rullstolsdyna för tyngre brukare som går korta sträckor men använder rullstol vid längre förflyttningar. Kan själv ändra position i sittande.	Tunga brukare	18 10 06	Curera Concept Latus Sittdyna/Care of Sweden	

	Egenskap/ användningsområde	Beskrivning	Brukargrupp	ISO-kod	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör
	C1	Standard rullstolsdyna	Rullstolsdyna för brukare som sitter i rullstol stor del av dagen och har påtagliga svårigheter att själv ändra position i sittandet.	Barn/ Ungdom/ Vuxen	04 33 03	Sittdyna Bima conform barn/Sittdyna Bima conform/Bima	Sittdyna Jay Easy /Sunrise Medical
	C2	Rullstolsdyna till rullstol med elfunktion	Rullstolsdyna brukare som sitter i rullstol stor del av dagen och har påtagliga svårigheter att själv ändra position i sittandet. Sitter i el-rullstol eller rullstol med drivaggregat och har behov av sittdyna med stötreduserande egenskaper.	Vuxen	04 33 03	Nima Luft/Nimacare	

Sittdyna med tryckavlastande egenskaper	C3	Anpassningsbar	Rullstolsdyna för brukare hög risk för att utveckla trycksår, sitter i rullstol stor del av dagen och har påtagliga svårigheter att själv ändra position i sittandet. Har behov av individuell anpassning för utökat stöd och stabilitet i sittande.	Ungdom/ vuxen	04 33 03	Sittdyna Matrx Libra/Invacare	Sittdyna 2R Hybrid Elite/Permobil	Sittdyna Jay Balance P Fluid/Sunrise medical
	C4	Anpassningsbar med luftfyllda celler	Rullstolsdyna för brukare som har trycksår eller har hög risk för att utveckla trycksår, sitter i rullstol stor del av dagen och har påtagliga svårigheter att själv ändra position i sittandet. Har behov av individuell anpassning i sittande.	Ungdom/ vuxen/ tunga brukare	04 33 03	Sittdyna Starlock 10/Etac	Sittdyna ROHO Quadro Select Högprofil /Permobil	
	C5	Ventilerad/ luftgenomsläpplig med anatomiskt formad sittyta	Rullstolsdyna för brukare som sitter i rullstol stor del av dagen, är fukt och värmekänsliga och har hög risk för att utveckla trycksår. Har behov av stabilitet i sittande.	Ungdom/ vuxen	04 33 03	Stimulite® Contured, Extra mjuk, plan botten Stimulite® Slimline™, Extra mjuk, plan botten/Göran Sjäden	Sittdyna Vicair Adjuster O2/Invacare	Sittdyna Vicair Vector O2/Invacare
	C6	Ventilerad/ luftgenomsläpplig med stabil framkant	Rullstolsdyna för brukare som sitter i rullstol stor del av dagen, är fukt och värmekänsliga och har hög risk för att utveckla trycksår. Har behov av stabilitet i sittande och vid överflyttningar.	Ungdom/ vuxen	04 33 03	Stimulite® Classic, Extra mjuk, plan botten Stimulite® Smart, Extra mjuk/Göran Sjäden	Sittdyna Vicair Active O27Invacare	

	Egenskap/ användningsområde	Beskrivning	Brukargrupp	ISO-kod	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör	Artikel/leverantör
Ryggsystem	D1	Stöd för bål i olika höjd, djup och vinkel	Ryggstöd som är fästs på en rullstol. För brukare som har behov av mer stöd än vad rullstolens ryggstöd kan erbjuda.	Barn/ ungdom/ vuxen	18 10 03	Ryggdyna Jay J3 Std/Sunrise Medical	
	D2	Stöd för bål i olika höjd, djup, vinkel och rotation	Ryggstöd som är fästs på en rullstol. För brukare med roterad bål som har behov av mer stöd än vad rullstolens ryggstöd kan erbjuda.	Barn/ ungdom/ vuxen	18 10 03	V-trak ryggstöd/Svan Care	