

FÖRSTORANDE VIDEOSYSTEM OCH LÄSMASKINER

Stationär läskamera

Liten läskamera

Hopfällbar
läskamera

Handhållna
förstoringssystem
4"-5"

Handhållna
förstoringssystem
7"-8"

Stationärt system
kopplat till dator

Portabelt system
kopplat till dator

Läsmaskin

Avtalsinformation

Stationär läskamera

LVI – www.lvi.se

Stationär läskamera kan beställas med leverans och installation hos brukaren. Kilometerersättning och installation läggs på separata sesam artikelnr i samband med beställningen. Leverantören ska montera, installera och ställa in produkten samt ge en kortare instruktion.

Läskamera med 18,5 tums bildskärm, integrerad frontpanel med 5 tryckknappar och inbyggt läsbord med friktionsbromsar. Kan beställas med 3-vredspanel istället för 5-tryckspanel. Går även att beställa med 23 tums skärm.

Leverantör	Produkt
LVI	Magnilink Vision Basic HD

Tillbehör
3-vredspanel
Extern kontrollbox
Bildskärm 23 ”

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



Liten läskamera

Polar print – www.polarprint.se

Liten läskamera som ett alternativ till stationär läskamera när behovet är att kunna använda läskameran i olika rum eller miljöer.

13,3 ” bildskärm.

Förstoring 2,4x till 30 gånger.

3h batteritid.

Flera visningslägen, naturliga färger, högkontrast med mörk eller ljusbakgrund med flera färgval.

Läslinje.

Vikt 2 kg.

Leverantör	Produkt
Polar print	Traveller HD

Tillbehör
Stativ

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



Hopfällbar läskamera

Frölunda data – www.frolundadata.se

Portabel 16 tums läskamera som är hopfällbar.

Vikt 5,2 kg.

Monitorn kan flyttas upp och ner samt roteras 90 grader motsols för att göra kolumn-läsning enklare.

Xy-bord.

Tre tydliga reglage.

Leverantör	Produkt
Frölunda data	Mezzo Vario

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



Handhållna förstoringssystem skärm 4"- 5"

Synsupport Nordiceye – www.nordiceye.se

Handhållet elektroniskt förstoringsglas med HD bildkvalitet och med flexibelt handtag.

4,3 tums skärm

Förstoringsgrad 1,25 – 13, 5 x

Justerbar ljusstyrka.

Artificiella färger i 28 kombinationer.

Frysa bild funktion.

3 h batteritid.

Vikt 205 gram

Väska och laddare ingår.

Leverantör	Produkt
Synsupport Nordiceye	Pebble

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



Handhållna förstoringssystem skärm 7"- 8"

Polar print – www.polarprint.se

Handhållet elektroniskt förstoringsglas med 8 " skärm.

Förstoringsnivå: 2x till 30 x

Pekskärm.

Frysa bild funktion.

Justering av ljusstyrka.

Flera olika kontrastfärger att välja mellan.

Panorera görs enkelt med svepgester på pekskärmen

4-5 h batteritid. Laddningstid 2h.

Lässtöd finns.

Vikt 580 gram.

Väska och laddare ingår.

Leverantör	Produkt
Polar print	Explore HD 8

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



Stationärt system kopplat till dator

LVI – www.lvi.se

Leverantör	Produkt
LVI	Magnilink Pro FHD

Tillbehör
Dockningsbart läsbord med X/Y-bromsar
Bildskärm 18,5 21”, 21” m fot och 23”
Monitorfot
Monitorarm TFT monitor
TTS (text till tal) mjukvara till PC/Mac
Motoriserad avståndskamera
Väggfäste till avståndskamera

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne

Portabelt system kopplat till dator

Avropsordning sker enligt följande:

1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.

Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:

2) produktens handhavande och funktion.

Om fler än en produkt kvarstår väljs:

3) produkt med lägst pris.

LVI – www.lvi.se

Insyn - www.insyn.se

Nordiceye - nordiceye.se



Leverantör	Produkt	Tillbehör till Magnilink Pro FHD
LVI	Magnilink S Full HD 2	Bildskärm 18,5 ”, 23”
		Avståndskamera
		Väggfäste
		Monitorarm för TFT monitor

Leverantör	Produkt	Tillbehör till Onyx PHD
Insyn Scandinavia	Onyx PHD	Läsbord

Leverantör	Produkt	Tillbehör till Transformer
Synsupport Nordiceye	Transformer	Sugproppsfot

Habilitering och Hjälpmedel

Hjälpmedel Skåne



Läsmaskin

LVI – www.lvi.se

Läsmaskinen levereras med kontrollpanel, nätdel och väska. Extra språk går att beställa som tillbehör.

Leverantör	Produkt
LVI	Magnilink Voice 2

Avtalsinformation

Avtalsnummer	1702500
Avtalstid	2018-06-01 – 2020-05-31 (möjlig förlängning t o m 2022-05-31)
Leveranstid	Huvudhjälpmedel 10 dagar Tillbehör 5 dagar Reservdelar 5 dagar
Garantitid	3 år
Support	Produktsupport ska finnas per telefon eller e-post alla arbetsdagar mellan 8:00-16:00 Om svar inte kan ges direkt vid första kontakt skall svar ges inom 8 arbetstimmar.

Kontaktuppgifter

Avtalsnummer	LVI	Polar print	Icap	Insyn	Synsupport Nordiceye
Hemsida	www.lvi.se	www.polarprint.se	www.icap.nu	www.insyn.se	www.nordiceye.se
Postadress	Verkstadsgatan 5 352 46 Växjö	Tåggatan 4 973 31 Luleå	Karls Johansgatan 42 414 59 Göteborg	Ankdammsvägen 22, 171 43 Stockholm	Illervägen 15, 352 45 Växjö
Kontaktperson Skåne	Andreas Schönbeck	Pia Lindgren	Ove Brandberg	Dick Thörn	Daniel Gräns
Mailsupport	Support@lvi.se	Info@polarprint.se	malmo@icap.nu	info@insyn.se	info@nordiceye.eu
Telefon	0470-72 77 20	010-470 99 40	040-23 75 60	010-455 04 10	0470-749 580