

VITA KÄPPAR



<u>Stödkäpp-vit</u>	<ul style="list-style-type: none">• KARO PHARMA Stödkäpp "Flex" vit
<u>Markeringskäpp</u>	<ul style="list-style-type: none">• IRIS HJÄLPMEDEL Markeringskäpp med knapp
<u>Teknikkäpp-vikbar</u>	<ul style="list-style-type: none">• IRIS HJÄLPMEDEL Teknikkäpp "Svensk"
<u>Teknikkäpp-vikbar med teleskopdel</u>	<ul style="list-style-type: none">• IRIS HJÄLPMEDEL Teknikkäpp "Ultraflex"
<u>Teknikkäpp-teleskop</u>	<ul style="list-style-type: none">• POLAR PRINT Teleskopkäpp "Ambutech"
<u>Teknikkäpp-teleskop</u>	<ul style="list-style-type: none">• IRIS HJÄLPMEDEL Teleskopkäpp "Kellerer"
<u>Teknikkäpp-barn</u>	<ul style="list-style-type: none">• IRIS HJÄLPMEDEL Barnkäpp "Comde"

Kontakta
leverantören

Avtals-
information

Stödkäpp-vit

Ställbar höjd: 75-97 cm


Vikt: 0,34 kg

Material: Aluminiumrör, PP (handtag), naturgummi (doppsko)

KARO PHARMA Stödkäpp "Flex" vit

Huvudprodukt	Sesam	Lev.art nr
Stödkäpp Flex rak, vit	53342	124409

Tillbehör och reservdelar	Sesam	Lev.art nr
Reflex röd	70760	12488601
Vit reflex	53345	124886
Käpphållare Flex	53344	124885
Isdubb spets härdad	53320	123300
Isdubb Kronan	10320	123350



Kontakta
Leverantören

Tillbaka till
första sidan

Markeringskäpp med knapp

Information om upphandlad produkt:

Markeringskäpp med knapp (ej golfhandtag), vikbar/hopfällbar, består av minst 5 delar som förbinds med gummiband. Käppen ska ha minst tre vita reflexer placerade på olika höjder alternativt vara av vit reflexmaterial.

Levereras med handlovsrem, låsanordning och en fast kulformad doppsko. Lista med tillbehör nedan för att kunna komplettera och/eller byta ut delar.

Iris Hjälpmedel www.irishjalpmedel.se

Huvudprodukt	Längd (cm)	Sesam	Lev.art nr
Markeringskäpp med knapp	85	70721	50169
Markeringskäpp med knapp	90	27405	50171
Markeringskäpp med knapp	95	27406	50172
Markeringskäpp med knapp	100	27407	50173
Markeringskäpp med knapp	105	27408	50174
Markeringskäpp med knapp	110	27409	50175
Markeringskäpp med knapp	115	27410	50176
Markeringskäpp med knapp	120	27411	50177
Markeringskäpp med knapp	125	54076	50179
Markeringskäpp med knapp	130	70735	50382-130
Markeringskäpp med knapp	135	70736	50382-135

Tillbehör/reservdel	Sesam	Lev.art nr
Sv Markeringskäpp knapp, Doppsko med nylonpinne	70711	50100-21
Gummiband till markeringskäpp	70712	50100-23
Handlovsrem till Sv markeringskäpp	62303	50100-05
Vit reflextejp	37405	50100-24
Röd reflextejp	64913	50109
Käpphållare universell	55767	50100-31

Teknikkäpp-vikbar/hopfällbar

Iris Hjälpmedel www.irishjalpmedel.se

Teknikkäpp ”Svensk”

Huvudprodukt	Längd (cm)	Sesam	Lev.art nr
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	85	70726	50200-85
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	90	70727	50200-90
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	95	54070	50157
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	100	54071	50158
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	105	54072	50159
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	110	54073	50160
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	115	54074	50167
Teknikkäpp Svensk (4 sektioner)	120	27399	50161
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	125	27400	50162
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	130	27401	50163
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	135	27402	50164
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	140	27403	50165
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	145	27404	50166
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	150	58913	50168
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	155	70725	50200-155
Teknikkäpp Svensk (5 sektioner)	160	70722	50197

Information om upphandlad produkt:

Svensk teknikkläpp med rakt handtag som är avfalsat för pekfingrets placering, vikbar/hopfällbar, består av minst 4 delar som förbinds med gummiband. Käppen ska ha minst tre vita reflexer placerade på olika höjder alternativt vara av vit reflexmaterial.

Levereras med handlovsrem, låsanordning och en utbytbar fast kul/päronformad doppsko i plast. Lista med tillbehör nedan för att kunna komplettera och/eller byta ut delar.

Tillbehör/reservdel	Sesam	Lev.art nr
Sv teknikkläpp nylonpinne kompl med gängad doppsko 25 mm	38385	50100-20
Doppsko till Sv teknikkläpp	59920	50100-01
Snöboll 56 mm rullande	66991	50100-48
Handlovsrem till Sv teknikkläpp	62303	50100-05
Gummiband till Sv teknikkläpp	70709	50100-14
Vit reflextejp	37405	50100-24
Röd reflextejp	64913	50109
Adapter för doppsko Sv teknikkläpp	70714	50100-39
Doppsko päronformad 35 mm	27392	50100-07
Doppsko Snöboll med europafäste	70710	50100-15
Käpphållare universell	55767	50100-31

Teknikkåpp-vikbar/hopfällbar med teleskopdel

Information om upphandlad produkt:

Teknikkåpp-vikbar/hopfällbar med teleskopdel, Ultraflex med rakt handtag som är avfalsat för pekfingerets placering, vikbar/hopfällbar, består av minst 4 delar som förbinds med gummiband. Kåppen ska ha minst tre vita reflexer placerade på olika höjder alternativt vara av vit reflexmaterial. Kåppen har en teleskopdel nedanför handtaget för finjustering av längden.

Levereras med handlovsrem, låsanordning och en utbytbar fast kul/päronformad doppsko i plast. Lista med tillbehör nedan för att kunna komplettera och/eller byta ut delar.

Iris Hjälpmedel www.irishjalpmedel.se

Teknikkåpp ”Ultraflex”

Huvudprodukt	Längd (cm)	Sesam	Lev.art nr
Teknikkåpp Ultraflex	69 – 82	70724	50199
Teknikkåpp Ultraflex	78 - 95	70733	50255
Teknikkåpp Ultraflex	91 – 105	27390	50122
Teknikkåpp Ultraflex	103 - 120	70734	50256
Teknikkåpp Ultraflex	114 - 128	27389	50121
Teknikkåpp Ultraflex	123 - 137	70717	50118
Teknikkåpp Ultraflex	129 - 146	27388	50120
Teknikkåpp Ultraflex	136 - 150	70723	50198
Teknikkåpp Ultraflex	153 - 171	40081	50123

Tillbehör/reservdel	Sesam	Lev.art nr
Doppsko päronformad 25 mm	27391	50100-06
Doppsko rullande	27393	50100-08
Snöboll 56 mm rullande	66991	50100-48
Handlovsrem till Ultraflex	59073	50120-02
Gummibandet till Ultraflex	70718	50120-04
Kardborrband till Ultraflex	58836	50120-01
Vit reflextejp	37405	50100-24
Röd reflextejp	64913	50109
Överdel till Ultraflex 130/147 cm	70720	50122-01
Nederdel till Ultraflex 130/147 cm	70719	50120-05
Doppsko fast päronformad 35 mm	27392	50100-07
Doppsko 30 mm rullande päronformad till Kellerer & Ultraflex	63716	50100-47
Doppsko Snöboll med europafäste	70710	50100-15
Käpphållare universell	55767	50100-31

Teknikkäpp- teleskop

Information om upphandlad produkt:

Teknikkäpp-teleskop med golfhandtag som är avfalsat för pekfingerets placering, minst 2 teleskoperande delar. Käppen ska ha vit reflexmarkering som täcker minst 2/3 delar av övre delen exkl. handtag.

Levereras med handlovsrem, låsanordning och en utbytbar fast keramisk doppsko. Lista med tillbehör nedan för att kunna komplettera och/eller byta ut delar.

Polar Print www.polarprint.se

Teleskopkäpp "Ambutech"

Huvudprodukt	Längd (cm)	Sesam	Lev.art nr
AmbuTech Teleskopkäpp kort med keramisk doppsko	67 - 123	70748	7350037464935
AmbuTech Teleskopkäpp mellan med keramisk doppsko	78 - 145	68178	7350037464942
AmbuTech Teleskopkäpp lång med keramisk doppsko	90 - 172	70749	7350037464959

Tillbehör/reservdel	Sesam	Lev.art nr
Doppsko, enkel med gänga	70754	7350037465871
Doppsko, High Milage med gänga	70757	7350037467578
Doppsko, keramisk med gänga	70752	7350037465000
Doppsko, pennformad med gänga	70756	7350037467158
Doppsko, rullande med gänga	70753	7350037465017
Doppsko, Snöboll med gänga	70755	7350037465987
Gummiband till teknik- och markeringskäppar, per m	70750	7350037464973
Handtag till teleskopkäppar	70747	7340119102930
Reflextejp till käppar, röd, 10 x 5 cm	70746	7340119102701
Reflextejp till käppar, vit, 10 x 5 cm	70751	7350037464980

Teknikkäpp- teleskop

Information om upphandlad produkt:

Teknikkäpp-teleskop, **Kellerer** med golfhandtag som är avfalsat för pekfingerets placering, minst 2 teleskoperande delar. Käppen ska ha vit reflexmarkering som täcker minst 2/3 delar av övre delen exkl. handtag.

Levereras med handlovsrem, låsanordning och en utbytbar fast keramisk doppsko. Lista med tillbehör nedan för att kunna komplettera och byta ut delar.

Iris Hjälpmedel www.irishjalpmedel.se

Teknikkäpp "Kellerer"

Huvudprodukt	Längd (cm)	Sesam	Lev.art nr
Teknikkäpp Kellerer	63 - 125	27385	50111-00
Teknikkäpp Kellerer	75 - 150	27384	50110-00
Teknikkäpp Kellerer	80 - 160	40082	50117-00

Tillbehör/reservdel	Sesam	Lev.art nr
Doppsko 25 mm till Kellerer	39174	50100-02
Doppsko 30 mm rullande päronformad till Kellerer & Ultraflex	63716	50100-47
Doppsko 30 mm till Kellerer	40428	50100-34
Doppsko rullande till Kellerer	28127	50100-04
Expander Kellerer	38545	50100-03
Handlovsrem till Kellerer	70708	50100-38
Handtag till Kellerer	38546	50116
Låsanordning till Ultraflex, Kellerer m fl	70713	50100-37
Nederdel till Kellerer, 125 cm	27386	50112
Nederdel till Kellerer, 150 cm	27387	50113
Nederdel till Kellerer, 160 cm	70716	50117-02
Överdel till Kellerer, 125 cm	53699	50111-01
Överdel till Kellerer, 150 cm	53700	50110-01
Överdel till Kellerer, 160 cm	70715	50117-01
Vit reflextejp	37405	50100-24
Röd reflextejp	64913	50109

Teknikkäpp-barn

Information om upphandlad produkt:

Teknikkäpp-barn, **Comde** med rakt handtag som är avfalsat för pekfingerets placering, vikbar/hopfällbar, består av minst 4 delar som förbinds med gummiband. Käppen ska ha minst tre vita reflexer placerade på olika höjder alternativt vara av vit reflexmaterial. Käppen har en teleskopdel nedanför handtaget för finjustering av längden.

Levereras med handlovsrem, låsanordning och en utbytbar fast kul/päronformad doppsko i plast. Lista med tillbehör nedan för att kunna komplettera och byta ut delar.

Iris Hjälpmedel www.irishjalpmedel.se

Barnkäpp "Comde"

Huvudprodukt	Längd (cm)	Sesam	Lev.art nr	Tillbehör/reservdel	Sesam	Lev.art nr
Barnkäpp Comde	60	65185	50205-60			
Barnkäpp Comde	70	70730	50205-70	Doppsko till barnkäpp Comde 25 mm	70728	50205-01
Barnkäpp Comde	80	70731	50205-80	Vit reflextejp	37405	50100-24
Barnkäpp Comde	90	70732	50205-90	Röd reflextejp	64913	50109
Barnkäpp Comde	100	70729	50205-100			

Avtalsinformation

Avtalsnummer	1601675
Avtalstid	2017-06-01 – 2019-05-31 med rätt för Beställaren till förlängning i upp till 2 år på hela eller delar av uppdraget.
Avrop	Avrop görs utifrån medicinska professionens bedömning i mötet med patienten.
Leveranstid	Leverans ska vara kunden tillhanda inom 5 arbetsdagar.
Garanti	Samtliga produkter har 2 års garanti. Förslitningsdelar har minst 1 års garanti. Garanti skall avse kostnadsersättning/åtgärd av samtliga fel inom specificerad garantitid där brukare eller köpare ej åstadkommit fel och om produkt använts så som avsett enligt märkning eller dokumentation.
	Garantireparationen skall gå att anmäla per telefon eller e-post alla arbetsdagar mellan 8:00-16:00.
Garantireparation	Garantireparationer som utförs hos anbudsgivaren skall slutföras och returneras inom fem (5) arbetsdagar efter produkten har kommit anbudsgivaren tillhanda, om inte annat är överenskommet.
Utbildning	Kostnadsfri produktutbildning på samtliga produkter skall kunna anordnas för köparens personal samt förskrivare med innehåll och plats enligt önskemål från respektive verksamhet inom 3 månader efter kontakt.
Support/tillgänglighet	Kontaktperson skall finnas för teknisk support och produktsupport. Om svar inte kan ges direkt vid första kontakt skall svar ges inom 8 arbetstimmar.
	E-postadress för supportärenden, förfrågningar mm skall finnas. Leverantören skall svara inom 8 arbetstimmar.
Lån från leverantör	Det skall vara möjligt att kostnadsfritt låna hjälpmedel och tillbehör för utvärdering och utprovning till individuell brukare, minst en månad.
Reservdelar	Samtliga reservdelar skall tillhandahållas minst 5 år efter att offererad modell har slutas att tillverkas.
Hygien/rengöring	Produkten skall vara lätt att rengöra på ett tillfredsställande sätt med borste, trasa eller liknande och kunna ske med på marknaden vanligen förekommande milda rengöringsmedel.

Leverantörernas kontaktuppgifter Service & Support

	Iris Hjälpmedel	Polar Print	Karo Pharma
Hemsida	www.irishjalpmedel.se	www.polarprint.se	
Postadress	Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 33 Enskede	Polar Print Försäljning AB Tåggatan 4 973 31 Luleå	Karo Pharma Sverige AB (f.d. Swereco Group AB) Nybrokajen 7, pl 5 11148 Stockholm
Kontaktperson Skåne	Åsa Lodin	Bertil Fridsén	Conny Fridell
Telefonsupport	08-399417	010-470 99 01	08-444 38 20
Mailsupport	asa@irishjalpmedel.se	bertil.fridsen@polarprint.se	conny.fridell@karopharma.se info@karopharma.se
Telefon serviceverkstad	08-399408	010-470 99 03	