

Missbruksanalyser i urinprov

Gränsvärden (cut-off nivåer)

ANALYS	GRÄNSVÄRDE		ENHET	KOMMENTAR
	Screening	Verifikation		
U-Kreatinin	Värden under 2 mmol/L gör att negativa droganalyser i urin är osäkra.		mmol/L	Analyseras i alla urinprover med automatik. Beställs inte.
U-Amfetaminer/Ecstasy	500	<i>Amfetamin</i> 200 <i>Metamfetamin</i> 200 <i>MDMA</i> 200 <i>MDA</i> 200	µg/L	
U-Bensodiazepiner	200	<i>Desmetyldiazepam</i> 50 <i>Temazepam</i> 50 <i>Oxazepam</i> 50 <i>Lorazepam</i> 50 <i>7-Amino-klonazepam</i> 50 <i>7-Amino-nitrazepam</i> 50 <i>7-Amino-flunitrazepam</i> 50 <i>alfa-OH-midazolam</i> 50 <i>alfa-OH-alprazolam</i> 50	µg/L	
U-Buprenorfin	5	<i>Buprenorfin</i> 5 <i>Norbuprenorfin</i> 5	µg/L	
U-Cannabis	20	<i>THC-COOH</i> 10	µg/L	
U-Dextropropoxyfen	300	<i>Nordextropropoxyfen</i> 150	µg/L	
U-Etylglukuronid (EtG)	0,5	<i>Etylglukuronid (EtG)</i> 0,5 <i>Etylsulfat (EtS)</i> 0,1	mg/L	
U-Fentanyl	1	<i>Fentanyl</i> 1 <i>Norfentanyl</i> 2	µg/L	
U-GHB	10	<i>U-GHB</i> 10	mg/L	
U-Kokain	150	<i>Bensoylekgonin</i> 100	µg/L	
U-LSD	1	<i>LSD</i> 0,3 <i>2-oxo-3-OH-LSD</i> 0,1	µg/L	
U-Metadon	300	<i>Metadon</i> 150 <i>EDDP</i> 150	µg/L	
U-Opiater (total)	300	<i>Morfin (total)</i> 300 <i>Kodein (total)</i> 300 <i>Etylmorfin (total)</i> 50	µg/L	
U-Oxikodon	300	<i>Oxikodon</i> 150	µg/L	
U-Pregabalin	500	<i>Pregabalin</i> 100	µg/L	
U-Tramadol	100	<i>Tramadol</i> 50 <i>O-desmetyltramadol</i> 50	µg/L	

ANALYS	GRÄNSVÄRDE		ENHET	KOMMENTAR	
	Screening	Verifikation			
<i>Endast masspektrometrisk analys</i>					
U-Missbruksläkemedel		<i>Zolpidem</i>	50	µg/L	
		<i>Zolpidem-4-syra</i>	50		
		<i>Zopiklon</i>	50		
		<i>Zaleplon</i>	50		
		<i>Pregabalin</i>	100		
		<i>Gabapentin</i>	100		
		<i>Metylfenidat</i>	100		
		<i>Ritalinsyra</i>	100		
		<i>Ketamin</i>	50		
		<i>Tapentadol</i>	100		
U-Kiralt amfetamin		<i>Amfetamin, total (D+L)</i>	200	µg/L	Vid behandling med D-amfetamin, t ex Elvanse.
		<i>Levamfetamin-fraktion</i>	<1% (<5%)		
	Om totalhalten D- och L-amfetamin är större än 1000 µg/L ska fraktionen L(lev)-amfetamin vara mindre än 1% (<1%). Om totalhalten D- och L-amfetamin är 200-1000 µg/L ska fraktionen L(lev)-amfetamin vara mindre än 5% (<5%).				