



Medicinsk service, Arbets- och miljömedicin Syd

Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund
Telefon: 046-173195

version 3.0 210201
Remiss BSTS3.0

BIOLOGISKA PROV, standardsortiment samlingsremiss

Kontakta laboratoriet innan provtagning för beställning av provtagningsmaterial för **urinanalyser**.

Minsta beställningsbara volym av 'övriga standardanalyser' är fem prov

Prov kasseras två veckor efter utskick av analysvar.

Arbetsställe (Namn, Ort)	Provtagare:
	Telefonnr:
	Provtagningsdatum:
Beställare (AMMs kundkod ^a)	Kundens referens-id (RID) ^b :
Svarsmottagare (attention):	
Telefonnr (direktnummer):	
Exponering för:	

^a Vid avsaknad av AMMs kundkod kontakta laboratoriet. Se remissens baksida för kontaktuppgifter.

^b Beställarens identitet på remissen. Frivillig att fylla i.

ÖNSKAD ANALYS:

Analys med svarstid inom 10 dagar:

Metaller i blod	Metaller i urin	Specifika IgE-antikroppar mot syraanhydrider och isocyanater
<input type="checkbox"/> B-bly (Pb)*	<input type="checkbox"/> U-kadmium (Cd) ^a	<input type="checkbox"/> S-ftalsyraanhydrid (FA)
<input type="checkbox"/> B-kadmium (Cd)*	<input type="checkbox"/> U-kvicksilver (Hg)	<input type="checkbox"/> S-hexahydroftalsyraanhydrid (HHFA)
<input type="checkbox"/> B-kvicksilver (Hg)	<input type="checkbox"/> U-kobolt (Co)	<input type="checkbox"/> S-hexametylendiisocyanat (HDI)
	<input type="checkbox"/> U-krom (Cr)	<input type="checkbox"/> S-metylendifenylidiisocyanat (MDI)
	<input type="checkbox"/> U-mangan (Mn)	<input type="checkbox"/> S-toluendiisocyanat (TDI)
	<input type="checkbox"/> U-nickel (Ni)	

* Analyser ackrediterade av Swedac

Övriga standardanalyser (kontakta laboratoriet om förväntad svarstid):

Exponeringsmarkörer i urin	Övriga
<u>Syraanhydridmetaboliter</u>	
<input type="checkbox"/> U-hexahydroftalsyra (HHFs)	<input type="checkbox"/> U-styrenmetaboliter (mandelsyra+fenyglyoxylysyra)
<input type="checkbox"/> U-tetrahydroftalsyra (1,2,3,6-THFs)	<input type="checkbox"/> U-1-hydroxypyren (1-HP)
<input type="checkbox"/> U-metyltetrahydroftalsyra (MTHFs)	
<input type="checkbox"/> U-metylhexahydroftalsyra (MHFs)	

Fylls i av laboratoriet:

Prover skickat för kreatininanalys (Remissid):	Datum:
	Sign:

Provnummer	Personnummer, namn	Noteringar	Remissid (fylls i av laboratoriet)
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		

Övriga anvisningar, se remissens baksida

REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

Remisser och provtagning

Remisser för biologiska prov (för standard- och specialsортiment) finns att ladda ner från <http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/>. Remisser och provtagningskärl kan också beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via ett beställningsformulär på hemsidan <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/bestallning-av-provtagningsmaterial/>. För att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i.

Kundkod

Om det är första gången du ska beställa analyser kontakta då oss för att se om du kan bli kund och få en kundkod. Skicka ett mail till ammilab@skane.se (skriv "kundkod" i ämnesraden). Kundkoden ska anges på pappersremissen vid beställning av analyser.

Blod (B):

Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket först med tvål och vatten. 2-4 ml blod tages i blodprovsrör med antikoagulationsmedel utan gel, exempelvis natriumheparinrör. *Omedelbart efter provtagning vänds rören minst 10 ggr för att åstadkomma jämn fördelning av antikoagulationsmedlet. Centrifugera ej provet.*

Serum (S):

Venblod tages i serumrör med gel (SST-rör) eller i rör utan tillsats. Låt stå 30 minuter. Serum separeras på plats genom centrifugering (1500 × g, 10 min). Minimivoly 2 ml.

U-metaller:

Första morgonurinen samlas direkt i specialdiskad mugg. Därefter överförs 2×10 ml till 2 plaströr (13 ml PP-rör, Sarstedt). Under provsamlingen förvaras skruvlocket (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Efter provsamlingen sätts locket tillbaka på röret och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Rören ska märkas med namn, personnummer, datum och provtagningstid. Därefter ska rören stoppas i transporthylsa.

U-Syraanhydridmetaboliter, U-Styrenmetaboliter (Mandelsyra+fenyglyoxysyra) och U-1-HP (Hydroxypyren):

Urinprov samlas från de fyra sista timmarna av ett arbetsskift: Blåsan töms (urinen kastas) fyra timmar före arbetets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas all urin i en plastflaska som rekvireras från Arbets- och miljömedicin Syd. Från denna plastflaska överförs sedan 2×10 ml urin till 2 st PP-rör och dessa två rör skickas in till AMM Syd. *Om 1-HP ska analyseras ska urinen förvaras mörkt.*

Transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Paketet adresseras till: Arbets- och miljömedicin Syd, våning 3
Medicon Village
Byggnad 402 A
Scheelevägen 8
223 81 Lund