

BIOLOGISKA PROV, marksaneringsövervakning

Kontakta laboratoriet innan provtagning för beställning av provtagningsmaterial och för information om förväntad svarstid. Prov kasseras två veckor efter utskick av analys svar. Analyser för marksaneringsövervakning utförs efter överenskommelse.

Fylls i av laboratoriet:
Remissid, ankomstdatum, signatur:

Personnummer, namn:		<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt
Exponering för:	började:	Symptom:
Arbetsställe (Namn, Ort)	Provtagare:	Telefonnr:
	Provtagningsdatum:	
Svarsadress	Debiteringsadress inklusive Region Skåne kundkod	
Telefonnr:	Order/Ref.nr:	

ÖNSKADE ANALYSER:

<p>Metaller:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B-kvicksilver (Hg)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B-bly (Pb)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B-kadmium (Cd)</p>	<p>Miljögifter:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> S-perfluoro-1-hexansulfonat (PFHxS)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> S-perfluoro-1-oktansulfonat (PFOS)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> S-perfluoro-n-oktansyra (PFOA)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> S-perfluoro-n-undekansyra (PFUnA)</p>
---	--

Provtagningsanvisningar

Blod (B): Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket först med tvål och vatten. 2-4 ml blod tages i Vacuette Li-Heparinrör. Omedelbart efter provtagning vänds rören minst 10 ggr för att åstadkomma jämn fördelning av antikoagulationsmedlet.

Serum (S): 2x5 ml blod tages i Vacutainerrör. Låt svalna i minst 30 minuter före centrifugering. Efter centrifugering (1500xg, 10 minuter) överförs serumet till två polypropylenrör.

Märkning av prov och remiss

Fyllda provrör och remiss märks med etiketter. Kontrollera att provkoden är den samma på remissen och samtliga provrör, och att uppgifter om arbetsställe, provtagare och provtagen person är ifyllda.

Transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till Arbets- och miljömedicin, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Paketet adresseras till: Arbets- och miljömedicin Syd, våning 3
Medicon Village
Byggnad 402 A
Scheelevägen 8
223 81 Lund