

BIOLOGISKA PROV, standardsortiment samlingsremiss

Provsvar skickas inom 10 arbetsdagar

Arbetsställe (Namn, Ort)	Provtagare: Telefonnr: Provtagningsdatum:
Svarsadress	Debiteringsadress inklusive Region Skåne kundkod
Telefonnr:	Order/Ref.nr:
Exponering för:	

ÖNSKAD ANALYS:

Metaller i blod	Metaller i urin	Specifika IgE-antikroppar mot syraanhydrider och isocyanater
<input type="checkbox"/> B-bly (Pb) ^a <input type="checkbox"/> B-kadmium (Cd) ^a <input type="checkbox"/> B-kvicksilver (Hg)	<input type="checkbox"/> U-kadmium (Cd) ^a <input type="checkbox"/> U-kvicksilver (Hg) <input type="checkbox"/> U-mangan (Mn) <input type="checkbox"/> U-nickel (Ni) <input type="checkbox"/> U-krom (Cr) <input type="checkbox"/> U-kobolt (Co)	<input type="checkbox"/> S-ftalsyraanhydrid (FA) <input type="checkbox"/> S-metyltetrahydroftalsyraanhydrid (MTHFA) <input type="checkbox"/> S-hexahydroftalsyraanhydrid (HHFA) <input type="checkbox"/> S-hexametylendiisocyanat (HDI) <input type="checkbox"/> S-metylendifenylidiisocyanat (MDI) <input type="checkbox"/> S-toluendiisocyanat (TDI)

^aAnalys ackrediterade av Swedac

Provnummer	Personnummer, namn	Noteringar	Remissid (fylls i av laboratoriet)
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	

^bfylls i vid analys av kvicksilver, ^cfylls i vid analys av kadmium, ^dfylls i vid analys av IgE-antikroppar
 Övriga anvisningar, se remissens baksida

	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt	äter fisk ^b : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej röker ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej snusar ^c : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> pricktestad ^d , resultat.....	

REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

Remisser och provtagning

Metallanalyser kan beställas via WebbRemiss (<http://webbremiss.amm.skane.se>). Remisser för biologiska prov (för standard- och specialsortiment) finns även att ladda ner från <http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/>. Remisser kan också beställas från Arbets- och miljömedicin via telefon 046-17 31 95 eller e-post ammlab@skane.se. För bedömning av resultatet är det viktigt att alla uppgifter fylls i. Provtagningskärl kan beställas via telefon 046-17 31 95 eller e-post ammlab@skane.se. Provtagningsanvisningar kan laddas ner från Analysportalen <http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/>.

Mätosäkerhetsberäkning för ackrediterade analyser kan erhållas på begäran.

Blod (B):

Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket först med tvål och vatten. 2-4 ml blod tages i Vacuette Li-Heparinrör (Greiner Bio-One, Art.nr: 454056) eller i Vacutainer Li-Heparinrör (BD, Art.nr: 367884). *Omedelbart efter provtagning vänds rören minst 10 ggr för att åstadkomma jämn fördelning av antikoagulationsmedlet.*

Serum (S):

Venblod tages i serumrör med gel (SST-rör) eller i rör utan tillsats. Låt stå 30 minuter. Serum separeras på plats genom centrifugering (1500 × g, 10 min). Minimivolym 2 ml.

Urin (U):

Provtagningsmaterial beställs från Arbets- och miljömedicin (lab). Morgonurin samlas direkt i specialdiskad mugg. Därefter överförs 2×10 ml till 2 plaströr (13 ml PP-rör, Sarstedt). Under provsamlingen förvaras skruvlocket (med öppningen uppåt) på en ren avläggningssyta. Efter provsamlingen sätts locket tillbaka på flaskan och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Rören ska märkas med namn, personnummer, datum och provtagningstid. Därefter ska rören stoppas i transporthylsa.

Transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Paketet adresseras till: Arbets- och miljömedicin Syd, våning 3
Medicon Village
Byggnad 402 A
Scheelevägen 8
223 81 Lund