

Kundkod beställarettikett eller beställaradress.

Läkard / ert ordernummer

Patientetikett / alternativt patientdata (Personnummer, namn)



Kundkod betalningsansvarig om annan än beställaren.

Meddelande till laboratoriet / provtagarens telefonnummer

Laboratoriets anteckningar

La Ma Lu Tr He Kr Än Hä Ys Si

*Se speciella anvisningar i Analysportalen www.skane.se/labmedicin

Provtagarens RS-id/id

AKUT-svar markera i rutan

8050257063

Provtagning Kapillärt Ej fastande Hälsovård Patientid ej styrkt

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tim	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Min	00	10	20	30	40	50

Rör 1

Csv-Glukos Csv-Laktat Csv-Erythrocyter rör 1 (vid misstänkt stickblödning)

Bifoga rör för P-Glukos, Fluorid-citratrör, rosa kork

Vid beställning av Csv-IEF ange anamnes och frågeställning

Blödning Malignitet Neurodegeneration

Inflammation Infektion

Övrigt / annan frågeställning:

Rör 3

Csv- Celler (Csv-Kämförande celler, Csv-Kfceller, mono, Csv-Kfceller, poly, Csv-Erythrocyter, Csv-Utseende)

Csv-Albumin, Csv-Protein (Malmö, Lund)

Rör 4

Csv-Spektrofotometri **Ljusskyddas**

Bifoga rör för plasma, Li-heparinrör, ljusgrön kork

Symptomdebut:

Mån Dag Tim : Min

Rör för IEF / Csv-Albuminkvot

Csv-IEF (Albuminkvot och IgG-index ingår) Csv-Albuminkvot (Endast Albuminkvot)

Bifoga rör för serum, SST-rör, guldgul kork

Laboratoriets anteckningar

Ljusskyddat vid ankomst till lab

Ja Nej

Ankomst till lab:

Mån Dag Tim : Min

Centrifugeringsstid:

Mån Dag Tim : Min

För samtliga analyser bekräftar inskickandet av denna remiss att patienten (alt. vårdnadshavaren/närstående) har fått information - och samtycker till - att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

Patienten är vid provtagningstillfället oförmögen att lämna samtycke.



Art nr: 23028 2018 mar v.28

Rör 1	Rör 3	Rör 4							
Csv-Glu/Laktat Csv-Ery rör 1	P-Glukos	Csv-Celler Csv-Albumin	Csv-Spektrum	Plasma Spektrum	Csv-IEF / Csv-Alb kvot	Serum IEF / S Csv-alb kvot	Laboratoriets etikett	Laboratoriets etikett	Laboratoriets etikett

Likvorprov – praktisk handledning gemensam för Labmedicin

Komplett analysortiment och fullständiga anvisningar för analyserna finns i Analysportalen. Analysportalen samt senaste versionen av Likvorprov – praktisk handledning hittar man på Labmedicins hemsida www.skane.se/labmedicin.

- **Provtagningsmateriel:**

Sterila plaströr av polypropen, **art nr 25188**, kort 5 mL rör med transparent kork - Klinisk kemi, patologi-cytologi och biobank.

Sterila plaströr av polystyren, **art nr 7302**, långt 10 mL rör med vit kork - Klinisk mikrobiologi.

Transfixrör, 5 mL rör med orange kork – Klinisk Patologi-hematopatologi

- **Märkning av rör:** Märk rör för analyser till Klinisk kemi med streckkodsetiketterna som återfinns på remissen. Märk rör för analyser till Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och övriga beställare med streckkodsetikett som innehåller uppgifter om namn och personnummer. Provtagaren märker rören så att det framgår i vilken ordning rören tagits.

- **Transport och förvaring:** Transportera rören i rumstemperatur till närmsta laboratorium för Klinisk kemi inom 30 minuter. Prover för cytologisk undersökning lämnas direkt till närmsta laboratorium för Klinisk patologi inom en timme. Rörpost får inte användas.

Portion/ Rörnr	Analyser på respektive rör	Remiss	Minsta volym/ analys	Volym per rör	Rör till likvorprov art nr	Rör till blodprov
1	Pneumokock-antigen, snabbtest	Klinisk kemi, Mikrobiologiska snabbtest Csv (Likvor) Klinisk Kemi	0,2 mL	1 mL*	25188	Glukoskvot: Fluorid-citratrör, rosa kork
	Glukos Laktat		0,2 mL			
	Erythrocyter (vid misstänkt stickblödning)		0,3 mL			
2	Odling****	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	7302	
	Direktmikroskopi		0,2 mL			
3	Celler	Csv (Likvor) Klinisk Kemi	0,6 mL	1 mL**	25188	
	Albumin, Protein		0,4 mL			
4	Spektrofotometri	Csv (Likvor) Klinisk Kemi	1 mL	1 mL**	25188 Ljusskyddas!	Li-heparinrör, ljusgrön kork
Extra	Bakterie-DNA	Mikrobiologi	0,25 mL	1 mL**	7302	
	Meningit-agens		0,5 mL			
Extra	Viruspåvisning	Serologi/Virologi	0,25 mL/analys	1 mL***	7302	
Extra	Serologi	Serologi/Virologi	0,25 mL/analys	1 mL***	7302	SST-rör, guldgul kork
	- Borrelia - Syfilis					
Extra	Mykobakterier	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	7302	
Extra	Svampodling	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	7302	
	Svamp-DNA		0,25 mL			
	Cryptokock-antigen		0,25 mL			
Extra	Likvor till frysning i biobank, Klinisk mikrobiologi	Serologi/Virologi	1 mL	1 mL***	25188	SST-rör, guldgul kork
Extra	IEF	Csv (Likvor) Klinisk Kemi	0,6 mL	1 mL**	25188	SST-rör, guldgul kork
Extra	Likvor till frysning, Klinisk kemi.	Kemi, Laborieremiss, Allmän	1 mL	1 mL**	25188	
Extra	Alzheimermarkörer (Tau, Fosfo-tau, β -Amyloid, β -Amyloid-kvot)	Möndal (Neurokemi)	1 mL	1 mL	25188	
Extra	Cytologi	Cytologi	1 mL	1 mL	25188	
Extra	Flödescytometri	Patologi- hematopatologi	1 mL	1 mL	Transfixrör	

* Resterande material sparas 1 vecka i kyl för eventuellt kompletterande analyser.

** Resterande material sparas 2 månader i frysk för eventuellt kompletterande analyser.

*** Resterande material sparas tillsvidare i frysk för eventuella kompletterande analyser.

**** Vid misstanke om bakteriell meningit överväg att, utöver sterilt rör för odling (art nr 7302), spruta 1 mL likvor i en pediatrik blododlingsflaska. Bifoga remiss Mikrobiologi.