

MISSBRUKSANALYSER I URIN




Det är viktigt att provlämnaren informeras om vilka analyser som ska utföras och att vederbörande ger sitt samtycke till provtagningen. Urinprovets identitet måste säkerställas genom säker provtagning, märkning och förvaring. Provtagningsanvisning för narkotika i urin för vårdgivare, se under rubriken *Anvisningar för missbruksdiagnostik* (www.skane.se/labmedicin).

Vid missbruksanalyser i urin utförs normalt sett först en screening med immunologisk metod. Positiva resultat från screeningen är preliminära och går vidare till verifikation (om inte annat avtalats med laboratoriet) som utförs med masspektrometrisk metod. Verifikationen är det slutgiltiga analyssvaret.

Multianalys: Multianalys i urin utförs endast med masspektrometrisk metodik, i likhet med andra verifikationsmetoder.

När en multianalys beställs får man svar på alla substanser som ingår i analysen. Alla de analytiska fynd som erhålls vid analysundersökningen kommer att svaras ut. Förteckning över vilka substanser som ingår finns i *Analysportalen* under analysnamnet (www.analysportalen-labmedicin.skane.se)

Kreatinin analyseras alltid och beställs automatiskt. Ett negativt drogtest där urinprovet har U-Kreatinin mindre än 2 mmol/L är osäkert på grund av utspädningseffekten.

 E 678 101-427	 E 678 101-807			 E 678 101-427
Missbruks-analyser	Missbruk, Multianalys			Missbruks-analyser