



## Missbruksanalyser i urin

Det är viktigt att provlämnaren informeras om vilka analyser som ska utföras och att vederbörande ger sitt samtycke till provtagningen.

Urinprovets identitet måste säkerställas genom säker provtagning, märkning och förvaring.

Provtagningsanvisning för narkotika i urin för vårdgivare, se under rubriken *Anvisningar för missbruksdiagnostik* ([www.skane.se/labmedicin](http://www.skane.se/labmedicin)).

Vid missbruksanalyser i urin utförs först en screening med immunologisk metod.

Positiva resultat från screeningen är preliminära och går vidare till verifikation som utförs med masspektrometrisk teknik. Verifikationen är det slutgiltiga analysvaret.

Kreatinin analyseras alltid och beställs automatiskt. Ett negativt drogtest där urinprovet har U-Kreatinin mindre än 2 mmol/L är osäkert på grund av utspädningseffekten.