

Denna remissblankett får endast användas när annan blankett saknas.

Provtagning

- Skriv ut vit etikett med patientens namn och personnummer. Använd ordinarie etikettprinter och se till att informationen är läsbar.
- Märk provrören med utskrivna etiketter.
- Skriv provtagningstid på etiketten.
- Utför provtagning.
- Fyll i remissblanketten som vanligt.

Packning inför transport

- Ställ samtliga rör från samma patient efter varandra.
- Sortera remissblanketterna i samma ordning som rören.
- Skicka rör och remissblanketter till laboratoriet enligt vanlig rutin.