

## Kontroll om blodgruppering/ förenlighetsprövning finns och återrapportering av transfusion via KITs webbtjänst

Med personligt lösenord är det möjligt för er som arbetar vid sjukhusen i regi av Region Skåne, att själv via webbtjänst kontrollera om blodgruppering och/eller förenlighetsprövning finns.

Alla blodenheter som transfunderas ska aktivt återrapporteras enligt SOSFS 2009:29.

Direktlänk till webbtjänsten finns också via journalsystemet Melior. I detta fall behövs ingen separat inloggning till webbtjänsten enligt nedan.

Dubblettsvar kan i vissa fall beställas direkt via webbtjänsten.

### 1. Beställ personligt lösenord.

Skicka e-post till [labmedicin@skane.se](mailto:labmedicin@skane.se)


Märk meddelandet "KIT webbtjänst".

Ange i meddelandet: ditt namn, RSID och vårdavdelningens kund-kod.

### 2. Logga in <http://labsvar.blod.skane.se/flexlab/web/Login.aspx>

Länk finns via Vårdgivare Skånes webbplats. Direktlänk finns via journalsystemet Melior.

Ange RSID och lösenord:



Blodcentralen Skåne  
Flexlab


Logga in

Användare:

Lösenord:

Logga in

Vid första inloggning ska lösenordet bytas via fliken ”Inställningar”:




Det nya lösenordet måste innehålla både bokstäver och siffror och vara minst sex tecken långt.

### 3. Sök person

Ange patientens personnummer (12 tecken)

### 4. Patientinformation

Överst anges personnummer och namn, här svartmarkerat.



#### BAS-test

Om giltig BAS-test finns anges giltigheten med tom datum

#### Blodgruppsinformation

Anges i klartext om giltig blodgruppering finns.

#### Utlåtande


Utlåtande efter utförd antikroppsscreening, efter blodgruppsimmunologiska utredningar och ev. transfusionsrekommendationer för patienten anges i det vita fältet.

**Obs:** Provtagningsdatum anger senaste datum för Utlåtande och inte alltid senaste datum för Blodgruppering.

**VID FRÅGOR: KONTAKTA TRANSFUSIONSMEDICIN PÅ DEN LOKALA ORTEN**

### 5. Dubblettbeställning

Överst anges personnummer och namn.



De dubletter på svar som är beställbara är aktiva och redo att kryssas i. I fallet ovan är dublett på BAS-test ej beställbart.


Ange kund-kod (MG-kod) för beställare och den klinik som ska debiteras.

**Obs:** Möjligheten att skriva ut dubblett svar direkt via webbklienten är tyvärr avstängd och genererar endast ett tomt pop-up fönster.

Dubblettsvaren skickas ut till beställaren via post.

### 6. Rapportera transfusion

Överst anges personnummer och namn, här svartmarkerat.



Tappningsnummer	Komponentkod	Komponenttyp
S000218009741	E3846/00	ERY
S000218009747	E3846/00	ERY
S000218207321	E3846/00	ERY
S001318003393	E3846/00	ERY

Reserverade blodkomponenter listas i nedre delen.

Klicka på det Tappningsnummer som ska återrapporteras. Detta hämtas då upp i de övre fälten. Transfusionsdatum och tid kan redigeras innan man bekräftar transfusionen genom att klicka på "Rapportera".