

## ANVISNING

# TRANSPORT AV BLODKOMPONENTER MED RÖRPOSTEN, TRANSFUSIONSMEICIN, LUND

### Blodkomponenter som INTE skickas med rörpost

- Tvättade erythrocyter eller trombocyter
- HLA-typade trombocyter
- Utbytesblod
- Komponenter med väldigt ovanlig fenotyp
- Stora mängder plasma, t.ex. Octaplas vid plasmabyte
- Blodkomponent med kopplat transfusionsaggregat eller som har gått sönder.

Vid osäkerhet; ring Transfusionsmedicin (73200) och fråga innan ni skickar blodkomponenten.

### Blodkomponenter från avdelningar till Transfusionsmedicin

- Skriv datum, tid för retur och signatur på blodkomponentens följesedel.  
*Detta för att säkerställa spårbarhet för hur länge komponenten befunnit sig i rörpostsystemet.*
- Lägg blodkomponenten i en **ren** plastpåse, t.ex. fryspåse, som försluts ordentligt, t.ex. med gummiband.  
*Använd **INTE** provrörspåsar – dessa kan vara kontaminerade med smitta från provrör. Plastpåsar tillhandahålls ej av Transfusionsmedicin.*
- Skicka blodkomponenterna med **svart patron** till rörpostnummer 460.  
*Använd **INTE** blå patroner. Dessa är reserverade för Transfusionsmedicin och ska tillbaka så snart som möjligt så att det alltid finns patroner för Transfusionsmedicin att använda.*
- Blodkomponenter som förvaras vid samma temperatur kan skickas tillsammans.  
*Erythrocyter och plasma kan transporteras i samma patron.  
Trombocyter transporteras för sig eftersom de ska skyddas från kyla.*

## ANVISNING



Figur 1. Korrekt packad blodkomponent i en **ren** plastpåse (i detta fall en fryspåse) och ordentligt försluten.



Figur 2. Blodkomponent packad i påse avsedd att skicka provrör i.

- Patronerna kan fyllas med flera blodkomponenter; maximalvikt på innehållet är ca 4 kg.
- Max 4 st. blodkomponenter får returneras med rörposten. *Då fler än 4 st. blodkomponenter ska returneras vid samma tillfälle bör manuell transport till Transfusionsmedicin ske.*
- Blodkomponenter kan returneras dygnet runt, men p.g.a. bemanning på Transfusionsmedicin bör det helst ske vardagar mellan kl. 8 – 16.