

## Prov i Pappkartong via Regionservice

**Från:**

Primärvårdsenheter centrala Malmö



**Till:**

Labmedicin i Malmö

Transportförpackningen skall alltid vara komplett och består av wellpapplåda med absorbent och inredning. Remisserna ska förvaras åtskilda från proven i särskilt fack.

Regionservice hämtar provlåda/or och lämnar samtidigt samma antal tomma lådor.

Lägg inga lådor på lager.



Tänk på att:

- Vända remisslådans håll mot framkanten.
- Använda rörförlängare till korta kapillärrör eller stoppa rören i ett större rör.
- Skruva åt korkarna ordentligt på urinprov i sterila plaströr.

### Låda till Klinisk kemi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

- Sortera proven i lådan enligt skiss.
- Lägg remisser till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt icke dataremiss till Klinisk kemi överst.
- Transportera i rumstemperatur 20-24°C.

### Låda till Klinisk mikrobiologi

- Transportera lådan i temperatur 4-10°C.

### Låda till Klinisk patologi

- Transportera i rumstemperatur ca 20-24°C.
- OBS – cytologiprover adresseras och skickas direkt till Klinisk patologi Lund.

