

Använd ditt munskydd säkert

Undvik att bli smittad genom att hantera munskyddet korrekt. Munskydd är en engångsprodukt som ska kastas direkt efter användning – det ska aldrig flyttas från munnen och sättas tillbaka.

Ta på munskyddet så här:

Tvätta händerna eller använd handsprit.



Placera munskyddet över näsa, haka och mun. Sätt gummibandet bakom öronen eller knyt snörena bakom huvudet.



Har munskyddet metallskena ska den placeras uppåt. Tryck till skenan över näsan och justera så att munskyddet sluter tätt.



Undvik att röra munskyddet under användning!



Ta av munskyddet så här:


Tvätta händerna eller använd handsprit.



Rör endast gummibandet/snörena när du tar av munskyddet.



Lägg munskyddet i avfallspåsen utan att byta grepp.



Tvätta händerna eller använd handsprit.

