

### Avföringsprov i burk med SAF-lösning


#### DET HÄR BEHÖVER DU

Burkarna som du fått av din vårdgivare. Uppsamlingspapper eller väl rengjort kärl.  
Vätskan i burken är ofarlig vid normalt bruk. Om du får den på huden sköljer du med rikligt med vatten. Följ de provtagningsintervall du blivit ordinerad av din vårdgivare.


#### GÖR SÅ HÄR




Samla upp avföring på ett papper eller i ett väl rengjort kärl. Vid fast avföring tas provet både från utsidan och från det inre av fast formad avföring.



Skruva av locket på den lilla burken.  
I burken finns SAF-lösning och den ska vara kvar i burken.  
I locket sitter en sked fastsatt.




För över avföring med skeden till den lilla burken.  
**Fyll burken till en fjärdedel** med avföring.



Skruva noggrant på locket på den lilla burken.



Märk **båda** burkarna med hela ditt namn, och personnummer, provtagningsdatum och klockslag. Använd etiketter som du fått av din vårdgivare.



Sätt den lilla burken i den stora burken och skruva på locket.



Lämna provet till din vårdgivare senast samma dag som du tar provet.  
Ta med giltig legitimation.