

تعليمات للمريض


المتدثرة (الكلاميديا) / المكورة البنية أو المايكوبلازما التناسلية الاختبار المهلي

هذا هو ما تحتاج إليه


سوف يعطيك مزود الخدمة الخاص بك شنطة الأدوات اللازمة. لا يشكل السائل في الأنبوب أي خطورة في حالة الاستخدام العادي. في حالة تلامس السائل مع الجلد، يجب شطف مكان التلامس مع ماء وفير.

كيفية أخذ المسحة

أخرجي القُطَيْلة الماسحة من العبوة. امسكي القُطَيْلة من مكان التحزيز بواسطة الإبهام والسبابة.



أدخلي القُطَيْلة بحرص داخل المهبل بعمق ثلاثة أو أربعة سنتيمترات ويتم إمرارها على جدار المهبل بحركة دورانية بمقدار دورتين.



فكّ غطاء الأنبوب دون المساس بالرقائق المعدنية الموجودة على الغطاء. يجب أن يظل السائل داخل الأنبوب.



ضعي القُطَيْلة داخل الأنبوب واثنيتها من مكان التحزيز.



يتم إعادة إحكام غلق غطاء الأنبوب مرة أخرى.



ضع شريط البيانات على الأنبوب مدوناً عليه رقم تحقيق الشخصية والاسم، وتاريخ وتوقيت أخذ العينة. استخدم شريط البيانات المُعطى لك من قبل مزود الخدمة.



يتم تسليم العينة إلى مزود الخدمة الخاصة بك في نفس اليوم الذي أُخذت فيه العينة على أقصى تقدير. تُنقل العينة في كيس بلاستيك به ثلج. احضري بطاقة تحقيق شخصية سارية.

