

## راهنمای بیمار

### کلامیدیا/گنوکوکی یا ژنیتالایوم مایکوپلازما


### آزمایش واژینال

#### به این وسایل ضرورت دارید


ارائه‌دهنده خدمات درمانی یک کیت آزمایش به شما می‌دهد. مایع درون پیپ در صورت مصرف درست خطرناک نیست. اگر جلد شما به آن آغشته شود، باید با آب بسیار بشویید.

#### چطور انجام دهیم

پندک را از بسته خارج کنید. پندک را از قسمت فرورفتگی بین انگشت شست و اشاره بگیرید.



پندک را با احتیاط به اندازه سه تا چهار سانتی‌متر وارد واژن کنید و دو بار با حرکت چرخشی به دیواره واژن بمالید.



درپوش پیپ را بدون خراب کردن ورق روی درپوش باز کنید. مایع باید درون پیپ باقی بماند.



پندک را داخل پیپ قرار دهید و از قسمت فرورفتگی بشکنید.



درپوش را با احتیاط بالای پیپ برگردانید.



برچسب نمبر آی دی، نام کامل و تاریخ و ساعت سمپل گیری را روی پیپ بچسبانید. از برچسبی که ارائه‌دهنده خدمات درمانی به شما داده است استفاده کنید.



سمپل را در همان روز سمپل گیری به ارائه‌دهنده خدمات درمانی تحویل دهید. سمپل را در کیسه پلاستیکی دارای یخ منتقل کنید. کارت شناسایی معتبر به همراه بیاورید.

