

راهنمای بیمار

جمع آوری ادرار روزانه (24 ساعتی) با اسید

به این وسایل ضرورت دارید

مهم!
ظرف دارای این برچسب حاوی اسید مخرب است!
از ادرار کردن مستقیم در این ظرف جلوگیری کنید!
گر به طور تصادفی و بدون سمپل گیری به تشناب بروید، پروسه سمپل گیری باید از ابتدا شروع شود.




Klinisk kemi
Labmedicin
Innehåll: 20 mL
6 mol/L Saltsyra
Varning - Frätande




چطور انجام دهیم

قبل از سمپل گیری داخل تشناب ادرار کنید و زمان آن را یادداشت نمایید.



نوبت بعدی که نیازمند تشناب می‌شوید: درون ظرفی تمیز مانند گیلان یا فنجان پلاستیکی ادرار کنید. سپس ادرار را داخل ظرف پلاستیکی بریزید و آن را در مکان خنکی نگه دارید.



روز بعد یک نوبت دیگر در همان زمان شروع ادرار کنید (ساعت بعد 24). بدین ترتیب پروسه سمپل گیری خاتمه می‌یابد. ظرف را تا زمان تحویل دادن در مکان خنکی نگه دارید.



برچسب شناسایی-دار یا برچسب حاوی نمبر آی دی و نام خود را روی ظرف پلاستیکی بچسبانید.



ظرف پلاستیکی و معرفی‌نامه را به کلینیک یا لابراتوار مشخص شده تحویل دهید.

