

# Instruktioner om gynekologisk egenprovtagning för HPV

För att provet ska kunna analyseras är det viktigt att du följer nedanstående instruktioner och märker provröret med medföljande etiketter, som finns längst ner på erbjudandebrevet. Ett omärkt eller felmärkt prov kasseras utan att analyseras.

Du ska inte ta provet om du är gravid eller har mens.

För de flesta är provtagningen enkel och smärtfri.


## Gör så här:

**1**



Märk provröret med de två (2) streckkodsetiketterna. **Etiketterna ska inte överlappa varandra.**

**2**




Ta ut provpinnen ur förpackningen och håll mitt över markeringen. Vidrör inte den del som är täckt med bomull.

**3**




För in provpinnen 5 cm in i slidan och snurra mot slidans vägg ett par varv.

**4**



Skruva av korken. **Låt vätskan vara kvar.** För ner pinnen i provröret och bryt av vid markeringen. Skruva på korken.

**5**



Lägg provröret i transporthylsan (grön kork) och skruva på korken. Lägg transporthylsan i kuvertet. Frimärke behövs inte. Posta brevet inom 1 vecka efter provtagning.

### Checklista

- Jag har märkt provröret med etiketterna.
- Provröret ligger i transporthylsan.
- Jag postar svarskuvertet snarast.

Provresultatet och dina uppgifter sparas rutinmässigt i kvalitetsregister för din vård, vårdutveckling samt forskning enligt patientdatalagen. Alla uppgifter är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. För mer information se [www.1177.se/kvalitetsregister](http://www.1177.se/kvalitetsregister)