

# PRODUKTKATALOG



# Provtagningsmaterial Blodgasprodukter

2022-03-31

# Kontakt

Provtagningsprodukter: inköpare My Helleberg, [My.Helleberg@skane.se](mailto:My.Helleberg@skane.se)

Blodgasprodukter: inköpare [Emma.Bohman@skane.se](mailto:Emma.Bohman@skane.se)

## Expertgrupp

Personer från Labmedicin Skåne har ställt kraven på produkterna i upphandlingen.

Du kan vända dig till dessa personer för att få svar på dina frågor.

Marie Andersson	<a href="mailto:Marie-Louise.X.Andersson@skane.se">Marie-Louise.X.Andersson@skane.se</a>
Kiki Broholm	<a href="mailto:Kiki.Broholm@skane.se">Kiki.Broholm@skane.se</a>
Ann-Christin Bünger	<a href="mailto:Ann-Christin.Bunger@skane.se">Ann-Christin.Bunger@skane.se</a>
Helena Lindberg	<a href="mailto:Helena.Lindberg@skane.se">Helena.Lindberg@skane.se</a>
Eva Lindström	<a href="mailto:Eva.Lindstrom@skane.se">Eva.Lindstrom@skane.se</a>
Karin Nilsson	<a href="mailto:Karin.EM.Nilsson@skane.se">Karin.EM.Nilsson@skane.se</a>
Charlotte Wigermo	<a href="mailto:Charlotte.Wigermo@skane.se">Charlotte.Wigermo@skane.se</a>

## Så beställer du

**Offentliga vårdgivare** beställer via Region Skånes marknadsplats, där inget annat anges.

**Privata vårdgivare** beställer via OneMeds webshop, där inget annat anges.

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning)

## Så reklamerar du

Läs mer om hur du reklamerar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning)

## Sortimentslistan

Behöver du en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller? Då kan sortimentslistan hjälpa dig på [vardgivare.skane.se/sortimentslistan](http://vardgivare.skane.se/sortimentslistan)

## Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

# Innehållsförteckning

Blodvagga	4
Blodtagningslancetter	4
Blodprovtagingsrör	4
Kapillärprovtagingsrör	6
Burkar, plaströr och provtagningsset	6
Hållare till vakuumrör	8
Säkerhetskanyler för provtagning	9
Mikrokapillär/blodcaps	9
Stasband	10
Transporthylsor och transportset	10
Övrigt	11
Blodgasprodukter	12
Utgående produkter	14

# Blodvagga

## BLODVAGGA - Triomix

Triolab

Flergångs. Batteridriven provrörsvagga. Kan regleras i tre hastigheter. För max fem rör.

ART NR LEV ART NR

17217 600 blå

24442 603 rosa



# Blodtagning lancetter

## BLODLANCETT - Sarstedt

Sarstedt

Engångs. Steril. För provtagning av barn mindre än 1 år.

ART NR LEV ART NR

26797 85,1019 1,2x1,5 mm, rosa, blad

ERSÄTTER

17212



## BLODLANCETT - Prolance (HTL Strefa)

Karo Pharma

Engångs. Steril. Säkerhetslancett.

ART NR LEV ART NR

19532 7604 1,5 mm, lågflöde, blå, nål

19533 7594 1,8 mm, normalflöde, grön, nål

19534 7620 1,6 mm, högflöde, lila, blad



## BLODLANCETT - Medlance Plus

OneMed

Engångs. Steril. Kontaktaktiverad.

ART NR LEV ART NR

26799 7241 1,2 mm, lågflöde, ljusgrön, nål

26800 7044 1,8 mm, normalflöde, blå, nål

26801 7046 0,8x2,0 mm, högflöde, gul, blad

ERSÄTTER

19535

19536

19537



# Blodprovtagningrör

## BLODPROVTAGNINGSRÖR PST II, Litium-Heparin, ljusgrön kork

Becton Dickinson

Vakuurrör. PST. Plast.

ART NR LEV ART NR

15402 368497 5/3 mL, 13x75 mm, tillsats Litium-Heparin/Gel



## BLODPROVTAGNINGSRÖR PLASMA, Natrium-Heparin, mörkgrön kork

Becton Dickinson

Vakuurrör. Plasma/helblod. Plast.

ART NR LEV ART NR

24427 369623 5/4 mL, 13x75 mm, tillsats Natrium-Heparin

24439 369622 7/6 mL, 13x100 mm, tillsats Natrium-Heparin



**BLODPROVTAGNINGSRÖR PLASMA-GLUKOS, rosa kork** **Hettich labinstrument**

Vakuurrör. För glukos. Plasma/helblod. Plast.

Ersätter BD

ART NR LEV ART NR

25562 454513 5/3 mL, FC-mix

**BLODPROVTAGNINGSRÖR SST II, Serum, guldgul kork** **Becton Dickinson**

Vakuurrör. Serumseparationsrör. Plast.

ART NR LEV ART NR

222 368498 5/3,5 mL, 13x75 mm, tillsats koag aktivator+gel

6597 366566 7/5 mL, 13x100 mm, tillsats koagaktivator+gel

**BLODPROVTAGNINGSRÖR PLASMA, lila kork** **Becton Dickinson**

Vakuurrör. Plast.

Oförändrad

ART NR LEV ART NR

13198 368274 5/2 mL, 13x75 mm, tillsats K2 EDTA

6147 368499 5/3 mL, 13x75 mm, tillsats K2 EDTA

217 367862 5/4 mL, 13x75 mm, tillsats K2 EDTA

5742 365900 7/6 mL, 13x100 mm, tillsats K2 EDTA

**BLODPROVTAGNINGSRÖR PLASMA, pärlemor kork** **Becton Dickinson**

Vakuurrör. PPT. Plasma. Plast.

ART NR LEV ART NR

16428 362795 7/5 mL, 13x100 mm, tillsats K2 EDTA+gel

**BLODPROVTAGNINGSRÖR KOAGULATION, ljusblå kork** **Becton Dickinson**

Vakuurrör. Till koagulationsanalyser.

ART NR LEV ART NR

7538 363047 5/1,8 mL, 13x75 mm, plast, tillsats Na-citrat

2561 364305 5/2,7 mL, 13x75 mm, plast, tillsats Na-citrat

21730 367714 5/4,5 mL, 13x75 mm. glas, tillsats Na-citrat

**BLODPROVTAGNINGSRÖR SERUM, röd kork** **Becton Dickinson**

Vakuurrör. Serum.

ART NR LEV ART NR

19111 367614 5/4 mL, 13x75 mm, utan tillsats, glas

28641 367819 7/6 mL, 13x100 mm, utan tillsats, plast **Endast för forskning!****BLODPROVTAGNINGSRÖR ACD, Formula A, gul kork** **Becton Dickinson**

Vakuurrör. Formula A för vävnadstypning. Glas.

ART NR LEV ART NR

6753 366645 10/8,5 mL, 16x100 mm, tillsats ACD-lösning

**BLODPROVTAGNINGSRÖR ACD, Formula B, gul kork** **Hettich Labinstrument**

Vakuurrör. Formula B. Plast.

ART NR LEV ART NR

28595 456094 7/6 mL, 13x100 mm, tillsats ACD-lösning

ERSÄTTER

3263



**BLODPROVTAGNINGSRÖR B-SR, Excyte, svart kork** **Medic24**

Vakuumrör. För B-SR bestämning till MICROsed-R och Excyte 20 instrument. Glas.

ART NR LEV ART NR

25035 EX-50205 3,4/1 mL, svart, 8x120 mm, tillsats Na-citrat

**AVLÄSNINGSINSTRUMENT - MICROsed-R inklusive printer** **Medic24**

Flergångs. För avläsning av B-SR, Excyterör 1,0 ml. På instrument 140x180x100 m. Plats för 10 rör.

ART NR

Beställ i Raindance marknadsplats via inköpsuppdag

**BLODPROVTAGNINGSRÖR B-SR Seditainer, svart kork** **Becton Dickinson**

Vakuumrör. För manuell B-SR bestämning. Glas.

ART NR LEV ART NR

22518 366674 6,25/5,0 mL, 10x120 mm, tillsats Na-citrat

**STÄLL FÖR B-SR - BD Vacutainer B-SR Seditainer** **Becton Dickinson**

Flergångs. För avläsning av B-SR. Bords-/väggmodell. Konverterad skala. För 10 rör.

ART NR LEV ART NR

7425 366016



## Kapillärprovtagningsrör

**KAPILLÄRPROVTAGNINGSRÖR - MiniCollect C** **Hettich labinstrument**

13x75 mm.

ART NR LEV ART NR

ERSÄTTER

*Förmonterad rörhållare*

26786 450549 Serumanalyser, röd kork, utan tillsats, 500-1000 µL 6689

26788 450550 Plasmaanalyser, ljusgrön kork, Li-Heparin/gel, 1000 µL

26789 450548 Serumanalyser, guldgul kork, med gel+koagulationsaktivator, 500-800 µL 7450

*Bipackad rörhållare*

26787 450533+450418 Ljuskänsliga serumanalyser (t ex bilirubin), Amber, guldgul kork, med gel+koagulationsaktivator, 500-800 µL 6691

**KAPILLÄRPROVTAGNINGSRÖR - Microtainer** **Becton Dickinson**

Med förlängare. Plast.

ART NR LEV ART NR

ERSÄTTER

6696 363706 lila kork, 13x75 mm, 250-500 µL, tillsats K2 EDTA

28602 365968 guldgul kork, med gel, 400-600 uL, för barn Nyhet

28162 365986 ljusgrön kork, 400-600 µL, PST, tillsats LitiumHeparin/gel, för barn 27569

28163 368933 förlängare till kapillär Microgard 27569



# Burkar, plaströr och provtagningsset

## PROVTAGNINGSSSET SPUTUM - Sarstedt Sarstedt

Engångs. Sterilt.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
29276	78.897.038	burk + transporthylsa	19088



Provtagningsburk Transporthylsa Vid transport

## PROVTAGNINGSSSET FAECES Sarstedt Sarstedt

Engångs. Sterilt. Plast.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
19530	78.892.051	burk + transporthylsa	12730



## PROVTAGNINGSRÖR URIN OCH STERILT MATERIAL- Sarstedt Sarstedt

Engångs. Sterilt. Med skruvlock. U-format.

ART NR	LEV ART NR		
216	60.540.012	13 mL, 16,5x101 mm	



## PROVTAGNINGSRÖR URIN - BD Vacutainer Becton Dickinson Becton Dickinson

Vakuüm. För urin. Plast. Rund botten.

ART NR	LEV ART NR		
26790	368500	5/4 ml, 13x75 mm, utan tillsats. Används med 27467.	



## PROVTAGNINGSRÖR LIKVOR OCH SEDIMENT VWR VWR

Engångs. Sterilt. Centrifugrör till likvor (Klinisk mikrobiologi) samt U-Sediment. V-format. Med skruvlock. Plast.

ART NR	LEV ART NR		
7302	391-8506	10 mL, 16x110 mm	



## PROVTAGNINGSRÖR LIKVOR Sarstedt Sarstedt

Engångs. Sterilt. Till likvor (Klinisk kemi). V-format. Med skruvlock. Plast.

ART NR	LEV ART NR		
25188	62.558.201	5 mL, 57x15,3 mm	



## PROVTAGNINGSSSET - E-swab (Copan), pediatrik Nordic Biolabs Nordic Biolabs

Engångs. Sterilt. Transportrör med 1 mL Amies bipackad med flockad pinne. 25-pack.

ART NR	LEV ART NR		
24431	CP484CE-500/25	pediatrisk NPH, blå kork	



## PROVTAGNINGSSSET - E-swab (Copan), NPH, uretra Nordic Biolabs Nordic Biolabs

Engångs. Sterilt. Transportrör med 1 ml amies bipackad med flockad pinne. 25-pack.

ART NR	LEV ART NR		
24432	CP482CE-500/25	nasofarynx och uretra, blå kork	



## PROVTAGNINGSSSET - E-swab (Copan), hud-hår-slemhinna-faeces Nordic Biolabs Nordic Biolabs

Engångs. Sterilt. Transportrör med 1 mL Amies bipackad med flockad pinne. 25-pack.

ART NR	LEV ART NR		
24433	CP480CE-500/25	hud, slemhinna, sår och faeces, rosa kork	



**PROVTAGNINGSSSET VIRUS - Sigma-VCM PurFlock standard tip Svenska LABFAB**

Engångs. Sterilt. Transportrör med 2 mL VCM-medium bipackad med flockad pinne.

ART NR LEV ART NR

25481 MED-MW910PF hud och slemhinna, röd kork

**PROVTAGNINGSSSET VIRUS - Sigma-VCM PurFlock duo swab Svenska LABFAB**

Engångs. Sterilt. Transportrör med 2 mL VCM-medium bipackad med två flockad pinnar, standard och mini-tip.

ART NR LEV ART NR

27556 MED-MW914PF nasofarynx, röd kork

ERSÄTTER

25482

**PROVTAGNINGSSSET VIRUS - Sigma-VCM PurFlock ultra-fine tip Svenska LABFAB**

Engångs. Sterilt. Transportrör med 2 mL VCM-medium bipackad med flockad pinne.

ART NR LEV ART NR

25483 MED-MW910PF/  
MW814 pediatrik och nasofarynx, röd kork**FLASKA MED SKRUVLOCK FÖR TB-PROVER LAB Diagnostics Nordic**

Engångs. Steril. För TB-prover m m. Plast.

ART NR LEV ART NR

26791 324.0200 200 ml



## Hållare till vakuumsrör

**DROPPSTIFT - Vacuette VacuDrop Hettich Labinstrument**

Engångs. Används för att ta ur en droppe blod ur ett vakuumsrör utan att öppna förslutningen.

ART NR LEV ART NR

26817 458815

ERSÄTTER

13672

**HÅLLARE MED SKRUVFATTNING - BD Vacutainer One Use Holder Becton Dickinson**

Engångs. Med skruvfattning. Transparent.

ART NR LEV ART NR

17696 364815

**HÅLLARE MED LUERADAPTER - BD Luer-lok Becton Dickinson**

Engångs. Steril. Med föransluten luer-lock adapter och hållare för flera prover. Blå. Transparent.

ART NR LEV ART NR

19529 364902

**LUERADAPTER - BD Becton Dickinson**

Engångs. Steril. Med backventil. För hållare med skruvfattning nr 17696 till vakuumsrör.

ART NR LEV ART NR

26784 367300

ERSÄTTER

139





# Säkerhetskanyler för provtagning

## VENPROVTAGNINGSSSET - Vacutainer Push Button

Becton Dickinson

Engångs. Sterilt. Med slang för vakuumrör. Luer. Med hållare.

ART NR	LEV ART NR		
21054	367354	0,6x19 mm, 178 mm, blått	Oförändrad
26803	368658	0,6x19 mm, 305 mm, blått	Nyhet
24723	368657	0,8x19 mm, 305 mm, grönt	Oförändrad



## VENPROVTAGNINGSSSET - Vacutainer Ultra Touch Push Button

Becton Dickinson

Engångs. Sterilt. Med slang för vakuumrör. Med luer. Utan förmonterad hållare. Används tillsammans med hållare med skruvfattning nr 17696.

ART NR	LEV ART NR		
26084	367391	0,5x19 mm, 178 mm, mörkblått	
27468	367363	0,5x19 mm, 305 mm, mörkblått	Nyhet maj 2019
12031	367393	0,8x19 mm, 178 mm, grönt	
12033	367365	0,8x19 mm, 305 mm, grönt	



## VENPROVTAGNINGSSSET - Vacutainer Eclipse Signal

Becton Dickinson

Engångs. Sterilt. Med fönster för blodsvar.

ART NR	LEV ART NR	
22514	368836	21G, 0,7x25,4 mm, svart
22513	369935	22G, 0,8x25,4 mm, grönt



# Mikrokapillär/blodcaps

## MIKROPIPETT - Vitrex

VWR

Engångs. Glas. Microcaps. Utan tillsats.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
26785	MODU165913	50 µl, grön	1947



## MIKROPIPETT - Vitrex

OneMed

Engångs. Glas. Microcaps. Utan tillsats.

ART NR	LEV ART NR	
2614	166013	100 µl, blå



## CAPSAGGREGAT - Vitrex

VWR

Flergångs. Mikrocapsaggregat med propp. Capsaggregat kort, komplett med propp och sifon. Används tillsammans med kapillär för kapillärprovtagning.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
26802	MODU140413		24400



# Stasband

## STASBAND, ENGÅNGS - BD Vacutainer Stretch Tourniquet Becton&Dickinson

Engångs. Silikon.

ART NR	LEV ART NR	ERSÄTTER
26796	367198	15881



## STASBAND, FLERGÅNGS Sarstedt

Flergångs. Med snabbblås.

ART NR	LEV ART NR	
1465	95.1007.001	för vuxen



## STASBAND, FLERGÅNGS - BD Pronto Becton Dickinson

Flergångs. Stretch. Latexfri.

ART NR	LEV ART NR	ERSÄTTER
26798	367218	för barn 17491



# Transporthylsor och transportset

## TRANSPORTBOX - BD Hemobox IV Becton Dickinson

Flergångs. För vakuumsör och provrör för odling och viruspåvisning.

ART NR	LEV ART NR	
12740	366904	för max 7 rör



## ABSORBENT FÖR TRANSPORTBOX Becton Dickinson

Flergångs. Passar transportbox nr 12740.

ART NR	LEV ART NR	
24401	366916	skumdyna, uppsugningsförmåga 54 ml



## ABSORBERANDE INLÄGG FÖR TRANSPORTBOX G Engstrand

Flergångs. För transportbox 20x45 cm.

Beställ via  
inköpsupdrag

ART NR	LEV ART NR	
-	F30048	absorbent uppsugningsförmåga 1,5 liter



## TRANSPORTHYLSA FÖR PROVRÖR Sarstedt

Engångs. För rör. Inklusive kork och absorbent.

ART NR	LEV ART NR	
3475	78.898.113	126x30 mm, transparent
13892	78.898.300+ 65.676.001	126x30 mm, brun



## KYLTRANSPORTSET - Sarstedt Sarstedt

Flergångs.

ART NR	LEV ART NR	
17245	95.1123	för två provrör



**TRANSPORTFÖRPACKNINGSET****Sarstedt**

Flergångs. För diagnostiska prover,. Vid postbefordran med flyg, Kartong. Med tryckt etikett.

ART NR LEV ART NR

24402 95.902 220x170x40mm

**TRANSPORTPROVPÅSE****Biosafe**

Flergångs. För laboratorieprover. Utan remissficka. Vadderad. Märkt UN3373.

ART NR LEV ART NR

12094 450-12284T  
liten 175x265 mm**TRANSPORTBURK MED LOCK OCH TILLBEHÖR - Noax****LAB Diagnostics Nordic**



ART NR LEV ART NR

12562 324.5001 transportburk 500 ml, längd 155 mm, 95 kp

26070 324.4502 stödkors, 500 ml

26069 324.1093 kartong

12560 324.2001 absorbrondell 150 ml

**Övrigt****VÄRMEDYNOR MED TILLBEHÖR****Handelshuset Viroderm**

ART NR LEV ART NR

17641 04-013 Thermo startpaket Philips laddare  
Innehåller: 1 kokare/laddare, 4 provtagningsdynor 9x13 cm och  
10 skyddspåsar.17640 04-003 Värmedyna allround 19x29 cm  
Återladdningsbar värmedyna för större ytor på kroppen,  
t ex mage eller rygg.17638 04-006 Värmedyna handmodell 9x13 cm  
Återladdningsbar värmedyna för både kapillära och venösa  
provtagningar.17642 VIRO001 Skyddspåsar till provtagningsdyna, engångs  
För värmedyna nr 17638.

**BÄGARE MED SKRUVLOCK FÖR URIN** Sarstedt

Engångs. Steril. För provtagning av urin. Plast.

ART NR LEV ART NR

26792 75.562.400 burk för uppsamling av urin 100 mL

**URINUPPSAMLINGS-DUNK FÖR DYGN-S-URINUPPSAMLING** Sarstedt

Burk PE. Med skruvlock PP. Integrerad transferenhet i locket. Med självhäftande etikett. Gradering.

ART NR LEV ART NR

26794 77.,575.400 3 liter

ERSÄTTER

26448

**HÅLLARE MED ÖVERFÖRINGSSTRÅ FÖR URIN** Becton Dickinson

Engångs. Steril. För urinprov. Plast.

ART NR LEV ART NR

27467 364940 långt strå, används med nr 26790

**HÅLLARE MED ÖVERFÖRINGSSTRÅ FÖR URIN** Sarstedt

Engångs. Steril. För urinprov. Plast.

ART NR LEV ART NR

26793 11.1240 kort strå, **inte** kompatibelt med nr 26790**GLUKOSBELASTNINGSDRYCK - GlucosePro** OneMed

Hallonsmak.

ART NR LEV ART NR

26825 6430036090029 250 ml



## Blodgasprodukter

**BLODGASSPRUTA UTAN KANYL - PICO 50 (Radiometer)** TriolabEngångs. Steril. För aspiration. För användare **utan** FlexQmodul (kömodul).

ART NR LEV ART NR

6654 956-552 spruta 2 mL utan kanyl

**BLODGASSPRUTA UTAN KANYL - Safe PICO-Aspirator (Radiometer)** TriolabEngångs. Steril. För aspiration. Med blandningskula och streckkod. För användare **med** FlexQmodul (kömodul).

ART NR LEV ART NR

19075 956-622 spruta 1,7 mL utan kanyl

**BLODGASSPRUTA UTAN KANYL - Safe PICO (Radiometer)** TriolabEngångs. Steril. Självfyllande. Med blandningskula och streckkod. För användare **med** FlexQmodul (kömodul).

ART NR LEV ART NR

19076 956-610 spruta 1,5 mL utan kanyl

Oförändrad



**BLODGASSPRUTA MED KANYL - Safe PICO (Radiometer) Triolab**

Engångs. Steril. Självfyllande. Med blandningskula, streckkod och kanylskydd.  
För användare **med** FlexQmodul (kömodul).

ART NR	LEV ART NR	
19078	956-615	spruta 1,5 mL med kort kanyl
24455	956-614	spruta 1,5 mL med lång kanyl

**BLODGASSPRUTA - Safe PICO70 (Radiometer) Triolab**

Engångs. Steril. Självfyllande. Med kanylskydd. För användare **utan** FlexQmodul (kömodul).

ART NR	LEV ART NR	
24453	956-609	spruta 1,5 mL med kort kanyl
24452	956-608	spruta 1,5 mL med lång kanyl

**BLODGASSPRUTA - Safe PICO (Radiometer) Triolab**

Engångs. Steril. För neonatalavdelningar.

ART NR	LEV ART NR	
24560	3100-25	spruta 1,0 mL utan kanyl

**BLODGASKAPILLÄR, GLAS - SafeClinitubes (Radiometer) Triolab**

Engångs. Steril. Glas. Med heparin. Lila.

ART NR	LEV ART NR	
15905	942-869	35 µL
15907	942-875	85 µL
15908	942-878	100 µL
15909	942-880	125 µL

**BLODGASKAPILLÄR, PLAST - SafeClinitubes (Radiometer) Triolab**

Engångs. Plast. Med heparin. Lila.

ART NR	LEV ART NR	
19052	942-890	85 µL
19053	942-892	100 µL
19054	942-893	125 µL

**KOAGELFILTER - Radiometer Triolab**

Engångs. Till provtagningskapillär.

ART NR	LEV ART NR	
15913	906-020	till ABL 7xx/8XX

**MAGNET - Radiometer Triolab**

Flergångs. Till provtagningskapillär.

ART NR	LEV ART NR	
15912	912-065	





# Koncernstab inköp och ekonomistyrning

[www.skane.se/koncerninkop](http://www.skane.se/koncerninkop)

[info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se)