

2024-07-08

Produktkatalog

**Sjukvårdsinredning:
Sängar, madrasser och
sängbord**

SJUKHUSSÄNGAR – KONTAKT OCH BESTÄLLNING

Kontakt Region Skåne

Sortiment info.koncerninkop@skane.se. Katalogansvarig: Anneli Enryd.

Kontakt avtalad leverantör

Avtalad leverantör Caretec i Forserum AB. Avtal 2021-0002616 och 2023-0001478.

Kundtjänst/reklamationer Telefon 010-303 73 00, e-post info@caretec.se. Öppettider vardagar 07.00-16.30.

Säljare Anna-Karin Björck, telefon 010-303 73 15, e-post Anna-Karin.Bjorck@caretec.se.

Utbildning Anna-Karin Björck, telefon 010-303 73 15, e-post Anna-Karin.Bjorck@caretec.se.

Så beställer du

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Leveranstid

- Högst 15 arbetsdagar från beställning av enstaka sängar, dock max fem sängar.
- Högst 30 arbetsdagar från beställning av fler än 5 och upp till 20 sängar.
- Högst 40 arbetsdagar från beställning av fler än 20 sängar.
- Högst 3 arbetsdagar från beställning av reserv- och utbytesdelar.

SJUKHUSMADRASSER – KONTAKT OCH BESTÄLLNING

Kontakt Region Skåne

Sortiment info.koncerninkop@skane.se. Avtalsansvarig: Elin Malmquist.

Användning av madrasser

Katarina Frick, legitimerad sjuksköterska, Trycksårsmottagningen, Skånes universitetssjukhus, e-post Katarina.Frick@skane.se.

Anna Björk, legitimerad fysioterapeut, enhet HR förvaltningsövergripande, Skånes universitetssjukvård, e-post Anna.Bjork@skane.se.

Carina Andersson, legitimerad sjuksköterska och hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Skånes universitetssjukhus, e-post Carina.D.Andersson@skane.se.

Kontakt avtalad leverantör

Avtalad leverantör Care of Sweden AB. Avtal 2020-0002618.

Kundsupport E-post info@careofsweden.se, telefon 0771-10 66 00 (vardagar 08.00-16.30), jourtelefon 0325-101 11 (vardagar 16.30-20.00. helger och röda dagar 10.00-13.00).

Hyra av madrass E-post info@careofsweden.se, telefon 0771-10 66 00 (vardagar 08.00-16.30), telefon 0325-101 11 (helger och röda dagar 10.00-13.00).

Avtalsansvarig Ulrika Haglund, e-post Ulrika.Haglund@careofsweden.se, telefon 0771-10 66 00.

Utbildning Helena Vikström, e-post Helena.Vikstrom@careofsweden.se, telefon 0325-189 14.

Så beställer du

Köp av tryckförebyggande madrasser Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats. Kontakta leverantören för överenskommelse om leveranstid vid köp av fler än fem madrasser.

Köp av evakueringslakan och räddningsmadrass Beställ via inkösuppdrag i Raindance marknadsplats.

Hyra av madrass CuroCell A4 CX15 Kontakta leverantören via telefon.

Leveranstid

Köp av madrass 5 arbetsdagar. Vid beställning av fler än fem madrasser kan leveranstiden bli längre.

Hyra av madrass CuroCell A4 CX15 Leverans samma dag vid beställning vardagar före 13.00. Leverans nästkommande dag vid beställning vardagar efter 13.00.

SÄNGBORD – KONTAKT OCH BESTÄLLNING

Kontakt Region Skåne

Sortiment info.koncerninkop@skane.se. Avtalsansvarig: Elin Malmquist.

Användning av sängbord Anna Björk, legitimerad fysioterapeut, enhet HR förvaltningsövergripande, Skånes universitetssjukvård, e-post Anna.Bjork@skane.se.

Vårdhygien Carina Andersson, legitimerad sjuksköterska och hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Skånes universitetssjukhus, e-post Carina.D.Andersson@skane.se.

Kontakt avtalad leverantör

Avtalad leverantör Caretec i Forserum AB. Avtal 2021-0001416-01 (sängbord med justerbar lådhurts), avtal 2021-0001416-02: (sängbord till psykiatrivården).

Kundtjänst/reklamationer Telefon 010-303 73 00, e-post info@caretec.se. Öppettider vardagar 07.00-16.30.

Säljare Anna-Karin Björck, telefon 010-303 73 15, e-post Anna-Karin.Bjorck@caretec.se.

Utbildning Anna-Karin Björck, telefon 010-303 73 15, e-post Anna-Karin.Bjorck@caretec.se.

Avtalad leverantör Human Care HC AB. Avtal 2023-0001478-2 (mat/läsbord, brickbord).

Kontaktperson Cecilia Fransson, telefon 070-687 47 07 e-post Cecilia.Fransson@humancaregroup.com.

Så beställer du

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Leveranstid

Högst 20 arbetsdagar från beställning.

EVAKUERINGSMÖJLIGHETER

Enligt lagkrav, Lag om skydd mot olyckor 203:778 kap. 2 § 2, ska verksamheter vidtaga skäliga åtgärder för livräddning vid brand eller annan olycka. Patienter kan ha begränsade möjligheter att på egen hand evakuera, därför är det skäligt att personal bistår vid en evakuering.

Beställaren ska se till att beställda madrasser förses med evakueringsmöjligheter, antingen med integrerade system eller kompletterande. Då evakueringsmöjligheter inte är tillämpligt för vissa madrasser, ska åtgärder för livräddning vid brand eller annan olycka säkras i interna instruktioner och rutiner.

FÖLJ REGION SKÅNES INGÅNGNA AVTAL

Region Skåne omfattas av Lagen Om Offentlig Upphandling (LOU). Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Det är av stor vikt att såväl leverantörer som Region Skåne uppfyller innehållet i ingångna avtal. Detsamma gäller för eventuella underleverantörer. Avtal är bindande och ska användas av de förvaltningar och bolag som omfattas av avtalen. Regionens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de avtal som har ingåtts.

Avsteg från gällande avtal är avtalsbrott och risk finns för skadeståndsanspråk från regionens avtalsparter samt från utomstående parter som har gått miste om affären. Vid felaktigt genomförd upphandling kan domstol fastställa upphandlingsskadeavgift och skadestånd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SJUKHUSSÄNGAR – KONTAKT OCH BESTÄLLNING	2
Kontakt Region Skåne.....	2
Kontakt avtalad leverantör.....	2
Så beställer du.....	2
Leveranstid.....	2
SJUKHUSMADRASSER – KONTAKT OCH BESTÄLLNING	2
Kontakt Region Skåne.....	2
Kontakt avtalad leverantör.....	2
Så beställer du.....	3
Leveranstid.....	3
SÄNGBORD – KONTAKT OCH BESTÄLLNING	3
Kontakt Region Skåne.....	3
Kontakt avtalad leverantör.....	3
Så beställer du.....	3
Leveranstid.....	3
EVAKUERINGSMÖJLIGHETER	4
FÖLJ REGION SKÅNES INGÅNGNA AVTAL	4
SJUKVÅRDSSÄNGAR	6
Med ergonomiska grindar	6
Till psykiatri	7
SJUKVÅRDSMADRASSER	8
Tryckutjämnande skummadrass.....	8
Tryckutjämnande luftfylld skummadrass utan pump	10
Aktiv/reaktiv luftfyllt madrasssystem med pump	11
SÄNGBORD	13
Sängbord med justerbar lådhurts	13
Sängbord till psykiatrivård	14
Mat/läsbord (brickbord)	15

SJUKVÅRDSSÄNGAR

Med ergonomiska grindar

Patientsäng P3 Extra Stabil (ES) – Caretec

LEV ART NR	GRUNDPRIS
5R1101C2AFO	21 867:-



I grundpriset ingår 2 grindar och 2 gavlar.

Patientvikt upp till 225 kg och SWL upp till 290 kg.

Bredd inklusive grindar 97 cm. Längd inklusive gavlar 218,5 cm + 15,0 cm.

Madrassstorlek 80-85 x 200-205 cm, tjocklek med standardgrind max 15 cm.

Madrassförlängning ska användas när sängen är förlängd. Grindförhöjning eller extra höga grindar ska användas om madrassen är mer än 15 cm hög. Höjd på liggytan 34-79 cm.

Elektriskt höj-/sänkbar. Elektrisk justerbar rygg- och ben/lårdel. Elektriskt och manuellt justerbart CPR läge. Elektriskt chock- och sittläge. Centrallåsta hjul med riktningsspärr och antistatfunktion.

Sängen har ett förlängt underrede som gör den stabilare och den är godkänd för rengöring i sängtvätt.

[Produktinformation \(Caretec.se\)](http://www.caretec.se)

Tillbehör

LEV ART NR	UTFÖRANDE	PRIS/ENHET
710821	avlastningshylla	748:-
710797	droppställ, vinklat	645:-
710605	droppställning, rak	588:-
10904	droppställning till lyftbåge	488:-
710863	dävert	975:-
780146	gavel vit P3	1 240:-
780668	grind, extra hög, par	3 808:-
710441	grindförlängning, fast	368:-
710651	grindförhöjning, set	2 072:-
710650	grindförlängning, set	664:-
710212	grindskydd	2 072:-
411509	hållare till desinfektionsflaska, 12-p	1 488:-
411493	journalkorg	600:-
780180	körhandtag P3	680:-
711045	uppresningsstöd	520:-
715035	5:e hjul	2 632:-

Till psykiatri

Patientsäng P3 Psykiatri, maskintvättbar – Caretec

LEV ART NR	GRUNDPRIS
5R1206C070X	20 950:-

I grundpriset ingår 2 grindar och 2 gavlar.

Patientvikt upp till 225 kg och SWL upp till 290 kg.

Bredd inklusive grindar 97 cm. Längd inklusive gavlar 218,5 cm + 15,0 cm.

Madrassstorlek 80-85 x 200-205 cm. Madrassförlängning ska användas när sängen är förlängd. Höjd på liggytan 34-79 cm.

Elektriskt höj-/sänkbar. Elektrisk justerbar rygg- och ben/lårdel. Elektriskt och manuellt justerbart CPR läge. Elektriskt chock- och sittläge. Centrallåsta hjul med riktningsspärr och antistatfunktion. Maskintvättbar.

Strömkabeln har en längd på en meter från sängen till kontakten. Önskas längre kabel, ange det i beställningen.

Sängen har ett förlängt underrede som gör den stabilare och den är godkänd för rengöring i sängtvätt.

Sängen levereras med gavlar och styrenhet till personal. Övriga tillbehör beställs separat.

[Produktinformation \(Caretec.se\)](http://Produktinformation (Caretec.se))



Tillbehör

LEV ART NR	UTFÖRANDE	PRIS/ENHET
940015	Handkontroll – vårdtagare*	580,00
780431	Grind – vänster	1512,00
780432	Grind – höger	1512,00
710797	Droppställ – vinklat	712,00
710605	Droppställ – rakt	580,00
10904	Droppställ – montering på lyftbåge	488,00
710863	Lyftbåge – inklusive trapets	952,00
11744	Trapets höj/sänkbar	260,00
710651	Grindförhöjning – set	2 072,00
780668	Extra hög grind – par	3 808,00
710212	Grindskydd	2 072,00
710650	Grindförlängning – set	664,00
710441	Fäste grindförlängning – 1 st	368,00
780180	Körhandtag	680,00
710821	Avlastningshylla	748,00
711045	Uppresningsstöd	520,00
411493	Journalkorg	600,00
411509	Hållare till desinfektionsflaska, 12-p	1 488,00
715035	5:e hjul*	2 632,00

* Fabriksmonterad. Beställs vid beställningen av patientsäng.

SJUKVÅRDSMADRASSER

Tryckutjämnande skummadrass

OPTIMAL 5ZON – Care of Sweden

Optimal 5zon är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 2. Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring. Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Brukarvikt upp till 180 kg, höjd 14 cm, överdrag Evac eller Olivia. Garanti 3 år.

- [Beskrivning av madrassen \(Careofsweden.se\)](#)
- [Produktblad och bruksanvisning \(Careofsweden.se\)](#)

Madrasskärna Tvåskikt madrass i kallsaum med tryckutjämnande egenskaper. Kroppen sjunker ner i madrassen och på så sätt fördelar sig trycket över en större yta. Madrassen har även en sittfunktion som ska ge stöd vid sittande i madrassen.

Madrassöverdrag Madrassen beställs och levereras antingen med;

- Olivia hygienöverdrag – med droppskyddad dragkedja på tre sidor eller
- Evac – med inbyggda handtag och remmar för evakuering.

Båda överdragen är semipermeabla, det vill säga ångandas och är tójbara i två riktningar.

Överdrag ingår men kan även beställas separat vid behov av extra överdrag.

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att överdraget inte släpper igenom vätskor. För att kunna göra detta måste madrassöverdraget lossas från madrassen och inspekteras på insidan. Även madrassens skumkärna ska inspekteras. Vid läckage ner i skumkärnan måste både överdrag och madrass kasseras. Rutiner för detta bör skapas.

Desinfektion och rengöring av madrassöverdrag Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt, vid behov (exempelvis spill), rengöring med rengöringsmedel före desinfektion.

Kontrollera ålder och kondition Det är viktigt med regelbundna kontroller av ålder, skumkärna samt hållfasthet av remmar och handtag. Tillverkningsdatum finns på madrassen.

Evakuering Observera att madrassen ska beställas med evakueringsmöjlighet (se sidan 2). Beställ evakueringslakan och räddningsmadrass via inköpsuppdrag i Raindance marknadsplats.



Madrass med tvådelat Evac-överdrag, svart/grått

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
56-080200	80x200x14 cm	3 234:-
56-080205	80x205x14 cm	3 234:-
56-080210	80x210x14 cm	3 234:-
56-085200	85x200x14 cm	3 234:-
56-085205	85x205x14 cm	4 204:-
56-085210	85x210x14 cm	4 314:-
56-090200	90x200x14 cm	3 234:-
56-090205	90x205x14 cm	3 234:-
56-090210	90x210x14 cm	3 234:-
56-105200	105x200x14 cm	4 774:-
56-105205	105x205x14 cm	5 463:-
56-105210	105x210x14 cm	5 682:-
56-120200	120x200x14 cm	5 112:-
56-120205	120x205x14 cm	5 112:-
56-120210	120x210x14 cm	5 901:-

Separat överdrag Olivia Evac

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
418-080200	80x200x14 cm	816:-
418-080205	80x205x14 cm	816:-
418-080210	80x210x14 cm	816:-
418-085200	85x200x14 cm	994:-
418-085205	85x205x14 cm	994:-
418-085210	85x210x14 cm	994:-
418-090200	90x200x14 cm	816:-
418-090205	90x205x14 cm	816:-
418-090210	90x210x14 cm	816:-
418-105200	105x200x14 cm	1 178:-
418-105205	105x205x14 cm	1 178:-
418-105210	105x210x14 cm	1 178:-
418-120200	120x200x14 cm	1 178:-
418-120205	120x205x14 cm	1 178:-
418-120210	120x210x14 cm	1 178:-

Madrass med hygienöverdrag Olivia

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
561-080200	80x200x14 cm	2 780:-
561-080205	80x205x14 cm	2 780:-
561-080210	80x210x14 cm	2 780:-
561-085200	85x200x14 cm	2 780:-
561-085205	85x205x14 cm	3 406:-
561-085210	85x210x14 cm	3 406:-
561-090200	90x200x14 cm	2 780:-
561-090205	90x205x14 cm	2 780:-
561-090210	90x210x14 cm	2 780:-
561-105200	105x200x14 cm	4 314:-
561-105205	105x205x14 cm	4 423:-
561-105210	105x210x14 cm	5 112:-
561-120200	120x200x14 cm	4 542:-
561-120205	120x205x14 cm	4 646:-
561-120210	120x210x14 cm	5 550:-

Optimal förlängningsdel (förlänger 20 cm)

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
5112-0802014	80x20x14 cm	822:-
5112-0852014	85x20x14 cm	822:-
5112-0902014	90x20x14 cm	822:-
5112-1052014	105x20x14 cm	876:-
5112-1202014	120x20x14 cm	876:-

Separat hygienöverdrag Olivia

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
292-080200	80x200x14 cm	403:-
292-080205	80x205x14 cm	403:-
292-080210	80x210x14 cm	403:-
292-085200	85x200x14 cm	657:-
292-085205	85x205x14 cm	657:-
292-085210	85x210x14 cm	657:-
292-090200	90x200x14 cm	403:-
292-090205	90x205x14 cm	403:-
292-090210	90x210x14 cm	403:-
292-105200	105x200x14 cm	749:-
292-105205	105x205x14 cm	818:-
292-105210	105x210x14 cm	849:-
292-120200	120x200x14 cm	749:-
292-120205	120x205x14 cm	818:-
292-120210	120x210x14 cm	849:-

Optimal förlängningsdel (förlänger 10 cm)

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
5112-0801014	80x10x14 cm	822:-
5112-0851014	85x10x14 cm	822:-
5112-0901014	90x10x14 cm	822:-
5112-1051014	105x10x14 cm	876:-
5112-1201014	120x10x14 cm	876:-


Tryckutjämnande luftfylld skummadrass utan pump

CUROCELL AREA ZON – Care of Sweden

CuroCell AREA Zon är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 3. Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring. Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Brukarvikt upp till 230 kg, höjd 18 cm, överdrag Steel Evac eller Steel/Duo. Garanti 5 år.

- [Beskrivning av madrassen \(Careofsweden.se\)](#)
- [Produktblad, bruksanvisning och film \(Careofsweden.se\)](#)



Madrasskärna Kombinerar luft och skum. I madrassens mittendel finns nio luftceller som ligger inbäddade i en ram och oandel av kallsaum. De luftfyllda cellerna har ett sammanbindande slangsystem som ställer in lufttrycket genom en ventil. Genom detta är madrassen självinställande och har ingen elektrisk pump. Kroppen sjunker därför ner i madrassen så att trycket fördelar sig på en större yta. Madrassen har även en inbyggd hälffunktion.

Madrassöverdrag Madrassen beställs och levereras antingen med Steel/Duo hygienöverdrag med droppskyddad dragkedja på fyra sidor eller Evac - med inbyggda handtag och remmar för evakuering.

Båda överdragen är semipermeabla, det vill säga ångandas och är töjbara i två riktningar. Överdrag ingår men kan vid behov av extra överdrag även beställas separat.

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att överdraget inte släpper igenom vätskor. För att kunna göra detta måste madrassöverdraget lossas från madrassen och inspekteras på insidan. Även madrassens skumkärna ska inspekteras. Vid läckage ner i skumkärnan måste både överdrag och madrass kasseras. Rutiner för detta bör skapas.

Desinfektion och rengöring av madrassöverdrag Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt, vid behov (exempelvis spill), rengöring med rengöringsmedel före desinfektion.

Kontrollera ålder och kondition. Det är viktigt med regelbundna kontroller av ålder, skumkärna samt hållfasthet av remmar och handtag. Tillverkningsdatum finns på madrassen.

Evakuering Observera att madrassen ska beställas med evakueringsmöjlighet (se sidan 2). Beställ evakueringslakan och räddningsmadrass via inköpsuppdrag i Raindance marknadsplats.

Madrass med Evac-överdrag Steel Evac

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
ZS103-080200-SE0000	80x200x18 cm	7 119:-
ZS103-080210-SE0000	80x210x18 cm	7 119:-
ZS103-085200-SE0000	85x200x18 cm	7 119:-
ZS103-085210-SE0000	85x210x18 cm	15 938:-
ZS103-090200-SE0000	90x200x18 cm	7 119:-
ZS103-090210-SE0000	90x210x18 cm	7 119:-
ZS103-105200-SE0000	105x200x18 cm	17 317:-
ZS103-105210-SE0000	105x210x18 cm	17 459:-
ZS103-120200-SE0000	120x200x18 cm	17 317:-
ZS103-120210-SE0000	120x210x18 cm	17 459:-

Separat Evac-överdrag Steel Evac

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
ZC103-080200-SE0000	80x200x18 cm	992:-
ZC103-080210-SE0000	80x210x18 cm	992:-
ZC103-085200-SE0000	85x200x18 cm	994:-
ZC103-085210-SE0000	85x210x18 cm	1 086:-
ZC103-090200-SE0000	90x200x18 cm	992:-
ZC103-090210-SE0000	90x210x18 cm	992:-
ZC103-105200-SE0000	105x200x18 cm	1 086:-
ZC103-105210-SE0000	105x210x18 cm	1 178:-
ZC103-120200-SE0000	120x200x18 cm	1 178:-
ZC103-120210-SE0000	120x210x18 cm	1 269:-

Madrass med hygienöverdrag Steel/Duo

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
CC-363010	80x200x18 cm	8 290:-
CC-363011	80x210x18 cm	8 590:-
CC-363014	90x200x18 cm	8 790:-
CC-363015	90x210x18 cm	9 190:-

Separat hygienöverdrag Steel/Duo

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
CC-925611	80x200x18 cm	1 711:-
CC-925612	80x210x18 cm	1 827:-
CC-925615	90x200x18 cm	1 711:-
CC-925616	90x210x18 cm	1 827:-

Tillbehör

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
CC-900050	luftcell AREA, 63x15x12 cm	1 711:-
58-900906	väska 80-90 cm	1 827:-
58-900911	väska 105-120 cm	1 711:-

Aktiv/reaktiv luftfyllt madrasssystem med pump

CUROCELL A4 CX15 – Care of Sweden

CuroCell A4 CX15 är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 4 samt oklassificerade trycksår. Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring. Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Brukarvikt upp till 220 kg, höjd 15 cm, överdrag Olivia CC. Garanti 2 år (madrass+pump).

- [Beskrivning av madrassen \(Careofsweden.se\)](#)
- [Produktblad, bruksanvisning och film \(Careofsweden.se\)](#)



Service och rekonditionering Vid köp bör rutiner införas för regelbunden service och rekonditionering. Service rekommenderas en gång årligen för att förlänga livslängden på pumpen. Det är även viktigt att kontinuerligt, dagligen vid användning, göra en "hand-check" för att kontrollera att madrasssystemet fungerar. Service och rekonditionering ingår ej i avtalet. För prisuppgifter gällande service kontakta leverantör. För rekonditionering tillkommer en kostnad på 1 058 kronor. Kontakta leverantören för vidare information samt bokning.

Madrasssystemet består av en madrass som placeras direkt på sängbotten samt en pump som placeras vid sänggavelns fotdel.

Madrasssystemet har tre olika program;

- **Pulserande.** Trycket alternerar och celler töms delvis på luft. Det pulserande läget ger ett lägre tryck mot huden och en mindre kännbar rörelse, vilket ska öka komfort och stabilitet. Cykeltiden är förinställd men kan ändras manuellt på pumpen. Madrassen går automatiskt in på detta program vid start.
- **Alternerande.** Växelvis tryckavlastande celler som tömmer sig och fylls med luft. Cykeltiden är förinställd men kan ändras manuellt på pumpen.
- **Konstant lågt tryck.** Inga rörelser i madrassen. Kroppens tyngd sjunker ner i madrassen så att trycket fördelas på en större yta.

Lufttrycket i madrassen regleras automatiskt efter patientens vikt och placering i sängen och behöver därför ingen manuell viktinställning. Det finns dock en komfortinställning som kan öka trycket i två steg.

Omvårdnadsläge Madrasssystemet kan ställas om till ett maximalt konstant tryck. Funktionen används vid exempelvis omvårdnad/mobilisering. Omvårdnadsläget återgår automatiskt till det tidigare valda programmet efter 20 minuter.

Det finns en **transportfunktion** som gör att madrassen håller luft i minst 12 timmar efter att funktionen startats. Vid nederdelen av madrassen finns en **inbyggd hälffunktion**. På pumpens vänstra sida finns en **snabbtömningsfunktion** märkt CPR. Funktionen kan användas vid behov av exempelvis hjärt- och lungräddning.

När madrasssystemet använts färdigt och ska tömmas på luft finns en **Pack&Go funktion**.

Madrassöverdrag Madrassen levereras med multistretchbart hygienöverdrag Olivia CC med sydda sömmar.

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att överdraget inte släpper igenom vätskor. För att kunna göra detta måste madrassöverdraget lossas från madrassen och inspekteras på insidan. Är överdraget inte intakt ska det kasseras och madrasssystemet desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider. Rutiner för detta bör skapas.

Desinfektion och rengöring av madrassöverdrag Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt vid behov (till exempel spill) rengöring med rengöringsmedel före desinfektion.

Desinfektion och rengöring av pump Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt vid behov rengöring före desinfektion.

Observera att inköpta CuroCell A4CX15 samt äldre madrasssystem med pump och madrass från Care of Sweden även kan lämnas till Care of Sweden för rekonditionering av systemet för ett fast pris (se under prisuppgift).

Evakuering Observera att madrassen ska beställas med evakueringsmöjlighet (se sidan 2). Beställ evakueringslakan och räddningsmadrass via inköpsupdrag i Raindance marknadsplats.

Madrass med hygienöverdrag Olivia CC och pump

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
AS164-080200-SE0000	80x200x15 cm	13 300:-
AS164-080210-SE0000	80x210x15 cm	13 300:-
AS164-085200-SE0000	85x200x15 cm	16 880:-
AS164-085210-SE0000	85x210x15 cm	17 158:-
AS164-090200-SE0000	90x200x15 cm	13 330:-
AS164-090210-SE0000	90x210x15 cm	13 330:-
AS164-105200-SE0000	105x200x15 cm	20 611:-
AS164-105210-SE0000	105x210x15 cm	20 889:-
AS164-120200-SE0000	120x200x15 cm	22 462:-
AS164-120210-SE0000	120x210x15 cm	22 740:-

Hyra av madrass

HYRTID	STORLEK	PRIS/ENHET
per dygn	80-90 cm	102:-
per månad	80-90 cm	1 023:-

Tillbehör och reservdelar

LEV ART NR	UTFÖRANDE	PRIS/ENHET
CP102-SE0000	separat pump, kontrollenhet	6 716:-
CC-901510-K	säkerhetscell 60 cm (90 cm)	960:-
CC-901516-K	säkerhetscell 60 cm (105 cm)	1 140:-
CC-901518-K	säkerhetscell 60 cm (120 cm)	1 120:-
CC-901540-K	säkerhetscell 70 cm (90 cm)	960:-
CC-901546-K	säkerhetscell 70 cm (105 cm)	1 140:-
CC-901548-K	säkerhetscell 70 cm (120 cm)	1 120:-
CC-901520-K	säkerhetscell 80 cm (90 cm)	960:-
CC-901526-K	säkerhetscell 80 cm (105 cm)	1 140:-
CC-901528-K	säkerhetscell 80 cm (120 cm)	1 120:-
CC-901531-K	single cell, knappad, 80 cm	237,60
CC-901532-K	single cell, knappad, 85 cm	237,60
CC-901533-K	single cell, knappad, 90 cm	237,60
CC-901534-K	single cell, knappad, 105 cm	280:-
CC-901535-K	single cell, knappad, 120 cm	280:-
CC-900406	cellpaket CX15, 90x200 cm	4 720:-
CC-900407	cellpaket CX15, 90x210 cm	4 760:-
CC-900412	cellpaket CX15, 105x200 cm	4 816:-
CC-900415	cellpaket CX15, 120x200 cm	4 872:-

Separat hygienöverdrag Olivia CC

LEV ART NR	STORLEK	PRIS/ENHET
CC141-080200-SE0000	80x200x15 cm	1 235:-
CC141-080210-SE0000	80x210x15 cm	1 235:-
CC141-080200-SE0000	85x200x15 cm	1 361:-
CC141-085210-SE0000	85x210x15 cm	1 543:-
CC141-090200-SE0000	90x200x15 cm	1 235:-
CC141-090210-SE0000	90x210x15 cm	1 235:-
CC141-105200-SE0000	105x200x15 cm	1 633:-
CC141-105210-SE0000	105x210x15 cm	1 816:-
CC141-120200-SE0000	120x200x15 cm	1 633:-
CC141-120210-SE0000	120x210x15 cm	1 816:-

LEV ART NR	UTFÖRANDE	PRIS/ENHET
CC-902046	innermadrass CX15, 90x200 cm	4 920:-
CC-902047	innermadrass CX15, 90x210 cm	4 952:-
CC-902052	innermadrass CX15, 105x200 cm	5 024:-
CC-902055	innermadrass CX15, 120x200 cm	5 048:-
CC-928786	inneröverdrag CX15, 90x200 cm	775:-
CC-928787	inneröverdrag CX15, 90x210 cm	846:-
CC-928792	inneröverdrag CX15, 150x200 cm	846:-
CC-928795	inneröverdrag CX15, 120x200 cm	846:-
CC-8370-EU	strömsladd	447,20
CC-8634	gummifot	4,80
CC-8824A	on-off/mains inlet med kablage	157,60
CC-8832	vibrationsdämpare	51,20
CC-8804	frontkåpa	511,20
CC-8805	bakkåpa	511,20
CC-8806-1	luftfilter	34,40
CC-8806	luftfilterlock	60:-
CC-8812	hängare, 2-pack	409,60
CC-8855	kontrollpanel A4	993,60
CC-8865	CPR 1:2 3/8", komplett	880:-
CC-9094	väska, 80-90 cm	374:-
CC-9095	väska, 105-120 cm	567:-

SÄNGBORD

Sängbord med justerbar lådhurts

Caretec PRO – Caretec

LEV ART NR	GRUNDPRIS
410118	5 995:-

I grundpriset ingår:

- Fotmanövrerad höj- och sänkning.
 - Vit hurts och fällskiva av kompaktlaminat med inbyggd fuktspärr.
 - En stor och två små lådor i polypropenplast. Lådorna tål maskindisk och rengöring i diskkabinett.
 - Kan justeras till vänster- eller högerutförande.
 - Vinklingsbar fällskiva 0-45 grader.
 - 75 mm hjul, låsbara var för sig.
 - Hylla finns undertill för skor.
-
- Yttermått 80x46 cm, yttermått med uppfälld skiva 10x46 cm.
 - Högsta och lägsta höjd: 70-100 cm.
 - Stor låda (lxbxh) 37x35x10 cm.
 - Liten låda (lxbxh) 14x35x10 cm.
 - Vikt 27 kg.
 - Produktblad
 - Användarhandbok

[Produktinformation \(Caretec.se\)](http://Produktinformation(Caretec.se))

Reservdelar och tillbehör

LEV ART NR	UTFÖRANDE	PRIS/ENHET
950007	reservdel, gaskolv, höj/sänkbar	598,40
960020	reservdel, dubbelhjul inklusive tapp	140:-
710390	reservdel, fällskiva vit kompakt	1 104:-
410337	reservdel, toppskiva vit kompakt	660:-
92981	reservdel, plastlåda stor	316:-
92980	reservdel, plastlåda liten	268:-
41064	reservdel, plathållare till toppskiva	52,80
AA202437	reservdel, skruv till plathållare	9,60
41002	reservdel, plathållare till fällskiva	52,80
41104	tillbehör, papperskorg/urinflaskhållare	344:-
41125W	tillbehör, larmpanelsfäste	252:-
710647V	tillbehör, löstagbar krok	44:-



Sängbord till psykiatrivård

Caretec ADD – Caretec

LEV ART NR	GRUNDPRIS
410469	5 995:-

I grundpriset ingår:

- Fotmanövrerad höj- och sänkning.
- Vit hurts och fällskiva av kompaktlaminat med inbyggd fuktspärr.
- Sängbordet levereras med en eller två lådor i robust plåt.
- Lådorna är löstagbara. Övre lådan är låsbar. Lådorna är öppningsbara åt båda håll.
- Trådhylla i underrede för extra förvaring.
- 75 mm hjul, låsbara var för sig.

- Yttermått 60x48,5 cm, yttermått med uppfälld skiva 100x48,5 cm.
- Fällskivan/toppskivan tjocklek 16 mm.
- Högsta och lägsta höjd 69-92 cm.
- Fällskivans längd över säng: 63 cm.
- Stor låda (lxb) 43x30 cm.
- Vikt 25 kg.
- Produktblad
- Användarhandbok

[Produktinformation \(Caretec.se\)](http://Produktinformation (Caretec.se))

Reservdelar och tillbehör

LEV ART NR	UTFÖRANDE	PRIS/ENHET
95095	reservdel, höj/sänkbar gaskolv	536,80
960020	reservdel, dubbelhjul inklusive tapp	140:-
410503	reservdel, fällskiva vit kompakt	1 752:-
410502	reservdel, toppskiva vit kompakt	952:-
410030W	reservdel, plastlåda 45 stor	712:-
410044W	reservdel, plastlåda 90 liten	552:-
41527	reservdel, plasticskena fällskiva	172:-
41530	reservdel, reglage gaskolv	180:-
710810V	tillbehör, handdukskrok	124:-
41555W	tillbehör, hållare för radio ADD vit	148:-
410349	tillbehör, hållare ADD BEST 5080/5880	156:-
41104	tillbehör, papperskorg/urinflaskhållare	344:-



Mat/läsbord (brickbord)

Caretec ADD – Human Care HC AB

LEV ART NR	GRUNDPRIS
K058PTS-C bord med kapslade hjul	5 995:-

Vinkelställbara mat/läsbord för brukare som behöver stöd för att underlätta exempelvis att läsa eller äta från rullstol, fätölj eller säng.

Bordsskivan är gjord av hygieniskt ABS plastmaterial och har en steglös tiltbar funktion från -40 grader till +40 grader. Bordsskivan har kanter som förhindrar föremål att glida eller falla av. Underredet är stabilt och brett, med mycket utrymme för att enkelt kunna placeras vid brukaren.

K058PTS-C är utrustad med inkapslade och låsbara hjul med 75 mm diameter.

Bordsskiva 82x38 cm. Höjjusterbart 68-100 cm.

[Produktinformation \(HumanCare.se\)](http://HumanCare.se)



Övrigt

LEV ART NR	UTFÖRANDE	PRIS/ENHET
K058-PTS/TT	Eating/Reading Board	699:-
K058PTS/HEIGHTADJ	Handgrip for hight adjustment	300:-
K058-CWL	K058PTS-C capsuled wheel lock 75 mm	525:-

Koncernstab inköp och ekonomistyrning

www.skane.se/koncerninkop

info.koncerninkop@skane.se