

2022-05-16

Produktkatalog

Sjukvårdsmadrasser
Sängbord

Innehållsförteckning

SJUKVÅRDSMADRASSER	3
Tryckutjämnande skummadrass	4
- Optimal 5zon	4
Tryckutjämnande luftfylld skummadrass utan pump	7
- CuroCell AREA Zone	7
Aktiv/reaktiv luftfyllt madrasssystem med pump	9
- CuroCell A4 CX15	9
SÄNGBORD	11
Sängbord med justerbar lådhurts	12
- Caretec PRO	12
Sängbord till psykiatrivård	12
- Caretec ADD	12

EVAKUERINGSMÖJLIGHETER

Enligt lagkrav, Lag om skydd mot olyckor 203:778 kap. 2 § 2, ska verksamheter vidtaga skäliga åtgärder för livräddning vid brand eller annan olycka. Patienter kan ha begränsade möjligheter att på egen hand evakuera, därför är det skäligt att personal bistår vid en evakuering.

Beställaren ska se till att beställda madrasser förses med evakueringsmöjligheter, antingen med integrerade system eller kompletterande. Då evakueringsmöjligheter inte är tillämpligt för vissa madrasser, ska åtgärder för livräddning vid brand eller annan olycka säkras i interna instruktioner och rutiner.

FÖLJ REGION SKÅNES INGÅNGNA AVTAL

Region Skåne omfattas av Lagen Om Offentlig Upphandling (LOU). Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Det är av stor vikt att såväl leverantörer som Region Skåne uppfyller innehållet i ingångna avtal. Detsamma gäller för eventuella underleverantörer. Avtal är bindande och ska användas av de förvaltningar och bolag som omfattas av avtalen. Regionens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de avtal som har ingåtts.

Avsteg från gällande avtal är avtalsbrott och risk finns för skadeståndsanspråk från regionens avtalsparter samt från utomstående parter som har gått miste om affären. Vid felaktigt genomförd upphandling kan domstol fastställa upphandlingsskadeavgift och skadestånd.

SJUKVÅRDSMADRASSER

Kontakt vid avtalsfrågor

Carolin Hyllén, inköpare, Caroline.Hyllen@skane.se

Kontakt vid frågor och användning av madrasser

- Katarina Frick, legitimerad sjuksköterska, Trycksårsmottagningen, Skånes universitetssjukhus, telefon 040-33 76 94, Katarina.Frick@skane.se
- Anna Björk, legitimerad fysioterapeut, enhet HR förvaltningsövergripande, Skånes universitetssjukvård, telefon 046-17 47 69, Anna.Bjork@skane.se
- Carina Andersson, legitimerad sjuksköterska och hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Skånes universitetssjukhus, telefon 046-17 32 77, Carina.D.Andersson@skane.se

Kontakt avtalad leverantör Care of Sweden

Kundsupport Kontakta Lillan Carbe, info@careofsweden.se

Telefon 0771-10 66 00 (vardagar klockan 08.00-16.30)

Jourtelefon 0325-101 11 (vardagar kl 16.30-20.00. helger och röda dagar klockan 10.00-13.00)

Hyra av madrass info@careofsweden.se

Telefon 0771-10 66 00 (vardagar klockan 08.00-16.30).

Telefon 0325-101 11 (helger och röda dagar klockan 10.00-13.00).

Avtalsansvarig Evelina Renström, telefon 0325-189 13, evelina.renstrom@careofsweden.se

Utbildning Helena Vikström, telefon 0325-189 14, helena.vikstrom@careofsweden.se

Så beställer du

Vid köp av tryckförebyggande madrasser Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats. Kontakta leverantören för överenskommelse om leveranstid vid köp av fler än fem madrasser.

Vid köp av evakueringslakan och räddningsmadrass Beställ via inköpsuppdrag i Raindance marknadsplats.

Vid hyra av madrass CuroCell A4 CX15 Kontakta leverantören via telefon.

Leveranstid vid köp av madrass

Leveranstid 5 arbetsdagar. Vid beställning av fler än fem stycken madrasser kan leveranstiden bli längre.

Leveranstid vid hyra av madrass CuroCell A4 CX15

Leverans samma dag vid beställning vardagar före klockan 13.00. Leverans nästkommande dag vid beställning vardagar efter klockan 13.00.

Priser

Avtalade priser kan variera under avtalsperioden. Det är alltid angivna priser i Raindance marknadsplats som gäller.

Så reklamerar du

Läs mer om hur du reklamerar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Tryckutjämnande skummadrass

Optimal 5zon

Care of Sweden

Optimal 5zon är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 2.

Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring. Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Madrasskärna Tvåskikt madrass i kallsaum med tryckutjämnande egenskaper. Kroppen sjunker ner i madrassen och på så sätt fördelar sig trycket över en större yta. Madrassen har även en sittfunktion som ska ge stöd vid sittande i madrassen.

Madrassöverdrag Madrassen beställs och levereras antingen med

- Olivia hygienöverdrag - med droppskyddad dragkedja på tre sidor eller
- Evac - med inbyggda handtag och remmar för evakuering.

Båda överdragen är semipermeabla, det vill säga ångandastått och är töjbara i två riktningar. Överdrag ingår men kan även beställas separat vid behov av extra överdrag.

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att överdraget inte släpper igenom vätskor. För att kunna göra detta måste madrassöverdraget lossas från madrassen och inspekteras på insidan. Även madrassens skumkärna ska inspekteras. Vid läckage ner i skumkärnan måste både överdrag och madrass kasseras. Rutiner för detta bör skapas.

Desinfektion och rengöring av madrassöverdrag Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt, vid behov (exempelvis spill), rengöring med rengöringsmedel före desinfektion.

Kontrollera ålder och kondition Det är viktigt med regelbundna kontroller av ålder, skumkärna samt hållfasthet av remmar och handtag. Tillverkningsdatum finns på madrassen.

Evakuering Observera att madrassen ska beställas med evakueringsmöjlighet (se sidan 3). Beställ evakueringslakan och räddningsmadrass via inköpsuppdrag i Rainsance marknadsplats.



FAKTA

Brukarvikt: Upp till 180 kg
Höjd: 14 cm
Överdrag: Evac eller Olivia
Garanti: 3 år

Läs vidare på Care of Swedens webbplats:

[Beskrivning av madrassen](#)

[Produktblad och bruksanvisning](#)

Madrass med tvådelat Evac-överdrag, svart/grått			Separat överdrag Olivia Evac		
56-080200	80x200x14 cm	3 130,00	418-080200	80x200x14 cm	790,00
56-080205	80x205x14 cm	3 130,00	418-080205	80x205x14 cm	790,00
56-080210	80x210x14 cm	3 130,00	418-080210	80x210x14 cm	790,00
56-085200	85x200x14 cm	3 846,40	418-085200	85x200x14 cm	962,40
56-085205	85x205x14 cm	4 068,80	418-085205	85x205x14 cm	962,40
56-085210	85x210x14 cm	4 175,20	418-085210	85x210x14 cm	962,40
56-090200	90x200x14 cm	3 130,00	418-090200	90x200x14 cm	790,00
56-090205	90x205x14 cm	3 130,00	418-090205	90x205x14 cm	790,00
56-090210	90x210x14 cm	3 130,00	418-090210	90x210x14 cm	790,00
56-105200	105x200x14 cm	4 620,00	418-105200	105x200x14 cm	1 140,00
56-105205	105x205x14 cm	5 287,20	418-105205	105x205x14 cm	1 140,00
56-105210	105x210x14 cm	5 499,20	418-105210	105x210x14 cm	1 140,00
56-120200	120x200x14 cm	4 396,00	418-120200	120x200x14 cm	1 140,00
56-120205	120x205x14 cm	4 947,20	418-120205	120x205x14 cm	1 140,00
56-120210	120x210x14 cm	5 711,20	418-120210	120x210x14 cm	1 140,00

Madrass med hygienöverdrag Olivia			Separat hygienöverdrag Olivia		
561-080200	80x200x14 cm	2 690,00	292-080200	80x200x14 cm	390,00
561-080205	80x205x14 cm	2 690,00	292-080205	80x205x14 cm	390,00
561-080210	80x210x14 cm	2 690,00	292-080210	80x210x14 cm	390,00
561-085200	85x200x14 cm	3 179,20	292-085200	85x200x14 cm	636,00
561-085205	85x205x14 cm	3 296,00	292-085205	85x205x14 cm	636,00
561-085210	85x210x14 cm	3 296,00	292-085210	85x210x14 cm	636,00
561-090200	90x200x14 cm	2 690,00	292-090200	90x200x14 cm	390,00
561-090205	90x205x14 cm	2 690,00	292-090205	90x205x14 cm	390,00
561-090210	90x210x14 cm	2 690,00	292-090210	90x210x14 cm	390,00
561-105200	105x200x14 cm	4 175,20	292-105200	105x200x14 cm	724,80
561-105205	105x205x14 cm	4 280,00	292-105205	105x205x14 cm	792,00
561-105210	105x210x14 cm	4 947,20	292-105210	105x210x14 cm	821,60
561-120200	120x200x14 cm	4 396,00	292-120200	120x200x14 cm	724,80
561-120205	120x205x14 cm	4 496,00	292-120205	120x205x14 cm	788,00
561-120210	120x210x14 cm	5 371,20	292-120210	120x210x14 cm	821,60

Optimal förlängningsdel (förlänger 20 cm)			Optimal förlängningsdel (förlänger 10 cm)		
5112-0802014	80x20x14 cm	795,20	5112-0801014	80x10x14 cm	795,20
5112-0852014	85x20x14 cm	795,20	5112-0851014	85x10x14 cm	795,20
5112-0902014	90x20x14 cm	795,20	5112-0901014	90x10x14 cm	795,20
5112-1052014	105x20x14 cm	848,00	5112-1051014	105x10x14 cm	848,00
5112-1202014	120x20x14 cm	848,00	5112-1201014	120x10x14 cm	848,00

Tryckutjämnande luftfylld skummadrass utan pump

CuroCell AREA Zone

Care of Sweden

CuroCell AREA Zon är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla tryck-sår upp till och med trycksårskategori 3.

Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring.

Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Madrasskärna Kombinerar luft och skum. I madrassens mittendel finns nio luftceller som ligger inbäddade i en ram och oandel av kallsaum. De luftfyllda cellerna har ett sammanbindande slangsystem som ställer in lufttrycket genom en ventil. Genom detta är madrassen självinställande och har ingen elektrisk pump. Kroppen sjunker därför ner i madrassen så att trycket fördelar sig på en större yta. Madrassen har även en inbyggd hälfunktion.

Madrassöverdrag Madrassen beställs och levereras antingen med Steel/Duo hygienöverdrag - med droppskyddad dragkedja på fyra sidor eller Evac - med inbyggda handtag och remmar för evakuering.


Båda överdragen är semipermeabla, det vill säga ångandastått och är tøjbara i två riktningar. Överdrag ingår men kan vid behov av extra överdrag även beställas separat.

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att överdraget inte släpper igenom vätskor. För att kunna göra detta måste madrassöverdraget lossas från madrassen och inspekteras på insidan. Även madrassens skumkärna ska inspekteras. Vid läckage ner i skumkärnan måste både överdrag och madrass kasseras. Rutiner för detta bör skapas.

Desinfektion och rengöring av madrassöverdrag Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt, vid behov (exempelvis spill), rengöring med rengöringsmedel före desinfektion.

Kontrollera ålder och kondition. Det är viktigt med regelbundna kontroller av ålder, skumkärna samt hållfasthet av remmar och handtag. Tillverkningsdatum finns på madrassen.

Evakuering Observera att madrassen ska beställas med evakueringsmöjlighet (se sidan 3). Beställ evakueringslakan och räddningsmadrass via inköpsuppdrag i Raindance marknadsplats.



FAKTA

Brukarvikt: upp till 230 kg

Höjd: 18 cm

Överdrag: Steel Evac eller Steel/Duo

Garanti: 5 år

Läs vidare på Care of Swedens webbplats:

[Beskrivning av madrassen](#)

[Produktblad, bruksanvisning och film](#)

Madrass med Evac-överdrag Steel Evac			Separat Evac-överdrag Steel Evac		
CC-364040	80x200x18 cm	6 890,00	CC-925940	80x200x18 cm	960,00
CC-364041	80x210x18 cm	6 890,00	CC-925941	80x210x18 cm	960,00
CC-364042	85x200x18 cm	15 276,00	CC-925942	85x200x18 cm	962,40
CC-364043	85x210x18 cm	15 424,80	CC-925943	85x210x18 cm	1 051,20
CC-364044	90x200x18 cm	6 890,00	CC-925944	90x200x18 cm	960,00
CC-364045	90x210x18 cm	6 890,00	CC-925945	90x210x18 cm	960,00
CC-364046	105x200x18 cm	16 759,20	CC-925946	105x200x18 cm	1 051,20
CC-364047	105x210x18 cm	16 896,00	CC-925947	105x210x18 cm	1 140,00
CC-364048	120x200x18 cm	16 759,20	CC-925948	120x200x18 cm	1 140,00
CC-364049	120x210x18 cm	16 896,00	CC-925949	120x210x18 cm	1 228,00

Madrass med hygienöverdrag Steel/Duo			Separat hygienöverdrag Steel/Duo		
CC-363010	80x200x18 cm	8 290,00	CC-925611	80x200x18 cm	1 711,00
CC-363011	80x210x18 cm	8 590,00	CC-925612	80x210x18 cm	1 827,00
CC-363014	90x200x18 cm	8 790,00	CC-925615	90x200x18 cm	1 711,00
CC-363015	90x210x18 cm	9 190,00	CC-925616	90x210x18 cm	1 827,00

Tillbehör

CC-900050	luftcell AREA, 63x15x12 cm	353,60
58-900906	väska 80-90 cm	548,80
58-900911	väska 105s120 cm	591,20

Aktiv/reaktiv luftfyllt madrasssystem med pump

CuroCell A4 CX15

Care of Sweden

CuroCell A4 CX15 är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 4 samt oklassificerade trycksår.

Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring.

Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Service och rekonditionering Vid köp bör rutiner införas för regelbunden service och rekonditionering. Service rekommenderas en gång årligen för att förlänga livslängden på pumpen. Det är även viktigt att kontinuerligt, dagligen vid användning, göra en "hand-check" för att kontrollera att madrasssystemet fungerar. Service och rekonditionering ingår ej i avtalet. För prisuppgifter gällande service kontakta leverantör. För rekonditionering tillkommer en kostnad på 1 024 kronor. Kontakta leverantör för vidare information samt bokning



Madrasssystemet består av en madrass som placeras direkt på sängbotten samt en pump som placeras vid sänggavelns fotdel.

Madrasssystemet har tre olika program:

- **Pulserande.** Trycket alternerar och celler töms delvis på luft. Det pulserande läget ger ett lägre tryck mot huden och en mindre kännbar rörelse, vilket ska öka komfort och stabilitet. Cykeltiden är förinställd men kan ändras manuellt på pumpen. Madrassen går automatiskt in på detta program vid start.
- **Alternerande.** Växelvis tryckavlastande celler som tömmer sig och fylls med luft. Cykeltiden är förinställd men kan ändras manuellt på pumpen.
- **Konstant lågt tryck.** Inga rörelser i madrassen. Kroppens tyngd sjunker ner i madrassen så att trycket fördelas på en större yta.

Lufttrycket i madrassen regleras automatiskt efter patientens vikt och placering i sängen och behöver därför ingen manuell viktinställning. Det finns dock en komfortinställning som kan öka trycket i två steg.

FAKTA

Brukarvikt: Upp till 220 kg
Höjd: 15 cm
Överdrag: Olivia CC
Garanti: 2 år (madrass+pump)

Läs vidare på Care of Swedens webbplats:

[Beskrivning av madrassen](#)

[Produktblad, bruksanvisning och film](#)

Omvårdnadsläge Madrasssystemet kan ställas om till ett maximalt konstant tryck.

Funktionen används vid exempelvis omvårdnad/mobilisering. Omvårdnadsläget återgår automatiskt till det tidigare valda programmet efter 20 minuter.

Det finns en **transportfunktion** som gör att madrassen håller luft i minst 12 timmar efter att funktionen startats. Vid nederdelen av madrassen finns en **inbyggd hälffunktion**. På pumpens vänstra sida finns en **snabbtömningsfunktion** märkt CPR. Funktionen kan användas vid behov av exempelvis Hjärt- och lungräddning.

När madrasssystemet använts färdigt och ska tömmas på luft finns en **Pack&Go funktion**.

Madrassöverdrag Madrassen levereras med multistretchbart hygienöverdrag Olivia CC med svetsade sömmar.

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att överdraget inte släpper igenom vätskor. För att kunna göra detta måste madrassöverdraget lossas från madrassen och inspekteras på insidan. Är överdraget inte intakt ska det kasseras och madrasssystemet desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensider. Rutiner för detta bör skapas.

Desinfektion och rengöring av madrassöverdrag Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt vid behov (till exempel spill) rengöring med rengöringsmedel före desinfektion.

Desinfektion och rengöring av pump Desinfektion med ytdesinfektionsmedel med tensider samt vid behov rengöring före desinfektion.

Observera att inköpta CuroCell A4CX15 samt äldre madrass-system med pump och madrass från Care of Sweden även kan lämnas till Care of Sweden för rekonditionering av systemet för ett fast pris (se under prisuppgift).

Evakuering Observera att madrassen inte kan användas med evakueringslakan. Rekommendationen är att använda räddningsmadrass. Beställ räddningsmadrass via inköpsuppdrag i Raindance marknadsplats.

Madrass med hygienöverdrag Olivia CC och pump			Separat hygienöverdrag Olivia CC		
AS164-080200-SE0000	80x200x15 cm	14 500,00	CC141-080200-SE0000	80x200x18 cm	1 195,00
AS164-080210-SE0000	80x210x15 cm	14 500,00	CC141-080210-SE0000	80x210x18 cm	1 195,00
AS164-085200-SE0000	85x200x15 cm	16 336,00	CC141-085200-SE0000	85x200x18 cm	1 316,80
AS164-085210-SE0000	85x210x15 cm	16 604,80	CC141-085210-SE0000	85x210x18 cm	1 316,80
AS164-090200-SE0000	90x200x15 cm	14 500,00	CC141-090200-SE0000	90x200x18 cm	1 195,00
AS164-090210-SE0000	90x210x15 cm	14 500,00	CC141-090210-SE0000	90x210x18 cm	1 195,00
AS164-105200-SE0000	105x200x15 cm	19 947,20	CC141-105200-SE0000	105x200x18 cm	1 580,80
AS164-105210-SE0000	105x210x15 cm	20 216,00	CC141-105210-SE0000	105x210x18 cm	1 757,60
AS164-120200-SE0000	120x200x15 cm	21 738,40	CC141-120200-SE0000	120x200x18 cm	1 580,80
AS164-120210-SE0000	120x210x15 cm	22 007,20	CC141-120210-SE0000	120x210x18 cm	1 757,60

Hyra av madrass

per dygn	99 SEK (80-90 cm)
per månad	990 SEK (80-90 cm)

Tillbehör och reservdelar

CE102-SE0000	Separat pump	5 900,00	CC-902046	Innermadrass CX15, 90x200 cm	4 920,00
			CC-902047	Innermadrass CX15, 90x210 cm	4 952,00
CC-901520-K	Säkerhetscell 80 cm (90 cm)	960,00	CC-902052	Innermadrass CX15, 105s200 cm	5 024,00
CC-901526-K	Säkerhetscell 80 cm (105 cm)	1 140,00	CC-902055	Innermadrass CX15, 120x200 cm	5 048,00
CC-901528-K	Säkerhetscell 80 cm (120 cm)	1 120,00			
CC-901540-K	Säkerhetscell 70 cm (90 cm)	960,00	CC-928786	Inneröverdrag CX15, 90x200 cm	750,40
CC-901546-K	Säkerhetscell 70 cm (105 cm)	1 140,00	CC-928787	Inneröverdrag CX15, 90x210 cm	818,40
CC-901548-K	Säkerhetscell 70 cm (105 cm)	1 120,00	CC-928792	Inneröverdrag CX15, 105x200 cm	818,40
CC-901510-K	Säkerhetscell 60 cm (90 cm)	960,00	CC-928795	Inneröverdrag CX15, 120x200 cm	818,40
CC-901516-K	Säkerhetscell 60 cm (105 cm)	1 140,00			
CC-901518-K	Säkerhetscell 60 cm (120 cm)	1 120,00	CC-8370-EU	Strömssladd	447,20
			CC-8634	Gummifot	4,80
CC-901531-K	Single cell, knappad, 80 cm	237,60	CC-8824A	On-off/mains inlet med kablage	157,60
CC-901532-K	Single cell, knappad, 85 cm	237,60	CC-8832	Vibrationsdämpare	51,20
CC-901533-K	Single cell, knappad, 90 cm	237,60	CC-8804	Frontkåpa	511,20
CC-901534-K	Single cell, knappad, 105 cm	280,00	CC-8805	Bakkåpa	511,20
CC-901535-K	Single cell, knappad, 120 cm	280,00	CC-8806-01	Luftfilter	34,40
			CC-8806	Luftfilterlock	60,00
CC-900406	Cellpaket CX15, 90x200 cm	4 720,00	CC-8812	Hängare, 2-pack	409,60
CC-900407	Cellpaket CX15, 90x210 cm	4 760,00	CC-8855	Kontrollpanel A4	993,60
CC-900412	Cellpaket CX15, 105s200 cm	4 816,00	CC-8865	CPR 1:2 3/8", komplett	880,00
CC-900415	Cellpaket CX15, 120x200 cm	4 872,00	CC-9094	Väska, 80-90 cm	362,40
			CC-9095	Väska, 150-120 cm	548,80

SÄNGBORD

Kontakt vid avtalsfrågor

Carolin Hyllén, inköpare, Caroline.Hyllen@skane.se.

Frågor om användning av sängbord

Anna Björk, legitimerad fysioterapeut, enhet HR förvaltningsövergripande, Skånes universitetssjukvård, telefon 046-17 47 69, Anna.Bjork@skane.se.

Frågor vårdhygieniska frågor

Carina Andersson, legitimerad sjuksköterska och hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Skånes universitetssjukhus, telefon 046-17 32 77, Carina.D.Andersson@skane.se.

Avtalad leverantör

Caretec i Forserum AB.

Avtal 2021-0001416-01, sängbord med justerbar lådhurts

Avtal 2021-0001416-02, sängbord till psykiatrivården

Leverantörskontakter för rådgivning

Kundtjänst, telefon 010-303 73 00, info@caretec.se. Öppettider vardagar 07.00-16.30.

Säljare Sabina Asplund, telefon 010-303 73 06, Sabina.Asplund@caretec.se.

Reklamationer, telefon 010-303 73 00, info@caretec.se.

Leverantörskontakter för utbildning av sängbord

Caretec i Forserum AB, telefon 010-303 73 00, info@caretec.se.

Så beställer du

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Leveranstid

Högst 20 arbetsdagar från avrop/beställning.

Priser

Avtalade priser kan variera under avtalsperioden. Det är alltid angivna priser i Raindance marknadsplats som gäller.

Så reklamerar du

Läs mer om hur du reklamerar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Sängbord med justerbar lådhurts

Caretec PRO

Caretec AB

I GRUNDPRISET INGÅR

ARTIKELNUMMER

PRIS/ST

Sängbord PRO i vitt kompaktlaminat.

410118

5 995,00

Fotmanövrerad höj- och sänkning.
Vit hurts och fällskiva av kompaktlaminat med inbyggd fuktspärr.
En stor och två små lådor i polypropenplast. Lådorna tål maskindisk och rengöring i diskabinett.
Kan justeras till vänster- eller högerutförande.
Vinklingsbar fällskiva 0-45 grader.
75 mm hjul, låsbara var för sig.
Hylla finns undertill för skor.

MÖJLIGA RESERVDELART OCH TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER

PRIS/ST

Reservdel gaskolv höj- och sänkbar

950007

598,40

Reservdel dubbelhjul inklusive tapp

960020

140,00

Reservdel fällskiva vit kompakt

710390

1 104,00

Reservdel toppskiva vit kompakt

410337

660,00

Reservdel plastlåda stor

92981

316,00

Reservdel plastlåda liten

92980

268,00

Reservdel plasthållare till toppskiva

41064

52,80

Reservdel skruv till plasthållare

AA202437

9,60

Reservdel plasthållare till fällskiva

41002

52,80

Tillbehör papperskorg/urinflaskhållare

41104

344,00

Tillbehör larmpanelsfäste

41125W

252,00

Tillbehör krok löstagbar

710647V

44,00



FAKTA

Yttermått: 80x46 cm
Yttermått uppfälld skiva: 10x46 cm
Högsta och lägsta höjd: 70-100 cm
Stor låda (lxbxh): 37x35x10 cm
Liten låda (lxbxh): 14x35x10 cm
Vikt: 27 kg

[Produktblad](#)

[Användarhandbok](#)

Sängbord till psykiatrivård

Caretec ADD

Caretec AB

I GRUNDPRISET INGÅR:

ARTIKELNUMMER

PRIS/ST

Sängbord ADD i vitt kompaktlaminat.

410469

5 995,00

Fotmanövrerad höj- och sänkning.
Vit hurts och fällskiva av kompaktlaminat med inbyggd fuktspärr.
Sängbordet levereras med en eller två lådor i robust plåt.
Lådorna är löstagbara. Övre lådan är låsbar. Lådorna är öppningsbara åt båda håll.
Trådhylla i underrede för extra förvaring.
75 mm hjul, låsbara var för sig.

MÖJLIGA RESERVDELART OCH TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER

PRIS/ST

Reservdel gaskolv höj- och sänkbar

95095

536,80

Reservdel dubbelhjul inklusive tapp

960020

140,00

Reservdel fällskiva vit kompakt komplett 16 mm

410501

1 752,00

Reservdel toppskiva vit kompakt 16 mm

410502

952,00

Reservdel plåtlåda 45 stor

410030W

712,00

Reservdel plåtlåda 90 liten

410044W

552,00

Reservdel plastskena fällskiva

41527

172,00

Reservdel reglage gaskolv add

41530

180,00

Tillbehör handdukskrok

710810V

124,00

Tillbehör hållare för radio ADD vit

41555W

148,00

Tillbehör hållare ADD BEST 5080/5880

410349

156,00

Tillbehör papperskorg/urinflaskhållare

41104

344,00



FAKTA

Yttermått: 60x48,5 cm
Yttermått uppfälld skiva: 100x48,5 cm
Fällskivan/toppskivan tjocklek: 16 mm
Högsta och lägsta höjd: 69-92 cm
Fällskivans längd över säng: 63 cm
Stor låda (lxb): 43x30 cm
Vikt: 25 kg

[Produktblad](#)

[Användarhandbok](#)

Koncernstab inköp och ekonomistyrning

www.skane.se/koncerninkop

info.koncerninkop@skane.se