

Lathund över avtalade sjukvårdsmadrasser

Avtal 2020-0002618-1, 2020-0002618-2 och 2020-0002618-3



	Optimal 5zon Care of Sweden	CuroCell AREA Zone Care of Sweden	CuroCell A4 CX15 Care of Sweden
Telefon	0771-10 66 00 Jour 0325-101 11	0771-10 66 00 Jour 0325-101 11	0771- 106 600 Jour 0325-101 11 samt helghyra
Madrassbeskrivning	Skummadrass	Luftfylld skummadrass utan pump	Luftfyllt madrasssystem med pump
Funktion	Tryckfördelande, vilket innebär att kroppens tyngd fördelar sig på en större yta	Tryckfördelande, vilket innebär att kroppens tyngd fördelar sig på en större yta	Finns 3 olika lägen som väljs på pumpen: Pulserande: Trycket växlar mellan cellerna men töms endast till hälften så växlingen blir mjukare. Cykeltiden kan ändras. Madrassen går automatiskt in på detta läge. Alternerande: Trycket växlar mellan cellerna. Cykeltiden kan ändras. Konstant lågt tryck: Konstant tryck i cellerna
Trycksårkategori, till och med	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
Viktinställning	Nej	Självinställande	Automatisk
Brukarvikt	Upp till 180 kg	Upp till 230 kg	Upp till 220 kg
Madrassen placeras direkt på sängbotten	Ja	Ja	Ja
Höjd på madrass	14 cm	18 cm	15 cm
Omvårdnadsläge, maximalt tryck	Nej	Nej	Ja - med automatisk återgång efter cirka 20 minuter
Särskild hälavlastning	Nej	Ja	Ja
Transportfunktion	Inte relevant	Inte relevant	Ja – upp till 8 timmar
Möjlighet för köp respektive hyra	Endast köp	Endast köp	Köp eller hyra
Evakueringsmöjlighet	Går att beställa med evakueringsöverdrag	Går att beställa med evakueringsöverdrag	Nej - bör finnas separat räddningsmadrass

Faktaägare: Katarina Frick, Trycksåravdelningen, VE Geriatrik, Skånes universitetssjukhus

Koncernstab inköp och ekonomistyrning, 2021-09-15