

AKnet rekommendationer inställningar

Startsida och listsida respektive kort på startsidan.

PROVSVAR Totalt: 52 PK(INR): 43 Kreatinin: 9	RINGA Totalt: 0 Varav mina: 0	SIGNALER Totalt: 1 Varav läkare: 0	SIGNERA Totalt: 6 Varav mina: 5
BEVAKNINGAR Totalt: 137 PK(INR): 95 Kreatinin: 42	NEDTRÄPPNINGAR Total: 4 PK(INR): 3 Kreatinin: 1	ELKONVERTERINGAR/ABLATIONER Totalt: 2 Elkonvertering: 1 Ablation: 1	UTSKRIFTER Totalt: 1
KALLADE IDAG Totalt: 114 PK(INR): 87 Kreatinin: 27	UTEBLIVNA Totalt: 121 PK(INR) kort / lång: 13 / 66 Kreatinin: 42	PÅMINNELSER Total: 36 PK(INR) kort / lång: 1 / 35 Kreatinin: 0	KALLELSER Total: 28 PK(INR): 3 Kreatinin: 25
OMPRÖVNINGAR Total: 1488 PK(INR): 130 Kreatinin: 1358	AVSLUT OCH FLYTT Totalt: 0	AVLIDNA Totalt: 0	FELLISTA Totalt: 0 PK(INR): 0 Övrigt: 0 Kreatinin: 0

Provsvar

Startsida

Provsvar inställningar

Max antal i visad lista som kan listas på dig

10

Max ålder på prover i antal dagar

7

Maxantal i visad lista som kan listas på dig: Kan utökas när känner sig van i systemet

Listsida

Inkomna provsvar

Välj visade Lista max 10 Välj mina Fr o m provsvar 2024-06-01 To m provsvar 2024-06-01 Analyser Alla Provsvar - mer urval Prover att hantera

Analyser: Ändras till vilka analyser dosering ska göras på

Provsvar mer urval: Ändras till vilka man vill hantera ex. nya provsvar med bevakning

Ringa

Listsida

Patienter som ska ringas

Välj visade Urval mätmetod (standard: Alla) Alla Urval senaste kontrolls uppdaterad av (standard: Alla...) Alla oavsett vem som senast uppdaterade kontrollen

Urval mätmetod: Ändras till vilka patienter som ska ringas upp

Urval senaste kontrolls uppdateras av (standard alla): Ändra till Endast de kontroller som senast uppdaterades av mig om du enbart vill ringa de du doserade på

Signaler

Listsida

Signaler

Välj visade

Urval mätmetod (standard: Alla)
Alla

Urval signal (standard: Alla)
Alla

Urval mätmetod: Ändras till vilka patienter som ska hanteras

Urval signal (standard alla): Ändra till den kategori du vill åtgärda ex. läkarbedömning, annan sköterskas bedömning

Signera

Listsida

Kontroller som inte har signerats

Välj visade

Urval mätmetod (standard: Alla)
Alla

Urval senaste kontrolls uppdaterad av (standard: Alla...)
Alla oavsett vem som senast uppdaterade kontrollen

Urval mätmetod: Ändras till vilka patienter som ska signeras upp

Urval senaste kontrolls uppdaterad av (standard alla): Ändra till Endast de kontroller som senast uppdaterades av mig om du enbart vill signera de du doserade på

Bevakningar

Startsida

Bevakningar inställningar

Inställningarna gäller bevakningar som inte är åtgärdade och där påminnelse- eller händelsedatum är inom den tidsperiod som bestäms av dagarna.

Ålder i antal dagar på bevakningar (påminnelse eller händelse) där t.ex. 365 innebär max 1 år gamla bevakningar.

365

Framtida bevakningar i antal dagar (påminnelse eller händelse) där 0 innebär inga framtida bevakningar.

0

Klicka utanför för att stänga utan att spara

Listsida

Bevakningar - utom nedtrappningar, elkonverteringar och ablationer

Välj visade

Urval mätmetod (standard: Alla)
Alla

Urval status (standard: Aktiva)
Aktiva

Från datum (standard: -1 år)
2023-09-05

Till datum (standard: +30 dagar)
2024-09-05

Urval mätmetod (standard alla): Ändras till vilka patienter du vill se bevakningar på

Urval status (standard aktiva): Oftast aktiva man vill titta på

Från datum (standard -1år): Låt -1 år vara kvar så att inga bevakningar missas

Till datum (standard + 30 dagar): Oftast bara dagens bevakningar man vill titta på men ändra om vill se fler längre fram

Nedtrappningar

Startsida

Nedtrappning inställningar

Inställningarna gäller bevakningar av typen Nedtrappning som inte är åtgärdade och där påminnelse- eller händelsedatum är inom den tidsperiod som bestäms av dagarna.

Ålder i antal dagar på bevakningar (påminnelse eller händelse) där t.ex. 365 innebär max 1 år gamla bevakningar.



365

Framtida bevakningar i antal dagar (påminnelse eller händelse) där 0 innebär inga framtida bevakningar.

0

Listsida

Nedtrappningar (inför ingrepp) - särskild typ av bevakning

Välj visade Urval mätmetod (standard: Alla) Urval status (standard: Aktiva)  Från datum (standard: -1 år) Till datum (standard: +30 dagar) 

Urval mätmetod (standard alla): Ändras till vilka patienter du vill se nertrappningar på

Urval status (standard aktiva): Oftast aktiva man vill titta på

Från datum (standard -1år): Låt -1 år vara kvar så att inga nertrappningar missas

Till datum (standard + 30 dagar): Oftast bara dagens nertrappningar man vill titta på men ändra om vill se fler längre fram

Elkonvertering/ablation

Startsida

Elkonvertering/Ablation inställningar

Elkonvertering och/eller ablation kan införas som behandlingstid (listval eller kommentar) i en patients aktuella behandlingen och då saknar nedan inställningar betydelse.

Inställningarna nedan gäller om elkonvertering/ablation är införd som bevakning, som inte är åtgärdade och där påminnelse- eller händelsedatum är inom den tidsperiod som bestäms av dagarna.

Ålder i antal dagar på bevakningar (påminnelse eller händelse) där t.ex. 365 innebär max 1 år gamla bevakningar.

365

Framtida bevakningar i antal dagar (påminnelse eller händelse) där 0 innebär inga framtida bevakningar.

30

Listsida

Elkonvertering/Ablation

Välj visade Urval mätmetod (standard: Alla) Urval typ (standard: Elkonvertering/Ablation)

Urval mätmetod (standard alla): Ändras till vilka patienter du vill se elkonvertering/ablation på

Urval typ (standard elkonverteirng/ablation): Ändra till vilken typ du vill se på

Utskrifter

Listsida

Doseringsbrev - Lista och mängdutskrift (direkta eller externa)

Välj visade Urval mätmetod (standard: Alla) Typ av utskrift Filtrera på fritext (t.ex. namn)

Urval mätmetod (standard alla): Ändras till vilka patienter du vill se skriva ut

Typ av utskrift: Ändra till vilka brev du vill skriva ut alternativ tryck på knapp Extern leverantör eller Utskrift papper

Kallade idag

Listsida

Kallade idag

Välj visade

Urval mätmetod (standard: Alla)
Alla

Från datum (standard: idag)
2024-09-04

Till datum (standard: idag)
2024-09-04

Urval mätmetod (standard alla): Ändras till vilka patienter du vill se som är kallade idag

Från datum (standard idag): Ändra om du vill se andra datum

Till datum (standard idag): Ändra om du vill se andra datum

Uteblivna

Används inte

Påminnelser

Startsida

Påminnelse inställningar

Nedan inställningar för uteblivna patienter (från nästa kontroll) som inte ännu fått en påminnelse.

Hur snart efter att patienten uteblivit ska den få sin första påminnelse?

Kort intervall: uteblivit från PK-prov - antal dagar efter nästa kontroll

2

Långt intervall: uteblivit från PK-prov - antal dagar efter nästa kontroll

14

Uteblivit från Krea-prov - antal dagar efter nästa kontroll

21

Nedan inställningar för uteblivna patienter som fått påminnelser.

Hur snart vill man skicka nästa?

Kort intervall: uteblivit från PK-prov - antal dagar efter tidigare påminnelse

7

Långt intervall: uteblivit från PK-prov - antal dagar efter tidigare påminnelse

14

Uteblivit från Krea-prov - antal dagar efter tidigare påminnelse

21

Förslag på inställning men diskutera lokalt vad ni ska ha och viktigt att alla användare då har samma inställning.

Listsida

Påminnelser - Lista och mängdutskrift (direkta eller externa)

Välj visade

UTSKRIFT
PAPPER

EXTERN
LEVERANTÖR

Urval mätmetod (standard: Alla)
Alla

Typ av utskrift
Alla

Urval mätmetod (standard alla): Ändras till vilka patienter du vill se som ska skickas påminnelse till

Typ av utskrift: Ändra till extern leverantör/pappers utskrift

Kallelser

Startsida

Kallelse inställningar

Antal dagar till nästa kontroll

30

Förslag inställning men diskutera lokalt vad ni ska ha och viktigt att alla användare då har samma inställning.

Kan behöva ändras om det ska skickas kallelser för självtestning eller krea-kontroller vid olika tidpunkter.

Listsida

Kallelser - Lista och mängdutskrift (direkta eller externa)

Välj visade UTSKRIFT PAPPER EXTERN LEVERANTÖR

Urval mätmetod (standard: Alla) Alla

Typ av utskrift Alla

Urval mätmetod (standard alla): Ändra till vilka kallelser du vill skicka PK(INR) självmätning eller Njurfunktion

Typ av utskrift: Ändra till extern leverantör/pappers utskrift eller använd knapparna

Omprövningar

Startsida 

Omprövningar inställningar

Antal dagar innan omprövning

30

Listsida

Omprövningar

SKAPA OMPRÖVNINGAR Välj visade

Urval mätmetod (standard: Alla) Alla

Urval status Ej skickat

Behandlingstid Alla

Urval mätmetod (standard alla): Ändras till vilka patienter du vill ompröva

Urval status: Ändra om du även vill se skickade

Behandlingstid: Ändra om du vill hantera en behandlingstid i sänder

Avslut och flytt

Listsida

Inga inställningar att göra

Avlidna


Listsida


Inga inställningar att göra


Fellista

Listsida

Fellista - inkomna provsvar

 Saknar provsvar enligt valt urval

From provtagning 2024-08-05 

To m provtagning 2024-09-04 

Ändra datum from tom provtagning vid behov, behöver inte göras.