PMO-guide Primärvården Lab- Lokalt lab och PNA-svar



Registrera manuella provsvar där PNA-svar redan finns

När man på lokalt lab beställer en kombination av patientnära analyser (PNA) och analyser som förs in manuellt (se exemplet nedan) kan det uppstå problem ifall PNAsvaren förs in innan man hunnit föra in det manuella svaret. Problemet uppstår för att PNA sätter status Slutsvar när svaren inkommit och härefter kan man inte lägga in det manuella svaret på vanligt vis.

Gör såhär för att kringgå problemet, markera beställningen och klicka på Visa.

Labbeställning (komb	inerad)										
Stäng Ny	Ändr	a Beställningsgruppe	er	Re	sultat 🔻 Visa	Signera	Coppla till I	bestäl	Ining.	Radera Pro	v taget Ti	dsserie Inställningar
Datum 2020-01-27	Prio	Analyser Till: Lokalt lab Vikt	F.,	в.,	Värde	Referens	Status	Init ASA	Sign	Önskad provtid	Prov taget	P Kommentar
2020-01-27 2020-01-27		B-CRP (PNA) P-Glukos (PNA)			*8 mg/L 5,2 mmol/L	<5 4,2-6,0	*Bestäl *Bestäl					

Markera beställningen i Urvalspanelen till höger. Klicka på Nytt resultat och välj Enkel inmatning.

2	Labbeställning 2020-01-27 ASA	Enkel inmatning	Φ
fill: Beställnings-ID: Prioritet: Analys:	Lokalt lab 694799989 Rutin Vikt B-CRP (PNA) P-Glukos (PNA)	Avancerad inmatning	Beställning Kombinerad Beställning Resultat - 2020-01-27

Skriv in svaret på den analys du analyserat själv.

Markera de övriga analyserna som du redan har fått svar på från PNA och *radera dem* en och en. Ändra status till Beställda analyser färdiga. Spara.

Av	bryt Spar	a Signera Lägg til	l prov Lägg till a	nalys Rad	lera Analyskatalo	g			
Lab:	í.	Lokalt lab - Lokala a	naly: ~ Priorit	et: Rutir	ı	✓ Kom	nmentar		^
LID:			Status	Best	ällda analyser färdig	<i>i</i> ~	0		~
	Analys	F	lesultat	1	Enhet	Referens	Pat.	Kommentar	
	1		2020-01-27						
F	Vikt	5	2		kg				
-	B-CRP (PN	A)			mg/L	<5			
	P-Glukos (ΝΔ			mmol/l	42-60			

Registrera lokalt lab och PNA-svar Version 1.1 Uppdaterad 2020-01-27 av Åsa Karén Verksamhetsansvarig PMO

PMO-guide Primärvården Lab- Lokalt lab och PNA-svar



Om du inte utför det så kommer det i *Labresultat* se ut som om det finns två beställningar varav den ena inte är besvarad.

Labresultat								
Stäng Ny	•	Ändra 🔻 Visa Signera Kop	pla till beställning	Koppla isär	Radera	a Ti	dsseri	e Inställningar
Provdatum 2020-01-27	Prio	Prov, lokalisation, undersökning Resultat från Lokalt lab Vikt *B-CRP (PNA) P-Glukos (PNA)	Värde 52 kg <mark>8 mg/L</mark> 5.2 mmol/L	Referens <5 4,2-6,0	Best	Init ASA	Sign	Kommentar
2020-01-27					1	ASA		
		Resultat från Lokalt lab Vikt B-CRP (PNA) P-Glukos (PNA)	52 kg mg/L mmol/L	<5 4,2-6,0				

I Tidsserien ser man inte heller resultatet för att det ligger ett tomt svar framför.

-6	el!					
T	idsserie					
	Stäng	Visa	Graf	Ir	nställningar	
Y					2016-02-09	2016-08-23
La	blista b	as				
	Vikt				55	0 <mark>78</mark>
	CRP					Ū
	P-Glukos				*9	ū
	B-Hb (PN	IA)			*130	
	U-Album	in			0	
	Phadiato	p			Ø	1

Rätt!

Т	idsserie									
	Stäng	Visa	Graf	Ir	(nställningar					
4					2016-02-09	2016-08-23				
La	Lablista bas									
	Vikt				55	0 78				
	CRP					*33				
	P-Glukos				*9	8				
	B-Hb (PN	A)			*130					
	U-Albumi	n			0					
	Phadiato	р			Ø					