

2023-12-08

Produktkatalog

Cyklar och stödhjul

GENERELL INFORMATION

Avtal

2019-0001492-02

Avrop

Avropsordning vid fler än en leverantör.

1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.

Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:

2) produktens handhavande och funktion.

Om fler än en produkt kvarstår väljs:

3) produkt med lägst pris.

Leveranstid

10 arbetsdagar: Huvudprodukt med tillbehör samt reservdelar.

5 arbetsdagar: Tillbehör och reservdelar vid separat beställning.

Leverans

Levereras styckvis.

Dokument

Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning. Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.

Garantitid

4 år: Huvudprodukter och tillbehör

1 år: Förslitningsdelar

Logistik

Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.

Dokument

Utprovningsstöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt. Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt. Teknisk support och produktsupport från leverantören ska ge svar ges inom 8 arbetstimmar.

Kontakt sortiment- och avtalsledare

sortimenthjm.hoh@skane.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

CYKLAR OCH STÖDHJUL	4
3-hjulig cykel med 2 hjul bak och dubbelt vevparti	4
3-hjulig cykel med 2 hjul bak och enkelt vevparti	4
Handdriven cykel med vevreglage.....	5
Handdriven cykel som kopplas till rullstol.....	5
Stödhjul, fasta	5
Stödhjul, fjädrande	5

Cyklar och stödhjul

3-HJULIG CYKEL MED 2 HJUL BAK OCH DUBBELT VEVPARTI ([Pernova AB](#))

Jörn, Line och Rasmus DK är 3-hjuliga cyklar med 2 hjul bak, fast nav och ett dubbelt vevparti vilket innebär att fotplattorna hela tiden hålls i ett horisontellt läge. Cykeln levereras med standard sadel och styre. Det finns ett omfattande sortiment av tillbehör för anpassning till den specifika patienten.

SESAM ARTIKEL NR	LEV ART NR	UTFÖRANDE	
-	-	Jörn. Benlängd 30-40. Instegshöjd 19. Brukarvikt 30. Längd 77, bredd 50	-
-	-	Line. Benlängd 40-55. Instegshöjd 24. Brukarvikt 50. Längd 107, bredd 65	-
-	-	Rasmus. Benlängd 53-65. Instegshöjd 26. Brukarvikt 50. Längd 125, bredd 75	-



3-HJULIG CYKEL MED 2 HJUL BAK OCH ENKELT VEVPARTI ([Skeppshult AB](#))

S3 cykeln från Skeppshult är en 3-hjulig cykel med 2 hjul bak och enkelt vevparti. Den finns med fast nav, utan växlar eller med 3 alternativt 7 växlar beroende på cykelns storlek. Cykeln levereras med standard sadel, styre och parkeringsbroms. Det finns ett omfattande sortiment av tillbehör för anpassning till den specifika patienten. Styrstam som är ställbar för anpassad justering mellan styre och sadel finns.

SESAM ARTIKEL NR	LEV ART NR	UTFÖRANDE	
-	-	S3 12. Benlängd 33-43. Sittrör och styrrör 33. Instegshöjd 16. Brukarvikt 75. Längd 102, bredd 58	-
-	-	S3 16 Mini. Benlängd 34-49. Sittrör och styrrör 43. Instegshöjd 18. Brukarvikt 75. Längd 129, bredd 69	-
-	-	S3 16 Std. Benlängd 37-59. Sittrör och styrrör 43. Instegshöjd 18. Brukarvikt 75. Längd 129, bredd 69	-
-	-	S3 20. Benlängd 59-81. Sittrör och styrrör 48. Instegshöjd 20. Brukarvikt 100. Längd 157, bredd 77	-
-	-	S3 24. Benlängd 68-92. Sittrör och styrrör 60. Instegshöjd 18. Brukarvikt 145. Längd 180, bredd 77	-



Cyklar och stödhjul

HANDDRIVEN CYKEL MED VEVREGLAGE

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

HANDDRIVEN CYKEL SOM KOPPLAS TILL RULLSTOL

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

STÖDHJUL, FASTA ([Haco Rollen AB](#))

Stödhjulsats för cyklar. Stödhjul med högre stabilitet och större hjul avsedda för 16-26" cyklar.
Finns med olika hjulstorlekar

STÖDHJUL, FJÄDRANDE

Kontakta din Hjälpmedelskonsulent för rådgivning.

Sortiment, Hjälpmedel

sortimenthjm.hoh@skane.se