

2024-01-23

# Produktkatalog

## Lyftselar

## GENERELL INFORMATION

### Avtalsnummer

RS220849

### Garanti

Garanti ska gälla samtliga produkter (exklusive förslitningsdelar) och vara minst 2 år (gäller inte produktområde G, Enpatientsele).

### Leveranstid

5 dagar.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LYFTSELAR .....	4
Produktområde A .....	4
Lyftsele med delade benstöd, medelstor öppning - vuxen/junior (Human Care) .....	4
Produktområde B .....	4
Lyftsele delade benstöd vilket motverkar rotation i höftled - vuxen (Pernova Hjälpmedel, Guldmann Sverige) .....	4
Produktområde C .....	5
Lyftssele delade benstöd vid öppning (Hygiensele) - vuxen/junior (Etac) .....	5
Produktområde D .....	5
Lyftsele delade benstöd snäv öppning (Amputationssele) - vuxen/junior (Etac) .....	5
Produktområde E .....	5
Lyftsele delade benstöd (Skalsele) - vuxen/junior (Direct healthcare group) .....	5
Produktområde F .....	6
Lyftsele odelade benstöd (Komfortsele) - vuxen (Human Care) .....	6
Produktområde G .....	6
Enpatientsele - vuxen (Direct healthcare group) .....	6

# LYFTSELAR

## Produktområde A1

### Lyftsele med delad benstöd, medelstor öppning. Låg rygg - vuxen/junior ([Human Care](#))

Används av brukare som har nedsatt förmåga att göra ett kontrollerat bäckenlyft. Ska ge stöd från svanskotan upp till skuldran. Selen utformning ska möjliggöra för brukaren att ha armarna utanför selen. Tas oftast bort efter lyftet. Vissa brukare kan behöva sitta kvar på selen. Bendelen tas dock bort under brukarens ben.

BENÄMNING

Low Basic Sling. Low Basic Sling Net



## Produktområde A2

### Lyftsele med delad benstöd, medelstor öppning. Axelhög rygg - vuxen/junior ([Human Care](#))

Används av brukare som har nedsatt förmåga att göra ett kontrollerat bäckenlyft. Ska ge stöd från svanskotan upp till skuldra och axlar. Selen ska vara utformad så att brukarens armar är innanför selen. Tas oftast bort efter lyftet. Vissa brukare kan behöva sitta kvar på selen. Bendelen tas dock bort under brukarens ben.

BENÄMNING

Basic Sling. Basic Sling Net



## Produktområde A3

### Lyftsele med delad benstöd, medelstor öppning. Hög rygg - vuxen/junior ([Human Care](#))

Används av brukare som har nedsatt förmåga att göra ett kontrollerat bäckenlyft. Ska ge stöd från svanskotan och upp över huvudet. Selen ska vara utformad så att brukarens armar är innanför selen. Tas oftast bort efter lyftet. Vissa brukare kan behöva sitta kvar på selen. Bendelen tas dock bort under brukarens ben.

BENÄMNING

High Basic Sling. High Basic Sling Net



## Produktområde B

### Lyftsele delade benstöd vilket motverkar rotation i höftled - vuxen ([Pernova Hjälpmedel, Guldman Sverige](#))

Används av brukare som har nedsatt förmåga att göra ett kontrollerat bäckenlyft. Främst till brukare där behov finns att motverka rotation i höftled. Ska ge stöd från svanskotan och upp till skuldran. Ger stöd runt bäcken. Tas bort efter lyftet.

BENÄMNING

Comfortsele, Pernova

Basic Comfort High, Guldman Sverige



## Produktområde C1

### **Lyftssele delade benstöd vid öppning (Hygiensele). Låg rygg - vuxen/junior** (Etac)

Används av brukare som har förmågan att göra ett kontrollerat bäckenlyft. Ska ge stöd från nederkanten av svanken till upp till skuldran. Selens utformning ska möjliggöra för brukaren att ha armarna utanför selen. Används bland annat vid hygiensituationer och för att underlätta av-/påklädning. Tas bort efter lyftet.

BENÄMNING

EvoSling Hygiene stor benstödsöppning



## Produktområde C2

### **Lyftssele delade benstöd vid öppning (Hygiensele). Hög rygg - vuxen/junior** (Etac)

Används av brukare som har förmågan att göra ett kontrollerat bäckenlyft. Ska ge stöd från nederkanten av svanken och upp över huvudet. Selens utformning ska möjliggöra för brukaren att ha armarna utanför eller innanför selen. Används bland annat vid hygiensituationer och för att underlätta av-/påklädning. Tas bort efter lyftet.

BENÄMNING

RgoSling Toilet. HighBack



## Produktområde D

### **Lyftssele delade benstöd snäv öppning (Amputationssele) - vuxen/junior** (Etac)

Används av brukare som har nedsatt förmåga att göra ett kontrollerat bäckenlyft eller har stor urglidningsrisk. Ska ge stöd från svanskotan upp till skuldra och axlar. Brukarens armar ska vara innanför selen. Tas oftast bort efter lyftet. Vissa brukare kan behöva sitta kvar på selen. Bendelen tas dock bort under brukarens ben.

BENÄMNING

EvoSling Ampu Net (strl) axelhög



## Produktområde E

### **Lyftssele delade benstöd (Skalsele) - vuxen/junior** (Direct healthcare group)

Används av brukare med behov av stöd för hela kroppen, med behov av extra stöd för bålen. Ska ge stöd från nederkanten av svanskotan och upp över huvudet. Brukaren sitter ofta kvar på selen.

BENÄMNING

FlexibleSling



## Produktområde F1

### Lyftsele odelade benstöd (Komfortsele). Axelhög rygg - vuxen ([Human Care](#))

Används av brukare med behov av stöd för hela kroppen. Ska ge stöd från nederkanten av svanskotan upp till skulda och axlar. Selen ska vara utformad så att brukarens armar är innanför selen. Brukaren sitter alltid kvar på selen.

BENÄMNING

Comfort Sling Soft



## Produktområde F2

### Lyftsele odelade benstöd (Komfortsele). Hög rygg - vuxen ([Human Care](#))

Används av brukare med behov av stöd för hela kroppen. Ska ge stöd från nederkanten av svanskotan och upp över huvudet. Selen ska vara utformad så att brukarens armar är innanför selen. Brukaren sitter alltid kvar på selen.

BENÄMNING

Comfort Sling High Soft



## Produktområde G1

### Enpatientsele. Lyftsele - vuxen ([Direct healthcare group](#))

Används främst av brukare inom slutenvård. Av hygienskäl kasseras selen då brukarens behov upphör. Tvättas ej. Används av brukare som har nedsatt förmåga att göra ett kontrollerat bäckenlyft. Ska ge stöd från svanskotan och upp över huvudet. Selen ska vara utformad så att brukarens armar är innanför selen.

BENÄMNING

Lyftsele HighBackSling förstyvade benstöd engångssele 5-pack



## Produktområde G2

### Enpatientsele. Positioneringssele - vuxen ([Direct healthcare group](#))

Används främst av brukare inom slutenvård. Av hygienskäl kasseras selen då brukarens behov upphör. Tvättas ej. Brukare med behov av horisontella lyft, förflyttnings-/vändningshjälp i säng, lyft från golv.

BENÄMNING

Lyftsele Positioneringslakan SafeHandlingSheet engångsmaterial 3-pack



## Produktområde G3

### Enpatientsele. Sele för enskild kroppsdel - vuxen ([Direct healthcare group](#))

Används främst av brukare inom slutenvård. Av hygienskäl kasseras selen då brukarens behov upphör. Tvättas ej. Brukare med behov av lyft av enskild kroppsdel.

BENÄMNING

Lyftband LimbSlingDisposable 5-pack engångsmaterial



Sortiment, Hjälpmedel

[sortimenthjm.hoh@skane.se](mailto:sortimenthjm.hoh@skane.se)