

2023-12-29

Produktkatalog

Madrasser

GENERELL INFORMATION

Avtalsinformation

DNRGS200149 Invacare

2020-0002618 Care of Sweden

Avtalstid

Från och med 2022-01-26

Garanti

Garanti ska gälla samtliga produkter (exklusive förslitningsdelar) och är: för gruppen A 5 år, Gruppen B 3 år.

Leveranstid

Leverans ska vara köparen tillhanda inom 5 arbetsdagar för grupperna A- B, Hyrmadrass samma dag vid beställning före kl 13.00 på vardagar. Vid beställning efter kl 13.00 nästkommande vardag.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MADRASSER	4
Produktområde A	4
MADRASS DACAPO KID, BARN/UNGDOM	4
Produktområde B	4
MADRASS OPTIMAL 5ZON, BARN/UNGDOM/VUXEN.....	4
Produktområde C	4
MADRASS CUROCELL AREA ZONE, BARN/UNGDOM/VUXEN	4
Produktområde D	5
HYRMADRASS CUROCELL A4 CX15, BARN/UNGDOM/VUXEN.....	5
Beslutat sortiment, ej upphandlat.....	5
BÄDDMADRASS GUL	5

MADRASSER

Produktområde A

MADRASS DACAPO KID, BARN/UNGDOM ([Invacare](#))

Dacapo Kid-madrassen är speciellt utformad för NordBed Kid vårdsäng, tillgänglig i 6 storlekar för att passa sängar både med och utan polstring. Baserad på Dacapo Child-designen med ett skikt hög elastiskt skum. Dacapo Kid's fyrkantsskurna profilerings minskar skjuvning och omfördelar trycket samt ger ett bättre mikroklimat. Sist men inte minst så ger madrassen en komfortabel och hållbar lösning för små barn. Dacapo Kid 10 cm hög. Brukarvikt 0-70 kg, upp till sårgrad 2.



UTFÖRANDE

- Madrass Dacapo Kid (finns i flera storlekar passande till säng NordBed Kid.) -

Produktområde B

TRYCKUTJÄMNANDE SKUMMADRASS, BARN/UNGDOM/VUXEN ([Care of Sweden](#))

Madrasskärna Tvåskiktad madrass i kallsaum med tryckutjämnande egenskaper. Kroppen sjunker ner i madrassen och på så sätt fördelar sig trycket över en större yta. Madrassen har även en sittfunktion som ska ge stöd vid sittande i madrassen. Brukarvikt 0-180 kg, upp till sårgrad 2. Optimal 5zon är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 2. Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring. Madrassen placeras direkt på sängbotten.



UTFÖRANDE

- Madrass optimal 5zon. m. Oliviaöverdrag. Tjocklek 14 cm, längd 200 cm. Finns i bredderna 80, 85, 90 samt 105 cm bredd. -

Produktområde C

TRYCKUTJÄMNANDE LUFTFYLLD SKUMMADRASS UTAN PUMP, BARN/UNGDOM/VUXEN ([Care of Sweden](#))

Madrasskärna Kombinerar luft och skum. I madrassens mittendel finns nio luftceller som ligger inbäddade i en ram och ovan av kallsaum. De luftfyllda cellerna har ett sammanbindande slangsystem som ställer in lufttrycket genom en ventil. Genom detta är madrassen självinställande och har ingen elektrisk pump. Kroppen sjunker därför ner i madrassen så att trycket fördelar sig på en större yta. Madrassen har även en inbyggd hälfunktion. Brukarvikt 0-230 kg, upp till sårgrad 3. CuroCell AREA Zon är ett hjälpmedel avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 3. Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring. Madrassen placeras direkt på sängbotten.



UTFÖRANDE

- Madrass CuroCell AREA Zone m 2-delat Steel/Evac-överdrag med hälfunktion och inneröverdrag. Tjocklek 18 cm. Finns i storlekarna 80*200, 80*210, 90*200 samt 90*210 cm. -

VÄXELTRYCKMADRASS, BEHANDLANDE OCH FÖREBYGGANDE UPP TILL SÅR-GRAD 4, BARN/UNGDOM/VUXEN ([Care of Sweden](#))

Avsedd att användas för att förebygga och behandla trycksår upp till och med trycksårskategori 4 samt oklassificerade trycksår. Tänk på att madrassen inte ersätter regelbunden inspektion och lägesändring. Madrassen placeras direkt på sängbotten. Växeltryckmadrass är en hyrmadrass, dessa ska ej köpas in. Använd sesam nr 97493 och följ rutinen i Sesam 2. Konsulent är behjälplig i dessa ärenden.

UTFÖRANDE

- - Hyrmadrass CuroCell A4 CX15 luftväxlande 80*200 cm och 90*200 cm. -



Beslutat sortiment, ej upphandlat

TRYCKAVLASTANDE MADRASS, BARN/UNGDOM ([Göran Sjödén Rehabshop](#))

Tryckavlastande madrass som formar sig efter kroppen och ger naturlig tryckavlastning. Materialet absorberar fukt och ger god ventilation av huden. Anti-decubitus upp till stadie 3. Beställ även inkontinensöverdrag till madrassen. Medföljer ej. Brukarvikt max 50 kg. Strl 70*160*6 cm samt 80*180*6 cm ska finnas hemma på lager. Barn/ungdom Göran Sjödén Rehabshop Sesam nr 106119 Barnmadrass Gul 80x180x6 cm 106120 Överdrag inkontinens till madrass GUL 80x180cm 105641 Barnmadrass Gul 70*160*6 cm 105640 Överdrag inkontinens till madrass GUL 70x160cm.

UTFÖRANDE

- - Bäddmadrass gul <50 kg -

Sortiment, Hjälpmedel

sortimenthjm.hoh@skane.se