

2024-01-02

Produktkatalog

Personlyftar

GENERELL INFORMATION

Avtalsnummer

2021/02578

Avtalstid

Från och med 2022-10-01

Garanti

Garanti ska gälla samtliga produkter (exklusive förslitningsdelar) och vara minst 5 år. Garanti gällande förslitningsdelar ska vara minst 1 år.

Leveranstid

Leverans ska vara köparen tillhanda inom 5 arbetsdagar för gruppen A. Leverans ska vara köparen tillhanda inom 10 arbetsdagar för grupperna B-G.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

STATIONÄRA OCH MOBILA LYFTAR.....	4
Produktområde A	4
MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING, STANDARD...	4
Produktområde B	4
MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING,	4
TRANSPORTABEL	4
Produktområde C	4
MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING,	4
STORA ANVÄNDARE	4
Produktområde D	4
MOBIL LYFT FÖR STÅENDE ÖVERFLYTTNING	4
Produktområde E	4
STATIONÄR FAST MONTERADE LYFT FÖR	4
SITTANDE ÖVERFLYTTNING	4
Produktområde F	4
STATIONÄR FRISTÅENDE LYFT FÖR	5
SITTANDE ÖVERFLYTTNING, ENKELSKENA.....	5
Produktområde G	5
STATIONÄR FRISTÅENDE LYFT FÖR	5
SITTANDE ÖVERFLYTTNING, TRAVERS SYSTEM	5

STATIONÄRA OCH MOBILA LYFTAR

Produktområde A

MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING, STANDARD (Invacare)

Person med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Den mobila lyften har lyftbygel med krokar där lyftsele med öglor kopplas. Lyftselen ska kunna vara levererad av annan tillverkare. Den mobila lyften används permanent eller i avvaktan på stationär lyft eller som komplement till sådan. Lyften används inomhus i privata och offentliga lokaler.

UTFÖRANDE

- Mobil lyft Birdie EVO, 180 kg



Produktområde B

MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING, TRANSPORTABEL (Invacare, Etac)

Person med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Den mobila lyften har lyftbygel med krokar där lyftsele med öglor kopplas. Lyftselen ska kunna vara levererad av annan tillverkare. Den mobila lyften används permanent där utrymmet är begränsat eller då behov finns av lyft som kan fällas ihop och tas med vid exempelvis resor eller av hemtjänstpersonal. Lyften används inomhus i privata och offentliga lokaler.

UTFÖRANDE

- Mobil lyft Birdie EVO Compact, 150 kg, Invacare
- Personlyft Molift Smart 150, Etac



Produktområde C

MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING, STORA ANVÄNDARE (Etac)

Person med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Användaren har behov av en högre brukarvikt och/eller ett större lyftomfång än vad lyftar i produktområde A klarar. Den mobila lyften har lyftbygel med krokar där lyftsele med öglor kopplas. Lyftselen ska kunna vara levererad av annan tillverkare. Den mobila lyften används permanent eller i avvaktan på stationär lyft eller som komplement till sådan. Lyften används inomhus i privata och offentliga lokaler.

UTFÖRANDE

- Personlyft Molift Mover 300



Produktområde D

MOBIL LYFT FÖR STÅENDE ÖVERFLYTTNING (Invacare)

Personer med full eller delvis begränsad förmåga att stödja på sina ben men med ingen eller begränsad förmåga att resa sig från sittande till stående och omvänt. Uppresningen ska följa ett så naturligt uppresningsmönster som möjligt. Lyften används vid överflyttningar inomhus i privata och offentliga lokaler.

UTFÖRANDE

- Uppresningslyft ISA Plus 180 kg



Produktområde E

STATIONÄR FAST MONTERADE LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING (Etac)

Person med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes eller i vissa fall liggandes. Lyftmotorn har lyftbygel med krokar där lyftsele med öglor kopplas. Lyftselen ska kunna vara levererad av annan tillverkare. Den stationära lyften består av lyftmotor i enkelskena eller i skensystem. Skenor monteras på väggar, golv eller på tak. Lyften används inomhus i privata och offentliga lokaler.

UTFÖRANDE

- Lyftmotor Molift Air 200 Litium batteri inkl laddare

-

-



Produktområde F

STATIONÄR FRISTÅENDE LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING, ENKELSKENA

Person med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Den fristående lyftens ska kunna användas med lyftmotor från annan leverantör på den svenska markanden. Den fristående stationära lyften används permanent eller i avvaktan på fast monteras stationär lyft. Lyften används inomhus i privata och offentliga lokaler.

Inga anbud, vid behov kontakta Sortiments- och avtalsledaren.

Produktområde G

STATIONÄR FRISTÅENDE LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING, TRAVERS- SYSTEM

Person med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Den fristående lyftens ska kunna användas med lyftmotor från annan leverantör på den svenska markanden. Den fristående stationära lyften används permanent eller i avvaktan på fast monteras stationär lyft. Lyften används inomhus i privata och offentliga lokaler.

Inga anbud, vid behov kontakta Sortiments- och avtalsledaren.

Sortiment, Hjälpmedel

sortimenthjm.hoh@skane.se