


SITTVAGN OCH KRYPVAGN



Hjälpmedelsanvisningarna för förskrivning av sittvagn finns under ISO 12 27 07.

I websesam finns produkterna under ISO 12 22 18.

Generell information

SITTVAGN ENKEL

Pixi – [Eurovema Mobility AB](#)

Pixi är en enkel, lättkörd och kompakt vagn som är lämplig då konsumentprodukter inte kan uppfylla behovet. Sitsen, som har vinkelställbart ryggstöd, omsluter barnet väl och kan därmed ge komfort och trygghet när intrycken från omgivningen blir för stora.

Pixi har i standard ett enkelt höftbälte, uppfällbar fotplatta, vinkelställbart körhandtag, korg, massiva hjul samt svängbara framhjul med riktningsspärr.

Vagnen är krocktestad och godkänd enligt standard ANSI/RESNA WC19 och ISO/CD 7176/19-1 men av säkerhetsskäl rekommenderas det alltid att barnet sitter i ett av bilens säte vid resa.



Fakta	Small	Large
Sittbredd	28	33
Sittdjup	25/30	35/40
Rygg höjd	54/60	64/70
Underbenslängd	13-35 cm	13-39 cm
Brukarvikt	35 kg	50 kg
Vikt	12,5 kg	15 kg

SITTVAGN AVANCERAD

Stingray – [Etac AB](#)

Stingray är en sittvagn i två storlekar med funktioner som både ger god positionering för barnet och rätt förutsättningar för förälder/vårdare i samband med förflyttning och hantering. Det är möjligt att vända från framåtvänd sits till bakåtvänd sits med barnet sittande i sulkyn.

Sitstilen på 45 grader tillsammans med möjlighet till ryggvinkling i planläge ger förutsättningar för att variera sitt- och vilställning för barnet på ett enkelt sätt. För att nå optimal positionering finns det dessutom ett omfattande sortiment av tillbehör..

Underredet är i standard utrustat med stötdämpande fjädring, svängbara framhjul med riktningsspärr, höjjusterbar körbygel och korg.

Stingray är testad och godkänd för transport enligt ISO 7176-19:2001.

Godkänd för 40 kg brukarvikt vid transport men av säkerhetsskäl rekommenderas det alltid att barnet sitter i ett av bilens säte vid resa.

Sitthenhet samt underrede beställs separat. (Färgen på klädseln kan skilja sig från vårt sortiment.)



Fakta	Storlek 1	Storlek 2
Sittbredd	30	35
Sittdjup	18-30	25-40
Rygg höjd	41-55	50-65
Underbenslängd	14-45	14-45
Tilt	45°	45°
Ryggvinkel	170°	170°
Brukarvikt	40 kg	40 kg
Vikt	19 kg	20 kg

KRYPVAGN

Att krypa är en grundläggande rörelse i ett barns utveckling då grovmotorik, balans, koordination, smidighet och avståndsberäkning tränas. Krypvagn ger barnet stöd för att självständigt kunna förflytta sig eller träna sin förflyttning.

Discover – [Mayday aid AB](#)

Krypvagn Discover är avsedd att användas inomhus men kan också användas på plant, slätt och torrt underlag utomhus. Den finns i två storlekar som är justerbara i höjd.



Fakta	Stl 1	Stl 2
Magdynans djup	18	24
Max belastning	25 kg	25 kg
Magdynans bredd	28	28
Höjd	10-21	10-21
Bredd x Djup	52x31	52x31
Vikt	12,5 kg	15 kg

Generell information	
Avtalsnummer Sittvagn	2019-0001788
Avtalsnummer Krypagn	2016/00867
Avrop	Avrop görs utifrån medicinska professionens bedömning i mötet med patienten.
Leveranstid	10 arbetsdagar: Huvudprodukt med tillbehör samt reservdelar 5 arbetsdagar: Tillbehör och reservdelar vid separat beställning
Leverans	Levereras styckvis
Dokument	Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.
Garantitid	3 år: Huvudprodukter och tillbehör 1 år: Förslitningsdelar
Logistik	Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.
Support	Utprovningssöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt. Produktutbildning till köparens personallskall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt. Teknisk support och produktsupport från leverantören ska ge svar ges inom 8 arbetstimmar.
Kontakt sortiment- och avtalsledare	sortimenthjm.hoh@skane.se