

Provtagning från nasofarynx - för viruspåvisning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

1. Tryck patientens nästipp uppåt för att se bättre.
2. För in pinnen genom ena näsöppningen, horisontellt långt in längs näsbotten (se bild) tills man känner att pinnen har nått nasofarynx, i höjd med ytterörat. Försök att inte vidröra huden vid införandet.
3. Snurra pinnen ett varv och låt den vara kvar 5 sekunder för att få bra provtagningsmaterial.
4. Dra sedan odlingspinnen rakt ut med en jämn rörelse utan att vidröra huden i näsöppningarna.
5. Sätt ner pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken ordentligt.
6. Pinnen ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
7. Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Korrekt provtagning är avgörande för analysresultatet.

