



Koagulationscentrum
Skånes universitetssjukhus
205 02 MALMÖ

Tel
mottagning:
040-332375

Tel



Ackred. nr 1309
Provning
ISO/IEC 15189

Betalningsansvarig om
annan än beställaren

Beställare/Svarsmottagare

Personnummer, namn och kön

Sekel	År	Mån	Dag	Check
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Man Kvinna

Meddelande till laboratoriet

Läkarid

Plats för laboratoriets streckkodsetikett

Provtagarens signatur

Provtagningsdatum

Provtagningstid

Laboratoriets anteckningar

Analyser för diagnostik av TTP

Screening, utförs vardagar, dagtid
Vid akut behov efter tel till Koagulationslab
(vardag 08-16, tel 040-336624)

P-ADAMTS13 (enz) screen

Metoden är automatiserad på Acustar

Uppföljning, utförs en gång/vecka

ADAMTS13 (enz) protein,
ADAMTS13 antikropp

Metoden är ursprungsmetoden enl. FRETs-metodik

Telefonnummer vid akutsvar: _____

På jourtid kan Koagulationsjour SUS Malmö (vx. 040-331000) kontaktas för rådgivning

Har plasmatillförsel givits innan provtagning?

J A

NEJ

Vid oklar diagnos rekommenderas analys av både TTP och aHUS-paket då den kliniska bilden är likartad.

aHUS diagnostik utförs vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i Lund (se Analysportalen: "Komplement Specialistremiss")

Kompletterande information

Remissdatum

Rem läkare

Biobanken, inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt. vårdnadshavaren/närstående) har fått information om och samtycker till – att provet och tillhörande – personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

Patienten är vid provtagningstillfället oförmögen att lämna samtycke.

Provtagningsanvisning: För TTP-diagnostik behövs 1 citratrör

Citratrör: 1 st 2,7 mL (ljusblå kork). Röret fylls helt (till markeringen) och blandas långsamt 5-10 ggr direkt efter provtagning. Centrifugeras inom 60 min vid 2000 x g i 20 min. Plasman avskiljs och fördelas i rör med ca 0,5 mL/rör. Märk varje rör med namn, personnummer, provtagningsdatum och provmaterial (ange citratplasma på röret). Rören fryses omedelbart, helst i -70°C, men -20 °C är OK för korttidsförvaring.

Provet skickas förpackat i kolsyreis, ev. via Eget huvudlaboratorium enl. lokala föreskrifter.

Vid önskemål om akut diagnostik ska försändelsen märkas AKUT.

Proverna skickas till Klinisk kemi, Jan Waldenströms g. 14, Skånes Universitetssjukhus, 205 02 Malmö