

## Prov i Turkos transportlåda via Regionservice

Från Vårdenhet utanför sjukhusområdet → Till Laboratoriemedicin



### Låda 1 - Närmsta akutsjukhus

Digitala beställningar: eLAB RS enligt tabell sida 2\*.  
Även beställningar på pappersremiss: Rutin/akut, Special 3, Special Malmö, Blodgruppering, BAS-test samt det som skickas till externa lab.

**Adressvred:** Välj 1 och Närmsta akutsjukhus (HG, KD, LU, MA, YS).

### Låda 2 - Laboratoriemedicin, Lund

Övriga digitala beställningar som inte står i tabell på sida 2\* samt övriga beställningar på pappersremisser.

**Adressvred:** Välj 2 och Lund (LU).

**Remisser:** Remisser sorteras i **samma ordning som rören** och läggs i turkosa kuvert. Märk med 1 eller 2 och vårdcentralens namn samt ort dit remisserna ska skickas (samma som lådan).


Kuvert beställs via Marknadsplatsen, tryckeritjänster, tryck webb, övrigt, art.nr 491411.

- Placera proven i lådinsatserna. **Inga prov eller föremål får läggas löst i lådan.**
- **Transportlådan ska alltid innehålla 4 lådinsatser och lådinsatshållaren.**
- Lådinsatserna går att vända. Ena sidan för rör, andra sidan för övriga provbehållare.
- Placera blodgrupperingar och BAS-test om möjligt i en egen lådinsats, annars längst bak.
- Placera kapillära prover i transporthylsa i lådinsatsen.

**Kylklamp:** Lådan ska alltid innehålla en fryst kylklamp. Placera en fryst kylklamp på avsedd plats i locket vid packning.

**Centrifugering:** Prover som ska centrifugeras enligt instruktioner på Analysportalen, får inte skickas ocentrifugerade. Laboratoriets automation kan inte se skillnad på ocentrifugerade kontra centrifugerade prover vilket kan leda till felaktiga analysresultat.

**Ställ in adressvreden** efter siffra och ort dit proven ska skickas, se ovan för respektive låda.

 på lockets vred betyder att lådan är tom.

**Akuta prover** läggs i transporthylsa och skickas separat som enstaka prov. Märk förpackningen med adress och Akut. Används remiss ska den medfölja provet.

**Frysta prover och prover i som ska skickas i rumstemperatur** skickas separat som enstaka prov. Märk förpackningen med adress. Används remiss ska den medfölja provet.

**Rengöring:** Laboratoriet rengör och byter absorbent i lådorna.

**Undantag:** Prover till Cytologi, Patologi och Genetik. Proven packas separat och skickas direkt till respektive laboratorium.

## Digitala beställningar eLAB RS (Låda 1)

Kork färg	Analys/Analysgrupp				Slutsiffror/ Suffix
Lj-blå	APT-tid (Skickas fryst)	Antitrombin (Skickas fryst)	D-dimer (Skickas fryst)	Fibrinogen (Skickas fryst)	109
Lj-blå	PK				109
Guld	Calciumjon (Ca-jon)				149
Guld	25-OH Vitamin-D	Folat Litium	S-100 B	Vankomycin	159
Guld	LD				199
Guld	Kalcitonin				687
Guld	Gallsyror				917
Guld	AMH	TRAK	Tyreoglobulin	Tyreoglobulin-ak	187
Guld	GH				957
Lj-grön	ALAT Albumin ALP ApoA1, ApoB, kvot ASAT Bilirubin Bilirubin konj Calcium CK CKMB CRP Digoxin	eGFR medel Fenytoin Ferritin Fosfat GT hCG HDL/LDL Homocystein Järn, TIBC Kalium Karbamazepin Klorid Kobalaminer (B12)	Kolesterol Kortisol Kreatinin Magnesium Myoglobin Natrium NT-proBNP Pankreas amylas Paracetamol Prokalcitonin PSA PSA-kvot	PTH Salicylat T3 fritt T4 fritt Tobramycin TPO-ak Triglycerider (Tg) Troponin I TSH Urat Urea	119
Lj-grön	Osmolalitet				269
Lj-grön	Koldioxid				259
Lj-grön	Etanol				169
Lj-grön	Interleukin-6, IL-6				907
Lj-grön	C-Peptid DHEAS FSH	Insulin LH Progesteron	Prolaktin SHBG T3 total T4 total	Testosteron Teofyllin Valproat Östradiol	977
	FIB-4				119/129
Lila	Diff Erythrocyter EVF Hemoglobin	IPF, IPC Leukocyter Erc-MCH Rtc-MCH	MCV MPV Neutrofila	Retikulocyter SR Trombocyter	129
Lila	HbA1c				209

Lila	Takrolimus				267
Lila	Cyklosporin				277
Blå	Basöverskott				179
Rosa	Glukos				139
tU- Urin	Calcium	Fosfat	Magnesium		487
tU- Urin	Natrium Kalium	Urea	Klorid	Kreatinin	507
U- Urin	U-Alb/Krea kvot				219
U- Urin	Natrium	Kalium	Kreatinin	Urea	537
U- Urin	Osmolalitet				627
U- Urin	Calcium	Fosfat			547
DV- perit	Albumin				567
DV- perit	Glukos	Kreatinin	Natrium	Urea	577
Ledv	Albumin				607
Ledv	Glukos				587
Ledv	Kristaller				617
Ledv	Leukocyter				597