

Prover till Klinisk patologi och cytologi via Regionservice

Från:

Till:

Vårdenhet utanför sjukhusområde → Klinisk patologi

Proven ska inte sampackas med prover till andra laboratorier utan adresseras direkt till utförande patologienhet enligt [Analysportalen](#).

Märkning

Röd tejprens på lockets utsida betyder att boxen är tom. Ta bort tejpren vid packning av prover. Transport hämtar inga boxar märkta med röd tejp

Provbehållare med formalin:

Ytterförpackningen märks med en etikett för "UNDANTAGET MEDICINSKT PROV" och en kemikalieetikett med faromärkning för 4 % formaldehyd. Etikettmallar för utskrift finns [här](#).

Provbehållare utan formalin:

UN 3373 Biologiskt ämne, kategori B

Förvaring

I väntan på transport förvaras formalinfixerade preparat i rumstemperatur.

Cytologi

Prover tagna utanför sjukhusområde packas och skickas direkt till Klinisk cytologi i Lund.

Cervixcytologi skickas specifikt enligt instruktioner i [Analysportalen](#).

Proven ska transporteras i vita papplådor avsedda för cervixcytologi. Tomma lådor tillhandahålls av Regionservice. Kontakta skanetransport@skane.se.

Övriga prover som inte är ThinPrep burkar eller utstryksglas ska förvaras kylt i väntan på transport. Provtagning efter externa lunchtransporten eller interna prover efter 16.00 dag före helgdag förvaras i kyl till första morgontransporten helgfri vardag.

Hematopatologi

Provtagningsanvisningar och transport för provet hittas i [Analysportalen](#), sökord *flödescytometri*, *hematopatologi* och *lymfom*.

Enstaka prov



Provburk stoppas i transportburk som placeras i brun papperspåse.

Skriv Retur + avsändarnamn på transportburken för retur av burk.

Transportbox

Vid transport av många prover kan transportbox beställas på [Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin/Transport](#)



Stora provburkar placeras i plastpåse i stor låda/box.