

راهنمای بیمار


نمونه‌گیری مدفوع برای کشت

به این وسایل ضرورت دارید
ارائه‌دهنده خدمات درمانی کیت آزمایش را در اختیار شما می‌گذارد. کاغذ جمع‌آوری یا ظرف کاملاً تمیز.


چطور انجام دهیم

بعد از خروج مدفوع خود را پاک نکنید و مدفوع را روی کاغذ/درون ظرف کاملاً تمیز جمع‌آوری کنید. دوره های سمپل گیری را که ارائه‌دهنده خدمات درمانی ذکر کرده است، رعایت کنید.

پیپ و پندک را از بسته خارج کنید. درپوش پیپ را باز کنید. پیپ دارای مایع غیر خطرناک است مایع باید داخل پیپ باقی بماند.




به طور عاجل بعد از خروج مدفوع پندک را به مقعد بمالید یا پندک را داخل مدفوع جمع‌آوری شده وارد کنید. مدفوع باید بالای پندک دیده شود.




پندک را داخل پیپ کنید.

پندک را از محل فرورفتگی بشکنید.

درپوش را با احتیاط ببندید.



برچسب نمبر آی دی، نام کامل و تاریخ و ساعت سمپل گیری را روی پیپ بچسبانید. از برچسبی که ارائه‌دهنده خدمات درمانی به شما داده است استفاده کنید.



سمپل را در همان روز سمپل گیری به ارائه‌دهنده خدمات درمانی تحویل دهید. سمپل را در کیسه پلاستیکی دارای یخ منتقل کنید. کارت شناسایی معتبر به همراه بیاورید.

