

معلومات للمرضى

فحص عينة بول – أنبوب التفريغ الهوائي مع قصبه

هذه هي الأشياء التي تحتاج إليها


كوب بلاستيكي للاستخدام مرة واحدة. أنبوب مع قصبه تفريغ حصلت عليها من مقدم الرعاية لك.

افعل ما يلي:


قبل أخذ عينة الفحص يجب أن تكون قد امتنعت عن التبول آخر 4 ساعات.




عند أخذ عينة الفحص:
المرأة: افتحي الشفرين. في حالة وجود نزيف أو إفراز مهبلي ضعي أصبع قطني في المهبل قبل أخذ عينة الفحص.
الرجل: اسحب قلفة القضيب إلى الوراء.



- (1) تبول كمية قليلة في المراض.
- (2) أدخل الكوب الذي سيستخدم مرة واحد في رشة البول وأملأه حتى النصف.
- (3) تبول آخر كمية في المراض.



ادخل القصبه في الكوب الذي يوجد به البول.
 ضع الأنبوب بحيث تدخل السداة أو لا في الحاوية واضغطه على القصبه. يمتلئ الأنبوب الآن بالبول.
 أبق الأنبوب حتى يتوقف الملاء.



أكتب على الأنبوب تاريخ ميلادك ورقمك الشخصي والاسم وتاريخ أخذ العينة والساعة. استعمل البطاقة التي حصلت عليها من مقدم الرعاية لك.
 ضع البطاقة على امتداد الأنبوب.



احفظ الأنبوب في الثلاجة أو كيس بلاستيكي به ثلج.



سلم عينة الفحص إلى مقدم الرعاية في موعد لا يتعدى نفس اليوم الذي أخذت فيه عينة الفحص.
 انقل عينة الفحص في كيس بلاستيكي به ثلج. اصطحب معك بطاقة هوية سارية المفعول.

