

2024-03-19

Produktkatalog

- anesthesi
- intensivvård
- cirkulation
- respiration

GENERELL INFORMATION

Kontakt

Sortimentsfrågor: info.koncerninkop@skane.se.

Katalogansvarig: materialkonsulent Per Andersson.

Beställning

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Privata vårdgivare beställer via OneMeds webshop.

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på vardgivare.skane.se/forbrukning.

Reklamation

Läs mer om reklamation på vardgivare.skane.se/forbrukning.

Sortimentslistan

Ta hjälp av sortimentslistan på vardgivare.skane.se/sortimentslistan om du behöver en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller.

Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKG-elektroder	4
Esufagus elektrod	6
Defibrilleringselektrod Heartstart	6
Defibrilleringselektrod LIFEPAK	7
Akupunktur nål	8
Oxygenterapi	12
Aerosolterapi/nebulisatorer	13
Aktiv befuktning av luftvägar	14
Oxygenterapi, tillbehör	16
Katetrar	17
CPAP	19
CPAP, tillbehör	21
Andningstränare	22
Andningsballong/-blåsa	22
Narkos-/andningsmask	23
Larynxmasker	25
Endotrakealtub med cuff	26
Endotrakealtuber utan cuff	29
Svalgtuber	29
Nästuber	29
Endotrakealtuber, tillbehör	30
Trakealkanyl med cuff	31
Trakealkanyl utan cuff	33
Trakealkanyler, tillbehör	34
Narkosblåsor	35
Narkosslangar och andningsystem	35
Anslutningsslang och koppling	38
Filter	39
Narkoskalk	40
Övriga anestesi produkter	40
Invasiv tryckmätning	42

ANESTESI, INTENSIVVÅRD, CIRKULATION OCH RESPIRATION

EKG-elektroder

EKG-ELEKTROD MED STÅLKNAPP, KORTTID, VUXEN – White Sensor (Ambu)

Oval/rund elektrod för monitorering.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28535	WS-00-S/50	Ø 55 mm, foam, våt gel	25592



EKG-ELEKTROD MED STÅLKNAPP, KORTTID, VUXEN – FIAB

Utgått. Hänvisar till 28535.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28536	F2080	Ø 55 mm, non-woven, våt gel	-



EKG-ELEKTROD MED STÅLKNAPP, KORTTID, BARN – FIAB (Bluegrass)

Oval/rund elektrod för monitorering.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28537	F9079P/100	32x36 mm, foam, våt gel	-



EKG-ELEKTROD MED STÅLKNAPP, KORTTID, BARN – SilverTrace (Timik)

Utgått. Hänvisar till 28537.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28538	2014782-001	Ø 40 mm, non-woven, våt gel	-



EKG-ELEKTROD MED KOLKNAPP, LÅNGTID – Red Dot 2670 (KCI Medical)

För vuxen och barn. Omlaceringsbar. Röntgentransparent kolfiberknapp. Vätskeresistent ryggmateriäl i mjukt tyg med tunn profil. Kan sitta upp till tre dygn. För diagnostik/övervakning.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28539	2670-3	39,6x31,7 mm, 3-pack	25179, 25363, 25415
28540	2670-5	39,6x31,7 mm, 5-pack	25179, 25363, 25415



EKG-ELEKTROD FÖR KROKODILKONTAKT – White Sensor (Ambu)

För vuxen och barn. Anpassad till krokodilklämma. Röntgentransparent. För diagnostik.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28542	0315M	21x35 mm, vuxen	21024
28543	0215M	13x34 mm, barn	-



EKG-ELEKTROD FÖR BANANKONTAKT – Blue Sensor (Ambu)

För vuxen och barn. Anpassad till banankontakt. Röntgentransparent. Vridbar kontakt. För diagnostik.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28544	SU-00-A/60	33x49 mm, foam	21025



EKG-ELEKTROD MED KABEL FÖR BANANKONTAKT – FIAB

Utgått utan ersättning.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28545	F90553RM/80	Ø 32 mm, foam	-



EKG-ELEKTROD MED KABEL FÖR BANANKONTAKT – White Sensor (Ambu)

För barn och neonatal. Anpassad till banankontakt. Med 60 cm kabel. Röntgentransparent. För diagnostik/övervakning.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28546	40556	22x22 mm, fast gel	-



EKG-ELEKTROD MED KOLKNAPP FÖR KÄNSLIG HUD – White Sensor (Ambu)

För barn och vuxen. Hudvänlig. Röntgen- och MR-villkorad. Användningstid 1-4 dygn. För diagnostik/övervakning.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28552	40713	19x38 mm, nonwoven-material, fast gel	21027



EKG-ELEKTROD FÖR QUICKLES – QN 500 (Cardiolex)

För vuxen. För vakuumpapplicering. Plast med stålknapp. Inte röntgentransparent. Utbytbara elektroder.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28547	QN 500-1	flergångs, byte rekommenderas efter 10 patienter	21014
28587	QN 500-10	engångs, Ø 55 mm	-



EKG-ELEKTROD FÖR HOLTER – White Sensor (Ambu)

För vuxen och barn. Hög ledningsförmåga. God vidhäftning. Till stresstester och medellång- till långtidsapplikationer. Skumbaksida som är skonsam mot huden.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28548	4242-00-S/50	42x49,5 mm, våt gel	25366, 26821



EKG-ELEKTROD FÖR NEO DIN (Timik)

För neonatal. Säkerhetskontakt med 60 cm kabel. Röntgentransparent. Användningstid 72 timmar. För diagnostik/övervakning.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30247	40554IP	22x22 mm, fast gel	28549



EKG-ELEKTROD FÖR NEO BANAN – Neotrode (Mediplast)

För neonatal med prematur hud. Med hylsa för banankontakt med 50 cm kabel. Nonwoven. Röntgentransparent. Omplaceringsbar. Användningstid upp till tre dygn. För diagnostik/övervakning.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28550	601731003	25x25 mm, hydrogel	21011



EKG-ELEKTROD MED STÅLKNAPP, LITEN – White Sensor (Ambu)

För små barn/vuxen. För TOF-mätning. SSC-sensor. Med stålknapp. Inte röntgentransparent.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30020	WSP25-00-S/50	32x25 mm, foam	28541



EKG-ELEKTROD FÖR MR-UNDERSÖKNING – White Sensor (Ambu)

Med kolknapp. MR-villkorad. Röntgentransparent.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28551	WS-00-S/RT/50	33x51 mm	-



SLIPBAND (Ambu)

Till förberedande av hud inför användning av EKG-elektrod.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28555	2121M	19x28 mm	21005




Esufagus elektrod

ESOFAGUSELEKTROD – FIAB Esosoft 2S (Bluegrass)

Steril. 2-polig Silikon.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28585	351255	30 mm	-



Defibrilleringselektrod Heartstart

DEFIBRILLERINGSELEKTROD – Philips (Vingmed)

Originalelektrod till Philips defibrillator Heartstart XL, Heartstart 4000, Heartstream XL. Med kabel.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21016	M3717A	för barn	-
21017	M3713A	för vuxen	-



DEFIBRILLERINGSELEKTROD – Philips (Vingmed)

Originalelektrod till Philips defibrillator Heartstart FR2, Heartstart XL, Heartstart 4000. Med röntgentransparent kabel.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21019	M3716A	för vuxen	-



DEFIBRILLERINGSELEKTROD – SmartPads III (Vingmed)

För Philips HeartStart FR3. Anslutnings- och kvalitetskontrolleras av FR3. För alla vuxna, barn och spädbarn vid samtidig användning av barnnyckeln på individer <8 års ålder eller <25 kg.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
27664	989803149981	1-pack	-
27665	989803149991	5-pack	-



DEFIBRILLERINGSELEKTROD – SmartPads III (Vingmed)

För Philips HeartStart FR3. Kan inte anslutnings- och kvalitetskontrolleras av FR3. För alla vuxna, barn och spädbarn vid samtidig användning av barnnyckeln på individer <8 års ålder eller <25 kg.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
27666	989801158211	1-pack	-
27667	989803158221	5-pack	-



DEFIBRILLERINGSELEKTROD, RÖNTGENTRASPARENT – Philips (Vingmed)

För Philips HeartStart XL, XL+, MRx, DFM100, Intrepid. Röntgentransparent. Med 60 cm kabel.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
27668	M3719A	för spädbarn (barn <10 kg)	-



SKRIVARPAPPER TILL DEFIBRILLATOR PHILIPS EFFICIA DFM 100 (Vingmed)

Termiskt skrivarpapper utan rutnät. På rulle.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
27825	989801190381	50 mm	-



Defibrilleringselektrod LIFEPAK

DEFIBRILLERINGSELEKTROD – Eurodefipads (Bluegrass)

Defibrilleringselektrod till LIFEPAK 15, 20/20e. Färdigkopplad.

Ej röntgentransparent. Får **inte** användas till Lifepak 1000.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28554	F7952PW	för barn 1-8 år eller <25 kg	-

DEFIBRILLERINGSELEKTROD FÖR BARN TILL LIFEPAK 15,20/20e

Beställ 28554 via Raindance marknadsplats.

DEFIBRILLERINGSELEKTROD FÖR VUXEN OCH BARN TILL LIFEPAK 15,20/20e

Beställ via Raindance marknadsplats:

- 11996-000091 (vuxen)
- 11996-000093 (pediatrik/barn)

DEFIBRILLERINGSELEKTROD FÖR VUXEN OCH BARN TILL LIFEPAK 1000

Beställ via Raindance marknadsplats:

- 11996-000017 (vuxen Quick-Combo)
- 11101-000016 (energielektrod för barn under 8 år eller 55 kg)

Akupunktur nål

AKUPUNKTURNÅL – HEGU Standard/Classic (Medema Physio)

Engångs. Steril. En klassisk kinesisk akupunktur nål med flexibelt handtag, tillverkat av tunn koppartråd. Handtaget är försilvrat för att ge högsta möjliga elektriska ledningsförmåga och för att undvika oxidation. Handtaget är grövre än på andra akupunktur nålar av denna typ, vilket gör nålen lättare att manipulera. Stålet har högsta kinesiska kvalitet med maskinslipad spets. Passar elstimulering.

Utan införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25420	STD13020	0,20x13 mm	-
25421	STD15020	0,20x15 mm	-
25422	STD25025	0,25x25 mm	-
25424	STD30025	0,25x30 mm	-
25427	STD40025	0,25x40 mm	-
25428	STD25030	0,30x25 mm	-
25429	STD30030	0,30x30 mm	-
25432	STD40030	0,30x40 mm	-
25434	STD50030	0,30x50 mm	-
25436	STD75040	0,40x75 mm	-



Utan införingshylsa, 5-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25438	STD13020-5	0,20x13 mm	-
25439	STD15020-5	0,20x15 mm	-
25423	STD25025-5	0,25x25 mm	-
25425	STD30025-5	0,25x30 mm	-
25430	STD30030-5	0,25x40 mm	-

Med införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25440	STD15020H	0,20x15 mm	-
25426	STD30025H	0,25x30 mm	-
25431	STD30030H	0,30x30 mm	-
25433	STD40030H	0,30x40 mm	-
25435	STD50030H	0,30x50 mm	-
25441	STD70030H	0,30x70 mm	-
25442	STD50035H	0,35x50 mm	-
25443	STD75040H	0,40x75 mm	-



AKUPUNKTURNÅL – HEGU Xeno (Medema Physio)

Engångs. Steril. En klassisk kinesisk akupunktur nål med flexibelt handtag, tillverkat av tunn koppartråd. Japansk nåltyp, tillverkad i rostfritt kirurgiskt fjäderstål. Anpassad för el-akupunktur, handtaget är lindat med tråd i rostfritt stål för att ge bästa grepp och en bra elektrisk ledningsförmåga.

Utan införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
11813	XEN15020	0,20x15 mm	-
12118	XEN25025	0,25x25 mm	-
25444	XEN30025	0,25x30 mm	-
25447	XEN40025	0,25x40 mm	-
25449	XEN25030	0,30x25 mm	-
7852	XEN30030	0,30x30 mm	-
14818	XEN40030	0,30x40 mm	-
21906	XEN50030	0,30x50 mm	-
14812	XEN50035	0,35x50 mm	-

Utan införingshylsa, 5-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21983	XEN15020-5	0,20x15 mm	-
21984	XEN25025-5	0,25x25 mm	-
25445	XEN30025-5	0,25x30 mm	-
25448	XEN40025-5	0,25x40 mm	-
25450	XEN25030-5	0,30x25 mm	-
21985	XEN30030-5	0,30x30 mm	-
21986	XEN40030-5	0,30x40 mm	-
21907	XEN50030-5	0,30x50 mm	-

Med införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25417	XEN15020H	0,20x15 mm	-
25418	XEN25025H	0,25x25 mm	-
25446	XEN30025H	0,25x30 mm	-
14821	XEN30030H	0,30x30 mm	-
21910	XEN40030H	0,30x40 mm	-
25419	XEN50030H	0,30x50 mm	-
11814	XEN70030H	0,30x70 mm	-
14822	XEN50035H	0,35x50 mm	-



AKUPUNKTURNÅL – HEGU Onex (Medema Physio)

Engångs. Steril. Koreansk nåltyp med diamantslipad nålspets. Medicinskt silikonbehandlad för en smärtfri behandling. Onex kan rekommenderas till stickkänsliga patienter. Rostfritt, kirurgiskt fjäderstål. Passar för elstimulering.

Utan införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25452	ONX15020	0,20x15 mm	-
25453	ONX25025	0,25x25 mm	-
25454	ONX30025	0,25x30 mm	-
25455	ONX40025	0,25x40 mm	-
25456	ONX30030	0,30x30 mm	-
25457	ONX40030	0,30x40 mm	-

Med införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25465	ONX30025H	0,25x30 mm	-
25466	ONX30030H	0,30x30 mm	-
25467	ONX50030H	0,30x50 mm	-



AKUPUNKTURNÅL – P-typ/Pura (Medema Physio)

Engångs. Steril. Massivt handtag i plastfibermaterial. Nålen är av rostfritt kirurgiskt fjäderstål och är fast förankrad i handtaget och ingjuten i plasten under tillverkningsprocessen. Detta för att ge akupunktören en stabil känsla och grepp vid behandling.

Utan införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28061	HEG15020P	0,20x15 mm	-
28062	HEG30030P	0,30x30 mm	-
28064	HEG50030P	0,30x50 mm	-

Med införingshylsa, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28058	HEG30030PH	0,30x30 mm	-
28059	HEG40025PH	0,25x40 mm	-
28060	HEG50030PH	0,30x50 mm	-



AKUPUNKTURNÅL – Seirin (Medema Physio)

Engångs. Steril. Av kirurgiskt stål med plasthandtag och en extremt tunn silikonbeläggning på nålspetsen. Det innebär en smärtfri och mjuk penetrering av huden.

Utan införingshylsa B-typ, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25468	SER15020B	0,20x15 mm	-
21912	SER40025B	0,25x40 mm	-
21913	SER30030B	0,30x30 mm	-
21914	SER50030B	0,30x50 mm	-
25470	SER50035B	0,35x50 mm	-

Med införingshylsa D-typ, 1-pack

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25471	SER40025JH	0,25x40 mm	-
25472	SER30030JH	0,30x30 mm	-
25473	SER50030JH	0,30x50 mm	-



PRESSNÅL FÖR ÖRON – Seirin (Medema Physio)

Engångs. Steril. För långtidsakupunktur av örat. Nålarna sitter på beige plåster. Beprövad metod inom sportmedicin och inom beroendeterapi. Nålarna kan sitta i flera dagar.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25474	STD-PRESS	0,22x1,3 mm	-



Oxygenterapi

OXYGENGRIMMA – AirLife (Timik)

Rekommenderat flöde ≥ 3 liter/minut för spädbarn, maxflöde 6 liter/minut. Slang 2,1 meter. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28358	002611	barn <1,4 kg, med kudde	21842
28388	SFT2611	barn 1,4-3 kg, extra mjuk	12586
28386	SFT2601	barn 3-4 kg, extra mjuk	12587
28387	SFT2602	barn 3-12 månader, extra mjuk	12588
28357	002602	barn >1 år, med kudde	12589



OXYGENGRIMMA (Intersurgical)

Mjuk och smidig syrgasgrimma som minimerar risken för trycksår. Flöde upp till 6 liter/minut. Knickfri slang 1,8 meter. DEHP-fri PVC. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29882	1165000	vuxen	28324



OXYGENGRIMMA – AirLife (Timik)

Extra mjuk syrgasgrimma för långtidsbruk. Rekommenderat flöde 1-5 liter/minut, max 6 liter/minut. Oxygenkoncentration mellan cirka 24-44 %. Slang 2,1 meter. DEHP fri PVC. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28385	SFT2600	vuxen, långtids	25268,12605



OXYGENGRIMMA MED CO²-MÄTNING – Salter Labs (Vingmed)

Delad näskanyl med två anslutningsslangar. Möjliggör provtagning av CO² i den ena kanylen samtidigt som O² ges i den andra. Engångs.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21967	4701-7-0-25	barn <3 månader, <3 liter/minut	-
21968	4703-7-7-25	barn >1 år, <5 liter/minut	-
21969	4707-7-7-25	vuxen, <5 liter/minut	-



OXYGENKATETER (Mediplast)

Syrgaskateter med skumplastkudde av polyuretan och nippelkoppling. Mjukt rundat distalt håll, längd 40 cm. Slangdiameter Ch10. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28325	6014130	Ch10, 40 cm	11991



OXYGENMASK UTAN RESERVOAR – EcoLite (Intersurgical)

Medium koncentrationsmask, O₂ flöde 5-10 liter/minut. Låg vikt på mask. Två förseglingar mot hakan, passar därför ett större omfång av olika ansiktsformer och ansiktsstorlekar. Det elastiska bandet kan placeras över eller under öronen på vuxenmask. Silikonliknande material närmst patient för att sluta tätt och förhindra läckage. MR-säker. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21845	1196010	barn	3453
21846	1135019	vuxen	174



OXYGENMASK MED RESERVOAR – Respi-Check (Intersurgical)

Med andningsindikator för att monitorera andningsfrekvens. En röd kula rör sig i takt med patientens in- och utandning. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
16517	1292000	barn	-
16518	1202000	vuxen	-



OXYGENMASK – Southmedic (Swereco)

Öppen mask. En mask för alla flöden. FiO₂, 24-90 % vid 1-15 liter/minut. Svivelkoppling på knäet. Kan ersätta näsgrimpa, standard oxygenmask och reservoarmask. Möjlighet att sköta munhygien, sugkateter eller dricka under pågående terapi. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
18895	OP-7025-8	OxyPlus, large	-
18896	OM-7025-8	OxyMask, medium	-
25273	OK-7025-8	OxyKid, small	-
25272	OT-7025-8	OxyTyke spädbarn	-



Aerosolterapi/nebulisatorer

AEROSOLMASK – Ecolite (Intersurgical)

Formgjuten mjuk och lätt mask med justerbart nackband. Flöde 6-8 liter. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29879	1188015	aerosolmask, vuxen	28214
29880	1198015	aerosolmask, barn	28215
29881	1200050	trakeostomimask, vuxen	28216



AEROSOLMASK – Aerogen Solo (Bröderna Berner)

Nebuliseringsutrustning för ventilator/spontanandning till aereoneb styrenhet. Drifttid sju dagar kontinuerligt, eller upp till 28 dagar intermittent användning. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28221	AG-AS3200	nebulisator-kammare	-
28212	AG-AS3350	kit, vuxen: nebuliseringskammare, T-stycke vuxen, silikonplugg	-
28277	AG-AS3010	T-stycke, vuxen	-
28276	AG-AS3020	T-stycke, barn	-
28437	AG-AS3036	T-stycke, neonatal	-
28259	AG-AS7000	aerosolkammare kit, med munstycke	-



NEBULISERINGSSET – VixOne (Infiniti)

Nebulisator designad för att minimera residualvolymen och minska spill av läkemedel. Kan användas i vinklat läge upp till 90°. Minvolym 1 ml, maxvolym 13 ml. Nebuliseringsflöde 6-8 liter. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30319	8906-7-50	komplett kit för barn, 2 meter slang	28278
30315	8924-7-50	komplett kit för vuxen, 2 meter slang	28272
30316	8900-7-50	komplett kit med munstycke, 16 cm flexslang	28273
30318	8901-0-50	bägare	28275
30317	8911-7-50	komplett kit för trakeostomi	28274



Aktiv befuktning av luftvägar

SLANGSET FÖR AKTIV BEFUKTNING – Evaqua 2 (Fisher&Paykel och Intersurgical)

Nebulisator designad för att minimera residualvolymen och minska spill av läkemedel. Kan användas i vinklat läge upp till 90°. Minvolym 1 ml, maxvolym 13 ml. Nebuliseringsflöde 6-8 liter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25576	RT266 Fisher&Paykel	<ul style="list-style-type: none">• slangset/kammare - barn - flöden > 4 liter/minut,• uppvärmd inspiratorisk slang 1,1 meter,• uppvärmd expiratorisk slang 1,6 meter,• förlängningsslang till kuvös 30 cm,• förbindelseslang 60 cm, adapterkit.	-
25575	RT380 Fisher&Paykel	<ul style="list-style-type: none">• slangset/kammare - vuxen - Ø22mm,• 1,5 meter uppvärmd inspiratorisk slang,• 1,8 meter expiratorisk slang,• Y stycke swivel med MDI port inklusive befuktningsskammare,• 0,5 meter anslutningsslang, bakterie/virusfilter och slanghållare RT028, 10-pack.	-
28223	1644007	Clear Guard Midi apparatfilter (Intersurgical)	25579



SLANGSET OCH TILLBEHÖR FÖR HÖGFLÖDESBEFUKTNING HFNC – Optiflow

(Fisher&Paykel)

Aktiv befuktning av syrgasflödet. Kan användas vid spontanandning när behovet av syrgas är högt men behov av övertryck med CPAP eller NIV inte föreligger. Aktiv befuktning möjliggör höga inandade syrgaskoncentrationer utan uttorkning av luftvägarna. Aktiv befuktning med Optiflow ges med hjälp av en näsgrimpa eller trakealkoppling.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28282	OJR410	Junior 2, näsgrimpa prematur, blå, XS	-
28283	OJR412	Junior 2, näsgrimpa prematur, röd, S	25245
28280	OJR414	Junior 2, näsgrimpa neonatal, gul, M	25246
28279	OJR416	Junior 2, näsgrimpa baby, lila, L	25247
28281	OJR418	Junior 2, näsgrimpa barn, grön, XL	25248
28506	OJR520	Junior 2+, näsgrimpa pediatrik, grå, XXL	-
28434	OJR410VT	Junior 2, näsgrimpa med adapter, prematur, blå, XS	-
28435	OJR412VT	Junior 2, näsgrimpa med adapter, neonatal, röd, S	-
28436	OJR414VT	Junior 2, näsgrimpa med adapter, baby, gul, M	-
29977	OJR416VT	Junior 2, näsgrimpa med adapter, neonatal, lila, L	-
29978	OJR418VT	Junior 2, näsgrimpa med adapter, neonatal, grön, XL	-



RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28243	WJR110	Junior 2, fixering Wigglepads 2, prematur, XS/S	25559
28244	WJR112	Junior 2, fixering Wigglepads 2, neo, baby, barn, M/L/XL	25560
28505	WJR114	Junior 2, fixering Wigglepads 2, pediatrik, XXL	-
25249	OPT942	Optiflow+, näsgrimma vuxen small Optiflow+ näsanslutning	-
25250	OPT944	Optiflow+, näsgrimma vuxen medium Optiflow+ näsanslutning	-
25251	OPT946	Optiflow+, näsgrimma vuxen large Optiflow+ näsanslutning	-
28244	WJR112	Junior 2, fixering Wigglepads 2, neo, baby, barn, M/L/XL	-
27431	OPT970	trakealanslutning för befuktning	-
25255	RT202	slangset/kammare till Optiflow vuxen	-
25256	RT330	slangset till Optiflow Junior	-
28297	900PT561	slangset till Airvo2, barn/vuxen	-
28507	900PT562	slangset till Airvo2, med adapter för nebulisering, barn/vuxen	-




SLANGSET FÖR AKTIV BEFUKTNING – F&P 950 (Fisher&Paykel)

Slangset med kammare, inspiratorisk, expiratorisk samt torr slang. Med filter och adaptrar. Två uppvärmda slangar. Användningstid 14 dagar. Engångs.

- Flödesmotstånd Inspiratorisk: 0,51 cmH₂O vid 30 liter/minut.
- Flödesmotstånd Expiratorisk: 0,29 cmH₂O vid 30 liter/minut.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28824	950A81	slang 1,6+1,6 meter	-



SLANGSET FÖR AKTIV BEFUKTNING – F&P 950 (Fisher&Paykel)

Slangset med kammare, inspiratorisk slang, torr slang samt tryckslang. Med filter och adaptrar. För vuxen dubbelnivå/CPAP med uppvärmd slang. Användningstid 14 dagar. Engångs.

- Flödesmotstånd Inspiratorisk: 0,51 cmH₂O vid 30 liter/minut.
- Flödesmotstånd Expiratorisk: 0,29 cmH₂O vid 30 liter/minut.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28825	950A61	slang 1,6 meter	-



SLANGSET FÖR AKTIV BEFUKTNING – F&P 950 (Fisher&Paykel)

Slangset med kammare, inspiratorisk slang samt torr slang. Med adaptrar. Uppvärmad slang för Optiflow. Användningstid 14 dagar. Engångs.

- Flödesmotstånd Inspiratorisk: 0,51 cmH₂O vid 30 liter/minut.
- Flödesmotstånd Expiratorisk: 0,29 cmH₂O vid 30 liter/minut.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28826	950A40	slang 1,6 meter	-




SLANGSET NEONATAL FÖR AKTIV BEFUKTNING – F&P 950 (Fisher&Paykel)

Neonatal dubbelt uppvärmd kit för F&P 950 med Thermadapt, AirSpiral och Evaqua teknologier - med befuktningsskammare (x10).

Flödesmotstånd (15 liter/minut, BTPS).

- Inspiratoriskt: $1,05 \pm 0,06$ cmH₂O.
- Expiratoriskt: $1,11 \pm 0,09$ cmH₂O.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29980	950N81	slang 1,75 + 1,6 meter	-




SLANGSET NEONATAL FÖR AKTIV BEFUKTNING – F&P 950 (Fisher&Paykel)

Neonatal NIV slangset för F&P 950 med AirSpiral och Thermadapt teknologi - med befuktningsskammare, adaptrar, trycklina, expiratorisk förlängning (x10).

Flödesmotstånd (15 liter/minut, BTPS):

- Inspiratoriskt: $1,05 \pm 0,06$ cmH₂O.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29981	950N61	slang 1,75 meter	-



SLANGSET NEONATAL FÖR AKTIV BEFUKTNING – F&P 950 (Fisher&Paykel)

Neonatal Optiflow Junior uppvärmd respiratorisk singel slang för F&P 950 med Thermadapt & AirSpiral teknologier - med skammare och flödesbegränsare (x10).

Flödesmotstånd (15 liter/minut, BTPS):

- Inspiratoriskt: $1,03 \pm 0,06$ cmH₂O.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29982	950N40	slang 1,75 meter	-



SLANGSET NO-ANSLUTNING ADAPTER KIT – F&P 950 (Fisher&Paykel)

Neonatal NO-anslutning kit för F&P 950 - adaptrar och uppvärmd förlängning (x10).

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29979	950X08		-



Oxygenterapi, tillbehör

OXYGENSLANG (BUBBELSLANG) – Link (CODAN)

Rulle 30 meter. DEHP-fri PVC. Engångs.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25277	OL-8400	ID 3 mm, grön	-
25278	SL-8005	ID 5 mm, transparent	-
13171	SL-8007	ID 7 mm, transparent	-



ÖRONSKYDD TILL OXYGENGRIMMA (Timik)

Mjukt och formbart öronskydd för att tryckavlasta syrgasgrimma. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28527	2215EG02		28354



Katetrar

SUGKATETER (Mediplast)

Med två små sidohål i spetsen. DEHP-fri PVC. Singelpack i ark. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
14727	60171053-1	böjd, Ch10, längd 53 cm, svart	28315
14728	60171253-1	böjd, Ch12, längd 53 cm, vit	28316
17856	60171453-1	böjd, Ch14, längd 53cm, grön	28317
6289	60131225-1	rak, Ch12, längd 25 cm, vit	28300
6290	60131425-1	rak, Ch14, längd 25 cm, grön	28301
2402	60130640-1	rak, Ch06, längd 40 cm, ljusgrön	28302
56	60130840-1	rak, Ch08, längd 40 cm, ljusblå	28303
57	60131040-1	rak, Ch10, längd 40 cm, svart	28304
58	60131240-1	rak, Ch12, längd 40 cm, vit	28305
59	60131440-1	rak, Ch14, längd 40 cm, grön	28306
60	60131640-1	rak, Ch16, längd 40 cm, orange	28307
2583	60130653-1	rak, Ch06, längd 53 cm ljusgrön	28308
2584	60130853-1	rak, Ch08, längd 53 cm, ljusblå	28309
2585	60131053-1	rak, Ch10, längd 53 cm svart	28310
2587	60131253-1	rak, Ch12, längd 53 cm, vit	28311
2589	60131453-1	rak, Ch14, längd 53 cm, grön	28312
2591	60131653-1	rak, Ch16, längd 53 cm, orange	28313
2592	60131853-1	rak, Ch18, längd 53 cm, röd	28314



SUGKATETER (Mediplast)

Med två små sidohål i spetsen. PVC-fri. Singelpack i ark. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28321	60880525	rak, Ch05, 25 cm, grå	-
28322	60880540	rak, Ch05, 40 cm, grå	-



SUGKATETER (Mediplast)

Med två små sidohål i spetsen. PVC-fri. Singelpack i ark. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29876	60151805-1	rak, nr 5, 35 cm, grå	23792
29877	60151806-1	rak, nr 6, 35 cm, ljusgrön	23793
29878	60151808-1	rak, nr 8, 35 cm, ljusblå	23794



SUGSYSTEM – AirLife (Timik/Vyair och Steripolar)

Slutet sugsystem för endotrakealtub och trakealkanyl. Enpatients. Steril.

Katetern byts minst var 72:e timme eller vid behov. Kan bytas utan att bryta ventilatorkretsen. Verso-adaptorn kan användas upp till 7 dygn.

Till nyfödda används katetern tillsammans med Neo-Verso adapter. Till barn och vuxna används katetern tillsammans med Verso adapter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21974	CSC205	5Fr, 30 cm, neo	-
21975	CSC206	6Fr, 30 cm, neo	-
21976	CSC207	7Fr, 30 cm, neo	-
21977	CSC208	8Fr, 30 cm, neo	-
25326	CSC110T	10Fr, 30 cm, trakeostomi	-
21978	CSC112T	12Fr, 30 cm, trakeostomi	-
21979	CSC114T	14Fr, 30 cm, trakeostomi	-
25573	CSC110	10Fr, 55 cm, endotrakeal	-
21980	CSC112	12Fr, 55 cm, endotrakeal	-
21981	CSC 114	14Fr, 55 cm, endotrakeal	22449

Tillbehör

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21903	CSC600	adapter Neo-Verso till tubnippel, spädbarn	-
21904	CSC300	adapter Neo-Verso Y till tubnippel, spädbarn	-
21905	CSC100	adapter Verso till tubnippel, barn/vuxen	-
28299	4300470110.	spolvätska 15 ml, NaCl 0,9% (Steripolar)	-

SUGSLANG FÖR DUBBLA SLANGAR (Steripolar)

Endotrakealt sugsystem med dubbla slangar, sugreglage och två slangklämmor. Avsedd för exempelvis munvård. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28323	05.000.22.658	2x200 cm	22448

TRAKEALSUGSET/SLEMSUG (Medioplast)

Speciellt utformat för provtagning av sekretprover under sugbehandling. Enpatients. Sterilt.

Behållare 10 ml, kona för anslutning till sugslang, nippel för anslutning till sugkateter, extra lock och etikett.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
14696	60666566	grönt set	28354

BRONKOSKOP FÖR aWIEW – aSkope4 Broncho (Ambu)

Med sug/arbetskanal och böjbar spets. Engångs. Steril.

* Levereras direkt från leverantör till beställare. Beställ med leverantörens artikelnummer.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
*	476001000	storlek S, sugkanal 1,2 mm, Ø 3,5 mm	28864
*	477001000	storlek M, sugkanal 2,2 mm, Ø 5,0 mm	28865
*	478001000	storlek L, sugkanal 2,8 mm, Ø 5,8 mm	28866



BRONKOSKOP FÖR AXESSVISION – BRONCOFLEX (Medidyne)

Med böjbar spets. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28871	20030001	storlek S, Agile, Ø 3,6-3,9 mm	-
28872	10030001	storlek M/L, Vortex, Ø 5,4-5,6 mm	-



CPAP

CPAP-SYSTEM – Pulmodyne O2-Max Trio Neb (Intersurgical)

CPAP-behandling med nebulisatoriskammare. PEEP- och syrgaskoncentration och kan varieras steglöst. PEEP 5, 7,5, 10 cm H₂O. Syrgas från 30-100 % syrgas. Flöde på 140 liter/minut, 15 liter O₂ direkt ur väggen och 125 liter atmosfärisk luft genom venturiventil. Anatomisk mask med pannstöd och säker fixering.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28355	313-8007N-5	CPAP direkt koppling till O ₂ , M	25361
28356	313-8017N-5	CPAP direkt koppling till O ₂ , L	25362



CPAP NEONATAL – MR850 (Fisher&Paykel, Steripolar och Pulmicare)

Slangset med uppvärmd luft, inspiratorisk och expiratorisk slang med befuktare och förlängningsslang. Flödesmotstånd: 2 cmH₂O vid 13 L/min. Användningstid 7 dagar. Enpatients.

Prongs, mask och huvudband kompatibelt med samtliga nCPAP system, Wilaflo, Fabian Evolution, InfantFlow i kombination med MR850.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28830	RT324	slangset med befuktningsskammare, 1,6 meter (Fisher&Paykel)	-
28831	AMBF7050/001	ljuddämpare, filter (Steripolar)	-
28873	ih-IHC604-10	Inspire nCPAP Prongs XS (Pulmicare)	-
28874	ih-IHC605-10	Inspire nCPAP Prongs S (Pulmicare)	-
28875	ih-IHC606-10	Inspire nCPAP Prongs M (Pulmicare)	-
28876	ih-IHC607-10	Inspire nCPAP Prongs L (Pulmicare)	-
28877	ih-IHC609-10	Inspire nCPAP Mask S (Pulmicare)	-
28878	ih-IHC610-10	Inspire nCPAP Mask M (Pulmicare)	-
28879	ih-IHC611-10	Inspire nCPAP Mask L (Pulmicare)	-
28880	ih-IHC612-10	Inspire nCPAP Mask XL (Pulmicare)	-
28881	IH-VX8000	WILAméd/WILAflo G2 generator med prongs (Pulmicare)	-
28882	IH-VX8011	WILAméd/WILAflo G2 huvudband XS, grå (Pulmicare)	-
28883	IH-VX8012	WILAméd/WILAflo G2 huvudband S, brun (Pulmicare)	-
28884	IH-VX8013	WILAméd/WILAflo G2 huvudband M, blå (Pulmicare)	-
28885	IH-VX8014	WILAméd/WILAflo G2 huvudband L, vinröd (Pulmicare)	-
28886	IH-VX8015	WILAméd/WILAflo G2 huvudband XL, marin (Pulmicare)	-



CPAP NEONATAL TILL SERVO-I och SERVO-U – Lövenstein (Pulmicare)

Näsaggregat, prongs, masker och mössor för Servo-I och Servo-U.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28832	IHC-BM4000-20	Miniflow näsaggregat	-
28887	hi-NJ1500-01	prongs XS	-
28888	hi-NJ1500-21	prongs S	-
28833	hi-NJ1500-02	prongs M	-
28834	hi-NJ1500-22	prongs L	-
28889	hi-NJ1500-33	prongs L, bred	-
28835	hi-NJ1500-03	prongs XL	-
28890	hi-NJ1500-04	mask S	-
28836	hi-NJ1500-05	mask M	-
28837	hi-NJ1500-06	mask L	-
28838	hi-NJ1500-07	mask XL	-
28891	hi-NJ1513-10	mössa XXS, grön, omfång 17-19 cm	-
28892	hi-NJ1514-10	mössa XS, vit, omfång 19-21 cm	-
28893	hi-NJ1515-10	mössa S, gul, omfång 21-23 cm	-
28839	hi-NJ1516-10	mössa M, röd, omfång 23-25,5 cm	-
28840	hi-NJ1517-10	mössa L, blå, omfång 25,5-28 cm	-
28841	hi-NJ1518-10	mössa XL, orange, omfång 28-30 cm	-
28842	hi-NJ1519-10	mössa XXL, grön, omfång 30-33 cm	-
28894	hi-NJ1520-10	mössa XXXL, vit, omfång 33-36 cm	-



CPAP NEONATAL LOW PRESSURE – MR850 (Fisher&Paykel och Timik)

Slangset med uppvärmd luft, inspiratorisk och expiratorisk slang med befuktare. Flödesmotstånd: 2 cmH₂O vid 13 liter/minut. Användningstid 7 dagar. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28843	RT224	slangset med befuktningskammare, 1,6 meter	-



Infant Flow LP (Timik)

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28895	7772021	kombo-kit med slangset och näsaggregat	-
28844	7772000LP	näsaggregat	-
28903	VX608	extra band till näsaggregat	-
28845	777000XS	prongs XS	-
28846	777000S	prongs S	-
28847	777000M	prongs M	-
28848	777000L	prongs L	-
28849	777000XL	prongs XL	-
28850	777002XS	nasal mask XS	-
28851	777002S	nasal mask S	-
28852	777002M	nasal mask M	-
28853	777002L	nasal mask L	-
28854	777002XL	nasal mask XL	-



RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28855	777040XS	fixeringsband XS, 17-21 cm	-
28856	777040S	fixeringsband S, 21-26 cm	-
28857	777040SM	fixeringsband S/M, 24-28 cm	-
28858	777040M	fixeringsband M, 26-32 cm	-
28859	777040L	fixeringsband L, 32-37 cm	-
28860	777040XL	fixeringsband XL, 37-42 cm	-
28896	777010	mössa 000, 18-20 cm	-
28861	777012	mössa 00, 20-22 cm	-
28862	777014	mössa 0, 22-24 cm	-
28863	777016	mössa 1, 24-26 cm	-
28897	777018	mössa 2, 26-28 cm	-
28898	777020	mössa 3, 28-30 cm	-
28899	777022	mössa 4, 30-32 cm	-
28900	777024	mössa 5, 32-34 cm	-
28901	777026	mössa 6, 34-36 cm	-
28902	777028	mössa 7, 36-38 cm	-



CPAP, tillbehör

CPAP-MASK – AirLife NIV (Timik)

Helmask för noninvasiv ventilatorbehandling med anti asfyxi-ventil. Enpatients.

Fixering med fyrapunktkoppling för tryckavlastning. Vinklad swivelkoppling. Ventilerad/oventilerad.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28381	NIV040S	NIV-mask S, ventilerad – öppen andningskrets	-
28380	NIV040M	NIV-mask M, ventilerad – öppen andningskrets	-
28379	NIV040L	NIV-mask L, ventilerad – öppen andningskrets	-
28384	NIV041S	NIV-mask S, oventilerad – sluten andningskrets	-
28383	NIV041M	NIV-mask M, oventilerad – sluten andningskrets	-
28382	NIV041L	NIV-mask L, oventilerad – sluten andningskrets	-



CPAP-MASK – Boussignac (Vygon)

Enkelt system för högflödes CPAP-behandling, PEEP och syrgaskoncentration kan varieras/justeras steglöst, PEEP 0-25 cmH₂O, syrgaskoncentration 21-100%. Innehåller ansiktsmask, CPAP generator och manometerslang. Enpatients

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28909	V08776615	set med mask, small	17876
28910	V08776606	set med mask, medium	17878
28911	V08776616	set med mask, large	17879
25232	5559.03	fixeringsshuva	-



Andningstränare

ANDNINGSTRÄNARE – PEP (Intersurgical)

PEP andningstränare som hjälper till att motverka uppkomst av atelektaser, exempelvis postoperativt, samt underlättar upphostning av slem för kroniskt eller akut sjuka patienter. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29793	1956013	PEP andningstränare	28351
24593	KM-803D	motstånd nr 1,5 svart	-
17888	KM-803W	motstånd nr 2,0, vit	-
17889	KM-803Y	motstånd nr 2,5, gul	-
17890	8020030	motstånd nr 3,0, blå	-
17891	8020035	motstånd nr 3,5, grön	-
17892	KM-8030	motstånd nr 4,0, orange	-
24594	KM-803M	motstånd nr 4,5, vinröd	-
17894	KM-803C	motstånd nr 5,0, brun	-
29794	1931000	separat munstycke	23852



ANDNINGSTRÄNARE – AstraTech PEP/RMT (Mediplast)

Ventilen monteras med sin genomskinliga del i en mask ur avtalat sortiment eller munstycke 25336. I den blå inandningsidan monteras RMT-motståndet och i den vita utanandningsidan monteras PEP-motståndet.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
14755	71119	ventil Schneider	-



Andningsballong/-blåsa

ANDNINGSBALLONG – SPUR II (Ambu)

Andningsballong med reservoar, komplett med mask. Övertrycksventil som utlöses vid 40 cm H₂O på baby-barn-modellerna. DEHP-fri PVC. DOTP i slangen.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28216	335102000	baby, 230 ml	21809
28220	335028000	baby, 230 ml, med öppen reservoar och manometer	-
28441	335002000	baby, 230 ml, med öppen reservoar, utan mask och manometer	-
28217	330006000	barn, med 2 maskstorlekar, 680 ml	22509,24725
28218	325021000	vuxen, 1550 ml, tryckbegränsningsventil	24724



PEEP-VENTIL (Ambu)

Justerbar 1,5-20 cm H₂O. Passar direkt på Ambu SPUR II.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28219	199102001	ID 30 mm, med 22 mm konnektor	19490



ANSIKTS-/POCKETMASK – PRO-Breathe (Infiniti)

Komplett set med filter, syrgasanslutning och huvudrem. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28294	PBRM11410	vuxen/barn, med filter och backventil	5932
28391	PBRM11502	envägsventil med filter	-



ANSIKTS-/POCKETMASK – Marshall (Steripolar)

Komplett set med filter, syrgasnippel och huvudrem. Transparent mask. Förmonterad. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28829	2103025CC	spädbarn/barn, medfilter och backventil	-



Narkos-/andningsmask

NARKOSMASK – Mercury Medical (Infiniti)

Rund. Transparent. Silikon. Flergångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21958	10-50601	nr 0, rund, M15 mm	-
21959	10-50602	nr 1, rund, M15 mm	-
21960	10-50603	nr 2, rund, F22 mm	-



NARKOSMASK (Intersurgical)

Rund. Transparent. Silikon. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25199	8100000	Ø 35 mm	-
25200	8110000	Ø 52 mm	-
25201	8111000	Ø 69 mm	-



NARKOSMASK – ClearFlex (Intersurgical)

Transparent. Silikon. Anatomisk. F22 mm. Flergångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28265	8848003	nr 3	21961
28266	8848004	nr 4	21962
28267	8848005	nr 5	21963



NARKOSMASK – QuadraLite (Intersurgical)

Transparent. Anatomisk. Silikonliknande material mot patient för bästa passform. Polypropylen och TPE. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
24106	7191000	nr 0-1, grå kant, 0-10 kg	-
24107	7192000	nr 2-3, vit kant, 10-26 kg	-
24108	7193000	nr 3-4, gul kant, 25-120 kg	-
24109	7194000	nr 5-6, grön kant, 55->120 kg	-



NARKOSMASK – Teleflex Rüsç (Mediq)

Randel-Baker. För barn. Transparent. Silikon. F22 mm. Flergångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
15371	154300-0	nr 0, neonatal	-
15372	154300-1	nr 1, barn liten	-
15373	154300-2	nr 2, barn medium	-



Larynxmasker

LARYNXMASK – AuraStraight (Ambu)

Med cuff. Rak. Anslutning 15 mm hane. PVC. MR-kompatibel. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
17803	324200000	storlek 2, 10-20 kg	-
17805	324250000	storlek 2,5, 20-30 kg	-
17229	324300000	storlek 3, 30-50 kg	-
17230	324400000	storlek 4, 50-70 kg	-
17231	324500000	storlek 5, 70-100 kg	-
25202	324600000	storlek 6, >100 kg	-



LARYNXMASK – AuraOnce Curved (Ambu)

Anatomiskt utformad. MR-säker. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
18644	321100000	storlek 1, < 5 kg	-
18645	321150000	storlek 1,5, 5-10 kg	-
17804	321200000	storlek 2, 10-20 kg	-
17806	321250000	storlek 2,5, 20-30 kg	-
17807	321300000	storlek 3, 30-50 kg	-
18878	321400000	storlek 4, 50-70 kg	-
18879	321500000	storlek 5, 70-100 kg	-



LARYNXMASK – AuraFlex (Ambu)

Anatomiskt utformad. MR-säker. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21824	327200000	storlek 2, 10-20 kg	-
21825	327250000	storlek 2,5, 20-30 kg	-
21826	327300000	storlek 3, 30-50 kg	-
21827	327400000	storlek 4, 50-70 kg	-
21828	327500000	storlek 5, 70-100 kg	-



LARYNXMASK – Aura-i (Ambu)

Anatomiskt formad. MR-säker. Engångs. Steril.

Bitblock som är märkt med max storlek på standard ETT, som kan användas vid intubation. "Navigationsmärke" på undersidan av masken, fungerar som en guide för fiberskopiet vid intubation.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25203	329100000	storlek 1, <5 kg	-
25204	329150000	storlek 1,5, 5-10 kg	-
25205	329200000	storlek 2, 10-20 kg	-
25206	329250000	storlek 2,5, 20-30 kg	-
25207	329300000	storlek 3, 30-50 kg	-
25208	329400000	storlek 4, 50-70 kg	-
25209	329500000	storlek 5, 70-100 kg	-
25210	329600000	storlek 6, >100 kg	-



LARYNXMASK – AuraGain (Ambu)

Anatomiskt formad. MR-Säker. Engångs. Steril.

Integrerat bitblock som är tydligt märkt med storlek på mask samt max storlek på standard ETT, som kan användas vid intubation.

”Navigationsmärke” på undersidan av masken, fungerar som en guide för fiberskopiet vid intubation. Integrerad sugkanal för standard kateter/sond 16Fr.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28509	408100000	storlek 1	-
28510	408150000	storlek 1,5	-
28511	408200000	storlek 2	-
28512	408250000	storlek 2,5	-
25211	408300000	storlek 3	-
25212	408400000	storlek 4	-
25213	408500000	storlek 5	-



LARYNXMASK – i-gel (Intersurgical)

Anatomisk formad luftväg utan uppblåsbar cuff. Integrerat bitblock och aspirationskanal. Supraglottisk. Anslutning 15 mm. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28438	8201000	storlek 1, rosa, 2-5 kg	-
28256	8215000	storlek 1,5, blå, 5-12 kg	-
28257	8202000	storlek 2, svart, 10-25 kg	-
28258	8225000	storlek 2,5, vit, 25-35 kg	-
19185	8203000	storlek 3,0, gul, 30-60 kg	-
19186	8204000	storlek 4, grön, 50-90 kg	-
19187	8205000	storlek 5, orange, 90+ kg	-



Endotrakealtub med cuff

ENDOTRAKEALTUB – Super Safety Clear (Mediq)

Med ett öga. Med cuff. För nasalt/oralt bruk. Genomgående röntgenlinje. Lueranslutning på backventilen. Blå pilotballong. Stämbandsmarkering. PVC. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
16557	112482-025	2,5 mm	-
1629	112482-030	3,0 mm	-
12609	112482-035	3,5 mm	-
1634	112482-040	4,0 mm	-
12502	112482-045	4,5 mm	-
2749	112482-050	5,0 mm	-



ENDOTRAKEALTUB – Curity (Medtronic)

Med cuff. För nasalt/oralt bruk. Genomgående röntgenlinje. Lueranslutning på backventilen. Blå kontrollballong. Ståmbandsmarkering. PVC. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28228	9555E	5,5 mm	2751
28229	9460E	6,0 mm	2752, 25985
28230	9465E	6,5 mm	2755
28231	9570E	7,0 mm	2757
28232	9475E	7,5 mm	2760
28233	9480E	8,0 mm	2762, 25989
28234	9485E	8,5 mm	2764
28235	9590E	9,0 mm	2766



ENDOTRAKEALTUB – Shiley HI-LO intermediate ETT (Medtronic)

Mjuk med lågtryckscuff. Tunnväggig och flexibel. Röntgentråd. Murphy-eye. Oral/nasal. PVC. Enpatients. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30666	87330	3,0 mm	28236
30667	87335	3,5 mm	28237
30668	87340	4,0 mm	28238
30669	87345	4,5 mm	28239
30670	87350	5,0 mm	28240
30671	87355	5,5 mm	28241



ENDOTRAKEALTUB, EXTRA MJUK – Intube (Intersurgical)

Extra mjuk med mjuk tipp. Hög volym/lågtryckscuff. Murphy eye. Röntgentråd. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28791	8040060	6,0 mm	25985
28792	8060065	6,5 mm	25986
28793	8040070	8,0 mm	25987
28794	8040075	7,5 mm	25988
28795	8050080	8,0 mm	25989



ENDOTRAKEALTUB – Halyard Microcuff (Medidyne)

Med microcuff. Pediatrisk. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25349	35111	rak, 3,0 mm	-
25350	35112	rak, 3,5 mm	-
25351	35113	rak, 4,0 mm	-
25352	35161	u-form, 3,0 mm	-
25353	35162	u-form, 3,5 mm	-
25354	35163	u-form, 4,0 mm	-



ENDOTRAKEALTUB MED LEDARE – Flexi-Tip (Steripolar)

Med flexibel, böjd, centrerad, konisk distal ände. Utformad för att underlätta en snabb, enkel och icke-traumatisk intubation. Oral/nasal. Högvolum- och lågtryckscuff. Enpatients. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21857	PFST-60	6,0 mm	-
21858	PFST-65	6,5 mm	-
21859	PFST-70	7,0 mm	-
21860	PFST-75	7,5 mm	-
21861	PFST-80	8,0 mm	-



ENDOTRAKEALTUB S-FORMAD – Teleflex Rüsch/Nasal Safety Silk (Mediq)

Med cuff. S-form. Murphy-eye. Med atraumatisk spets och genomgående röntgenlinje. Nasal. DEHP-fri PVC. Enpatients. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28514	111782-035	3,5 mm	-
28515	111782-040	4,0 mm	-
28516	111782-045	4,5 mm	-
28517	111782-050	5,0 mm	-
28518	111782-055	5,5 mm	-
15387	111782-060	6,0 mm	-
28519	111782-065	6,5 mm	-
15389	111782-070	7,0 mm	-
28242	111782-080	8,0 mm	-



ENDOTRAKEALTUB – Portex SACETT (ICU Medical)

Med separat subglottisk sugkanal för att motverka VAP. Högvolum- och lågtryckscuff. Epatients. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
17821	100/189/060	6,0 mm	-
21862	100/189/065	6,5 mm	-
16140	100/189/070	7,0 mm	-
16141	100/189/075	7,5 mm	-
16142	100/189/080	8,0 mm	-
22027	100/189/085	8,5 mm	-
22028	100/189/090	9,0 mm	-



ENDOTRAKEALTUB – VivaSight-DLT 2 (Ambu)

Dubbellumen med integrerad kamera (aView monitor). Med kuff. PVC. Enpatients. Steril.

Beställ med leverantörens artikelnummer. Levereras direkt från leverantören.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
-	412351000	35 Fr - Left	-
-	412371000	37 Fr - Left	-
-	412391000	39 Fr - Left	-
-	412411000	41 Fr - Left	-



Endotrakealtuber utan cuff

ENDOTRAKEALTUB – Safety Clear (Mediq)

Standard. Utan cuff. För korttidsbruk. Engångs. Steril.

Med längd- och stämbandsmarkering. Oral/nasal. Med ett öga. Genomgående röntgenlinje. Lueranslutning på backventilen, Blå pilotballong. Stämbandmarkering. PVC.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21856	100382-020	2,0 mm	-
1625	100382-025	2,5 mm	-
1627	100382-030	3,0 mm	-
1630	100382-035	3,5 mm	-
1632	100382-040	4,0 mm	-
1635	100382-045	4,5 mm	-
1637	100382-050	5,0 mm	-



Svalgtuber

SVALGTUB – Guedel (Intersurgical)

Färgkodade. Polyetylen (PE). Styckförpackade. Hygienförpackade.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21854	1000035	nr 000, ljusgrön, ISO 3,5	-
15381	1100050	nr 00, blå, ISO 5,0	-
15382	1110055	nr 0, grå, ISO 5,5	-
15383	1111065	nr 1, brun, ISO 6,5	-
25589	1111570	nr 1,5, vit, ISO 7,0	-
15595	1112080	nr 2, grön, ISO 8,0	-
15596	1113090	nr 3, gul, ISO 9,0	-
15597	1114100	nr 4, röd, ISO 10,0	-
21855	1115120	nr 5, lila, ISO 12,00	-



Nästuber

NÄSTUB – Teleflex Rüsch (Mediq)

Med atraumatisk spets och justerbar skiva. Mjuk och knicksäker. Grön. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28284	185420-16	Ch16, 95 mm	17836
28285	185420-18	Ch18, 95 mm	17837
28286	185420-20	Ch20, 125 mm	14790
28287	185420-22	Ch22, 170 mm	14791
28288	185420-24	Ch24, 170 mm	14792
28289	185420-26	Ch26, 170 mm	14793
28290	185420-28	Ch28, 170 mm	14794
28291	185420-30	Ch30, 170 mm	14795
28292	185420-32	Ch32, 170 mm	14796
28293	185420-34	Ch34, 170 mm	14797



Endotrakealtuber, tillbehör

INTUBATIONSLEDARE – Teleflex Rüsch (Mediq)

Ledare till endotrakealtuber med atraumatisk spets. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30036	10011499	till ET CH6, 2,5–4,5, 27,2 cm	28252
30037	10012556	till ET CH12, 5,5–8,0, 34 cm	28353
30038	10011472	till ET CH14, 5,0–10,0, 33,7 cm	28254

INTUBATIONSLEDARE – Bougie (Timik och Vygon)


Bougieledare till endotrakealtuber med förformad atraumatisk spets för svåra intubationer. Flexibel. Finns även ventilerad med syrgasanslutning. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28359	220206PD	Ch06, 55 cm (Timik)	–
28360	220211PD	Ch10, 70 cm (Timik)	–
28361	220212AD	Ch15, 70 cm (Timik)	–
28390	5576.02	Ch10, 70 cm, med syrgasanslutning (Vygon)	–
28389	5576.01	Ch15, 70 cm, med syrgasanslutning (Vygon)	–

BITBLOCK – CapnoGuard (Timik)

Till TEE-probe. Med O2 och CO2 koppling.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30086	22BB1102ST	barn/vuxen	28362



TANDSKYDD – Surcon (Infiniti)

Tandskydd för över- eller underkäke vid intubering.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29779	SF 0200	vuxen	28328



TANDSKYDD – DentaSafe (Allytec)

Självhäftande skumremsa för skydd på laryngoskopsblad.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28870	ES-001-10	barn/vuxen	–



LUFTVÄGSADAPTERSET FÖR ETCO-MÄTNING – LoFlo Sidestream (Vingmed)

För Philips Efficia DFM100 med LoFlo ETCO2-modul. ET tubstorlek >4 mm.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30593	989803206711	barn/vuxen	27663



INDIKERINGSMÄTARE FÖR CO₂ – Easy Cap II och PediCap (Medtronic)

Mäter ungefärliga nivåer endtidalt CO₂ genom färgjämförelse. Detektor kan användas vid patienttransport eller andra intubationstillfällen. Användningstid upp till 2 timmar.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28251	EASYCAP II 6	15+ kg, 25 ml	25274
28250	PEDICAP 6	1-15 kg, 3 ml	25275



KUFFTRYCKSMÄTARE – HI-LO (Medtronic)

Kufftrycksmätare med förlängningssladd för mätning av kufftryck på endotrakealtuber och trakealkanyler.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28255	109-02	kufftrycksmätare, manuell	-
28296	109-05	förlängningssladd 1 meter, lueranslutning	18236



Trakealkanyl med cuff

TRAKEALKANYL – Teleflex Rüsich CrystalClear (Mediq)

Standard. Med lågvolum-cuff. Roterbar 15 mm anslutning, ventilerad och transparent halsplatta. Konisk spets. Levereras med bomullsband. Kanyl i PVC. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
14720	121610-050	5,0 mm	-
14721	121610-055	5,5 mm	-
11611	121610-060	6,0 mm	-
28347	121610-065	6,5 mm	-
5425	121610-070	7,0 mm	-
11848	121610-075	7,5 mm	-
4430	121610-080	8,0 mm	-
4405	121610-090	9,0 mm	-
4431	121610-100	10,0 mm	-



TRAKEALKANYL – Portex Bivona Adult (ICU Medical)

I mjuk vävnadsvänlig silikon med rak vinge och TTS-kuff som fylls med sterilt vatten. Vitfärgad låsbar obturator med innerlumen för ledare. Röntgentät. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21894	670150	5,0 mm	-
21895	670160	6,0 mm	-
21896	670170	7,0 mm	-
21898	670180	8,0 mm	-
21900	670190	9,0 mm	-



TRAKEALKANYL – Portex BLUS (ICU Medical)

Med högvolum-/lågtryckscuff. Med separat subglottisk sugkanal. DEHP-fri PVC. Engångs. Steril.

Villkorligt godkänd för MR. Läs bruksanvisning eller kontakta ICU Medicals representant Erik Stenröd, telefon 0702-26 80 07.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28773	101/860/060CZ	6,0 mm	16150
28774	101/860/070CZ	7,0 mm	16151
28775	101/860/080CZ	8,0 mm	16253



TRAKEALKANYL – Portex Bivona Pediatrisk (ICU Medical)

I mjuk vävnadsvänlig silikon med rak eller V-formad vinge och TTS-kuff. PVC-fri. Levereras med obturator. Knickresistent. Röntgentät. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28796	67SP025	2,5 mm, rak vinge	-
28797	67SP030	3,0 mm, rak vinge	-
28798	67SP035	3,5 mm, rak vinge	-
28799	67SP040	4,0 mm, rak vinge	-
28800	67SP045	4,5 mm, rak vinge	-
28801	67SP050	5,0 mm, rak vinge	-
28802	67SP055	5,5 mm, rak vinge	-
28810	67P025	2,5 mm, V-formad vinge	-
28811	67P030	3,0 mm, V-formad vinge	-
28812	67P035	3,5 mm, V-formad vinge	-
28813	67P040	4,0 mm, V-formad vinge	-
28814	67P045	4,5 mm, V-formad vinge	-
28815	67P050	5,0 mm, V-formad vinge	-
28816	67P055	5,5 mm, V-formad vinge	-



TRAKEALKANYL – Tracoe Silcosoft Pediatrisk (Atos)

Med rak vinge och TTS-cuff. Cuffas med sterilt vatten. Av röntgentät silikon. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28334	372-2.5	2,5 mm	25291
28335	372-3.0	3,0 mm	25292
28336	372-3.5	3,5 mm	25293
28337	372-4.0	4,0 mm	25294
28338	372-4.5	4,5 mm	25295
28339	372-5.0	5,0 mm	25296
28340	372-5.5	5,5 mm	25297



Trakealkanyl utan cuff

TRAKEALKANYL – Teleflex Rüsch CrystalClear (Mediq)

Standard. Utan cuff. Roterbar 15 mm anslutning, ventilerad och transparent halsplatta.

Konisk spets. Levereras med bomullsband. Kanyl i PVC. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
15059	121710-035	3,5 mm	-
15060	121710-040	4,0 mm	-
15061	121710-045	4,5 mm	-
1620	121710-050	5,0 mm	-
14823	121710-055	5,5 mm	-
12187	121710-060	6,0 mm	-
28348	121710-065	6,5 mm	-
1622	121710-070	7,0 mm	-
11612	121710-075	7,5 mm	-
11613	121710-080	8,0 mm	-
1624	121710-090	9,0 mm	-
15062	121710-100	10,0 mm	-



TRAKEALKANYL – Portex Bivona Adult (ICU Medical)

I mjuk vävnadsvänlig silikon med rak vinge. Vitfärgad lösbar obturator med innerlumen för ledare. Röntgentät. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25298	60A150	5,0 mm	-
21890	60A160	6,0 mm	-
21891	60A170	7,0 mm	-
21892	60A180	8,0 mm	-
21893	60A190	9,0 mm	-



TRAKEALKANYL – Portex Bivona Pediatrisk (ICU Medical)

I mjuk vävnadsvänlig silikon med rak eller V-formad vinge. Levereras med obturator. Knickresistent. Röntgentät. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28803	60SP025	2,5 mm, rak vinge	-
28804	60SP030	3,0 mm, rak vinge	-
28805	60SP035	3,5 mm, rak vinge	-
28806	60SP040	4,0 mm, rak vinge	-
28807	60SP045	4,5 mm, rak vinge	-
28808	60SP050	5,0 mm, rak vinge	-
28809	60SP055	5,5 mm, rak vinge	-
28817	60P025	2,5 mm, V-formad vinge	-
28818	60P030	3,0 mm, V-formad vinge	-
28819	60P035	3,5 mm, V-formad vinge	-
28820	60P040	4,0 mm, V-formad vinge	-
28821	60P045	4,5 mm, V-formad vinge	-
28822	60P050	5,0 mm, V-formad vinge	-
28823	60P055	5,5 mm, V-formad vinge	-



TRAKEALKANYL – Tracoe Silcosoft Pediatrisk (Atos)

Med rak vinge. Av röntgentät silikon. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28342	370-2.5	2,5 mm	25285
28343	370-3.0	3,0 mm	25286
28344	370-3.5	3,5 mm	25287
28345	370-4,0	4,0 mm	25288
28346	370-4.5	4,5 mm	25289
28341	370-5.0	5,0 mm	25290
28340	372-5.5	5,5 mm	25297



Trakealkanyler, tillbehör

NACKBAND – Neckfix (FAHL)

Mjukt och följsamt nackband som är lätt att fixera. Fästes med kardborre. Beige. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28260	32621	Beige K PED, barn, 34 cm	15399
28261	32622	Beige K, vuxen, 46 cm	21972
28263	32623	Beige K XL, vuxen, 50 cm	21901
28262	32631	Duo K beige, 40-53 cm	-



TALVENTIL – Humidotrach (FAHL)

Värmer, filtrerar och befuktar inandningsluften. Standard 15 mm koppling. Integrerad syrgasnippel, sugport och hostventil. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28326	46450	med syrgasnippel och sugport	16552



TALVENTIL – Fogless Spiro (ICU Medical)

Fuktvärmeväxlare med talventil. Filterhuset kan användas upp till cirka 2 veckor och filtret upp till 24 timmar. Engångs.

Observera att talventilen aldrig får användas utan filter och inte tillsammans med cuffad kanyl utan fenestrering! Ej heller under sömn eller vid andra tillstånd då patienten har nedsatt medvetande.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
3664	710	talventil med syrgasnippel, transparent	-
28327	710R	talventil med syrgasnippel, färgad	-
21902	711	talventil utan syrgasnippel	-
12159	740	utbytesfilter	-
14711	730	värmesköld/duschskydd	-



Narkosblåsor

NARKOSBLÅSA (Intersurgical)

Blåsa med olika volymer och storlek på koppling. De har alla en antiokklusionskorg vid anslutning för att förhindra att andningsblåsan klibbar ihop vid öppningen. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28264	2806000	0,5 liter, 15 mm	25227
25229	2810000	1,0 liter, 22 mm	-
25230	2820009	2,0 liter, 22 mm	-



Narkosslangar och andningsystem


SLANGSET OCH TILLBEHÖR FÖR NYFÖDDA – Neopuff (Intersurgical och Fisher&Paykel)

Återupplivningsystem 10x1600 mm designad för manuell ventilation/återupplivning av nyfödda. Engångs.

Ställbart PEEP med hack mellan motståndsnivåerna för att säkerställa inställt PEEP.

Motståndsnivån går även att justera under användning. Dubbel swivelfunktion på anslutning närmast patient. Alla slangar kommer med en koppling som passar till NeoPuff maskin.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25259	6432005	nyfödda (Intersurgical)	-
28298	6431008	nyfödda, MR850-kompatibel (Intersurgical)	-
28828	900RD009	tillbehör: tillförselslang 2 meter (Fisher&Paykel)	-



NARKOSSET FÖR NEONATAL – Flextube (Intersurgical)

Andningssystem 10x1600 mm. Två bipackade y-stycken, rakt med swivel och vinklat utan port. Inklusive 1 liter blåsa med 22 mm koppling och förlängningsslang 15x800mm. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
21830	6202003	1,6 meter	-



NARKOSSET FÖR NEONATAL – Flextube (Intersurgical)

Andningssystem 10x2000 mm med veckad slang. Rakt y-stycke med swivel. Engångs.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28788	6203018	2,0 meter	21829



NARKOSSET FÖR NEONATAL – Flextube (Intersurgical)

Andningssystem 10x3600 mm slang som är fast sammankopplat med rakt Y-stycke med swivel, ingen port. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28575	6203014	3,6 meter	27262



NARKOSSET FÖR BARN (Timik)

Andningssystem ID15 med fast rakt y-stycke. Inklusive 1 liter blåsa latman 15x0,8 mm. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28364	22P1615081L	1,6 meter	27430
28365	22P2415081L	2,4 meter	-



NARKOSSET FÖR AYSIS – VitalSigns Coaxial (Timik)

Narkosset för Aysis. 1,8 meter med gassamlingsknä. Manuell ventilations slang 1 meter. ABS-koppling.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28776	MI135144	gassamlings slang 3 meter, 2 liter andningsblåsa	-



NARKOSSET FÖR HAMILTON T-1 (Medidyne)

Enslangsystem för transportventilator Hamilton T-1. ID22, coaxial. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28268	260127	-	-



NARKOSSET MED BLÅSA – VentStar (Dräger)

Set med slang och blåsa. Engångs.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28270	MP00384	22 mm x 1,1 meter, 1 liter andningsblåsa	27459
28271	MP00381	22 mm x 1,5 meter, 2 liter andningsblåsa	25217



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM (Timik)

Set med slang och blåsa. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28371	A4UXXXXX	22 mm x 2 meter	15642



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM (Timik)

Andningssystem, utdragbart, 22x3000 mm med avtagbart Y-stycke och knä med port. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28372	22DXPG3022FF	22 mm x 3 meter	25221



FÖRLÄNGNINGSSLANG (Timik)

Utdragbar narkosslang. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28368	22X2022	Ø 22 mm, expanderbar till 2 meter	16261



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM (Timik)

Andningssystem, utdragbart, 22x3000 mm med fast Y-stycke och knä. 2 liter blåsa latman 22 mmx1,5 meter. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28369	22XP3022152L	Ø 22 mm, expanderbar till 2 meter	14452



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM – TwinLimb (Timik)

Ett universalt koaxialt andningssystem idealiskt för lågflödesanestesi godkänd för användning på patienter ner till 4,5 kg. Med integrerad samplingslang. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28363	22LB1822GL	22 mm x 1,8 meter	25218



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM – MediFlex Circuits (Timik)

Narkosset 22x3000 mm med fast Y-stycke och 2 vattenfällor. Utdragbart. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28370	22XWTT3022	22 mm x 3 meter	25220



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM – Smoothbore (Timik)

Andningssystem, 22x2000 mm med fast Y-stycke och 2 vattenfällor. Slät insida. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28366	22SBEWTT2022	22 mm x 2 meter	-



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM – VitalSigns (Timik)

LIMB-O-delad 2 mm spiralslang. Knä med samplingsport. Minsta tidalvolym 45 ml. Enpatients. Inspiratoriska luftflödet värmer det expiratoriska, vilket minskar risken för hypotermi.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
17833	AFNXXXXX	med knä, slang 1,8 meter	-
22117	AFPXXXXX	med knä och port, slang 2,7 meter	-
16363	AFNXXX7X	med knä och inklusive bakterie-/virusfilter, befuktning, slang 1,8 meter	-



NARKOSSLANG/ANDNINGSSYSTEM – TwinLimb (Timik)

Ett universalt koaxialt andningssystem godkänd för användning på patienter ner till 4,5 kg. Med integrerad samplingslang. ID22. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28827	22LB2522GL	slang 2,5 meter	21834



SKYDDSPROPP TILL SLANGAR (Steripolar)

För narkos/andningssystem.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28868	AMCA1302	röd, 22F	-



Anslutnings slang och koppling

ANSLUTNINGSSLANG, NEONATAL/PEDIATRISK (Timik)

Utdragbar flexslang som går att vinkla/böja. Med fast knä och port. Utdragbar. Koppling 15M-15F. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28367	22X150GS	utdragbar till 150 cm	-



ANSLUTNINGSSLANG – Superset (Intersurgical)

För flexibel anslutning mellan narkosslang och t ex connector/swivel. Utdragbar. Anslutning F22 mm/F15 mm, M22 mm. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28246	3504000	längd 20 cm 0 anslutningar	15638



ANSLUTNINGSSLANG (Medioplast)

Rak utdragbar anslutnings slang med 15 mm F/22 mm, deadspace 48 ml. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28245	6014235	utdragbar till 13-18 cm	11663



RAK KOPPLING (Medtronic)

Rak konnektor, passar att kopplas samman med 22F/15M. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28867	609/5244	22F/15M	-



RAK KOPPLING (Timik)

Rak konnektor, passar att kopplas samman med 22F. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28295	221675	22/22M	-



SVIVELKOPPLING – Altera (Sylak)

Vinklad anslutning (knä) med svivelfunktion vid båda anslutningar för att smidigt kunna vrida slangarna. Dead space 3 ml. Med sug- och bronkoskopiport. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28353	AL-10000	15M-22/15F	25303



VENTILATIONSSLANG – Hudson RCI Corr-a-flex II (Timik)

Veckad slang på rulle, avklippbar var 15:e cm. Skruvas fast för läckagefria anslutningar. 22 mm anslutning. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28269	225022150	Ø 22 mm, rulle 50 meter	25222



Filter

FUKT/VÄRMEVÄXLARE – Teleflex Gibeck/Humid-Vent Micro (Mediq)

För barn. VT 10-50 ml. Dead-space 2,7 ml. Koppling 15 mm. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
15407	HU-10121	rak med port, 3,0 mm, blå	-
15408	HU-10131	rak med port, 3,5 mm, röd	-



FUKT/VÄRMEVÄXLARE – Teleflex Gibeck Humid-Vent Mini (Mediq)

För barn. VT 15-50 ml. Dead-space 2,4 ml. Vikt 4,5 g. Kopplingar 15/22 mm. Engångs. Steril.

Byte rekommenderas var 24:e timme.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28249	HU-10012	rak utan port	22572



FILTER FÖR FUKT/VÄRMEVÄXLARE – Teleflex Gibeck Trach-Vent (Mediq)

För vuxen. Till trachealkanyl. VT från 50 ml. Dead-space 10 ml. Koppling 15 mm. Enpatients. Lämpligt för träning ur respirator.

Byte rekommenderas var 24:e timme.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25260	HU-41112	Trachvent med Oxy-Vent	-
3662	HU-49912	hållare Oxygent, grön	-
12153	HU-61112	hållare (slang ingår inte)	-



FILTER FÖR FUKT/VÄRMEVÄXLARE – Pharma Trach ulti Function (Mediq)

För barn/vuxen som spontanandas med sugport och syrgasnippel. Engångs.

Lämplig för träning ur respirator. Ger uppvärmd befuktad luft/värmeväxlare till spontanandning genom trach eller endotrakealtub. Dead-space 12 ml, Vikt 4 g. 15 mm standardkoppling.

Byte rekommenderas var 24:e timme.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28247	PS-6241	med syrgasnippel och sugport	25262



HME-FILTER MED VECKAD SLANG – Hydro-Therm HME Superset (Intersurgical)

VT 60-1000 ml. Dead-space 20 ml filter, 22-43 ml katetermunstycke. Koppling 15M-22M/15F. Vikt 11,8 g. Längd 7-15 cm. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28248	1850011	med port och utdragbart kopplingsstycke	22573



KOMBINATIONSFILTER BAKT/HMEF – Pharma Mini (Mediq)

För barn/vuxen. VT 50-900 ml. Dead-space 28 ml. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
19066	PS-6120	rakt med port	-
19068	PS-6130	vinklat med port	-



KOMBINATIONSFILTER BAKT/HMEF (Dräger)

För barn. VT 30-200ml. Deadspace 8ml. Filter väger 9 g. Filteffektivitet BFE/VFE 99,9%. Rekommenderad användningstid 24 timmar. Moisture loss vid 50ml VT: 6,1 mg/l. Koppling 22M/15F.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30021	MP05820	rakt med port	19067,28869



KOMBINATIONSFILTER BAKT/HMEF – Inter-Therm (Intersurgical)

För vuxen. VT 150-1000 ml. Dead-space 35 ml. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25266	1341000S	rakt med port	–



APPARATFILTER – Clear-Guard 3 (Intersurgical)

VT 200-1000 ml. Dead-space 60 ml. Vikt 28 g. Kopplingar: 22F/15M-22M/15F. Enpatients.

Användningstid upp till 24h.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28222	1544000	rakt med port	22577
22575	1544007	rakt utan port	–



APPARATFILTER – Iso-Gard Hepa Light (Mediq)

VT 200-1200 ml. Dead-space 80 ml. Koppling 15/22 mm. Enpatients.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
25265	HU-28022	rakt utan port	–



Narkoskalk

ABSORBERBURK (Dräger)

Till anestesimaskiner från Dräger.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
27265	413606	1200 ml	–



Övriga anestesiprodukter

BUKTRYCKSMÄTNING/FOLEYMANOMETER – Holtech (CODAN)

Steril. Kontinuerligt inkopplad mellan patientens urinkateter och uppsamlingspåse blir FoleyManometern en del av ett slutet system som medger intermitterande mätning av patientens buktryck. Själva mätningen tar cirka 12-20 sekunder. Patientens buktryck avläses i mmHg.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
19130	HM002	–	–



TEMPKATETER – Urimetrix (Timik)

KAD med temperatursensor för kontinuerlig temperaturövervakning. Silikon. Engångs. Steril.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28374	MN-0106	Ch06, 1,5 ml, vit	–
28375	MN-0108	Ch08, 3 ml, brun	16911
28376	MN-0110	Ch10, 3-5 ml, svart	16912
28377	MN-0112	Ch12, 5-10 ml, vit	16913
28378	MN-0114	Ch14, 5-10 ml, grön	16914



TEMPSOND – Mon-a-Therm 400TM (Medtronic)

Esofagusstetoskop med temperatursensor. Mjuk, tunn kuff med atraumatisk spets. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28329	90049	Ch09	21915
28330	90041	Ch12	21916



Invasiv tryckmätning

TILL VUXEN – Argon (Merit)

Mejla materialkonsulent Per.Andersson@skane.se vid frågor om handhavande.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
28349	689736	Argon Safedraw M - Armset 1 linje, 1 septum 60x15 cm kardborreband limmat	14080,25184,25947
28350	689735	Argon Safedraw M - 1 linje, 1 Septum 130x90 cm limmat	7673,25185,25948
25949	688626	Argon Safedraw M - 1 linje, ROSE, Röd 1 septum + 1 cvp kran 150 cm limmat	15029,23727,25187
25950	688627	Argon Safedraw M - 2+1 linje, Röd 1 septum, 220 cm, Blå 1 st kran septum + 1 st 3-vägskran 170 cm limmat	14737,25186
7674	689155	Argon DTX Plus - 1 linje, Blå, ven 50+50 cm	-
12645	682018	Argon DTX Plus - Tryckmätningsgivare 3 ml/h vuxen/barn	-
15030	688852	Argon tryckslang - 150 cm blå M/M	-
28476	686203	Argon tryckslang med 3-vägs kran 15cm	-
28477	682004	Argon öppet tryckset 1 linje	-
29289	682093	Platta för tryckset, flergångs, 4 platser	28478
29290	682274	Hållare till platta för tryckset, flergångs	28479



28349



25949



25950




7674




12645



15030



29289



29290


TILL BARN (B Braun Medical)

Frågor angående handhavandet av produkterna hänvisas till B Brauns representant Mattias Ahlantzberg, telefon 0709-91 92 63, mattias.ahlantzberg@bbraun.com.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
22558	5206066	Combitrans 2-linje för barn, thx med kran, artär 130 cm ven 100 cm	-
22559	5206011	Combitrans 1-linje för barn, artär med kran, artär 130 cm	22581
22560	5215027	Combidyn slang för barn, transparent, 150 cm	-
22561	5218598	Combidyn slang för barn, röd med kran, artär 15 cm	-




22559



22559



22560



22561

Koncernstab inköp och ekonomistyrning

www.skane.se/koncerninkop

info.koncerninkop@skane.se