

2024-05-03

# Produktkatalog

## Enteral nutrition, förbrukning

# GENERELL INFORMATION

## Kontakt

Sortimentsfrågor: [info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se).

Katalogansvarig: materialkonsulent Anna Amylon.

## Beställning

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Privata vårdgivare beställer via OneMeds webshop.

Läs mer om enteral nutrition på [vardgivare.skane.se/nutritionsportalen](http://vardgivare.skane.se/nutritionsportalen)

### Skånes kommuner

- Beställ produkter som är ordinerade av regionen enligt rutin beskriven på [www.skane.se/kommunkatalogen](http://www.skane.se/kommunkatalogen)
- Beställ produkter som är ordinerade av kommunen via Mediq's webshop på samma sätt som näringsprodukter.

Lån av nutritionspump: vänd dig till din kommuns kontaktperson eller följ lokal rutin.

## Reklamation

Läs mer om reklamation på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning)

## Sortimentslistan

Ta hjälp av sortimentslistan på [vardgivare.skane.se/sortimentslistan](http://vardgivare.skane.se/sortimentslistan) om du behöver en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller.

## Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SONDMATNING	4
Sondmatningsaggregat	4
SONDMATNINGSAGGREGAT – med EnFit-koppling (Nestlé)	4
SONDMATNINGSAGGREGAT – VarioLine Amika ENFit/ENPlus (Fresenius Kabi)	4
Matningssonder och enterala sprutor – EnFit	4
MATNINGSSOND – Flocare (Nutricia)	4
MATNINGSSOND – Nutrifit (Vygon)	4
MATNINGSSOND – Freka Trelumina ENFit (Fresenius Kabi)	4
JEJUNOSTOMISET - Freka FKJ ENFit (Fresenius Kabi)	4
ENTERALSPRUTA ENFit, ENGÅNGS – GBUK	5
ENTERALSPRUTA ENFit, ENGÅNGS (Medeco)	5
ENTERALSPRUTA ENFit, ENGÅNGS – Nutrifit (Vygon)	5
ENTERALSPRUTA ENFit, FLERGÅNGS – Nutrifit (Vygon)	5
ENTERALSPRUTA ENFit, FLERGÅNGS - Flocare (Nutricia)	6
TILLBEHÖR TILL ENFit	6
Matningssonder, enterala sprutor och tillbehör – Nutrisafe 2	6
MATNINGSSOND PUR UTAN LEDARE – Nutrisafe 2 (Vygon)	6
MATNINGSSOND SILIKON UTAN LEDARE – Nutrisafe 2 (Vygon)	7
ENTERALSPRUTA MED SPETS NUTRISAFE – Nutrisafe 2 (Vygon)	7
TILLBEHÖR TILL NUTRISAFE-2	7
Tillbehör till sondmatning	8
ENTERALSPRUTA MED KATETERKONA – Entral (Medicina)	8
FIXERINGSTEJP TILL SOND – Nasogas-Fix (AST Medical)	8
MAGSOND (Vygon)	8
TOMBEHÅLLARE – Compat Flexibaggle (Nestlé)	8
TOMBEHÅLLARE – Flocare Container (Nutricia)	8
RYGGSÄCK TILL COMPAT ELLA-PUMP (Nestlé)	8
GASTROSTOMIPORTAR, KNAPPAR OCH SET	9
Gastrostomisonder	9
GASTROSTOMISOND – Corflo-Max PEG (Avanos)	9
GASTROSTOMISOND – MIC-PEG (Avanos)	9
Gastrostomituber	9
GASTROSTOMITUB – Compat ENFit (Nestlé)	9
GASTROSTOMITUB – MIC Bolus ENFit (Avanos Medical)	9
GASTROSTOMITUB – Freka Pexakt ENFit (Fresenius Kabi)	10
GASTROSTOMITUB – MIC Bolus (Avanos Medical)	10
GASTROSTOMITUB – MIC GJ tube (Avanos Medical)	10
Gastrostomiportar, knappar och set	11
GASTROSTOMIPORT, KNAPP – MiniONE Single (Medioplast)	11
GASTROSTOMIPORT, SET – MiniONE Set (Medioplast)	11
GASTROSTOMIPORT, SET – MIC-KEY (Avanos Medical)	12
GASTROSTOMIPORT, SET – MIC-KEY GJ (Avanos Medical)	12
GASTROSTOMI-MÄTSTICKA MIC-KEY (Avanos Medical)	12
MATNINGSSLANG TILL GASTROSTOMIPORT – MIC-KEY (Avanos Medical)	13
MATNINGSSLANG TILL GASTROSTOMIPORT – MiniONE (Medioplast)	13
MATNINGSSLANG TILL GASTROSTOMIPORT – Compat Buddy (Mediq)	13

# SONDMATNING

## Sondmatningsaggregat

### SONDMATNINGSAGGREGAT – med EnFit-koppling (Nestlé)

Pumpaggregat till Compat ELLA-pump.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
26329	till nappflaska (Universal Set)	-	18,00
26330	standard (Spike set)	-	18,00

### SONDMATNINGSAGGREGAT – VarioLine Amika ENFit/ENPlus (Fresenius Kabi)

Gravitationsset (droppaggregat). Vid sondmatning utan pump.

Ersätter Compat Gravity Universal ENFit (Nestlé).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29462	för flask- och pås användning	6298	15,00



## Matningssonder och enterala sprutor – EnFit

### MATNINGSSOND – Flocare (Nutricia)

En mjuk, lättplacerad nasogastrisk sond med ledare och öppen ände. PU. Röntgentät.

Användningstid 6 veckor.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29679	110 cm, 08FR, blå	26504	60,00
29680	110 cm, 10FR, svart	26505	60,00




### MATNINGSSOND – Nutrifit (Vygon)

En mjuk, lättplacerad nasogastrisk sond med ledare och stängd tipp, två sidohål. PU. Röntgentät.

Användningstid 6 veckor.

Ersätter Compat Soft (Nestlé).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29464	125 cm, 08FR	26146	60,00
29463	125 cm, 10FR	26145	60,00



### MATNINGSSOND – Freka Trelumina ENFit (Fresenius Kabi)

En mjuk nasojejunal och gastrosond med ledare. Trippellumen. PU. Röntgentät.

Användningstid 6 veckor.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29494	125 cm 16/9FR	19273	785,00



### JEJUNOSTOMISET - Freka FKJ ENFit (Fresenius Kabi)

För långvarig enteral nutrition. Rundad tip. Med röntgentråd. PUR.

Set innehåller: yttre fixeringsplatta, slangklämma, två brytkanaler, en med trubbig stålledare (13 cm) och en utan (10,5 cm).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29471	75 cm, 09FR	16927	420,00



## ENTERALSPRUTA ENFit, ENGÅNGS – GBUK

### Förstahandsval.

Lila kolv. Utan skyddshylsa. Avsedd för sondmatning/medicin i sond eller gastrostomi.

Passar även i sidoport på sondmatningsaggregaten.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29393	1 ml (LDT)	26560	1,10
29394	3 ml (LDT)	26540	1,10
29392	5 ml	26541	1,10

1:a handsval



## ENTERALSPRUTA ENFit, ENGÅNGS (Medeco)

### Förstahandsval.

Lila kolv. Utan skyddshylsa. Avsedd för sondmatning/medicin i sond eller gastrostomi.

Passar även i sidoport på sondmatningsaggregaten.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29381	10 ml	26542	1,10
29382	20 ml	26543	1,10
29383	60 ml	26544	2,25

1:a handsval



## ENTERALSPRUTA ENFit, ENGÅNGS – Nutrfit (Vygon)

### Andrahandsval.

Lila kolv. Utan skyddshylsa. Avsedd för sondmatning/medicin i sond eller gastrostomi.

Passar även i sidoport på sondmatningsaggregaten.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29994	1 ml (LDT)	-	1,90
29995	2,5 ml (LDT)	-	1,90
29996	5 ml (LDT)	-	1,90
29997	10 ml, sidokopplad	-	1,90
29998	20 ml, sidokopplad	-	2,80
30004	60 ml, sidokopplad	-	3,50

2:a handsval



## ENTERALSPRUTA ENFit, FLERGÅNGS – Nutrfit (Vygon)

Lila kolv. Utan skyddshylsa. Avsedd för sondmatning/medicin i sond eller gastrostomi. Passar även i sidoport på sondmatningsaggregaten.

Endast avsedd för användning till en patient och inte på sjukhus/vårdinrättning.

[Rengöringsinstruktion »](#)

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29395	1 ml (LDT)	-	2,50
29396	2,5 ml (LDT)	-	2,50
29397	5 ml (LDT)	-	2,50



## ENTERALSPRUTA ENFit, FLERGÅNGS - Flocare (Nutricia)

Lila kolv. Utan skyddshylsa. Avsedd för att ge sondmatning/medicin i sond eller gastrostomi. Passar även i sidoport på sondmatningsaggregaten.

Endast avsedd för användning till en patient och inte på sjukhus/vårdinrättning.

[Rengöringsinstruktion »](#)


Ersätter Enteral ISAsaf Home (Mediplast).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29399	10 ml	-	2,70
29400	20 ml	27424	2,70
29401	60 ml, sidokopplad	27425	5,50
30568	60 ml med tunn gummiring	-	7,90



## TILLBEHÖR TILL ENFit

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29458	Stegadapter mellan ENFit-spruta/-aggregat och konisk koppling, till exempel v-sond/g-tub, vit, 5-pack	26780	2,80
29969	Stegadapter mellan ENFit-spruta/-aggregat och konisk koppling, till exempel v-sond/g-tub, lila, 1-pack	-	4,28
29459	Uppdragningskanyl med membran 5 cm ENFit	-	11,00
26781	Bolusadapter mellan ENFit-spruta och ENPlus sondmatningspåse/-flaska	-	13,00
29461	Uppdragningsrör 5 cm ENFit, till läkemedel m m ur flaska utan membran	27420	5,50
29460	Uppdragningsrör 15 cm ENfit, till sondmatning m m ur flaska utan membran	27421	6,00
29686	Kork till sond och medicinport	27422	6,00
27423	3-vägskran ENFit	-	20,00
29467	Kork till ENFit enteralspruta	24559	2,00
29465	Luftningspåse Farrell Valve, mätning av magretention ENFit	-	129,00
29391	Y-förlängning, 15 cm	-	38,00



## Matningssonder, enterala sprutor och tillbehör – Nutrisafe 2

### MATNINGSSOND PUR UTAN LEDARE – Nutrisafe 2 (Vygon)

Med specifik säkerhetskoppling, Röntgentät. Användningstid 2-4 månader.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
30706	40 cm, 04FR, High-Flow med högre flödes hastighet	-	100,00
18361	50 cm, 04FR	-	40,00
19280	50 cm, 05FR	-	40,00
18362	50 cm, 06FR	-	40,00
19279	75 cm, 04FR	-	40,00
19281	75 cm, 05FR	-	40,00
18665	75 cm, 06FR	-	40,00
18666	75 cm, 08FR	-	40,00
18667	75 cm, 10FR	-	40,00
29487	125 cm, 06FR	18668	135,00
18669	125 cm, 08FR	-	135,00



## MATNINGSSOND SILIKON UTAN LEDARE – Nutrisafe 2 (Vygon)

Med specifik säkerhetskoppling. Röntgentät. Användningstid 2-3 månader.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29688	125 cm, 06FR	19284	135,00
29689	125 cm, 08FR	19286	135,00
19287	125 cm, 10FR	-	135,00



## ENTERALSPRUTA MED SPETS NUTRISAFE – Nutrisafe 2 (Vygon)

Lila kolv. Utan skyddshylsa. Avsedd för att ge sondmatning/medicin i sond eller gastrostomi. Med spets Nutrisafe.

Passar endast till sond med Nutrisafe-koppling.

Har en **mindre** spets och används främst inom barnsjukvården.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
30707	0,5 ml	-	5,60
22647	1 ml	-	2,40
22648	2,5 ml	-	2,40
18366	5 ml	-	2,40
29476	10 ml, sidokopplad	29476	2,70
22649	20 ml, sidokopplad	-	3,30
22650	60 ml, sidokopplad	-	9,00



## TILLBEHÖR TILL NUTRISAFE-2

NS = Nutrisafe.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
18679	Adapter mellan NS-spruta och gastrotub	-	9,00
23796	Adapter mellan kona-spruta och NS-sond	-	9,00
23144	Adapter med sidoport mellan kona-spruta och NS-sond	-	32,00
26326	Adapter mellan ENFit-aggregat/spruta (han-koppling) och NS-sond (hon-koppling)	-	9,00
29457	Adapter mellan-ENFit aggregat/spruta (hon-koppling) och NS-sond (han-koppling)	-	9,00
24130	Trevägskran	-	20,00
29403	Förlängningsslang till sond, 100 cm	-	17,00
19912	Förlängningsslang till sond, 150 cm	-	20,00
18680	Kork till spruta, 8x100-pack	-	1,40
18681	Kork till sond, 1x100-pack	-	4,50
19290	Uppdragningslock med spike, Ø 20 mm	-	21,00
18677	Uppdragningskanyl, 5 cm, till läkemedel m m ur flaska, med membran	-	19,00
18363	Uppdragnings slang, 5 cm, till läkemedel m m ur flaska, utan membran	-	5,00
18676	Uppdragnings slang 20 cm, till läkemedel m m ur flaska, utan membran	-	5,00
27417	Skruvlock till flaska Nutrisafe 2, 18 mm, lila	-	17,00
27418	Skruvlock till flaska Nutrisafe 2, 22 mm, lila	-	17,00
27419	Skruvlock till flaska Nutrisafe 2, 28 mm, lila	-	17,00



## Tillbehör till sondmatning

### ENTERALSPRUTA MED KATETERKONA – Entral (Medicina)

Lila kolv.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
26253	50/60 ml	-	5,50
30066	adapter mellan kateter-konaspruta och ENFit-sond	26325	7,90



### FIXERINGSTEJP TILL SOND – Nasogas-Fix (AST Medical)

Fästplåster som håller sonden på plats.

Ersätter Naso-Fix (ConvaTec).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
30464	medium, 7,0x7,6 cm	29682	6,00



### MAGSOND (Vygon)

2-lumen. Röntgentät linje. Med sluten tip. Sond i PUR-polyuretan. Kopplingar i DEHP-fri PVC.

Användningstid 3-4 veckor.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
24119	60 cm, 06FR	-	59,00
24120	60 cm, 08FR	-	59,00
24121	90 cm, 10FR	-	59,00
24122	120 cm, 12FR	-	59,00
24123	120 cm, 14FR	-	59,00
24124	120 cm, 16FR	-	59,00
24125	120 cm, 18FR	-	59,00



### TOMBEHÅLLARE – Compat Flexibaggle (Nestlé)

Plastpåse för tillförsel av vätska/sondnäring. Försedd med två öppningar. PE/PET.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
16171	500 ml	-	18,50



### TOMBEHÅLLARE – Flocare Container (Nutricia)

Container i mjukplast för tillförsel av vätska/sondnäring.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29398	500 ml	-	43,00
24126	1000 ml	-	35,00



### RYGGSÄCK TILL COMPAT ELLA-PUMP (Nestlé)

Beställ både ryggsäck OCH stativ. Bordsstativet behövs i ryggsäcken men kan även användas separat. Ryggsäcken kan tvättas i 40°.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
26327	bordsstativ	-	300,00
26328	ryggsäck utan stativ	-	300,00





# GASTROSTOMIPORTAR, KNAPPAR OCH SET

## Gastrostomisonder

### GASTROSTOMISOND – Corflo-Max PEG (Avanos)

PEG av polyuretan. ENFit.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
18417	sond, 12FR	-	1530,00
18416	sond, 16FR	-	1530,00
18415	sond, 20FR	-	1530,00
18399	Y-adapter, 12FR	-	195,00
18398	Y-adapter, 16FR	-	195,00
18397	Y-adapter, 20FR	-	195,00



### GASTROSTOMISOND – MIC-PEG (Avanos)

PEG av silikon. ENFit.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
18411	sond, 20FR	-	870,00
30595	Y-adapter, 20FR	19292	205,00



## Gastrostomituber

### GASTROSTOMITUB – Compat ENFit (Nestlé)

1:a handsval


#### Förstahandsval.

För nutrition direkt i magsäcken. 100% silikon. Med kuff.

Använd sterilt vatten i kuffen och kontrollera volymen i kuffen med 1-2 veckors mellanrum.

Användningstid upp till 90 dagar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29384	12FR	19689	215,00
29385	14FR	18510	215,00
29386	16FR	25135	215,00
29387	18FR	18512	215,00
29388	20FR	18513	215,00
29389	22FR	18514	215,00
29390	24FR	18515	215,00



### GASTROSTOMITUB – MIC Bolus ENFit (Avanos Medical)

2:a handsval

#### Andrahandsval.

För nutrition direkt i magsäcken. 100% silikon. Med kuff.

Använd sterilt vatten i kuffen och kontrollera volymen i kuffen med 1-2 veckors mellanrum.

Bör bytas efter cirka 2-3 månader.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
30023	12FR	19689	422,00
30024	14FR	18510	422,00
30025	16FR	25135	422,00
30026	18FR	18512	422,00
30027	20FR	18513	422,00
30028	22FR	18514	422,00
30029	24FR	18515	422,00



### GASTROSTOMITUB – Freka Pexakt ENFit (Fresenius Kabi)

Direktpunktion av gastrostomi. Röntgentät. Lägesmarkering varje cm. Fri från latex och PVC.

Användningstid 4 veckor.

Set innehåller: gastropexi, trokar, slangklämma, suturer, skalpell, yttre stopplatta, luer spruta och kompresser.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29402	15FR	-	1900,00



### GASTROSTOMITUB – MIC Bolus (Avanos Medical)

Konad. Mjuk silikon. Secur-Lok - skjutbar ring för säker yttre fixering.

Kan användas för tömning av ventrikeln.

Användningstid 2-3 månader.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29404	14FR	-	535,00
29408	16FR	-	535,00
29409	20FR	-	535,00
29410	24FR	-	535,00



### GASTROSTOMITUB – MIC GJ tube (Avanos Medical)

För nutrition direkt i tunntarmen. Port med låg profil. Kan tömma/dränera magsäcken, inbyggd backventil.

Användningstid: Byts när de inte längre fungerar. Den längsta bytesfrekvensen är 4-6 månader. Bytet ska göras på specialistklinik.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET	RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29411	16FR, 15 cm	-	400,00	29414	18FR, 22 cm	-	400,00
29412	16FR, 22 cm	-	400,00	29415	18FR, 30 cm	-	400,00
29413	16FR, 30 cm	-	400,00	29416	18FR, 45 cm	-	400,00
29417	16FR, 45 cm	-	400,00	29418	22FR, 45 cm	-	400,00



## Gastrostomiportar, knappar och set

### GASTROSTOMIPORT, KNAPP – MiniONE Single (Mediplast)

Pris/enhet 985,00.

För nutrition direkt i magsäcken. 100% silikon. Med återflödesventil och kuff.

Använd sterilt vatten i kuffen och kontrollera volymen i kuffen med 1-2 veckors mellanrum.

Innehåller endast gastrostomiport.

*Utgår och ersätts successivt av MIC-KEY singel (Mediq). Se längst ned på sidan.*



STORLEK	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE
0,8	29304	12FR	29317	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0	29305	12FR	29318	14FR	29333	16FR	29345	18FR	29359	20FR	–	–
1,2	29306	12FR	29319	14FR	29334	16FR	29346	18FR	29360	20FR	–	–
1,5	29307	12FR	29320	14FR	29335	16FR	29347	18FR	29361	20FR	29371	24FR
1,7	29308	12FR	29321	14FR	29336	16FR	29348	18FR	29362	20FR	29372	24FR
2,0	29309	12FR	29322	14FR	29337	16FR	29349	18FR	29363	20FR	29373	24FR
2,3	29310	12FR	29323	14FR	29338	16FR	29350	18FR	29364	20FR	29374	24FR
2,5	29311	12FR	29324	14FR	29339	16FR	29351	18FR	29365	20FR	29375	24FR
2,7	29312	12FR	29325	14FR	29340	16FR	29352	18FR	29366	20FR	29376	24FR
3,0	29313	12FR	29326	14FR	29341	16FR	29353	18FR	29367	20FR	29377	24FR
3,5	29314	12FR	29327	14FR	29342	16FR	29354	18FR	29368	20FR	29378	24FR
4,0	29315	12FR	29328	14FR	29343	16FR	29355	18FR	29369	20FR	29379	24FR
4,4	–	–	29329	14FR	29344	16FR	29356	18FR	29370	20FR	29380	24FR
5,0	–	–	29316	14FR	–	–	29357	18FR	–	–	–	–
5,5	–	–	29330	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–
6,0	–	–	29331	14FR	–	–	29358	18FR	–	–	–	–
6,5	–	–	29332	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–

### GASTROSTOMIPORT, KNAPP – MIC-KEY singel (Avanos Medical)

Pris/enhet 995,00.

För nutrition direkt i magsäcken. 100% silikon. Med återflödesventil och kuff.

Använd sterilt vatten i kuffen och kontrollera volymen i kuffen med 1-2 veckors mellanrum.

Innehåller endast gastrostomiport.

*Ersätter successivt MiniONE Single (Mediplast).*



STORLEK	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE
0,8	31252	12FR	31263	14FR	31277	16FR	31291	18FR	31305	–	–	–
1,0	31253	12FR	31264	14FR	31278	16FR	31292	18FR	31306	20FR	–	–
1,2	–	–	31265	14FR	31279	16FR	31293	18FR	31307	20FR	–	–
1,5	31254	12FR	31266	14FR	31280	16FR	31294	18FR	31308	20FR	31319	24FR
1,7	31255	12FR	31267	14FR	31281	16FR	31295	18FR	31309	20FR	31320	24FR
2,0	31256	12FR	31268	14FR	31282	16FR	31296	18FR	31310	20FR	31321	24FR
2,3	31257	12FR	31269	14FR	31283	16FR	31297	18FR	31311	20FR	31322	24FR
2,5	31258	12FR	31270	14FR	31284	16FR	31298	18FR	31312	20FR	31323	24FR
2,7	31259	12FR	31271	14FR	31285	16FR	31299	18FR	31313	20FR	31324	24FR
3,0	31260	12FR	31272	14FR	31286	16FR	31300	18FR	31314	20FR	31325	24FR
3,5	31261	12FR	31273	14FR	31287	16FR	31301	18FR	31315	20FR	31326	24FR
4,0	31262	12FR	31274	14FR	31288	16FR	31302	18FR	31316	20FR	31327	24FR
4,5	–	–	31275	14FR	31289	16FR	31303	18FR	31317	20FR	31328	24FR
5,0	–	–	31276	14FR	31290	16FR	31304	18FR	31318	20FR	31329	24FR
5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

## GASTROSTOMIPORT, SET – MiniONE Set (Medioplast)

Pris/enhet 1 120,00.

Set innehåller: gastrostomiport, 1 spruta 10 ml, 1 spruta 60 ml, 2 matningsslangar och 2 kompresser.

Utgår och ersätts successivt av *Compat Buddy (Mediq)*. Se längst ned på sidan.



STORLEK	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE
0,8	19295	12FR	19307	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0	19296	12FR	19308	14FR	19325	16FR	19347	18FR	19358	20FR	–	–
1,2	19297	12FR	19309	14FR	19327	16FR	19349	18FR	19357	20FR	–	–
1,5	19298	12FR	19310	14FR	19329	16FR	19351	18FR	19356	20FR	19333	24FR
1,7	19299	12FR	19311	14FR	19331	16FR	19352	18FR	19355	20FR	19332	24FR
2,0	19300	12FR	19312	14FR	19334	16FR	19354	18FR	19353	20FR	19330	24FR
2,3	19301	12FR	19313	14FR	19335	16FR	19365	18FR	19350	20FR	19328	24FR
2,5	19302	12FR	19314	14FR	19337	16FR	19366	18FR	19348	20FR	19326	24FR
2,7	19303	12FR	19315	14FR	19338	16FR	19367	18FR	19346	20FR	19324	24FR
3,0	19304	12FR	19316	14FR	19340	16FR	19364	18FR	19344	20FR	19288	24FR
3,5	19305	12FR	19317	14FR	19342	16FR	19363	18FR	19341	20FR	19285	24FR
4,0	19306	12FR	19318	14FR	19343	16FR	19362	18FR	19339	20FR	19283	24FR
4,4	–	–	19319	14FR	19345	16FR	19361	18FR	19336	20FR	19282	24FR
5,0	–	–	19320	14FR	–	–	19360	18FR	–	–	–	–
5,5	–	–	19321	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–
6,0	–	–	19322	14FR	–	–	19359	18FR	–	–	–	–
6,5	–	–	19323	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–

## GASTROSTOMIPORT, SET – Compat Buddy (Mediq)

Pris/enhet 1 050,00.

Set innehåller: gastrostomiport, 1 spruta 10 ml, 1 spruta 60 ml, 2 matningsslangar och 2 kompresser.

Ersätter successivt *MiniONE Set (Medioplast)*.



STORLEK	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE
0,8	30834	12FR	30848	14FR	30865	16FR	30879	–	30895	–	–	–
1,0	30835	12FR	30849	14FR	30866	16FR	30880	18FR	30896	20FR	–	–
1,2	30836	12FR	30850	14FR	30867	16FR	30881	18FR	30897	20FR	–	–
1,5	30837	12FR	30851	14FR	30868	16FR	30882	18FR	30898	20FR	30909	24FR
1,7	30838	12FR	30852	14FR	30869	16FR	30883	18FR	30899	20FR	30910	24FR
2,0	30839	12FR	30853	14FR	30870	16FR	30884	18FR	30900	20FR	30911	24FR
2,3	30840	12FR	30854	14FR	30871	16FR	30885	18FR	30901	20FR	30912	24FR
2,5	30841	12FR	30855	14FR	30872	16FR	30886	18FR	30902	20FR	30913	24FR
2,7	30842	12FR	30856	14FR	30873	16FR	30887	18FR	30903	20FR	30914	24FR
3,0	30843	12FR	30857	14FR	30874	16FR	30888	18FR	30904	20FR	30915	24FR
3,5	30844	12FR	30858	14FR	30875	16FR	30889	18FR	30905	20FR	30916	24FR
4,0	30845	12FR	30859	14FR	30876	16FR	30890	18FR	30906	20FR	30917	24FR
4,4	30846	12FR	30860	14FR	30877	16FR	30891	18FR	30907	20FR	30918	24FR
5,0	30847	12FR	30861	14FR	30878	16FR	30892	18FR	30908	20FR	30919	24FR
5,5	–	–	30862	14FR	–	–	30893	18FR	–	–	–	–
6,0	–	–	30863	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–
6,5	–	–	30864	14FR	–	–	–	–	–	–	–	–

## GASTROSTOMIPORT, SET – MIC-KEY (Avanos Medical)

Pris/enhet: 984.00.

För nutrition direkt i magsäcken. 100 % silikon. Med återflödesventil och kuff.

Använd sterilt vatten i kuffen och kontrollera volymen i kuffen med 1-2 veckors mellanrum.

Set innehåller: gastrostomiport, 1 spruta 6 ml, 1 spruta 35 ml, 2 matningsslangar och 4 kompresser.



STORLEK	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE
0,8	24133	12FR	24145	14FR	24159	–	24173	–	24186	–	–	–
1,0	24134	12FR	24146	14FR	24160	16FR	–	18FR	24187	20FR	–	–
1,2	24135	12FR	24147	14FR	24161	16FR	24174	18FR	24188	20FR	–	–
1,5	24136	12FR	24148	14FR	24162	16FR	24175	18FR	24189	20FR	24200	24FR
1,7	24137	12FR	24149	14FR	24163	16FR	24176	18FR	24190	20FR	24201	24FR
2,0	24138	12FR	24150	14FR	24164	16FR	24177	18FR	24191	20FR	24202	24FR
2,3	24139	12FR	24151	14FR	24165	16FR	24178	18FR	24192	20FR	24203	24FR
2,5	24140	12FR	24152	14FR	24166	16FR	24179	18FR	24193	20FR	24204	24FR
2,7	24141	12FR	24153	14FR	24167	16FR	24180	18FR	24194	20FR	24205	24FR
3,0	24142	12FR	24154	14FR	24168	16FR	24181	18FR	24195	20FR	24206	24FR
3,5	24143	12FR	24155	14FR	24169	16FR	24182	18FR	24196	20FR	24207	24FR
4,0	24144	12FR	24156	14FR	24170	16FR	24183	18FR	24197	20FR	24208	24FR
4,4	–	–	24157	14FR	24171	16FR	24184	18FR	24198	20FR	24209	24FR
5,0	–	–	–	14FR	24172	16FR	24185	18FR	24199	20FR	24210	24FR

## GASTROSTOMIPORT, SET – MIC-KEY GJ (Avanos Medical)

Pris/enhet: 6 950.00.

För nutrition direkt i magsäcken eller tunntarmen. Port med låg profil. Kan tömma/dränera magsäcken, inbyggd backventil.

Användningstid: Byts när de inte längre fungerar. Den längsta bytesfrekvensen är 4-6 månader. Bytet ska göras på specialistklinik.

Set innehåller: Gastrostomiport, introducer, 2 matningsslangar, 1 Luer-Slip spruta 6 ml, 1 ENFit spruta 3 ml samt 4 kompresser.



STORLEK	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE	RS NUMMER	UTFÖRANDE
1,0x22	29420	14FR	29429	16FR	–	–	–	–
1,2x30	29421	14FR	29430	16FR	29439	18FR	–	22FR
1,5x30	29422	14FR	–	16FR	–	18FR	–	22FR
1,5x45	–	14FR	29431	16FR	29440	18FR	29448	22FR
1,7x45	29456	14FR	29432	16FR	29441	18FR	29449	22FR
2,0x45	29423	14FR	29433	16FR	29442	18FR	29450	22FR
2,3x45	29424	14FR	29434	16FR	29443	18FR	29451	22FR
2,5x45	29425	14FR	29435	16FR	29444	18FR	29452	22FR
2,7x45	29426	14FR	29436	16FR	29445	18FR	29453	22FR
3,0x45	29427	14FR	29437	16FR	29446	18FR	29454	22FR
3,5x45	29428	14FR	29438	16FR	29447	18FR	29455	22FR

## GASTROSTOMI-MÄTSTICKA MIC-KEY (Avanos Medical)

Med avståndsmarkering för enpatientsbruk med ballongkuff. Kan föras över ledare

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
29419	–	–	105,00



## MATNINGSSLANG TILL GASTROSTOMIÖRT – MIC-KEY (Avanos Medical)

Passar till alla storlekar av MIC-KEY och MiniONE.

Används tillsammans med nutritionsaggregat eller enteral spruta med ENFit-spets.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
25879	bolusport, rak, 30 cm, ej medicinport	18350, 18352	62,00
25881	bolusport, rak, 60 cm, ej medicinport	18351, 18353	62,00
29972	vinklad 90°, 30 cm, ej medicinport	-	176,00
29973	vinklad 90°, 60 cm, ej medicinport	-	176,00
25877	vinklad 90°, 5 cm, medicinport	-	56,50
25878	vinklad 90°, 30 cm, medicinport	18348	56,50
25880	vinklad 90°, 60 cm, medicinport	19272	56,50



25879, 25881



29972, 29973



25877, 25878, 25880

## MATNINGSSLANG TILL GASTROSTOMIÖRT – MiniONE (Medioplast)

Passar till alla storlekar av MIC-KEY och MiniONE.

Används tillsammans med nutritionsaggregat eller enteral spruta med ENFit-spets.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
<del>29970</del>	vinklad 90°, 30 cm, utan medicinport	-	Utgått
<del>29971</del>	vinklad 90°, 60 cm, utan medicinport	-	135,50



## MATNINGSSLANG TILL GASTROSTOMIÖRT – Compat Buddy (Mediq)

Passar till alla storlekar av Compat Buddy, MIC-KEY och MiniONE.

Används tillsammans med nutritionsaggregat eller enteral spruta med ENFit-spets.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS/ENHET
30920	vinklad 90°, 5 cm, med medicinport		73,90
30921	vinklad 90°, 30 cm, med medicinport		73,90
30922	vinklad 90°, 60 cm, med medicinport		73,90
29975	vinklad 90°, 30 cm, utan medicinport	-	73,90
29974	vinklad 90°, 60 cm, utan medicinport	-	73,90
30924	rak, 60 cm, utan medicinport		73,90



30920



30921, 30922



29975



29974



30924

# Koncernstab inköp och ekonomistyrning

[www.skane.se/koncerninkop](http://www.skane.se/koncerninkop)

[info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se)