

2024-04-22

Produktkatalog

Förband och sårbehandling

GENERELL INFORMATION

Kontakt

Sortimentsfrågor: info.koncerninkop@skane.se.

Katalogansvarig: materialkonsulent Hanna.Borgstrom@skane.se.

Kontakt produktråd Sår:

- | | | |
|-------------------------|--------------|---|
| • Helsingborgs lasarett | Kirurgi | Marika Pettersson, sjuksköterska |
| • Primärvården | VC Granen | Farzana Alam, distriktssköterska |
| • SUS Lund | Barn | Helen Sjövie, sjuksköterska |
| • SUS Lund | Endokrin | Anna-Karin H Eriksson, undersköterska |
| • SUS Lund | Ortopedi | Christina Antonsson, sjuksköterska |
| • SUS Malmö | Geriatrisk | Katarina Frick, sjuksköterska |
| • SUS Malmö | Kirurgi | Jeanette Norstedt, sjuksköterska |
| • SUS Malmö | Primärvården | Christina Monsen, förvaltningsövergripande vårdutvecklare |

Beställning

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Privata vårdgivare beställer via OneMeds webshop.

Läs mer om förbrukningsmaterial på vardgivare.skane.se/forbrukning

Reklamation

Läs mer om hur du reklamerar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Priser

Priser kan justeras under avtalstiden. Det är alltid priset i Raindance marknadsplats respektive OneMeds webshop som gäller.

Sortimentslistan

Ta hjälp av sortimentslistan på vardgivare.skane.se/sortimentslistan om du behöver en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller.

Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Hudskyddande produkter	4
Sårbäddsskydd	5
Hydrokolloida förband	5
Polyuretanskumförband	7
Polyuretanskumförband med ytbeläggning	8
Geler och gelbildande förband	12
Absorberande kombinationsförband	13
Bakterieabsorberande förband	14
Kolförband	15
Silverförband	16
Honungsförband	18
Jodförband	18
Polyhexanidförband	19
Kollagent förband	19
Förband till ärrbehandling	19
Absorptionsförband	20
Sårfilm	21
Venkateterförband	22
Suturejper	23
Tejper och häftor	24
Stöd- och fixeringsbindor	26
Kompressionsbindor	27
Tubformade bandage	30
Övriga fixationsförband	32
Ögonförband	33
Fistel- och sårpåsar	34
Plåster	35
Häftborttagningsmedel	35
Omläggningssset och sårrengöring	36
Sårlinjal	38
Tamponader	38
Kompresser	38
Tork	40
Hälavlastning	40

Hudskyddande produkter

HUDSKYDD APPLIKATOR – Cavilon No Sting (3M)

Innehåll Silikonbaserad polymerlösning.

Egenskaper Alkoholfri produkt, d v s inte uttorkande och ger inte heller sveda. Skyddar irriterad hud och fungerar profylaktiskt som skydd för frisk hud.

Användning Appliceras på sårkanter och runt stomier och fistlar samt i hudveck för att undvika maceration. Används också som skydd mot hudstripping och som hudskydd i samband med inkontinens (påverkar inte materialet i inkontinensskyddet). Ger hudskyddsbarriär i cirka 3 dygn. Produkten ska inte användas vid svampinfektion.

Cavilon är klassad som mycket brandfarlig och ska inte användas i samband med rökning eller diatermit.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
15477	1 ml	-	7,63	25 st
15612	3 ml	-	12,95	25 st



HUDSKYDD KRÄM – Cavilon Barrier Cream (3M)

Fuktighetsbevarande och skyddande hudkräm. Kan användas på både intakt och skadad hud.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24949	28 g	-	31,71	1 st



HUDSKYDD TVÄTTLAPP – Cavilon 3-1 Contience Care Wipes (3M)

Avsedd för tvätt av patient i säng för att rengöra, återfukta och skydda huden.

Använd en servett per kroppsdel.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24950	20x30 cm, 8-pack	-	36,40	1 fp



HUDSKYDD APPLIKATOR – Cavilon Advanced (3M)

Innehåll Polymerbaserad lösning med applikator

Egenskaper Skapar en mycket tålig och supertunn transparent barriär mot irriterande kroppsvätskor. Fäster även på fuktig och fuktsskadad hud. Minskar smärtan som uppstår vid IAD.

Användning Inkontinens Associerad Dermatit (IAD), behandla och förebygga hudskador runt stomier, drän och fistlar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29260	0,7 ml, 20-pack	-	98,50	1 st
29294	0,7 ml, 4-pack	-	98,50	1 st
28452	2,7 ml, 4-pack	26813	135,20	1 st



HUDSKYDD VÅTSERVETT – Esenta (ConvaTec)

Silikonbaserat hudskydd på servett.

Ersätter Silesse.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20788	3,0 ml	-	6,10	30 st



Sårbäddsskydd

SALVKOMPRESS – Jelonet (Smith&Nephew)

Innehåll Salvkompres av stormaskig bomullsväv, impregnerad med mjuk paraffin.

Egenskaper Skyddar sårytan vid täta förbandsbyten. Sårsekret kan passera till täckförbandet.

Användning Mindre brännskador, hudtransplantat, tagställen och traumatiska sår.

Ersätter Lomatuell H.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27319	5x5 cm	16789	0,89	50 st
27321	10x10 cm	16790	2,44	10 st
27322	10x40 cm	16791	4,81	10 st



SILIKONKOMPRESS – Sipro (VITri)

Innehåll Elastisk, transparent polyuretanfilm med silikonfilm på ena sidan.

Egenskaper Fastnar inte på sårytan och gör därmed förbandsbytena mindre smärtsamma. Nybildad, ömtålig vävnad skyddas från skada. Klibbar fast på torr hud och ger ett visst skydd mot maceration och omkringliggande hud. Såret kan inspekteras genom förbandet. Nätet absorberar ingenting utan tillåter sekret och blod att passera ut i ett absorberande ytterförband.

Användning Rena, granulerande sår, smärtsamma sår och sår där det är av yttersta vikt att förbandet inte fastnar. Transplantatfixering, till exempel pinchgrafts och delhudstransplantat.

Ersätter Spycra Contact.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26270	5x7,5 cm	-	15,00	10 st
26271	7,5x10 cm	-	23,61	10 st
26272	10x18 cm	-	41,40	5 st
26273	18x30 cm	-	151,13	3 st



Hydrokolloida förband

HYDROKOLLOID FÖRBAND – Hydrocoll thin (HARTMANN-ScandiCare)

Innehåll Syntetisk elastomer samt NaCMC (cellulosa), täckt med en semipermeabel polyuretanfilm.

Egenskaper Ett tunt självhäftande hydrokolloidalt förband för fuktig sårhäkning. Underlättar upplösning av fibrin och död vävnad.

Användning En fördel med det tunna förband är möjligheten att inspektera såret genom förbandet.

Kan användas som primärförband men också som täckförband över exempelvis sårgel, alginater, förband av hydrofiber. Lagg Hydrocoll-förbandet 2-3 cm utanför sårkanten och värm med handen, så fäster det bättre. Feta salvor under förbandet och användning av återfettande tvålar leder till sämre fästförmåga. Infekterade sår och diabetessår bör kontrolleras extra noga vid användning av hydrokolloida förband.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12847	7,5x7,5 cm	-	5,22	10 st
12848	10x10 cm	-	6,92	10 st
12849	15x15 cm	-	16,62	10 st



HYDROKOLLOID FÖRBAND – Comfeel Plus (Coloplast)

Innehåll Toppfilm i polyuretan, hydrokolloid häfta med kalciumalginat, 3-delad non-touch applicering.

Egenskaper Det hydrokolloidala förbandet ger en optimal sårhäkningsmiljö. Ett specialutformat förband för trycksår. Utformningen gör att det lätt och smidigt kan appliceras på svårbandagerade ställen. Har avfasade kanter för att den inte ska rulla sig.

Användning För måttligt vätskande sår som ben- och skrubbsår, tagställen samt lättare brännskador.

Ersätter Hydrocoll.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27629	4x6 cm	7950	4,30	30 st
27627	10x10 cm	6714	6,97	10 st
27630	20x20 cm	6717	24,89	5 st



HYDROKOLLOID FÖRBAND – Comfeel Plus Transparent (Coloplast)

Innehåll Se Hydrocoll thin.

Egenskaper Se Hydrocoll thin.

Användning Lätt vätskande, kirurgiska sår.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24951	5x25 cm	-	4,03	5 st



HYDROKOLLOID FÖRBAND – DuoDERM Mini (ConvaTec)

Innehåll Gelatin, pektin, NaCMC (cellulosa) och syntetiska elastomerer. Ovansida av polyuretanskum och extra häftkant av polyakrylat.

Egenskaper Occlusiv, självhäftande, hydrokolloid sårplatta. Tillsammans med sårsekretet bildas en geléliknande massa som skyddar sårytan och bibehåller en fuktig sårhäkning. Underlättar upplösning av fibrin och död vävnad.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12860	5x5 cm	-	11,78	50 st



Polyuretanskumförband

SKUMFÖRBAND – Tegaderm Foam (3M)

Innehåll Polyuretanskum och polyuretanfilm samt en häftmassa av akrylat. Förbandet består av tre skikt; sårkontaktlager, högabsorberande mellanskikt samt vatten- och bakterietätt ytterskikt. Adhesive Border-förbanden har även en häftande kant och är duschbara.

Egenskaper Skapar fuktig sårmiljö med låg risk för uppluckring av omgivande sårkanter. Absorberar och kvarhåller sårsekret och minskar därmed läckagerisken. Släpper genom vattenånga. Bibehåller sina egenskaper även under kompressionsförband. Förband av polyuretanskum förstörs av väteperoxid och hypoklorit. De ska därför inte användas i kombination med dessa vätskor.

Användning Rikligt vätskande sår av olika genes.

Tegaderm Foam

Polyuretanskumförband för måttligt till rikligt vätskande sår. Icke vidhäftande.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18599	5x5 cm	-	17,76	10 st
18600	10x10 cm	-	22,80	10 st
18601	10x20 cm	-	42,00	5 st
20784	20x20 cm	-	115,00	5 st

Tegaderm Foam Adhesive

Polyuretanskumförband för måttligt till rikligt vätskande sår. Sårkontaktlager med god vidhäftning.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25000	6,9x6,9 cm	-	14,85	10 st
24952	6,9x7,6 cm	-	18,00	10 st
18604	8,8x8,8 cm	-	19,20	10 st
18606	14,3x14,3 cm, fyrkant	-	35,65	10 st
18609	14,14 cm, runt	-	35,28	5 st
18605	10x11 cm, ovalt	-	19,49	10 st
18607	14,3x16,5, ovalt	-	35,84	5 st
18608	19x22,2 cm, ovalt	-	36,03	5 st



SKUMFÖRBAND – Allevyn (Smith&Nephew)

Innehåll Se Tegaderm Foam.

Egenskaper Se Tegaderm Foam.

Användning Se Tegaderm Foam.

Allevyn Non Adhesive

För måttligt vätskande sår. Icke vidhäftande.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12755	5x5 cm	-	11,34	10 st
12756	10x10 cm	-	21,49	10 st
15489	10x20 cm	-	40,69	10 st
15487	15x15 cm	-	75,15	10 st
15488	20x20 cm	-	81,00	10 st



Allevyn Adhesive

För måttligt vätskande sår. Sårkontaktlager med god vidhäftning.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16751	7,5x7,5 cm	-	12,60	10 st
16752	12,5x12,5 cm	-	30,80	10 st
16753	12,5x22,5 cm	-	45,96	10 st
16754	17,5x17,5 cm	-	46,86	10 st
16755	22,5x22,5 cm	-	36,02	10 st



Allevyn Non-Adhesive Heel

Icke vidhäftande förband.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16756	10,5x10,5 cm	-	55,20	5 st



Allevyn Adhesive Sacrum

Vidhäftande förband.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16271	17x17 cm	-	36,16	10 st



Polyuretanskumförband med ytbeläggning

SKUMFÖRBAND – Sitag Foam och Sitag Border (ViTri)

Innehåll Högabsorberande polyuretanskum. Polyuretanfilm på utsidan och ytbeläggning på insidan.

Egenskaper Absorberande och fuktighetsbevarande skumförband. Ytbeläggningen med Silicon samtliga förband minimerar trauma och smärta vid förbandsbyte. Minskar risken för maceration. Border-förbandet är duschbart.

Användning För sparsamt till måttligt vätskande sår som ben-, fot- och trycksår, strålreaktioner, ulcerande tumörer och blåsdermatiter.

Ersätter Cutimed Siltec (BSN Medical).

Sitag Foam Silicone

För ringa till måttligt vätskande sår. Skonsamt vidhäftande sårkontaktyta.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27618	10x10 cm	16207	10,94	5 st
27626	10x20 cm	16208	19,55	5 st
27621	15x15 cm	16757	23,85	5 st
27620	20x20 cm	16758	43,26	5 st



Sitag Border

För måttligt vätskande sår. Skonsamt vidhäftande kant och sårkontaktyta.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27616	7,5x7,5 cm	16409	19,82	5 st
28067	10x10 cm	-	26,50	5 st
28068	10x20 cm	-	35,00	5 st
27623	10x25 cm	26261	36,96	5 st
28069	10x30 cm	-	51,00	5 st
27614	12,5x12,5 cm	20792	28,21	5 st
27624	15x15 cm	16411	45,25	5 st
28070	15x20 cm	-	53,00	5 st
27622	18x18 cm	20793	22,85	5 st



Sitag Border Heel

Se Sitag Border.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27625	12,5x20 cm	18590	49,49	5 st



Sitag Border Sacrum

Se Sitag Border.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
28071	15x15 cm	-	33,00	5 st
27628	15x20 cm, oval	22118	47,11	5 st



SKUMFÖRBAND – Allevyn Gentle och Allevyn Gentle Border (Smith&Nephew)

Innehåll Högabsorberande polyuretanskum. Polyuretanfilm på utsidan och ytbeläggning på insidan.

Egenskaper Absorberande och fuktighetsbevarande skumförband. Ytbeläggningen med silikon på samtliga förband minimerar trauma och smärta vid förbandsbyte. Minskar risken för maceration. Border-förbandet är duschbart.

Användning För måttligt vätskande sår som ben-, fot- och trycksår, strålreaktioner, ulcerande tumörer och blåsdermatiter.

Allevyn Gentle

För måttligt vätskande sår. Icke vidhäftande.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
23756	10x10 cm	-	11,55	10 st
23757	10x20 cm	-	29,40	10 st
23758	15x15 cm	-	29,90	10 st
23759	20x20 cm	-	52,50	10 st



Allevyn Gentle Border

För måttligt vätskande sår. Skonsamt vidhäftande kant och sårkontaktyta.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
23760	7,5x7,5 cm	-	19,50	10 st
23761	10x10 cm	-	28,90	10 st
26262	10x25 cm	-	36,96	10 st
26263	10x30 cm	-	69,17	10 st
23762	12,5x12,5 cm	-	39,30	10 st
23763	15x15 cm	-	53,31	10 st
23764	17,5x17,5 cm	-	52,36	10 st



Allevyn Gentle Border Heel

Se Allevyn Gentle Border.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
23766	Allevyn Gentle Border Heel, 23x23 cm	-	60,50	5 st



Allevyn Gentle Border Sacrum

Se Allevyn Gentle Border.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
23765	16,8x17,1 cm	-	40,00	6 st



SKUMFÖRBAND – Mepilex XT (Mölnlycke)

Innehåll Polyuretanskumförband med vidhäftning av silikon samt med spärrskikt.

Egenskaper Hanterar måttlig mängd sårvätska, absorberar snabbt tunn- och trögflytande sårvätska. Fastnar inte på fuktig såryta. Fäster skonsamt mot torr och underliggande hud. Minimerar smärta och vävnadskada vid förbandsbyte.

Användning På vätskanden och svårbandagerade sår. Särskilt lämplig mot stora ömtåliga ytor, strålreaktioner, tumörsår och Epidermiolysis Bullosa. Applicera förbandet på såret, lägg minst 5 cm på torr, omkringliggande hud. Om förbandet ska fixeras med häfta, lägg fixeringen som en ram runt om, ovasidan av förbandet ska inte täckas helt.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29278	5x5 cm	-	12,63	5 st
29279	10x10 cm	-	25,47	5 st
29282	15x15 cm	-	55,09	5 st
29281	10x20 cm	-	45,74	5 st
29280	20x20 cm	-	81,08	5 st
29283	20x50 cm	-	306,64	2 st



SKUMFÖRBAND – Mepilex Lite (Mölnlycke)

Innehåll Högabsorberande polyuretanskum. Polyuretanfilm på utsidan och ytbeläggning på insidan.

Egenskaper Absorberande och fuktighetsbevarande skumförband. Ytbeläggningen med silikon på samtliga förband minimerar trauma och smärta vid förbandsbyte. Minskar risken för maceration. Border-förbandet är duschbart.

Användning För sparsamt vätskande sår som ben-, fot- och trycksår, strålreaktioner, ulcerande tumörer och blåsdermatiter.

Ersätter Sitag Foam Silicone Light.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29284	10x10 cm	27617	21,83	5 st
29285	20x50 cm	27615	270,26	4 st



SKUMFÖRBAND – Sitag Border Lite (ViTri)

Innehåll Högabsorberande polyuretanskum. Polyuretanfilm på utsidan och ytbeläggning på insidan.

Egenskaper Absorberande och fuktighetsbevarande skumförband. Ytbeläggningen med silikon på samtliga förband minimerar trauma och smärta vid förbandsbyte. Minskar risken för maceration. Border-förbandet är duschbart.

Användning För sparsamt vätskande sår som ben-, fot- och trycksår, strålreaktioner, ulcerande tumörer och blåsdermatiter.

Ersätter Allevyn Gentle Border Lite.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26266	5x5 cm	-	7,28	10 st
26267	5x12,5 cm	-	15,04	10 st
26268	7,5x7,5 cm	-	14,77	10 st
26269	10x10 cm	-	21,27	10 st



SKUMFÖRBAND – Mepilex Transfer (Mölnlycke)

Innehåll Tunt polyuretanskum med ytskikt av silikon mot såret.

Egenskaper Transporterar bort sårvätska från såret. Fastnar inte på fuktig såryta, fäster varsamt på torr, omkringliggande hud. Minimerar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte.

Användning På vätskande och svårbandagerade sår. Särskilt lämpligt för stor ömtåliga ytor, strålreaktioner, tumörsår och Epidermiolysis Bullosa. Kan också användas som skydd på torra, minimalt vätskande sår. Applicera förbandet på såret, lägg minst 5 cm på torr, omkringliggande hud. Vid vätskande sår, lägg ett absorberande förband ovanpå och fixera.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
19263	7,5x8,5 cm	-	15,88	5 st
19264	10x12 cm	-	58,31	5 st
17308	15x20 cm	-	97,48	5 st
17309	20x50 cm	-	348,48	4 st



SKUMFÖRBAND – Ligasano tamponad (HARTMANN-ScandiCare)

Innehåll Tunt polyuretanskum på rulle.

Egenskaper Ett högradigt rent förband som är formbart, elastiskt och poröst. Släpper igenom luft och sårsekret.

Användning För aktiv upprepning i sårhål, där produkten kan kombineras med sårgele, exempelvis Purilon. Ligasano ska ligga an mot sårytan. Kan också användas mellan tår, under bröst och i ljumskar för att förebygga svampangrepp eller i samband med behandling av detta.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12788	rulle 3 meter, 0,3x5 cm	-	46,34	1 st



SKUMFÖRBAND – PolyMem (PartnerMed)

Innehåll Polyuretanskum innehållande majsstärkelse, glycerin och faktor F68.

Egenskaper Upprensande och läkningsstimulerande effekt av att F-68 är upprensande, glycerin är fuktighetsbevarande och stärkelsen är absorberande.

Användning Till alla typer av sår, exempelvis tryck-, ben- och diabetessår.

PolyMem Standard Non-Adhesive

Utan vidhäftande yta för måttligt vätskande sår.


RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
22651	5x5 cm	-	10,10	20 st
22652	8x8 cm	-	24,53	15 st
20829	10x10 cm	-	37,16	15 st
22653	13x13 cm	-	56,95	15 st
22654	17x19 cm	-	60,41	15 st



PolyMem Film Adhesive

Filmförband med god vidhäftande förmåga för måttligt vätskande sår.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20830	10x12,5 cm, oval	-	50,42	15 st



PolyMem Border Silikon

Borderförband med skonsam vidhäftning för måttligt vätskande sår.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29965	5,0x7,6 cm, dyna 2,5x5,0 cm	-	21,99	10 st
29966	8,8x12,7 cm, dyna 5x7,6 cm	-	52,83	5 st
29967	16,5x21 cm, dyna 10x14,6 cm, oval	-	126,79	5 st



PolyMem Film Border

Filmförband med god vidhäftning för rikligt vätskande sår.


RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
22656	5x5 cm filmfixering, dyna 2,5x2,5 cm	-	8,46	20 st
22657	13,5x13,5 cm filmfixering, dyna 9x9 cm, kraftig	-	97,19	15 st



PolyMem MAX Non-Adhesive

Utan vidhäftande yta för rikligt vätskande sår.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
22655	11x11 cm, kraftig	-	70,51	10 st
27310	20x20 cm, kraftig	-	324,61	5 st



PolyMem WIC

Utan spärrskikt och avsedd för cavitete. Hanterar rikligt med sårvätska. Fyll 2/3 av kaviteten utifrån att förbandet expanderar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20828	8x8 cm	-	26,98	10 st



Geler och gelbildande förband

SÅRGEL, FUKTGIVANDE – Purilon (Coloplast)

Innehåll Vatten, alginat och CMC (karboxymetylcellulosa).

Egenskaper Återfuktar och mjukar upp nekrotisk vävnad, skapar fuktig sårmiljö, absorberar död vävnad och sårsekret. Reducerar sårsmärta.

Användning Till sår med gul eller svart nekros. Till smärtsamma/sparsamt vätskande rena sår. Appliceras med minst 5 mm tjockt lager. Täck med icke vidhäftande kompress eller med polyuretanskumförband beroende på sekretionsmängd.

Ersätter IntraSite Gel.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
22130	8 g, för engångsbruk	-	14,31	10 st



GELKOMPRESS – IntraSite Conformable (Smith&Nephew)

Innehåll Nonwovenväv impregnerad med IntraSite Gel.

Egenskaper Återfuktar och mjukar upp nekrotisk vävnad, skapar fuktig sårmiljö, absorberar död vävnad och sårsekret.

Användning För behandling av kroniska sår, helt eller delvis täckta med gul eller svart nekros. Till smärtsamma, sparsamt vätskande rena sår. Speciellt vid djupa eller underminerade kavitetssår såsom trycksår, eller vid öppna kirurgiska sår som ska sekundärläka. Applicera förbandet "luftigt" och täck med en icke vidhäftande kompress, exempelvis Vitri Sårdyna.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16763	10x10 cm	-	22,43	10 st
16765	10x20 cm	-	31,56	10 st



GELBILDANDE FÖRBAND – Melgisorb Plus (Mölnlycke)

Innehåll Kalciumalginatfibrer.

Egenskaper Hanterar rikligt med sårsekret. Bibehåller en fuktig sårmiljö och minskar risk för maceration av kringliggande vävnad. Reducerar sårsmärta.

Användning Avsett för måttligt till rikligt vätskande sår, ej lämpligt för torra sår. Täck och fixera med exempelvis ett polyuretanskums Border förband. Täck med icke vidhäftande kompress, exempelvis ViTri Sårdyna eller med polyuretanskumförband beroende på sekretionsmängd.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12744	5x5 cm	-	5,18	10 st
7677	10x10 cm	-	13,23	10 st
8093	10x20 cm	-	20,64	10 st
25033	2x30 cm	-	20,41	5 st



GELBILDANDE FÖRBAND – AQUACEL OCH AQUACEL Extra (ConvaTec)

Innehåll Hydrofiber (natriumkarboxymetylcellulosa).

Egenskaper Absorberar stora mängder vätska snabbt och materialet omvandlas till en sammanhängande gel. Sårvätskan binds i fibrerna och kvarhålls även vid kompressionsbehandling. Även bakterier binds i fibrerna. Förbandet sprider inte vätskan vidare, vilket förhindrar maceration av hud och sårkanter.

Användning Till sår med djup kavitet. Täck med sårfilm eller icke vidhäftande kompress.

AQUACEL

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
14240	AQUACEL, 2x45 cm	-	30,90	5 st

AQUACEL Extra

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27123	AQUACEL Extra, 5x5 cm	-	12,50	10 st
27124	AQUACEL Extra, 10x10 cm	-	34,00	10 st
27125	AQUACEL Extra, 15x15 cm	-	74,50	5 st



GELBILDANDE FÖRBAND – Exufiber (Mölnlycke)

Innehåll Polyvinylalkoholfibrer (PVA).

Egenskaper Absorberar stora mängder vätska snabbt och materialet omvandlas till en sammanhängande gel. Sårvätskan binds i fibrerna och hålls kvar även vid kompressionsbehandling. Förbandet sprider inte vätskan vidare, vilket förhindrar maceration av hud och sårkanter. Exufiber absorberar och hanterar sårvätska, blod och bakterier tack vare mycket god retentionskapacitet.

Användning Till sår som vätskar mycket eller blöder. Sekundärläkande kirurgiska sår. Förbandet kan klippas till efter sårets form. Täck med sårfilm eller icke vidhäftande kompress.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25829	5x5 cm	-	10,80	10 st
25830	10x10 cm	-	20,66	10 st
25831	15x15 cm	-	41,57	10 st
26809	4,5x10 cm	-	17,78	10 st
26810	4,5x20 cm	-	20,40	10 st
26811	4,5x30 cm	-	31,22	10 st



Absorberande kombinationsförband

KOMBINATIONSFÖRBAND – Tegaderm Absorbent (3M)

Innehåll Absorberande akrylatpolymer mellan två lager Tegaderm.

Egenskaper Häftande, transparent och absorberande förband som ger möjlighet att inspektera sår, sårsekret och huden runt såret utan att lyfta på förbandet. Ska inte klippas. Förbandet är duschbart.

Användning Som primärförband vid lätt till måttligt vätskande sår, som trycksår kategori 2-3, tagställen, brännskador samt ytliga traumasår och hudflikar. Som sekundärförband över andra förband, exempelvis alginat. Den absorberande delen av förbandet bör gå 1 cm utanför sårkanter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18555	fyrkantigt, 14,9x15,2 cm	-	59,39	10 st
18557	fyrkantigt, 20x20,3 cm	-	98,80	10 st
18553	ovalt, 7,6x9,5 cm	-	25,25	10 st
18554	ovalt, 11x12,7 cm	-	39,00	10 st



Bakterieabsorberande förband

BAKTERIEADSORBERANDE FÖRBAND – Sorbact (Abigo)

Innehåll Acetat- och bomullsväv, impregnerad med en fettsyraester och färgad grön.

Egenskaper Sorbact bygger på principen "hydrofob interaktion", d v s att två hydrofoba (vattenavstötande) ytor binds till varandra vid direkt kontakt och med hjälp av den omgivande vätskan. De flesta patogena bakterier har en hydrofob cellyta, grampositiva såväl som gramnegativa bakterier, samt jästsvamp (candia albicans).

Användning Som infektionsprofylax till rena sår och vid misstanke om kolonisering/infektion. Sorbacts gröna, hydrofoba yta måste ligga i direkt kontakt med sårytan för att bakterier och svamp ska kunna bindas till produkten.

Feta produkter, exempelvis salvor, förtar den hydrofoba effekten och ska inte användas med Sorbact.

Sorbact Compress

Ikke vidhäftande sårkontaktlager som appliceras över hela sårytan.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
8218	kompress 4x6 cm	-	5,03	40 st
7869	kompress 7x9 cm	-	8,87	40 st



Sorbact Gelkompress

Ikke vidhäftande sårkontaktlager som används för torra till lätt vätskande sår. Ska täcka och ha kontakt med sårytan.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
19164	gelkompress 7,5x7,5 cm	-	26,62	10 st
19165	gelkompress 7,5x15 cm	-	47,77	10 st



Sorbact Ribbon Gauze

Tamponad avsedd för sårhål/or/kaviteter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20787	tamponad 1x50 cm	-	13,79	10 st
7810	tamponad 2x50 st	-	13,96	10 st
7640	tamponad 5x200 cm	-	25,14	10 st
19260	tamponad 10x200 cm	-	39,46	10 st



Sorbact Foam Dressing

Polyuretanskumförband med Sorbact och ikke vidhäftande sårkontaktyta.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24103	skumförband 10x10 cm	-	20,89	10 st
24104	skumförband 10x20 cm	-	52,76	10 st
24105	skumförband 15x15 cm	-	52,97	10 st



Cutimed Siltec Sorbact B

Polyuretanskumförband med skonsamt vidhäftande kant och ikke vidhäftande sårkontaktyta.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26346	skumförband 7,5x7,5 cm	-	32,22	10 st
26347	skumförband 10x10 cm	-	56,89	10 st
26348	skumförband 15x15 cm	-	56,89	10 st



Sorbact Surgical Dressing

Semipermeabel polyuretanfilm med god vidhäftning. Duschbart förband som absorberar och håller kvar sårvätska från lätt vätskande sår.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24957	kirurgiskt förband 5x7,2 cm	-	2,28	100 st
24958	kirurgiskt förband 8x10 cm	-	5,40	20 st
24959	kirurgiskt förband 8x15 cm	-	6,90	20 st
24960	kirurgiskt förband 10x20 cm	-	9,66	20 st
24961	kirurgiskt förband 10x25 cm	-	12,25	20 st
24962	kirurgiskt förband 10x30 cm	-	15,52	20 st
24963	kirurgiskt förband 10x35 cm	-	16,74	20 st



Sorbact Absorption Dressing

Absorbtionsförband med icke vidhäftande sårkontaktlager.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18561	7x9 cm	-	12,96	20 st
18562	10x10 cm	-	19,29	10 st
24956	10x20 cm	-	31,22	10 st



Sorbact Superabsorbent

Superabsorbent med icke vidhäftande sårkontaktyta.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27649	10x10 cm	-	40,00	10 st
27650	10x20 cm	-	69,35	10 st
27651	20x20 cm	-	113,35	10 st
27652	20x30 cm	-	154,70	10 st



Kolförband

KOLFÖRBAND UTAN SPÄRR – Actisorb Plus 25 (Mediq)

Innehåll Kolduk, impregnerad med rent silver, hölje av spunnen nylon utan spärrskikt.

Egenskaper Ett kombinationsförband med kol och silver. Kolet adsorberar bakterier och luktmolekyler. Silvermängd 0,025 mg/cm².

Användning Används som primärförband till såväl ytliga som djupa sår. Förbandet ska täcka hela såret. Klipp inte i förbandet!. Det är inte skadligt om Actisorb ligger på frisk hud. Valfri sida mot såret. Täck med ett absorberande förband.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16759	6,5x9,5 cm	-	14,77	10 st
16760	10,5x10,5 cm	-	29,64	10 st
16761	10,5x19 cm	-	41,63	10 st



KOLFÖRBAND MED SPÄRR – Vliwaktiv (Lohmann&Rauscher)

Innehåll Absorberande förband med aktivt kol och spärrskikt.

Egenskaper Ett allti-ett förband som absorberar både lukt och vätska.

Användning Illaluktande, vätskande, infekterande sår. Används som primärförband vid ytliga sår eller som täckförband över sårutfyllare/kavitetsförband. Fixeras med häfta eller engångsbinda, Täck såret helt för bästa effekt. Välj storlek med 3 cm marginal utanför sårkanten. Klipp inte i förbandet!

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20859	10x10 cm	-	27,03	20 st
20860	10x20 cm	-	34,61	20 st



KOLFÖRBAND – Zorflex (NavaMedic)

Innehåll Viskosryon, aktivt kol.

Egenskaper Antimikrobiellt förband som adsorberar bakterier och lukt.

Observera! Zorflex luckras lätt upp/faller isär. Därför viktigt att försäkra sig om att samtliga delar av förbandet följer med när förbandet ska bytas.

Användning Till infekterade och illaluktande sår. Ett tunt och smidigt förband som går att klippa i och är lätt att forma och anpassa utifrån behov.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
28072	10x10 cm	-	39,50	10 st
28073	10x20 cm	-	62,50	10 st



Silverförband

Indikationsområdena för silverförband kan vara;

- svårläkta sår där misstanke finns om bakteriell pålagring som genes/bidragande orsak,
- vid hög infektionsrisk, exempelvis sår hos immunosupprimerad patient, vid exposition av djupa vävnadsstrukturer med mera,
- sår hos patient med tidigare känd, återkommande infektionsproblematik,
- utbredda brännskador.

Silverbehandling av svårläkta sår

Väl utförda jämförande studier är begränsade och flertalet har inte kunna visa utfall avseende sårhäkning, läkningstid, antal infektionsepisoder respektive antibiotikaförbrukning. Däremot finns ett relativt stort antal öppna fallstudier och enstaka jämförande studier som stödjer kortare tids lokalbehandling med silver (2-4 veckor). Den största erfarenheten finns inom området brännskador där silver använts under längre tid.

Lokal silverbehandling kan övervägas på svårläkta vätskande sår med infektionstecken eller sår med fördröjd läkning med hög/återkommande infektionsrisk. Silver är inget alternativ till antibiotika vid behandling av djup eller systemisk infektion. Behandlingstiden ska hållas kort. Efter 2-4 veckor bör effekten av behandlingen utvärderas och indikationen omvärderas innan den eventuellt förlängs. Behandlingen bör ordinerars av läkare eller i samarbete med specialistmottagning.

SILVERFÖRBAND, SKUM – Mepilex Ag och Mepilex Border Ag (Mölnlycke)

Innehåll Polyuretanskum för silversulfat. Täckt med semipermeabel polyuretanfilm på ena sidan och mjuk silikon på den andra. Silvermängd 1,2 mg/cm².

Egenskaper Ett antibakteriellt förband med god absorptionskapacitet. Kan kombineras med kompressionsbandage.

Användning Se indikationer ovan. Förbandet finns både med och utan häftande kant. Välj en storlek som går minst 2 cm utanför sårkanten. Kan klippas vid behov.

Mepilex Ag

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
17669	10x10 cm	-	57,29	5 st
17788	10x20 cm	-	99,81	5 st
17670	15x15 cm	-	101,43	5 st
18906	20x20 cm	-	224,91	5 st

Mepilex Border Ag

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20810	10x10 cm	-	57,35	5 st



SILVERFÖRBAND, GELBILDANDE – AQUACEL Ag+ Extra (ConvaTec)

Innehåll Hydrofiber (natriumcarboxymetylcellulosa) med 0,1 mg/cm² silverjoner.

Egenskaper Hög absorptionsförmåga. Binder in sårvätska, bakterier och biofilm för att minska risken för smittspridning och förhindra maceration, Ag+ löser upp och bryter ner biofilm, exponerar bakterier, dödar ett brett spektrum av bakterier med sitt innehåll av silver samt förhindrar återbildning av biofilm.

Användning Se indikationer på sidan 16.

Applicera AQUACEL Ag+ Extra med minst 1 cm marginal utanför sårkanten för att underlätta avlägsnandet. Vid djupa sår, täck sårytan med AQUACEL Ag+ Extra och fyll sedan sårhålan till 80 procent med AQUACEL eller annan absorberande kompress. Lämna en bit av förbandet utanför såret för att underlätta avlägsnandet. Välj täckförband efter hur mycket såret vätskar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
17676	5x5 cm	-	19,36	10 st
17677	10x10 cm	-	58,05	10 st
17678	15x15 cm	-	73,15	5 st
17682	2x45 cm	-	71,14	5 st



SILVERFÖRBAND, TUNT – Acticoat Flex (Smith&Nephew)

Innehåll Nonwovenkompress omgiven av polyetylenät med nanokristallint silver. Silvermängd 3,84-1,34 respektive 1,26-2,01 mg/cm².

Egenskaper Frisläpper silverjoner kontinuerligt och ger en hög silverjonkoncentration både i sårbedden och i förbandet.

Användning Se indikationer sidan 16.

Valfri sida mot såret. Kan klippas vid behov. Täck med ytterförband som kan hantera överflödigt vätska samt skapa fuktig sårmiljö. Vid sparsamt/torra sår fukta förbandet med sterilt vatten (observera ej NaCl då det bildar Silvernitrat).

Acticoat Flex 3

Silverförband verksamt i 3 dagar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24964	5x5 cm	-	29,34	5 st
24965	10x10 cm	-	77,18	12 st
24966	10x20 cm	-	124,41	12 st



Acticoat Flex 7

Silverförband verksamt i 7 dagar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
17666	5x5 cm	-	49,20	5 st
17667	10x12 cm	-	181,60	5 st



Honungsförband

HONUNGSFÖRBAND – Activon, Algivon Plus och Actilite (Sylak)

Innehåll Renad och steriliserad Manukahonung från Nya Zeeland.

Egenskaper Debriderar och rensar upp rena sår, minskar odör och skapar en fuktig sårhelingsmiljö.

Användning Till granulerande, rena eller nekrotiska sår, exempelvis bensår, trycksår, illaluktande/maligna sår. Täck med något absorberande förband beroende på exudatmängd. Förvaring i rumstemperatur. Tuben kan användas i upp till 90 dagar till samma patient.

Activon Tulle

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25833	kompress 5x5 cm	-	47,60	5 st
25834	kompress 10x10 cm	-	68,46	5 st

Algivon Plus

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26337	alginat, 2,5x20 cm (Ribbon)	-	22,40	5 st
26338	alginat, 5x5 cm	-	11,90	5 st
26339	alginat, 10x10 cm	-	63,25	5 st

Activon Tube

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25835	sårsalva 25 g	-	61,20	12 st

Actilite

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26342	viskosnät 5x5 cm	-	10,00	10 st
26340	viskosnät 10x10 cm	-	16,80	10 st
26341	viskosnät 10x20 cm	-	19,12	10 st



Jodförband

JODKOMPRESS OCH JODSALVA – Iodosorb (Smith&Nephew)

Innehåll Kompress: jod-stärkelse-blandning mellan två lager av polyesterväv. Salva: mörkbrun salva som består av cadexomer, mikrokulor av modifierad stärkelse.

Egenskaper Upprensande och antimikrobiell effekt samt reducerar dålig lukt.

Användning Rena, vätskande sår och infekterade sår. Kompressen klipps i sårets storlek (kompressväven kan tas bort om så önskas). Täck med torr kompress. Försiktighet vid tyroideaanarnes.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
19083	kompress 5 g	-	64,80	5 st
19084	kompress 10 g	-	68,32	5 st
27692	salva 10 g	-	85,00	4 st



Polyhexanidförband

POLYHEXANIDFÖRBAND – Suprasorb X+PHMB (Lohmann&Rauscher)

Innehåll Cellulosaförband med 0,3 procent PHMB.

Egenskaper Lätt genomskinlig kompress som både kan avge och absorbera fukt. PHMB avdödar både bakterier och svamp.

Användning Till kritiska, koloniserade och infekterade sår som är torra och lätt till måttligt vätskande, ytliga eller djupa.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26331	2x21 cm, tamponad	-	55,70	5 st
26332	5x5 cm	-	22,28	5 st
26333	9x9 cm	-	87,30	5 st
26334	14x20 cm	-	124,90	5 st



Kollagent förband

KOLLAGENT FÖRBAND – Suprasorb C (Lohmann&Rauscher)

Innehåll Naturligt kollagen i porös struktur.

Egenskaper Accelererar sårhäkningsprocessen genom att stimulera hemostasen och verka upprensande på såret samt sätta fart på syntesen av kollagen och fibroblastaktiviteten. Har mycket goda absorberande egenskaper och kan absorbera stora mängder sårsekret, nekrotisk vävnad, bakterier och fibrin. Förband resorberas i vätskande sår.

Användning Till sår som har avstannad/fördrojd läkning och till andra sårtyper där man vill stimulera och påskynda läkningsprocessen. Förbandet kan klippas och formas i caviteter. Täck med exempelvis en icke vidhäftande kompress.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18591	4x6 cm	-	32,50	5 st
18592	6x8 cm	-	115,92	5 st
18593	8x12 cm	-	151,25	5 st



Förband till ärrbehandling

FÖRBAND FÖR ÄRRBEHANDLING – Mepiform (Mölnlycke)

Hudfärgat, tunt förband för behandling av hypertrofiska ärr. Även som profylaktisk behandling.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
22129	4x30 cm	-	69,00	5 st
18907	5x7,5 cm	-	32,55	5 st
14888	10x18 cm	-	33,00	5 st



Absorptionsförband

ABSORPTIONSFÖRBAND, KONVENTIONELLT – evercare (OneMed)

Absorberande cellulosafluff med överdrag av mjuk nonwoven och ett blått spärrskikt.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12785	höggradigt rent, 10x10 cm	-	0,32	10 st
8252	höggradigt rent, 10x20 cm	-	0,43	10 st
12786	höggradigt rent, 15x20 cm	-	0,69	5 st
8256	höggradigt rent, 20x30 cm	-	1,17	5 st
124	sterilt, 10x10 cm	-	0,49	50 st
682	sterilt, 10x20 cm	-	0,67	35 st
8309	sterilt, 10x30 cm	-	1,20	25 st
24	sterilt, 15x20 cm	-	1,04	25 st
25	sterilt, 20x30 cm	-	1,50	20 st
12784	sterilt, 20x40 cm	-	2,09	10 st



ABSORPTIONSFÖRBAND, KRAFTIGT – Dry Max Soft (Absorbest)

Egenskaper Superabsorberande förband med sårkontaktlager av polypropylen och en absorberande kärna av natriumpolyakrylat, viskos och polyester.

Användning För vätskande sår. Kan användas vid kompressionsbehandling. Kan användas med valfri sida mot såret. Får EJ klippas! Fixeras med binda, häfta eller sårfilm.

Ersätter Sorbion Sachet S.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20845	7,5x7,5 cm	-	12,53	10 st
18559	10x10 cm	-	17,12	10 st
18560	10x20 cm	-	24,93	10 st
24967	20x20 cm	-	80,60	10 st
24968	20x30 cm	-	145,38	10 st
27323	37x56 cm	25864	230,00	10 st



ABSORPTIONSFÖRBAND, KRAFTIGT – Vliwasorb Pro (Lohmann&Rauscher)

Egenskaper Treskiktst förband med mjuk polyetenyta mot såret. Absorberande dyna med cellulosa och superabsorbenter samt spärrskikt (blått) av polypropylen.

Användning För kraftigt vätskande sår, trycksår, fistlar, brännskador och nekrotiska sår. Kan användas vid kompressionsbehandling. Får EJ klippas eller vikas! Fixeras med binda, häfta eller sårfilm.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26804	10x10 cm, dyna 6x6 cm	-	8,37	10 st
26805	12,5x12,5 cm, dyna 8,5x8,5 cm	-	9,56	10 st
26806	12,5x22,5 cm, dyna 8,5x18,5 cm	-	13,15	10 st
26807	22x22 cm, dyna 18x18 cm	-	17,93	10 st
26808	22x32 cm, dyna 18x28 cm	-	26,29	10 st



ABSORPTIONSFÖRBAND, HÄFTANDE KANT – Mepilex Border Post-Op (Mölnlycke)

Egenskaper Superabsorberande fibrer med ytbeläggning av silikon och spärrskikt av polyuretan.

Användning Till postoperativa och traumatiska sår. Hög absorptionsgrad och formbarhet. Breda transparenta kanter förenklar inspektion av sårområdet. Duschbart.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25496	6x8 cm	-	33,00	10 st
25495	9x10 cm	-	51,00	10 st
24969	10x15 cm	-	58,05	10 st
24970	10x20 cm	-	74,20	10 st
24971	10x25 cm	-	79,50	10 st
24972	10x30 cm	-	80,00	10 st
26349	10x35 cm	-	80,75	5 st



ABSORPTIONSFÖRBAND, HÄFTANDE KANT – Opsite Post-Op Visible

(Smith&Nephew)

Egenskaper Nätformad dyna av polyuretanskum täckt av semipermeabel sårfilm.

Användning Till lätt/måttligt vätskande sår. Absorberar sårsekret och möjliggör samtidigt inspektion av sår/sårkanter. Ångpermeabelt och duschbart

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25868	10x15 cm	-	22,10	20 st
25869	10x20 cm	-	31,65	20 st
25870	10x25 cm	-	32,85	20 st
25871	10x30 cm	-	32,85	20 st
25872	10x35 cm	-	53,35	20 st



ABSORPTIONSFÖRBAND MED FILM – Sårfilm med dyna (ViTri)

Steril absorptionsdyna täckt med semipermeabel sårfilm. Förbandet är duschbart.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
13180	5x7 cm	-	0,76	100 st
17187	6x10 cm	-	1,07	50 st
12814	9x10 cm	-	1,34	50 st
13089	9x15 cm	-	2,35	50 st
13181	10x20 cm	-	2,64	50 st
7047	10x25 cm	-	3,53	50 st
13182	10x35 cm	-	5,40	50 st



Sårfilm

SÅRFILM – evercare (OneMed)

Innehåll Polyuretanfilm, akrylatbaserat häftämne.

Egenskaper Transparent, semipermeabel film som släpper igenom luft och fukt men är bakterie- och vattentätt.

Användning Sårbehandling vid brännskador grad 1-2, skav- och skrubbsår. Täckförband till exempelvis alginater, geler, förband av hydrofiber. Främst avsett att användas på rena sår. Filmen appliceras på ren och torr hud utan att sträckas. Vid borttagande, sträck filmen parallellt med huden och lyft försiktigt av den. Förbandet är duschbart.

Ersätter Tegaderm Film (3M).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27324	4x5 cm	16530	1,02	100 st
27325	6x7 cm	7427	1,05	50 st
27326	10x12 cm	7165	1,52	25 st
27327	10x25 cm	22037	5,06	25 st
27328	15x20 cm	22038	6,53	25 st
27329	20x30 cm	22039	11,94	10 st



SÅRFILM – Tegaderm HP (3M)

Polyuretanfilm, akrylbaserat häftämne.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
15492	10x12 cm	-	5,44	50 st



SÅRFILM – Opsite Flexifix (Smith&Nephew)

Polyuretanfilm, akrylbaserat häftämne. Rulle 10 meter.

Ersätter Hydrofilm (HARTMANN-ScandiCare).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12812	5 cm	-	58,78	1 st
12813	10 cm	-	105,48	1 st
15454	15 cm	-	168,27	1 st



SÅRFILM – Opsite Flexigrid (Smith&Nephew)

Självhäftande sårfilm. Häftmassa av akryl, vatten och bakterietät. Används till ytliga trycksår, profylax mot trycksår, mindre bränn- och skållskador, skrubbsår, postoperativt förband, hudskydd runt stomier, på tag-ställen efter transplantation, täckförband över sårgel e t c, smärtsam diabetesneuropati.

Ersätter Tegaderm HP 9548HP (3M).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
28504	15x20 cm	16792	10,35	10 st



SÅRFILM MED SILIKON – Mepitel Film (Mölnlycke)

För känslig hud. Polyuretanfilm, safetac-teknologi.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24974	6x7 cm	-	16,00	10 st
24975	10x12 cm	-	43,20	10 st
24976	10x25 cm	-	67,50	10 st
24977	15x20 cm	-	71,30	10 st



SÅRFILM MED GELRESERVOAR – XTRATA (PartnerMed)

För känslig hud. Polyuretanfilm, stratagel-teknologi. Rulle 10 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24978	5 cm	-	130,96	1 st
24979	10 cm	-	135,20	1 st
24980	15 cm	-	282,80	1 st



Venkateterförband

VENKATETERFÖRBAND – Op-Site IV3000 (Smith&Nephew)

Sterilt.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18565	slitsat, 9x12 cm, för CVK	-	4,14	50 st
17924	slitsat, 11x14 cm, för Piccline	-	8,08	25 st
18910	rektangulärt, 10x14 cm, för EDK	-	3,87	50 st



VENKATETERFÖRBAND – Tegaderm (3M)

Fixeringsförband av polyuretanfilm.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
22046	Tegaderm 1610IV, 5x6,5 cm, för barn	-	3,50	100 st
22047	Tegaderm 1633IV, 7x8 cm, för PVK	-	1,50	100 st
26092	Tegaderm IV Advanced 1681, 7x8 cm, för PVK	-	7,04	100 st
26093	Tegaderm IV Advanced 1685, 8,5x11,5 cm, för CVK	-	16,43	50 st
27136	Tegaderm IV Advanced 1688, 10x12 cm	18536	5,46	50 st
26812	Tegaderm IV CHG, 8,5x11,5 cm (dyna 3x4 cm) för CVK/CDK/Piccline	-	77,58	25 st



FIXERINGSFÖRBAND – StatLock (Bard)

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20790	StatLock CV Plus	-	40,25	25 st
20791	StatLock PICC Plus	-	33,33	50 st



FIXERINGSFÖRBAND – Skaterfix (Argon)

För att säkra dränage, katetrar och slangar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
30022	small, CH5-15	24983	54,75	25 st



FIXERINGSFÖRBAND – Drain-Guard (KeboMed)

För perkutana katetrar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
17232	för kateter CH5-14	-	27,00	25 st



Suturtejper

SUTURTEJP (Mediplast)

Förstärkt, vit suturtejp.

Ersätter Steri-Strip R (3M).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
2154	3x75 mm, 5-pack	-	0,32	250 st
3074	6x38 mm, 6-pack	-	0,29	300 st
2156	6x75 mm, 3-pack	-	0,39	150 st
2007	6x100 mm, 10-pack	-	0,39	500 st
27330	12x50 mm, 3-pack	16185,14216	0,45	300 st
2005	12x100 mm, 6-pack	-	0,48	300 st
27331	25x125 mm, 4-pack	7643	2,05	100 st



SUTURTEJP – Steri-Strip B (3M)

Hudfärgad suturtejp.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
14213	6x75 mm, 3-pack	-	0,44	150 st
14217	12x101 mm, 6-pack	-	0,58	300 st



SUTURTEJP – Steri-Strip E (3M)

Elastisk, hudfärgad suturtejp.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18568	6x38 mm, 6-pack	-	0,56	300 st



SUTURTEJP – Omnistrip (HARTMANN-ScandiCare)

Hypoallergen suturtejp av hudfärgat non-wovenmaterial med polyakrylathäftmassa och rundade hörn. Extremt genomsläpplig för luft och vattenånga, vilket förhindrar maceration. Sitter säkert och kan tas bort utan smärta och utan att lämna klisterrester. Absorberar inte röntgenstrålar. Temperaturbeständig och hållbar.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27611	3x76 mm, 5-pack	-	0,38	250 st
29802	6x76 mm, elastisk, 3-pack	18569	0,74	150 st
27612	6x101 mm, 10-pack	-	0,45	500 st



SUTURTEJP – Leukostrip (Smith&Nephew)

Hudvänligt suturtejp för smärtlös sårsläkning. Elastiskt polyamidmaterial, som töjer sig och formar sig efter sårödemet, för att återta sin ursprungliga längd när ödemet går tillbaka. Luft- och sekretgenomsläppligt - förhindrar maceration. Hypoallergen häftmassa med god häftförmåga, även under lång tid. Bärarmaterial polyamid, häftmassa polyakrylat. Sterilt.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27613	4x76 mm, 4-pack	-	0,49	200 st



Tejper och häftor

FIXERINGSTEJP – Omnifix (HARTMANN-Scandicare)

Elastisk fixeringstejp med skyddspapper. Rulle 10 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20836	2,5 cm	-	5,82	2 st
3424	5 cm	-	10,75	1 st
171	10 cm	-	25,94	1 st
172	15 cm	-	36,00	1 st
173	20 cm	-	58,80	1 st



FIXERINGSTEJP – Medipore H (3M)

Elastisk fixeringstejp utan skyddspapper. Perforerad var femte cm. Rulle 9 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
21949	2,5 cm	-	11,38	2 st
21950	5 cm	-	13,10	1 st
21951	10 cm	-	20,00	1 st
21952	15 cm	-	41,86	1 st
21953	20 cm	-	83,90	1 st



HÄFTA AV NONWOVEN – Micropore (3M)

Häfta av nonwoven. Rulle 9 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
21709	vit, 1,25 cm	-	2,04	24 st
21710	vit, 2,5 cm	-	2,63	12 st
21711	vit, 5 cm	-	5,78	6 st
21706	beige, 1,25 cm	-	2,25	24 st
21707	beige, 2,5 cm	-	2,92	12 st
21708	beige, 5 cm	-	5,78	6 st



HÄFTA AV NONWOVEN – Transpore White (3M)

Häfta av perforerad nonwoven. Rulle 9,1 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20785	vit, 1,25 cm	-	4,80	24 st
20786	vit, 2,5 cm	-	5,49	12 st



HÄFTA AV KONSTSIDEN – Durapore (3M)

Häfta av konstsidan. Rulle 9 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
21712	vit, 1,25 cm	-	3,72	24 st
21713	vit, 2,5 cm	-	5,40	12 st
21714	vit, 5 cm	-	19,38	6 st



HÄFTA AV TEXTILVÄV – Omniplast (HARTMANN-ScandiCare)

Kraftig häfta av textilväv. Rivbar. Rulle 9 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26078	beige, 1,25 cm	-	8,64	24 st
26157	beige, 2,5 cm	-	9,37	12 st



HÄFTA AV TEXTILVÄV – Tensoplast (Essity)

Elastisk häfta av textilväv. Rulle 4,5 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
349	2,5 cm, innehåller latex	-	13,46	1 st



HÄFTA AV SILIKON – Xericut (ViTri)

Häfta av beige polyuretanfilm och mjuk silikon. Kan användas för skonsam fixering av förband/sonder och slangar. Rulle 1,5 och 3 meter. Perforerad var femte cm.

Ersätter Mepitac.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27332	rulle 3,0 meter, 2 cm	20811	80,01	12 st
27333	rulle 1,5 meter, 4 cm	20813	80,01	12 st



HÄFTA AV SILIKON – Kind Removal Silkcone Tape (3M)

Häfta av ljusblå, rivbar nonwoven och mjuk silikon. Rulle 5 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24985	2,5 cm	-	45,68	12 st
24986	5 cm	-	87,09	6 st



Stöd- och fixeringsbindor

OELASTISK BINDA – GEKA (Lohmann&Rauscher)

Gasbinda av 100 % bomull. Rulle 4 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29780	6 cm	28556	0,89	20 st
29781	8 cm	28557	0,89	20 st
29782	10 cm	28558	0,89	20 st



ELASTISK BINDA – evercare Selexif (OneMed)

Gasbinda av 100 % polyester. Rulle 4 meter. Steril=styckförpackad.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
11752	osteril, 4 cm	-	0,54	20 st
317	osteril, 6 cm	-	0,70	20 st
318	osteril, 8 cm	-	0,96	20 st
320	osteril, 10 cm	-	0,99	20 st
16814	steril, 4 cm	-	0,75	25 st
16728	steril, 6 cm	-	0,93	25 st
16729	steril, 8 cm	-	0,97	25 st
16730	steril, 10 cm	-	1,19	25 st



ELASTISK BINDA – Universalbinda (ViTri)

Elastisk binda av bomull/polyamid/polyuretan. Rulle 4 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20837	4 cm	-	1,30	10 st
12746	6 cm	-	1,53	10 st
12747	8 cm	-	1,77	10 st
12748	10 cm	-	2,13	10 st
12749	12 cm	-	3,80	10 st
12750	15 cm	-	4,69	10 st



ELASTISK BINDA – evercare Ideal (OneMed)

Elastisk binda av 100 % bomull. Rulle 4 meter. Steril=styckförpackad.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
120	osteril, 6 cm	-	4,66	10 st
2120	osteril, 8 cm	-	5,75	10 st
121	osteril, 10 cm	-	6,69	10 st
122	osteril, 12 cm	-	8,14	10 st
123	osteril, 15 cm	-	9,74	10 st
16737	steril, 6 cm	-	5,48	20 st
16738	steril, 8 cm	-	6,56	20 st
16739	steril, 10 cm	-	7,88	20 st
16740	steril, 12 cm	-	10,09	20 st
20820	steril, 15 cm	-	15,32	20 st



ELASTISK BINDA – Bastos Viegas (CODAN)

Elastisk, kräppad binda av 100 % bomull. Rulle 4 meter.

Ersätter Danacrepe (OneMed).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
28649	5 cm	323	1,26	10 st
28650	7 cm	324	2,73	10 st
28651	15 cm	326	9,18	10 st



ELASTISK BINDA – Solifix (ViTri)

Vit, elastisk kohesiv binda. Rulle 4 meter och 20 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20838	4 meter x 4 cm	-	2,90	10 st
18570	4 meter x 6 cm	-	3,43	10 st
18571	4 meter x 8 cm	-	3,50	10 st
18572	4 meter x 10 cm	-	5,52	10 st
6183	20 meter x 4 cm	-	11,68	1 st
4487	20 meter x 6 cm	-	15,39	1 st
4489	20 meter x 8 cm	-	16,82	1 st
340	20 meter x 10 cm	-	17,70	1 st



ELASTISK BINDA – Solifix Color (ViTri och Wernli)

Färgad, elastisk kohesiv binda. Rulle 20 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16731	blå, 20 meter x 6 cm	-	16,40	1 st
16733	blå, 20 meter x 8 cm	-	22,77	1 st
16735	blå, 20 meter x 10 cm	-	32,55	1 st
16732	röd, 20 meter x 6 cm	-	16,26	1 st
16734	röd, 20 meter x 8 cm	-	19,25	1 st
16736	röd, 20 meter x 10 cm	-	31,23	1 st



Kompressionsbindor

KORTSTRÄCKSBINDA

Den låga elasticiteten ger ett effektivt motstånd till benets muskelpump i arbete (=högst arbetstryck) samt ett lågt vilotryck och ger därmed kompression hos sängliggande, vilande patient. Kan sitta på under natten.

KOMPRESSIONSBINDA – Rosidal K (Lohmann&Rauscher)

Innehåll 100 % bomull.

Egenskaper Kortsträcksbinda med cirka 90 % elasticitet. Utsträckt längd 5 meter. Bindans låga elasticitet gör att den anpassar sig bra till benomfångets förändringar när ödemsvullnaden går tillbaka och den kan därför sitta kvar i flera dagar. Vid påtagligt ödem bör ombandagering ske.

Användning Kompressionsbehandling vid venös insufficiens och behandling av venösa bensår hos rörliga rörliga patienter, vid posttrombotiskt syndrom och eventuellt efter variceroperation.

Bindan ska lindas ganska stramt för att sitta uppe väl. För god effekt, använd två bindor, exempelvis 8 cm bredd på foten och 10 cm bredd längst underbenet.

Bindan kan återanvändas. Tvättinstruktion finns på ändkanterna.

Ersätter Pütterbinda och Comprilan S.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
2744	6 cm	-	11,50	1 st
305	8 cm	-	12,93	10 st
306	10 cm	-	13,04	10 st



KOMPRESSIONSBINDA – Porelast Superforte (Lohmann&Rauscher)

Innehåll 100 % bomull med häftmassa av polyakrylat.

Egenskaper Häftande kortsträcksbinda med cirka 85 % elasticitet. Utsträckt längd 4,5 meter. Väven är luftig och häftmassan poröst pålagd vilket gör bindan genomsläpplig för luft och vattenånga.

Användning Kompressionsbehandling vid venösa bensår. Även som stöd-, avlastnings- och kompressionsförband eller skador på muskler och leder. Bindan läggs inte direkt på huden, utan kombineras med exempelvis tubgas eller polstervadd.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
30005	6 cm	-	23,40	10 st
30003	8 cm	-	25,20	10 st
352	10 cm	-	30,00	10 st



MELLANELASTISK BINDA

Kan användas till både mobila och immobila patienter.

KOMPRESSIONSBINDA – Coban NL (3M), Självfix (ViTri)

Innehåll Polyester, neopren, isopren.

Egenskaper Tunn, mellanelastisk binda, kohesiv.

Användning Kompressionsbehandling vid exempelvis venösa bensår. Utsträckt längd 4,6 meter med undantag för 10 cm-bindan som är 6 meter. Lägg inte direkt på huden, utan kombineras med exempelvis tubgas eller polstervadd.

Coban NL

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16822	2,5 cm	-	10,20	30 st
16823	5 cm	-	14,95	36 st
16824	7,5 cm	-	16,50	24 st

Självfix

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16825	10 cm	-	23,37	18 st



POLSTERVADD

POLSTERVADD NONWOVEN – Soffban Natural (Essity)

Innehåll 100 % viskos.

Egenskaper Avrivbar och vattentålig. Rulle 2,7 meter.

Användning Under kompression.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
1733	7,5 cm	-	2,17	12 st
24802	10 cm	-	2,33	12 st
1735	15 cm	-	4,75	12 st
1736	20 cm	-	6,33	6 st



LÅNGSTRÄCKSBINDA

Högelastisk binda som ger högt vilotryck och mellanhögt arbetstryck.

Kompressionsverkan regleras genom lindningstekniken. Bindan bör, på grund av sitt höga vilotryck, tas av nattetid.

KOMPRESSIONSBINDA – Dauer F, Dauer K (Lohmann&Rauscher)

Innehåll Bomull, polyamid, elasthan.

Egenskaper Långsträcksbinda med cirka 180 % elasticitet. Utsträckt längd 7 meter.

Användning Kompressionsbinda vid trombos och vid venös insufficiens. Stöd-, avlastnings- och kompressionsförband efter skador på muskler och leder. Dauer K har en kraftigare vävstruktur.

Dauer F

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25005	8 cm	-	16,80	10 st
25006	10 cm	-	20,73	10 st
23769	12 cm	-	24,00	10 st

Dauer K

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25007	6 cm	-	24,00	10 st
25008	8 cm	-	27,90	10 st
25009	10 cm	-	34,00	10 st
25010	12 cm	-	35,70	10 st



KOMPRESSIONSBINDA – Perfekta Fein (Lohmann&Rauscher)

Innehåll 94 % bomull, 6 % elasthan.

Egenskaper Långsträcksbinda med 175 % elasticitet. Utsträckt längd 10 meter.

Användning Kompressionsförband vid trombos och vid venös insufficiens. Stöd-, avlastnings- och kompressionsförband efter skador på muskler och leder. Eftersom bindans längd är 10 meter är den särskilt lämplig på ben med stort vadomfång. Tvättinstruktion finns på ändkanterna.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16767	10 cm	-	45,00	1 st



KOMBINATIONS BANDAGE

KOMBINATIONS BANDAGE – Coban 2 och Coban 2 Lite (3M)

Innehåll Lager 1: komfortlager av laminerad polyuretanskum och Coban. Lager 2: modifierad Coban.

Egenskaper Två-lagers kompressionsystem som ger en bibehållen kompression i 7 dagar.

Användning Kompressionssystem vid diagnostiserad venös insufficiens, med eller utan sårbildning. Kompressionslagret lindas med full sträckning och de två kohesiva lindorna fäster Coban 2.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27653	Coban 2, ABP \geq 0,8	-	130,00	8 st
24989	Coban 2 Lite, ABP \geq 0,5	-	126,62	8 st



KOMBINATIONSBANDAGE – Profore Latexfri och Profore (Smith&Nephew)

Innehåll Lager 1: polstervadd av viskos. Lager 2: kräpplager av bomull. Lager 3: lätt, elastisk binda av rayonnylon och elastiska trådar. Lager 4: självhäftande, elastisk binda av rayonnylon och elastiska trådar. Bindan är belagd med latex. Vid känd latexallergi välj Profore Latexfri.

Egenskaper Mellanelastisk kompressionsbandage som skapar kvarhållen kompression upp till en vecka, med högt arbetstryck och aktivt tryck i vila. Kompressionen är graderad från 40 mmHg vid ankeln och avtar vid 17-20 mmHg under knäet. Beroende på vilken storlek som väljs, varierar innehållet i förpackningen.

Användning Kompressionssystem vid diagnostiserad venös insufficiens, med eller utan sårbildning. Mät ankelomfång för rätt storlek. Utskjutande benområden, som skenben och fotknölar, kan kräva extra polstring utöver den polsterbinda som finns i förpackningen. Alla lager ska lindas från tåbas till knäveck enligt bruksanvisningen. Profore ska inte användas vid ankelindex under 0,8.

Profore Latexfri

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18576	ankelomfång 18,25 cm	-	100,91	1 st

Profore

Innehåller latex.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
15473	ankelomfång <18 cm	-	164,08	1 st
15475	ankelomfång 25-30 cm	-	175,80	1 st
15476	ankelomfång >30 cm	-	184,95	1 st



KOMBINATIONSBANDAGE – Profore Lite (Smith&Nephew)

Innehåll Se Profore Latexfri och Profore.

Egenskaper Som Profore men med reducerat tryck till 23 mmHg vid ankeln.

Användning Vid mixad etiologi samt till diabetiker med ödem och/eller venös insufficiens. Ankelindex bör ligga på 0,6-0,8

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18574	ankelomfång 18-25 cm	-	73,30	1 st



Tubformade bandage

TUBGAS – Danatube (Mediplast)

Tubgas av oblekt bomull. Rulle 20 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
204	1,5 cm	-	15,40	1 st
205	2,5 cm	-	20,90	1 st
206	4 cm	-	23,40	1 st
207	6 cm	-	23,49	1 st
208	8 cm	-	24,90	1 st
5764	10 cm	-	25,00	1 st
209	16 cm	-	80,94	1 st



TUBNÄT – Bastos Viegas (CODAN)

Tubnät av oblekt polyamid och polyuretan. Rulle 25 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
1684	16 mm, nr 1, litet finger/tå	-	19,23	1 st
1685	18 mm, nr 2, finger/tå	-	19,28	1 st
1686	21 mm, nr 3, hand/liten fot	-	19,38	1 st
1687	24 mm, nr 4, arm/fot	-	19,94	1 st
1688	27 mm, nr 5, ben/lår	-	20,67	1 st
20804	55 mm, nr 6, huvud	-	81,58	1 st
2082	57 mm, nr 7, barnkropp	-	100,33	1 st
20805	63 mm, nr 8, vuxenkropp	-	112,20	1 st



FINGERFÖRBAND, TUBGAS – tg fingerförband (Lohmann&Rauscher)

Tubgas av viskos/bomull.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12437	nr 1	-	3,30	25 st



FINGERFÖRBAND, TUBNÄT – Carefix (Tytext)

Tubnät av polyamid/lycra/bomull/polyester.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
15481	small	-	2,47	20 st
15482	medium	-	3,99	20 st
15483	large	-	5,31	20 st



FINGERFÖRBAND, GASVÄV (Mediplast)

Utgått.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27312	3x38 cm	-	-	Utgått



FINGERFÖRBAND – Singlefix (Fra Production)

Vadderat fingerförband med knytband.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
18577	medium	-	2,61	25 st
4752	large	-	3,49	100 st



Övriga fixationsförband

BRÖSTFÖRBAND – Carefix Celia och Carefix Bianca (Tytex)

Vitt bröstförband av bomull/polyamid/lycra.

Carefix Celia

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16122	small, 75-80 cm	-	25,58	1 st
16123	medium, 80-86 cm	-	25,58	1 st
16124	large, 86-92 cm	-	26,80	1 st
16125	x-large, 92-96 cm	-	28,02	1 st
16126	xx-large, 96-106 cm	-	36,55	1 st



Carefix Bianca

Öppningsbar fram.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16745	small, 75-80 cm	-	65,20	1 st
16746	medium, 80-86 cm	-	65,20	1 st
16747	large, 86-92 cm	-	65,20	1 st
16748	x-large, 92-96 cm	-	84,44	1 st
16749	xx-large, 96-106 cm	-	84,44	1 st
20827	xxx-large, 105-130 cm	-	90,88	1 st



BRÖSTFÖRBAND – Mirabelle (NordiCare)

Vitt, stadig, framknäppt post-op-bh med justerbara breda axelband. Maskintvätt 60°C.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24994	liten	-	177,84	1 st
24995	medium	-	177,84	1 st
24997	x-large	-	177,84	1 st
24998	xx-large	-	177,84	1 st



FIXATIONSFÖRBAND – Carefix och Carefix Fronlet (Tytex)

Fixationsförband för huvud av polyamid/lycra/bomull/polyester.

Carefix

Mössa.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
15455	liten	-	7,71	10 st
7934	medium	-	7,75	10 st
12779	stor	-	8,55	10 st
20821	x-stor	-	8,64	10 st



Carefix Frontlet

Pannband.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
15456	one-size	-	10,06	10 st



FIXATIONSFÖRBAND – Carefix (Tytex)

För fixation av förband eller infusions slang.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24990	liten, arm/ben, gul rand, hål för tumme	-	2,60	15 st
24991	medium, arm/hand, blå rand, hål för tumme	-	2,67	15 st
24992	stor, arm/ben, brun rand	-	3,39	15 st
24993	x-stor, ben, grön rand	-	5,71	15 st



FIXATIONSFÖRBAND

Ett tvärelastiskt polyuretanförband som kan användas till alla typer av sår. Fäster endast mot sig självt, inte på sår eller hud.

Fixo allförband (VITri)

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27313	10x100 cm	Uni Next	20,84	1 st



Soft Next fingerförband (Snögg)

Beige.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25837	3x450 cm	-	37,15	1 st
25838	6x100 cm	-	12,13	1 st



NÄSFÖRBAND (Akla)

Av bomull. Med knytband att fästa runt öronen.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26121	one-size	-	12,85	25 st



SUSPENSOAR – Widar (NordicCare)

För högläge/avlastning vid svullnad i scrotum, postoperativ behandling, inflammation av bitestikeln med mera. Av bomull/polyamid, polyester, elastan/lycra. Maskintvätt 40°C.

Välj storlek utifrån höftmått angivet i följande tabell.

Nyhet oktober 2022. Ersätter Ehinger (Lohmann&Rasucher).

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29958	XS, 70-80 cm	1511,1512	191,25	1 st
29959	S, 81-90 cm	1513,1514	191,25	1 st
29960	M, 91-102 cm	1515,1516	191,25	1 st
29961	L, 103x113 cm	2372, 12799	191,25	1 st



MAGGÖRDEL – Verba (HARTMANN-ScandiCare)

Elastiskt stödförband. 25 cm brett, som fästes med kardborrband. Tvättbar tio gånger i 95°C med fullgod funktion.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
17521	storlek 1, 65-75 cm, svart	-	106,25	1 st
17522	storlek 2, 75-85 cm, gul	-	107,50	1 st
17523	storlek 3, 85-95 cm, grön	-	108,75	1 st
17524	storlek 4, 95-105 cm, röd	-	111,25	1 st
17525	storlek 5, 105-115 cm, blå	-	112,50	1 st



Ögonförband

ÖGONFÖRBAND – Eycopad (HARTMANN-ScandiCare)

100 % bomull med gasvävhölje.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20800	högggradigt ren, 56-70 mm	-	0,60	50 st
75	steril, 56-70 mm, liten	-	1,19	25 st
15497	steril, 70-85 mm, stor	-	1,74	25 st



ÖGONFÖRBAND – Opticlude (3M)

Häftande ögonförband för occlusiv behandling vid exempelvis skelning.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
7048	4,7x6,3 cm	-	1,06	20 st
7049	5,8x8,2 cm	-	1,22	20 st



ÖGONFÖRBAND – Pro-Ophta S (Lohmann&Rauscher)

Häftande ögonfuktkammare med transparent sköld.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
2098	liten	-	12,15	50 st
15496	stor	-	13,50	50 st



ÖGONTORKSTAV – Pro-Ophta S (Lohmann&Rauscher)

Vaddstav för torkning eller rengöring av eller i öga.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
2679	höggradigt ren	-	0,29	500 st
5012	steril	-	0,70	400 st



ÖGONLAPP (Lohmann&Rauscher)

Ögonlapp med band. Bandet innehåller latex.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12795	svart, trekantig	-	4,88	1 st



Fistel- och sårpåsar

FISTEL- OCH SÅRPÅSAR – Eakin Cohesive (M Care)

Uppsamlingspåse på häftande platta. Tömbar, klar och med klipbar platta. För bandagering av exempelvis fistel/vätskande så.

Fistel- och sårpåse

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16724	45x30 mm, 110 ml, small	-	38,12	10 st
25494	86x60 mm, 145 ml, small	-	64,17	10 st
16210	110x75 mm, 520 ml, medium	-	128,15	10 st
16211	175x110 mm, 900 ml, large	-	222,34	10 st
27315	250x80 mm, 1100 ml, midi vertikal	-	273,27	5 st



Hudskydd

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16209	10x10 cm	-	46,89	5 st
16726	10x20 cm	-	96,80	5 st
16727	ring Ø 5 cm	-	28,18	30 st
19606	tunn ring Ø 5 cm	-	27,93	30 st



FISTEL- OCH DRÄNAGEPÅSE – Urodrain (Mediplast)

Urostomipåse, tömbar, klar. Med backventil. Kopplings slang för dränagepåse.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
30717	100 ml, small	27314	41,47	20 st
30718	150 ml, medium	24999	43,73	20 st



Plåster

PLÅSTER (ViTri)

Plåster i nonwoven för fingertopp och småsår.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
768	19x40 mm	-	0,06	250 st
6664	19x72 mm	-	0,06	250 st



PLÅSTER – evercare (OneMed)

Absorptionsdyna täckt av nonwoven-väv.

Ersätter Mepore.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27335	sterilt, 5x7 cm	7714	0,28	50 st
35	osterilt, 4 cm, rulle 5 meter	-	15,08	1 st
36	osterilt, 7 cm, rulle 5 meter	-	17,06	1 st



PLÅSTER – Emo Soffix (Medcore)

Plåster i nonwoven med häftande kant runt om. Med superabsorbent.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25498	3,8x3,8 cm	-	0,45	1000 st



PLÅSTER – Nexcare Protect Strips (3M)

Hudfärgat plåster med transparent film.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16750	20 plåster i tre storlekar	-	1,20	20 st



PLÅSTER FÖR BARN – Pharmadoc

Luftgenomsläppligt, smutsavvisande plåster med olika barnmotiv.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
28211	20x70 mm, 20-pack	7412	0,20	20 st



Häftborttagningsmedel

HÄFTBORTTAGNINGSMEDEL – Welland Adhesive Remover (Axotan)

Finns som servett eller spray.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16873	servett, 1,9 ml	-	4,29	50 st
20789	spray, 50 ml	-	173,00	1 st



HÄFTBORTTAGNINGSMEDEL – KMI häftremover

Finns som servett eller spray. Baserad på rapsolja. Helt utan miljöfarliga lösningsmedel. Observera att det inte går att fästa nytt förband på huden där denna produkt använts.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26336	servett	-	5,97	15 st
26118	spray, 50 ml	-	26,00	1 st



Omlägningsset och sårrengöring

OMLÄGGNINGSSET, LITET – evercare (OneMed)

Set innehåller: 2 nonwoven-kompresser, 3 nonwoven-tork och pincett.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12752	litet set	-	2,21	25 st



OMLÄGGNINGSSET, STORT – evercare (OneMed)

Set innehåller: 8 stora tork, duk och pincett.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25898	stort set	-	5,44	30 st



SÅRRENGÖRINGSDYNA – Debrisoft Lolly och Debrisoft (Lohmann&Rauscher)

Egenskaper Stickad enkelfibrig polyestertråd. Baksida av polyakrylat.

Användning Används fuktig för mekanisk debridering av såryta och kringliggande hud.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25839	Debrisoft Lolly, 2,5 cm på pinne, totalt 16 cm	-	59,34	5 st
25001	Debrisoft, dyna 10x10 cm	-	62,35	5 st
27316	Debrisoft, dyna 13x20 cm	-	99,00	5 st



DEBRIDERINGSDUK – UCS (medi Sweden)

Innehåll Viskosduk med polymer kolloidal lösning.

Användning För mekanisk rengöring av svårläkta sår. Motverkar biofilm och infektioner. Båda sidor av duken kan användas.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26335	20x20 cm	-	21,52	10 st



SÅRTVÄTT – Bactiguard Wound Care (Bactiguard)

Innehåll Renat vatten, natriumhypoklorit och natriumklorid (<0,1%), HOCl (0,003%). Innehåller inga steroider eller läkemedel.

Indikation Sårtvätt, debriderings- och spolningslösning för akuta och kroniska sår, såsom trycksår i kategori I-IV, venösa bensår, diabetessår, operationssår samt brännskador (grad 1 och 2). Håller även såret fuktigt samt minskar dåligt lukt. Produkten är pH-neutral, biokompatibel och stödjer sårhelingsprocessen. Produkten har antimikrobiella egenskaper som reducerar mikrobiell aktivitet i såret.

Användning Rengör såret genom att applicera rikligt med lösning på det drabbade området. För att underlätta debridering och för att avlägsna biofilm, lägg ett omslag med lösningen och låt verka i 10-15 minuter. Om indikerat, applicera därefter *Bactiguard Wound Care SårGel*.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29963	250 ml	-	82,50	1 st
29964	500 ml	-	115,00	1 st



SÅRGEL – Bactiguard Wound Care Sårgel (Bacitugard)

Innehåll Renat vatten, natriumhypoklorit (0,05%), natriumklorid och litiummagnesiumnatriumsilikat. Innehåller inga steroider eller läkemedel.

Indikation Gelen är en bakteriostatisk hydrogel avsedd för fuktning och debridering av akuta och kroniska sår, såsom venösa bensår, diabetessår, operationssår, brännskador (grad 1 och 2) och trycksår i kategori IV. Produkten är biokompatibel och stödjer sårhelingsprocessen.

Användning Applicera gelen jämnt över det drabbade området. Täck med lämpligt förband. Applicera gel mellan förbandsbytena för att bevara såret fuktigt, undvika bakterieåterväxt samt underlätta debridering mellan omläggning.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29962	tub 15 g	-	37,50	20 st



SÅRTVÄTT – Prontosan (B Braun)

Innehåll Spolvätska med polyhexanid (PHMB) och Betain.

Användning Låt en Prontosan-dränkt kompress ligga på/i såret i 10-15 minuter

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25002	350 ml	-	98,56	1 st
25493	1000 ml	-	202,80	1 st



SÅRGELÉ, ANTISEPTISKT UPPRENSANDE – Prontosan Wound Gel X (B Braun)

Innehåll Gel med Polyhexamin (PHMB) och Betain.

Egenskaper Löser upp biofilm, fibrinbeläggning och nekrotisk vävnad.

Användning 3-5 mm gel. Applicera på/i såret. Täck med något absorberande förband. För användning under en begränsad tid.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
24955	tub 50 g	-	28,52	1 st



SÅRGELÉ, DEBRIDERINGSSELÉ – ChloraSolv (RLS Global)

Innehåll Med antimikrobiella egenskaper.

Egenskaper Underlättar skonsam debridering av evitaliserad vävnad.

Användning För användning under en begränsad tid. Observera kylvara!

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
28433	1x3 ml	UTGÅTT	-	-



RINGKYRETT – Kai (Sylak)

För mekanisk sårrengöring/debridering av fibrinbelagd såryta. Steril.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
28410	2 mm	27687	18,16	10 st
28411	3 mm	27688	18,16	10 st
28412	4 mm	27689	18,16	10 st
28413	5 mm	27690	18,77	10 st
28414	7 mm	27691	18,77	10 st



Sårlinjal

SÅRLINJAL

Avsedd för att mäta sårstorlek under läkningprocessen. Lätt vidhäftande remsa på baksidan.

Beställ via tryckeriet **Exaktas webbshop**


Offentliga vårdinstanser når Exaktas webbshop via Marknadsplatsen och den "gröna jordgloben/kundvagnssymbolen" (se symbol uppe till höger). Därefter kommer ett nytt fönster upp "Gå till webbshop, välj kategori "Trycksaker". Välj inne i webbshopen – skriv in artikelnummer 507815 i sökfunktionen.

Privata vårdinstanser skapar inloggning till Exaktas webbshop via <https://privat-regionskane.exaktaprint.se/customer/account/login>



Beställs i block om 25 linjaler. Minsta beställningsbara enhet är 25 block.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
507815	140 mm	-	0,71	20 st



Date: _____
Patient initials: _____

Tryck: Produkt nr. 507815 2012
www.exakta.se

Tamponader

TAMPONAD (Bastos Viegas)

22-trådar. Rulle 5 meter.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27336	höggradigt ren, 1,25 cm	154	1,19	24 st
27337	höggradigt ren, 2,5 cm	25030	1,87	12 st
1557	höggradigt ren, 5 cm	-	2,99	12 st
16805	steril, 1,25 cm	-	1,90	1 st
16809	steril, 2,5 cm	-	2,67	1 st



TAMPONAD – Selefa (OneMed)

32-trådar. Med röntgenråd.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16806	steril, 2x50 cm	-	0,81	10 st
16811	steril, 5x100 cm	-	1,82	10 st
16812	steril, 50x200 cm	-	2,61	10 st



VAGINALTAMP – Selefa (OneMed)

Gasväv. Med snöre och röntgenråd.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
17048	steril, 3,2x7 cm	-	18,32	25 st

Kompresser

KOMPRESS, EJ VIDHÄFTANDE – Sårdyna (ViTri)

Liksidig, absorberande kompress som inte fäster på sårytan.

Ersätter Solvaline N.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27344	steril, 5x5 cm	-	0,42	50 st
27345	steril, 10x10 cm	-	0,78	50 st
27347	steril, 10x20 cm	-	2,94	50 st



KOMPRESS, NONWOVEN – Embra och Selefa (OneMed)

4-lagers kompress av viskos/polyester/nonwoven. Höggradigt ren i dispenserbox. Steril i 5-pack.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25011	Embra, höggradigt ren, 5x5 cm	-	0,02	150 st
3112	Embra, höggradigt ren, 7,5x7,5 cm	-	0,03	150 st
25012	Embra, höggradigt ren, 10x10 cm	-	0,11	100 st
25013	Selefa, steril, 5x5 cm	-	0,04	150 st
25014	Selefa, steril, 7,5x7,5 cm	-	0,04	150 st
25015	Selefa, steril, 10x10 cm	-	0,09	250 st
20806	Selefa, steril, 10x20 cm	-	0,27	40 st



KOMPRESS, GASVÄV – Selefa (OneMed)

Höggradigt ren i dispenserbox. Steril i 5-pack.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
3114	höggradigt ren, 8-lager, 5x5 cm	-	0,04	120 st
924	höggradigt ren, 8-lager, 7,5x7,5 cm	-	0,11	120 st
15820	höggradigt ren, 8-lager, 10x10 cm	-	0,16	120 st
17540	höggradigt ren, 16-lager, 10x10 cm	-	0,44	100 st
6665	höggradigt ren, 12-lager, 10x20 cm	-	0,50	50 st
112	steril, 8-lager, 5x5 cm	-	0,06	125 st
71	steril, 8-lager, 7,5x7,5 cm	-	0,06	125 st
16795	steril, 8-lager, 10x10 cm	-	0,18	120 st
215	steril, 12-lager, 10x20 cm	-	0,49	40 st



GASVÄV, OVIKT – Selefa (OneMed)

Höggradigt ren.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
12792	höggradigt ren, 15x15 cm	-	0,09	500 st
926	höggradigt ren, 20x20 cm	-	0,11	500 st
927	höggradigt ren, 30x30 cm	-	0,12	500 st
29815	höggradigt ren, 40x40 cm	73	0,12	500 st



TRAKEALKOMPRESS – Medicomp Drain (HARTMANN)

Non-woven med Y-slits.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
16925	7,5x7,5 cm	-	0,29	50 st



TRAKEALKOMPRESS – AKLA Cellosoft (CODAN)

Icke vidhäftande. Slitsad med hål.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
2834	7,5x10 cm	-	1,58	100 st



KOMPRESS FÖR DRÄN OCH GASTROSTOMI – Skin X (Mediplast)

Rund absorberande kompress med en plastad sida. Slitsad med hål.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
20794	Ø 4 cm, hål Ø 3 mm	-	0,99	100 st
27317	Ø 5 cm, hål Ø 7 mm	-	6,08	100 st
27318	Ø 7,5 cm, hål Ø 10 mm	-	7,51	100 st



RUNDTORK, NONWOVEN – Selefa (OneMed)

Höggradigt ren i kartongförpackning. Steril i 5-pack.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
8229	höggradigt ren, liten	-	0,12	200 st
8227	höggradigt ren, medium	-	0,14	150 st
8225	höggradigt ren, stor	-	0,18	100 st
22450	steril, liten	-	0,16	75 st
31669	steril, medium	8228	0,21	75 st
8226	steril, stor	-	0,22	50 st

**RUNDTORK, GASVÄV – Selefa (OneMed)**

Höggradigt ren i kartongförpackning. Steril i 50-pack.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
27349	höggradigt ren, liten, 30 mm	12783	0,12	200 st
100	höggradigt ren, medium, 50 mm	-	0,15	100 st
1598	höggradigt ren, stor, 60 mm	-	0,38	100 st
27353	steril, medium 50 mm	2343	0,21	50 st

**PLATTORK, GASVÄV – Selefa (OneMed)**

Höggradigt ren i dispenserbox. Steril i 5-pack.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25032	höggradigt ren, 8x8 mm	-	0,28	100 st
27348	höggradigt ren, 30x30 mm	2357	0,21	1000 st
25026	steril, 30x30 mm	-	0,60	250 st

**VAGINALTORK PÅ PINNE (Mediq)**

Skaftad rundtork.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
101	Ø 45 mm. längd 24,5 cm	-	0,57	25 st

**Hälavlastning****HÄLAVLASTNING MED FIXERING – Body Armor (Etac)**

Hälavlastare avsedd att användas förebyggande samt för behandling av trycksår på häla. Med polyuretanskum och kardborrefixering. Avsedd för en-patientsbruk.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
29124	set	27470	357,50	1 st

**HÄLAVLASTNING MED ELLER UTAN KIL – Prevalon (Techno Medica)**

Tryckavlastande stövel av textil med fiberfyllning. Med elastiska remmar för fixering och för att motverka spetsfot. Kil motverkar utåtrotation av benet. Avsedd för en-patientsbruk.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
25003	med kil	-	880,60	1 st
25004	utan kil	-	702,00	1 st



HÄLAVLASTNING UPPBLÅSBAR – Heel up (HEA Medical)

Enpatients hälavlastning med ytskikt av nonwoven. Kan användas till en patient i upp till 8 veckor. Blåses upp med en handpump. Beställ handpump separat.

RS NUMMER	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	PRIS//STYCK	KUNDFP
26353	small, längd 32 cm	-	123,90	1 st
26354	medium, längd 39 cm	-	124,95	1 st
26355	large, längd 48 cm	-	126,00	1 st
26356	handpump	-	91,20	1 st



Koncernstab inköp och ekonomistyrning

www.skane.se/koncerninkop

info.koncerninkop@skane.se