

2024-03-19

# Produktkatalog

**LAB – kemiska  
vätskor**

# GENERELL INFORMATION

## Kontakt

Produktfrågor: [labmedicin@skane.se](mailto:labmedicin@skane.se).

Avtalsfrågor: [info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se).

Ange artikelnummer, produktnamn eller avtalsnummer för snabbare hantering

## Beställning

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Läs mer om förbrukningsmaterial på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning).

## Leveransförsening

Kontakta Kundcenter på telefon 39 000. Ange beställningsnummer.

Information om orsak, tidsaspekt och eventuella ersättningsprodukter publiceras fortlöpande vid större leveransförseningar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning).

## Reklamation

Läs mer om hur du reklamerar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning).

## Säkerhetsdatablad

Offentliga vårdgivare: Säkerhetsdatablad på avtalade produkter hittar du i [KLARA produktregister](#) på intranätet .

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Etanol.....	4
Formaldehyd.....	6
Isättika.....	6
JFC-lösning.....	7
Metanol.....	7
Xylen.....	7

# KEMISKA VÄTSKOR

## Etanol

### ETANOL 70 % (Histolab)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover. Klar, färglös vätska med lukt av alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Etanol 70 %, odenaturerad pH.Eur.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor.

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
01370.01L	1 liter		1 st
01370.05L	5 liter		1 st
01370.20L	20 liter		1 st



Brandfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon



### ETANOL 70 % (Solveco)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover. Klar, färglös vätska med lukt av alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Etanol 70 %, odenaturerad pH.Eur.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor.

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
1326	25 liter	Nyhet	1 st



Brandfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon



### ETANOL 95/96 % (Histolab)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover och färgningar. Klar, färglös vätska med lukt av alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Etanol 95/96 %, odenaturerad pH.Eur.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor.

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
01395.01L	1 liter, 95 %		1 st
01396.01L	1 liter, 96 %		1 st
01396.05L	5 liter, 96 %		1 st
01396.20L	20 liter, 96 %		1 st



Brandfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon



## ETANOL 96 % (Solveco)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover och färgningar. Klar, färglös vätska med lukt av alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Etanol 96 %, odenaturerad pH.Eur.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
1325	25 liter	Nyhet	1 st
1004	1000 liter, IBC (beställ via inkösuppdrag)	Nyhet	1 st
9000	Bulk kg (beställ via inkösuppdrag)	Nyhet	1 st



Brandfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon



## ABSOLUT ETANOL 99 % (Histolab)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover. Klar, färglös vätska med lukt av alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Etanol 99,9 %, odenaturerad pH.Eur.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
01399.01L	1 liter		1 st
01399.05L	5 liter		1 st



Brandfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon



## ABSOLUT ETANOL 99,5 % (Solveco)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover. Klar, färglös vätska med lukt av alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Etanol 99,5 %, odenaturerad pH.Eur.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor.

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
1324	25 liter	Nyhet	1 st
1791	1000 liter, IBC (beställ via inkösuppdrag)	Nyhet	1 st
9050	Bulk kg (beställ via inkösuppdrag)	Nyhet	1 st



Brandfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon



## Formaldehyd

### FORMALDEHYD 4 % FOSFATBUFFRAD (Solveco)

Används vid fixering. Även benämnd Formalin. Avsedd för fixering av vävnadsprover. pH 7, Klar, färglös vätska med lätt stickande lukt. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Formaldehyd 4 %, Metanol <0,2 %.

**Hälsorisker** Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergisk hudreaktion

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
1198	1 liter		12 st
1092	5 liter		3 st
1724	10 liter		1 st
1093	25 liter		1 st
1338	1000 liter, IBC (beställ via inkösuppdrag)	Nyhet	1 st
1397	Bulk kg (beställ via inkösuppdrag)	Nyhet	1 st



Skadlig      Hälssofarlig      Handskar      Skyddsglasögon

### ISOPROPANOL (Histolab)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover. Lättflytande och flyktig, färglös vätska med lukt av söttaktig alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Isopropanol, min 99,5 % koncentrat.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan skapa dåsighet eller yrselkänslor

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
02150.01L	1 liter		1 st
02150	2,5 liter		1 st
02155	5 liter		1 st



Brandfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon



## Isättika

### ISÄTTIKA 99 % (Solveco)

Används som laboratoriekemikalie. Även benämnd Ättiksyra, frostad. Färglös vätska med skarp lukt. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Ättiksyra, Reag. pH.Eur.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

*Ersätter VWR International.*

LEV ART NR	UTFÖRANDE	KLARA ID	ERSÄTTER	KUNDFP
1195	1 liter		20104.298	6 st



Frätande



Brandfarlig



Handskar



Skyddsglasögon

## JFC-lösning

### JFC SOLUTION (Histolab)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover. Klar, färglös vätska med lukt av alkohol. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** JFC lösning.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Skadlig vid inandning och orsakar hud- och ögonirritation. Kan skapa dåsighet eller yrselkänslor. Kan vara dödlig vid förtäring. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
MI-51408	5 liter		1 st



Brandfarlig



Hälsosfarlig



Skadlig



Miljöfarlig



Handskar



Skyddsglasögon



## Metanol

### METANOL (Histolab)

Används som kemisk reagens. Färglös vätska med karakteristisk lukt. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Metanol, Reag. Ph.Eur.

**Hälsorisker** Giftig vid förtäring, hudkontakt eller inandning. Orsakar organskador

Ersätter VWR International 20847.307.

LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER	KUNDFP
1437-2.5L-PE	2,5 liter		4 st
1455-2.5L	2,5 liter, till dispenser		4 st



Brandfarlig



Hälsosfarlig



Giftig



Handskar



Skyddsglasögon



## Xylen

### XYLEN (Solveco)

Används som laboratoriekemikalie. Avsedd för dehydrering av vävnadsprover. Färglös vätska med sötaktig lukt. Se säkerhetsdatablad för övrig information.

**Innehåll** Xylen.

**Hälsorisker** Brandfarlig. Skadlig vid inandning och hudkontakt. Kan orsaka organskador vid upprepad, långvarig exponering. Kan vara dödlig vid förtäring.

Ersätter Histolab.

LEV ART NR	UTFÖRANDE	KLARA ID	ERSÄTTER	KUNDFP
1067	1 liter		02070	3 st
1148	5 liter		02080	4 st
1792	1000 liter, IBC (beställ via inkösuppdrag)		Nyhet	1 st
9074	Bulk kg (beställ via inkösuppdrag)		Nyhet	1 st



Brandfarlig



Hälsosfarlig



Skadlig



Handskar



Skyddsglasögon

# Koncernstab inköp och ekonomistyrning

[www.skane.se/koncerninkop](http://www.skane.se/koncerninkop)

[info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se)