

## Information avseende Melior

Information angående *Pilning bakåt i tiden för utsatt ordination* samt *Klockboxen* i Ordinationsöversikten

**Dokument ID:** 69862

**Typ av åtgärd:** Information

### Meddelande till Cerners kunder som använder Melior

**Datum:** 2021-11-15

**Viktigt:** Meddelandet ska distribueras vidare inom kundens organisation till de befattningshavare som kan behöva denna information för korrekt användning av produkten.

Detta brev innehåller information avseende *Pilning bakåt i tiden för utsatt ordination* samt *Klockboxen* i Ordinationsöversikten. Detta med anledning av att det inkommit ett ärende till supporten att utsatta ordinationer i Ordinationsöversikten återanvänds. Denna funktionalitet stöds ej i Meliors Ordinationsöversikt. För att ordinationer ska bli tydliga så behöver utsatta ordinationer sättas in igen istället för att återanvändas.

### Beskrivning i inrapporterat ärende

Utgångsläget är att en ordination exempelvis är utsatt den 5/11.

Ordinerade läkemedel	Dubbelklicka för att expandera	211102	211103	211104	211105	211106	211107	211108
Ringer-Acetate Baxter Viaflo Infusionsvätska, lösning	Martinlak2	1000x2	⇒	⇒	○	1		

Den 8/11 pilar läkaren på nollan för den 5/11 och svarar **Nej** på frågan i meddelandet "Du försöker ordinera bakåt i tiden för följande läkemedel: Ringer-Acetate... Vill du skapa passerade utdelningar?". Nu visas en pil istället för nollan i cellen för den 5/11.

211105
⇒

Om man tittar på pilarna översiktligt i Ordinationsöversikten så kan det tolkas som att patienten har fått ordinationen även den 5/11.

Ordinerade läkemedel	Dubbelklicka för att expandera	211102	211103	211104	211105	211106	211107	211108
Insatt: 2021-10-30								
Ringer-Acetate Baxter Viaflo Infusionsvätska, lösning	Martinlak2	1000x2	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

### Korrekt hantering i Melior

Att utsättning är gjord (ordinationen = nollad) är ett aktivt ställningstagande som har tagits. Vid pilning på en nolla enligt beskrivningen i det inrapporterade ärendet genereras en pil i cellen.

För att se vilka utdelningstillfällen som finns för ordinationen behöver aktuell cell markeras och resultatet visas därmed i Klockboxen. För fullständig information kan historiken tas fram.

Vid markering av cellen i beskrivet scenario finns inga utdelningstillfällen i Klockboxen för den 5/11 p g a att läkaren svarat **Nej** på frågan i meddelandet "Du försöker ordinera bakåt i tiden för följande läkemedel: Ringer-Acetat... Vill du skapa passerade utdelningar?".

Ordinerad tid	Dos	Inf.hastighet	Insättningstid	V.dos	V.inf.tid	Sign	Kom	Utv	Status	SS
										1 Skapa
										2 Ändra
										3 Radera

**För att ordinationer ska bli tydliga så behöver utsatta ordinationer sättas in igen istället för att återanvändas genom att pila på nolla.**

Ordinerade läkemedel	Dubbelklicka för att expandera	211102	211103	211104	211105	211106	211107	211108
Ringer-Acetat Baxter Viaflo Infusionsvätska, lösning	Martinlak2					1000x2	⇌	⇌
Ringer-Acetat Baxter Viaflo Infusionsvätska, lösning	Martinlak2	⇌1000x2	⇌	⇌	⊙ 1			

## Kontaktinformation

Har ni några ytterligare frågor kring ovanstående kontakta gärna undertecknade.

Med vänliga hälsningar

Lena Junermark  
 Produktägare Melior  
 E-mail: lena.junermark@cerner.com  
 Telefon: 070-6628893

Martin Axelsson  
 Produktspecialist  
 E-mail: martin.axelsson@cerner.com  
 Telefon: 076-8400124