

PMO-guide Primärvården


Hörselkontroll

Hörselkontroll


Alla hörselkontroller som genomförts syns på modulens startsida. Dubbelklicka på *Hörselkontroll* i vänstermenyn, eller högerklicka på *Hörselkontroll* och välj *Startsida*.

Ny hörselkontroll

Välj *Ny* och gör din registrering.




Fyll i värden eller klicka på *U.a. höger* och *U.a. vänster*, normalvärden läggs då in. Enstaka värden kan ändras vid behov. Signera.



The screenshot shows the 'Ny hörselkontroll' form. It includes a header with 'Avbryt', 'Spara', and 'Signera'. Below the header, there are frequency options: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000. For each frequency, there are input fields for 'Höger öra' and 'Vänster öra', all containing the value '20'. There are checkboxes for 'U.a. höger' and 'U.a. vänster', both checked. A 'Kommentar:' field is present, and a 'Värde u.a:' field contains the value '20'.

Graf

På startsidan kan du även välja att se en grafisk översikt av hörselkontrollerna. Välj *Graf* i menyraden. *Stäng* när du är klar.




PMO-guide Primärvården

Hörselkontroll

Förhandsgranska

Längst ner på startsidan finns en panel för förhandsgranskning. Panelen kan öppnas och stängas med kortkommando *Ctrl+w*.



Datum	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	Init	Sign	Kommentar
2019-06-12												JF	#	
Höger öra		0	5	5	5	10	5	10	10	10				
Vänster öra		10	5	5	5	10	10	10	5	10				

Sortering
 Datum fallande
 Datum stigande

Hörselkontroll 2019-06-12 JF

Kommentar:

Frekvens i Hz:	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000
Höger öra:	0	5	5	5	10	5	10	10	10
Vänster öra:	10	5	5	5	10	10	10	5	10

Korrigera

Om du vill ändra eller radera en registrering utgår du från modulens startsida. Markera registreringen och välj *Ändra* eller *Radera* i menyraden.



Datum	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	Init	Sign	Kommentar
2020-02-21												ASA		
Höger öra	10	5	10	10	10	5	5	5	5	5	5			
Vänster öra	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			

Egna inställningar

Via *Inställningar* kan du själv välja vilka värden du ska använda.

