

### LANDSKRONA

## Prov för akut analys och beställning av blodkomponenter under jourtid

### Provtagning jourtid

Om blodgruppering, BAS-test mm behöver utföras under jourtid (= 18.00–07.30 vardagar, samt hela dygnet helger) måste prov skickas till Transfusionsmedicin, Lund, för analys.

1. Ring Transfusionsmedicin i Lund 046-17 32 20 (internt 7 32 20).
2. Uppge **personnummer** och namn och på patienten och **när** patienten behöver blod.
3. Kom ihåg att skriva kund-kod och telefonnummer på remissen!
4. Packa prov i provhylsa. Lägg provhylsa/or och remiss i transportkuvert avsett för provförsändelser.  
Skicka provet med taxi till:  
*Transfusionsmedicin (KIT), F-blocket, Universitetssjukhuset i Lund.*
5. Transfusionsmedicin i Lund meddelar per telefon när analysen av provet är färdig.  
Transfusionsdokument medföljer beställd blodenheter.

### Blodbeställning jourtid

Om patient behöver blodkomponenter under jourtid och detta inte är förbeställt, måste komponenterna beställas från Transfusionsmedicin, Lund.

1. Ring Transfusionsmedicin, Lund 7 32 00 och uppgi:
  - patientens personnummer och namn
  - vilka blodkomponenter som önskas
  - till vilken avdelning blodet ska skickas samt ert telefonnummer
2. Blodkomponenter reserveras i Lund och skickas därefter direkt till beställande avdelning.
3. Om fler än en blodkomponent är beställd ska de förvaras i det temperaturövervakade blodkylskåpet på Laboratoriemedicin Bas.
4. Glöm inte att kontrollera att namn och personnummer på blodkomponenten stämmer överens med patientens innan transfusionen på börjas.