

## PENISPROTES I SILIKON

Protesteknik i norr tillverkar penisproteser anpassade till den enskilda protesbäraren.

Protesbäraren bestämmer hur protesen skall utformas.



Penisprotes tillverkad av ProtesTeknik i Norr

### **ProtesTeknik i Norr AB**

Riksvägen 2k  
90431 Umeå

090-6904650  
070-2150531  
mikael.sundstrom@protesteknikinorr.se  
www.protesteknikinorr.se

**ProtesTeknik i Norr AB**

PATIENTEN I CENTRUM

# KROPPS- ANPASSAD PENISPROTES I MEDICINSKT SILIKON

TFN: 090-6904650

Proteser som tillverkas hos ProtesTeknik i Norr utgår från en avgjutning av det område där proteserna skall sitta. Proteserna tillverkas mot avgjutningen. Det gör att de får en perfekt passform. Alla proteserna tillverkas individuellt anpassade. Proteserna tillverkas efter individens önskemål.

Proteserna kan göras i två modeller.

1. Standard, fungerar som utfyllnad i byxor (pucker) och har ett naturtroget utseende samt hudkänsla.
2. Protes med urinarfunktion har ett naturtroget utseende samt hudkänsla.


### Arbetets gång:

Remiss från ditt sjukhus skickas till ProtesTeknik i Norr AB.

Ditt sjukhus bokar tid och datum för avgjutningsmottagning med ProtesTeknik.

Innan avgjutningen får du se olika typer av penisproteser, du får bestämma hur din protes skall se ut samt att färgtagning tas.

Efter avgjutningen tillverkas en vaxprototyp hos ProtesTeknik.



Bilder på prototypen mailas till dig för godkännande.

Den färdiga proteserna skickas hem till dig, rekommenderat.

### Medicinskt silikon

Materialen som används är Medicinska silikonerna, Den är godkänd för att sitta mot huden i upp till 30 dagar.

Silikonerna tillverkas i olika hårdheter och på det viset kan de byggas upp proteser så att de får en känsla av att vara en del av kroppen. Proteserna fylls med ett mjukare silikon, för en taktillräkande känsla.

ProtesTeknik i Norr AB är registrerad hos Läkemedelsverket för tillverkning av medicintekniska produkter.

---

### ProtesTeknik i Norr AB

Riksvägen 2K  
90431 Umeå

Telefon: 090-6904650  
Mob: 070-2150531  
E-post: [mikael.sundstrom@protesteknikinorr.se](mailto:mikael.sundstrom@protesteknikinorr.se)  
Web: [www.protesteknikinorr.se](http://www.protesteknikinorr.se)