

SORTIMENT

MEDICINSKA BEHANDLINGSHJÄLPMEDEL/ANDNING

2024-12-01

Sortimentet av medicinska behandlingshjälpmedel består av utrustning från både nuvarande avtal och tidigare avtal. Utrustningar inom samma produktområde har övergripande likvärdig funktion och kan ge patient motsvarande behandling. Utrustning i lager ska väljas och beställas före det att utrustning som genererar nyinköp beställs när utrustning med likvärdig funktion finns i lager. Utrustning som förskrivs ägs av Region Skåne och är ett lån till patienten. När behov upphör ska utrustningen lämnas åter VO hjälpmedel. Utrustning som återlämnas rekonditioneras mellan patienter för att kunna förskrivas på nytt. Generellt rekonditioneras och återanvänds utrustning så länge de har teknisk livslängd kvar, är i gott skick och uppfyller tekniska specifikationer. Förbrukningstillbehör (t.ex. slangar, befuktarebehållare och filter) återanvänds inte. Dessa byts och ersätts med nya artiklar vid rekond.

| Avtalad Leverantör | Kontaktperson | Avtalsnummer | Avtalsstart | Driftstart | Övrigt/Information |
|----------------------|--|-----------------|------------------|------------|--|
| Medidyne AB | Jonny Eriksson, jer@medidyne.se Sofie Hoff Wästefors, shw@medidyne.se | 2024-0001166-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | |
| Breas | Joakim Rydberg, Joakim.Rydberg@breas.com | 2024-0001166-02 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | |
| Resmed Sweden AB | Jessica Jogensjö, Jessica.jogensjo@resmed.se | 2024-0001166-03 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | |
| Aspira Medical AB | Karin Björck, Karin.Bjorck@aspira.se | 2024-0001166-04 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | |
| Nowus Healthcare A/S | Lars Grothén, Lars.grothen@nowushealthcare.com | 2024-12-01 | prel. 2025-03-01 | | Utrustning blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01. Arbete för driftsättning av tillhörande mjukvarusystem och framtagande av arbetsrutiner för system pågår. |

Praktisk handhavandebildning av utrustning bokas av förskrivande vårdenhet själv, genom kontakt med Leverantör, för att komma överens om dag och tid som passar båda parter.

Kontakt VO Hjälpmedel

Sortimentsfrågor:

sortimenthjm.hoh@skane.se

Sortiment- och avtalsledare:

Pia Andersson

För övriga och support och frågor:

Hjälpmedel kundservice

vardarar kl. 8:00-16:00

hjalpmedel@skane.se

0770 - 11 11 00

För att snabbare och lättare kunna få hjälp vid kontakt underlättar det att du bifogar/har uppgifter tillgängliga. T.ex. kundordernummer, leverantör, typ av produkt, leverantörs artikelnummer eller sesam artikelnummer. Ange i ämnet för ditt e-postmeddelande VAD din kontakt gäller OCH att det rör produktområde "Medicinsk behandling/Andning"

PRODUKTOMRÅDE

1 CPAP

Utrustning för behandling av sömnapné. Autotitrerande utrustning (APAP). Drifttrycksområde 4-20 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarbehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flergångs apparat/grovfilter för 5 års förbrukning, transportväska och användarmanual.

Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling och användande av telemedicintjänst.

| Avtalad Leverantör | Produktbenämning | Lev. artnr. | Sesam artnr. | Teknisk livslängd (antal år) | Förebyggande underhåll | Övrigt/Information |
|----------------------------|--|----------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|
| Medidyne AB | DreamStation 2 Advanced Auto CPAP w/ Humid cell/BT | NDX520H15C | 100327 | 5 | nej | Utrustning i pågående avtal. |
| Nowus Healthcare A/S | prisma SMART max | LMT 31960-1210 | 111195 | 6 | nej | Utrustning blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01. Arbete för driftsättning av tillhörande mjukvarusystem och framtagande av arbetsrutiner för system pågår. |
| Resmed Sweden AB | APAP AirSense 11 Tri-pack (inkl HumidAir 11 + Climate Line) | 39181 | 101741 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | CPAP - DreamStation Auto CPAP inkl befuktare och GSM-Modem | NDX500H15M | 80360 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | APAP AirSense 10 AutoSet TRI-pack | 37259 | 77683 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | APAP AirSense 10 AutoSet Card To Cloud *TILLFÄLLIGT SORTIMENT* | 37505 | 102369 | 5 | nej | Modellen saknar funktion för att kunna kopplas upp till molntjänst. |

2 BILEVEL AUTO SÖMN

Utrustning för behandling av sömnapné till vuxna. Autotitrerande utrustning (BiLevel Auto). Drifttrycksområde 4-25 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarbehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flergångs apparat/grovfilter för 5 års förbrukning, transportväska och användarmanual.

Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling och användande av telemedicintjänst.

| Avtalad Leverantör | Produktbenämning | Lev. artnr. | Sesam artnr. | Teknisk livslängd (antal år) | Förebyggande underhåll | Övrigt/Information |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|
| Medidyne AB | DreamStation Auto BiPAP | NDX700H15 | 111167 | 5 | nej | |
| Nowus Healthcare A/S | prisma 25S | LMT 29990-1110 | 111170 | 6 | nej | Utrustning blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01. Arbete för driftsättning av tillhörande mjukvarusystem och framtagande av arbetsrutiner för system pågår. |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | DreamStation ASV + Humidifier | NDX900H15 | 109160 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | AirCurve 10 VAuto TRI-pack | 37262 | 79364 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | AirCurve 10 CS PaceWave TRI-pack | 37282 | 102338 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | Bilevel AirCurve 11 VAuto Tri-pack | 39183 | 108693 | 5 | nej | |

3 BILEVEL BAS

Utrustning för non-invasivt, icke livsuppehållande ventilationsstöd för långtidsbruk för minst vuxna patienter i hemmiljö. För läckande system/ventilerad mask. Drifttrycksområde 4-30 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarebehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flergångs apparat/grovfilter för 5 års förbrukning, transportväska och användarmanual.

Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling och användande av telemedicintjänst.

| Avtalad Leverantör | Produktbenämning | Lev. artnr. | Sesam artnr. | Teknisk livslängd (antal år) | Förebyggande underhåll | Övrigt/Information |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|
| Medidyne AB | Dreamstation BIPAP AVAPS | NDX1130H20 | 111166 | 5 | nej | |
| Resmed Sweden AB | Lumis 100 VPAP ST-A | 28221 | 77545 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | Lumis 100 VPAP ST | 28104 | 103663 | 5 | nej | Modellen saknar alarmfunktion. Drifttrycksområde 2-25 cmH2O. |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | Lumis 150 VPAP ST-A TRI-pack | 28205 | 101348 | 5 | nej | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | Lumis 150 VPAP ST-A (engelsk display) | 28113 | 98089 | 5 | nej | Modellen har engelsk display. |

4 BILEVEL AVANCERAD

Utrustning för non-invasivt, icke livsuppehållande ventilationsstöd för långtidsbruk för minst vuxna patienter i hemmiljö. För läckande system/ventilerad mask. Drifttrycksområde 4-40 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarebehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flergångs apparat/grovfilter för förbrukning till kommande FU, transportväska, användarmanual samt batteri för minst 6 timmarsbatteridrift via internbatteri/click-on-batteri eller externbatteri och tillhörande kablage/laddare som kan behövas för laddning av externbatteri.

Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling till telemedicintjänst för fjärrmonitorering.

| Avtalad Leverantör | Produktbenämning | Lev. artnr. | Sesam artnr. | Teknisk livslängd (antal år) | Förebyggande underhåll | Övrigt/Information |
|----------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------|---|
| Xxxxx XX | Upphandling pågår | | | | | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | Stellar 150 | 24144 | 98082 | 5 | ja | Utrustning utgår från tillverkare våren 2025. Kvarstår i Rekondsortiment. Tillhörande behandlingsväska har utgått och kan inte nyanskaffas. Ersättningsartikel saknas. |

5 HEMRESPIRATOR

Utrustning för livsuppehållande kontinuerlig ventilation av patienter, barn och vuxna, i hemmiljö utanför sjukhus. Primärt för slutet system (trakealkanyl alternativt oventilerad mask)

med intern eller extern expirationsventil på apparaten. Kan användas med extern aktiv värmebefuktare.

Andningsfrekvens kan justeras inom minst 5 - 50 andetag/minut. Tidalvolym kan justeras minst inom intervall 100 -2000 ml.

Levereras från lager med: nätsladd/nätadapter, internbatteri, flergångs apparat/grovfilter för förbrukning till kommande FU, transportväska, adapter till slangset, syrgasnippel, användarmanual samt externbatteri för att tillsammans med internbatteri klara totalt minst 10 timmars batteridrift och ev. tillhörande kablage/laddare som kan behövas för laddning av extra batteri.

Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling till telemedicintjänst för fjärrmonitorering.

| Avtalad Leverantör | Produktbenämning | Lev. artnr. | Sesam artnr. | Teknisk livslängd (antal år) | Förebyggande underhåll | Övrigt/Information |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------|--|
| Medidyne AB | Trilogy EVO | ND2110X15B | 98123 | 10 | ja | |
| Nowus Healthcare A/S | LUISA | LMT 31390-1110 | ej klart ännu | 10 | ja | Utrustning blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01. Arbete för driftsättning av tillhörande mjukvarusystem och framtagande av arbetsrutiner för system pågår. |
| Resmed Sweden AB | Astral 150 | 27023 | 104904 | 8 | ja | |

6

HOSTMASKIN

Utrustning för att avlägsna slem och sekret från luftvägarna, till barn och vuxna med nedsatt egen fysisk kraft att klara mobiliseringen av slem. För användning i både hem- och sjukhusmiljö. Drifttrycksområde $\pm 5 - \pm 70$ cmH₂O.

Levereras från lager med: nätsladd/nätadapter, slangsetmed filter och kopplingsstyce, flergångs apparat/grovfilter för förbrukning till kommande FU, transportväska, användarmanual samt

batteri för minst 30 minuters batteridrift via internbatteri/click-on-batteri eller externbatteri och tillhörande kablage/laddare som kan behövas för drift med och laddning av externbatteri

| Avtalad Leverantör | Produktbenämning | Lev. artnr. | Sesam artnr. | Teknisk livslängd (antal år) | Förebyggande underhåll | Övrigt/Information |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------|---|
| Aspira Medical AB | EO-70 | 460400 | 105594 | 10 | ja | |
| Breas Medical AB | Clearway 2 | 232201 | 111093 | 7 | ja | |
| <i>Nej/Rekondsortiment</i> | Kalos | MPR402 | 101841 | 5 | ja | |
| <i>Utgår ur Sortiment</i> | <i>CA E70</i> | <i>1098159</i> | <i>98077</i> | <i>5</i> | <i>ja</i> | <i>Utrustning utgått från tillverkare. Rekondsortiment är svårt att tillhandahålla pga brist på tillbehör/reservdelar. Utrustning tas ur sortiment.</i> |